



# Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.

 **DMG**

**SDI**

 **polydentia**  
swiss manufacture

**roeko**

**Dentatus**

 **dxm**

**OsteoBiol**  
by Tecnos

 **Carestream**  
DENTAL

 **USTOMED**  
INSTRUMENTE

 **Aseptico**

**bredent**  
medical

 **DEXIS**

 **YAMAKIN**

 **MK-dent**  
GERMANY

**medipac**  
medical supplies

 **BIOMTA**

 **PERFECTO**

 **ACEONEDENT**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
2023**



## ACEONEDENT

σελ. 213

Κώννοι χάρτου/Κώννοι γουταπέρκας



σελ. 218-219



### *Gutta Easy*

Ασύρματο  
σύστημα έμφραξης  
των ριζικών σωλήνων.




### *FRIENDO*



σελ. 214-217



Μηχανοκίνητο σύστημα  
ενός εργαλείου,  
από κράμα νικελίου-τιτανίου (NiTi)  
για την επεξεργασία  
των ριζικών σωλήνων.



Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα της εταιρείας μας (νέα προϊόντα, σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνεργασίες) εγγραφείτε στο site μας καθώς και στο Newsletter μας.

[www.vitsaropoulos.gr](http://www.vitsaropoulos.gr)



## Luna 2

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης με υψηλή αισθητική και εξαιρετικό χειρισμό.

σελ. 4



## Radii Xpert

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED.

σελ. 12-13



## PermaCem Universal

Διπλού πολυμερισμού ρητινώδης κόλλα γενικής χρήσης.

σελ. 47



## LuxaBond Universal

Διπλού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας για οδοντίνη και αδαμαντίνη ο οποίος λειτουργεί και ως primer για έμμεσες αποκαταστάσεις.

σελ. 53



## myQuickmat All-round

Σύστημα περιμετρικών τεχνητών τοιχωμάτων με καρούλι σύσφιξης.

σελ. 69



## PolydentiaPRO

Τεχνητό τοίχωμα προστασίας όμορων επιφανειών από χαρακιές φρέζας, κατά την παρασκευή κοιλότητας II ομάδας.

σελ. 73



## STATIM 6000B G4+

Αυτόκαυστο class B.

σελ. 133



## VacuSoft

Ρύγχος αναρρόφησης για μεγαλύτερη άνεση και χαμηλό θόρυβο κατά την αναρρόφηση. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ειδικές ομάδες ασθενών.

σελ. 229



Αδροποιητικά δοντιού	10
Ακτινολογίας υλικά	194-196
Αμαλγάματα	22
Απευαισθητοποιήσης υλικά	20-21, 27
Απολυμαντικά/Καθαριστικά	111-113
Αποστείρωσης στο αυτόκαυστο, σακούλες & δείκτες	95, 101, 106
Αποτυπωτικά υλικά και συσκευές ανάμειξης	33-39, 114-115
Αρθρωτήρες/προσωπικά τόξα/βοηθήματα ανάρτησης	84, 188-193
Αυτόκαυστα	132-133
Βαμβακιού προϊόντα και θήκες	103, 232, 233, 234
Βελόνες	109
Γάζες	88, 98
Γάντια	86, 110
Γυαλιά προστασίας	92
Διακοσμητικά για τα δόντια	129
Διαμάντια τροχίσματος/φινιρίσματος	125, 126, 150-154, 208-209
Διάφορα	76, 91, 107, 122, 229
Δισκάρια αποτύπωσης/Συγκολλητικό δισκαρίων	38, 117
Δισκάρια φθορίωσης	98
Είδη για την τοποθέτηση των οδοντιατρικών υλικών	23, 109, 120, 129
Ελαστικοί απομονωτήρες και αρπάγες	55, 130, 223, 229
Ελέγχου αρθρώσεως υλικά	220-221
Εμφυτεύματα & προσθετικά εμφυτευμάτων	164-175
Ενδοδοντίας μικροεργαλεία, υλικά & θήκες	122, 203, 204, 205, 211-217, 222-228
Ενδορριζικοί άξονες/Ενδομυλικές καρφίδες	54, 80-81, 128
Ενδοστοματικές συσκευές σάρωσης	156-163
Επιθέματα απορρόφησης σάλιου	123
Εργαλεία	118-119, 184, 206, 219, 228, 232
Εργαλείων δίσκοι/κουτιά	107, 200-202
Θερμοπλαστικά φύλλα	197
Καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης και βοηθήματα	198-199
Καλύμματα προστασίας	90, 92, 93-94, 99-100, 101, 105, 106, 235
Κόλλες προσωρινής-μόνιμης συγκόλλησης	17, 18-19, 42-43, 45-47
Κύπελλα	99, 103
Λειάνσης-στίλβωσης ταινίες, δίσκοι, ελαστικά και βουρτσάκια	76, 124, 146-149, 231
Λεύκανσης προϊόντα	24-26
Μάσκες/Ασπίδες προστασίας του προσώπου	78-79, 96-97
Μηχανικής έκπλυσης κιτ	89, 95
Μικρομότορ χειρουργικά/ενδοδοντίας	131, 224
ΜΤΑ	206-207
Ναρθηκοποίησης ταινίες	77
Νήματα/Υλικά απώθησης των ούλων	48, 232
Οστικά μοσχεύματα και μεμβράνες	176-183, 185
Ουδέτερα στρώματα	49, 205
Πάστες στίλβωσης	27, 57, 120
Πετσέτες ασθενών, θήκες και πετσετοκάτοχα	102, 122
Προσωρινές στεφάνες	128
Ράμματα	186-187
Ρόμπες/Σκουφάκια προστασίας	88, 92, 104

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης και αντάπτορες/Σύστημα αναρρόφησης	90, 109, 229, 230, 231
Σιελαντλίες	99, 103
Σπόγγοι ζελατίνης απορροφήσιμοι	108, 234
Συγκολλητικοί παράγοντες/Σιλάνιο	5, 10, 30-32, 48, 52-53
Σύνθετες ρητίνες εμφράξεων	4, 6-9, 28-29, 32, 50-51, 54
Συσκευές διάφορες	23, 143, 218-219
Συσκευές φωτοπολυμερισμού και εξαρτήματα	11-13, 145
Σύστημα ανασύστασης κατεστραμμένου δοντιού	55
Σφήνες	74-75
Τάμπτες απολύμανσης	91, 104
Τεχνητά τοιχώματα και δακτύλιοι συγκράτησης	58-73, 121, 128
Υαλοϊονομερή υλικά αποκατάστασης	14-16
Υλικά αναγώμωσης οδοντοστοιχιών	40, 116
Υλικά κατασκευής προσωρινών και ημι-μόνιμων προσθετικών εργασιών	41, 44, 116
Υλικά προληπτικών εμφράξεων	9, 17
Υλικό διαπότισης της αρχόμενης τερηδόνας - Icon	56
Υλικό προσωρινής έμφραξης	124
Υπερήχων χειρολαβές/Ξέστρα/ρίνες	143, 144, 145
Φθοριούχα σκευάσματα προστασίας των δοντιών	57, 117
Φρέζες/Φρεζοθήκες	126, 127, 155, 204, 210
Χειρολαβές αερότορ και μικρομότορ/Λιπαντικό	82-83, 134-142, 143
Χειρουργικά πεδία/Χειρουργικά σετ	86, 87, 105, 235
Χρωστικές αποκάλυψης πλάκας	120
Χρωστικές τροποποίησης χρώματος σύνθετων ρητινών	9

## Περιεχόμενα ανά εταιρεία

Aceonedent	213	DMG	33-57	Maxter	110	Reco-Dent	124
Anios	111	DTE	145	Medipac	185-187	Roeko	225-235
Aseptico	130-131	DXM	218-219	MK-dent	134-143	Saniswiss	113
BioMTA	206-207	Ecolab	112	Neolix	214-217	SciCan	132-133
Bredent	164-175	Eve	146-149	Nichrominox	198-204	SDI	4-27
Carestream	194-196	Frank Dental	150-155	Nipro	109	Swe-Dent	128
Centrix	117	Hanel	220-221	Oco	205	Twindent	129
Coltene	222-224	HuFriedy Group	86-101	Osteobiol	176-183	Ustomed	184
Dentatus	80-84	Lang	116	Perfecto	102-108	Woodpecker	144, 145
Depro	109	Major	114-115	Polydentia	58-79	Yamakin	28-32
Dexis	156-163	Mälzer	188-193	Prima	125-127		
Directa	118-123, 129	Mani	208-212	Raintree Essix	197		

**Οι αναγραφόμενες τιμές του καταλόγου, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.**

**Νέο Luna 2**

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης με ανώτερη αντοχή κι αισθητική.

Το Luna 2 είναι η επόμενη γενιά των ρητινών Luna της SDI. Περιέχει ένα μοναδικό μείγμα ενισχυτικών ουσιών, αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας SDI, το οποίο αποδίδει βελτιωμένο χειρισμό, πολύ υψηλή ακτινοσκοπιότητα κι αξιόπιστες μηχανικές ιδιότητες.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

- Άμεσες αποκαταστάσεις σε πρόσθια και οπίσθια δόντια και όψεις.
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Έμμεσα ένθετα, επένθετα και όψεις
- Ναρθηκοποίηση
- Επιδιόρθωση ρητίνης και πορσελάνης
- Τεχνική σάντουιτς με υαλοϊονομερή

Το Luna 2 είναι εξαιρετικό για δόντια που έχουν λευκανθεί κι αποδίδει εξαιρετικά όταν συνδυάζεται με το συγκολλητικό παράγοντα Zipbond Universal.

**ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ**

Το Luna 2 διατίθεται στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, Incisal, Extra Bleach (ισοδύναμο της απόχρωσης λεύκανσης OM2 της Vita®) και 2x Extra Bleach (ισοδύναμο της απόχρωσης λεύκανσης OM1 της Vita®).



Ημιδιαφάνεια σε διαφορετικά πάχη της απόχρωσης A2 του Luna 2.

**Προσφορά**

Αγοράζοντας  
το Luna 2 Intro Kit

**ΔΩΡΟ**

2 σύριγγες επιπλέον

Ανταλλακτική  
σύριγγα

**4+1**  
**ΔΩΡΟ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ****Luna 2 Intro Kit.**

Περιλαμβάνει:

- 5 x 4g σύριγγες Luna 2 στις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1
- 2 x 2mL σύριγγες αδροποιητικό Super Etch Gel
- 25 x άκρα για το αδροποιητικό
- 1 x 5ml συγκολλητικό παράγοντα Zipbond Universal
- 40 x άκρα Points fine λευκά
- Βοηθήματα

**210,00 €**

**Ανταλλακτική σύριγγα των 4g σε καθεμιά από τις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, Incisal, Extra Bleach, 2x Extra Bleach.**

**45,00 €****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****• Ταχύτερο και ακριβέστερο ταίριασμα αποχρώσεων.**

Το Luna 2 προσφέρει την καινοτόμο τεχνολογία Logical Shade Matching και το Chameleon Effect (χαμαιλεοντισμό) για ευκολότερο κι ακριβέστερο ταίριασμα απόχρωσης. Οι αποχρώσεις αναπτύχθηκαν δίνοντας προτεραιότητα στη φωτεινότητα ενώ οι χρωστικές έχουν κανονισθεί με έναν λογικά αυξανόμενο τρόπο, για απλούστερο και ταχύτερο ταίριασμα στο κλασικό χρωματολόγιο Vita®.

**• Υψηλή αντοχή στη θλίψη 360 MPa.**

Σημαντική μηχανική ιδιότητα για εμφράξεις οπισθίων ώστε να υποστηρίζεται το μαστικό φορτίο χωρίς θραύση.

**• Υψηλή αντοχή στην κάμψη 130 MPa.**

Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας της εμφραξης σε περιοχές υψηλών πιέσεων όπως οι εμφράξεις V ομάδας ή σε λιγότερο υποστηριγμένες περιοχές όπως φύματα ή όμορα κιβωτίδια.

**• Ιδιότητες όμοιες με το φυσικό δόντι απέναντι σε όλα τα είδη φωτισμού.**

Η τεχνολογία του Luna 2 μιμείται τέλεια την ημιδιαφάνεια και την οπαλινότητα της αδαμαντίνης, καθώς και τον φθορισμό της οδοντίνης του φυσικού δοντιού.

**• Τέλειος κρεμώδης χειρισμός.**

Το Luna 2 έχει βελτιωμένο χειρισμό καθόλου κολλώδη, που επιτρέπει εξαιρετικό στοίβαγμα του υλικού και διαμόρφωση της εμφραξης.

**• Ακτινοσκοπιότητα 250% AL.****• Είναι ελεύθερο BPA παράγωγων.****• Εξαιρετική στίλβωση.**

Ο συνδυασμός ενισχυτικών ουσιών του Luna 2, επιτρέπει την εξαιρετική του στίλβωση, την αντίσταση στη φθορά και την μακροβιότητα της εμφραξης.



## ZIPBOND Universal

Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.

Το Zipbond Universal είναι, ενός συστατικού, συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης ο οποίος απελευθερώνει φθόριο και είναι συμβατός με τεχνικές αυτοαδροποίησης, επιλεκτικής αδροποίησης και ολικής αδροποίησης.

Παρουσία ποικίλης οδοντικής δομής και αφθονίας επιλογών αποκατάστασης, το Zipbond Universal επιτυγχάνει αναπαραζήμιες και αξιόπιστες αντοχές συγκόλλησης.



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

#### Άμεσες Εφαρμογές

- Φωτοπολυμεριζόμενες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης
- Φωτοπολυμεριζόμενα compomer
- Σφράγιση κοιλότητας πριν την τοποθέτηση έμμεσων αποκαταστάσεων
- Επισκευή με σύνθετη ρητίνη πορσελάνης και υβριδικών κεραμικών αποκαταστάσεων
- Σφράγιση εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών οι οποίες προκαλούν υπερευαισθησία
- Κατασκευές κολοβωμάτων με χρήση φωτοπολυμεριζόμενων/ διπλού πολυμερισμού σύνθετων ρητινών
- Προστατευτικό βερνίκι για έμφραξη υαλοϊονομερούς

#### Έμμεσες Εφαρμογές

- Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων

### ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Σταθερές δυνάμεις συγκόλλησης.**
- **Συγκόλληση σε υγρή και στεγνή οδοντίνη.**
- **Κατοχυρωμένα συγκολλητικά μονομερή.**  
Το Zipbond Universal περιέχει δύο συγκολλητικά μονομερή τα οποία εργάζονται σε αρμονία για να αποδώσουν έναν ανθεκτικό και στιβαρό δεσμό.  
**Ένας κατοχυρωμένος συνδυασμός μονομερών συμπεριλαμβανομένου του μονομερούς MDP,** κάνει αποτελεσματική τη συγκόλληση σε αδαμαντίνη, οδοντίνη και σε μια γκάμα έμμεσων υποστρώματων.
- **Προβλέψιμες αντοχές συγκόλλησης σε έμμεσα υποστρώματα.**  
Το Zipbond Universal επιτυγχάνει υψηλές αντοχές συγκόλλησης σε σύνθετη ρητίνη, κεραμικά, πορσελάνη και μεταλλικά υποστρώματα.
- **5% νανοενισχυτικές ουσίες - Εξαιρετικός έλεγχος.**  
Ελεγχόμενος χειρισμός, ιδανικό πάχος φιλμ και αυξημένη αντοχή συγκόλλησης επιτυγχάνονται με την ενσωμάτωση ενισχυτικών ουσιών μεγέθους νανομικρών.  
Το Zipbond Universal τοποθετείται εύκολα σε ένα ομοιογενές λεπτό στρώμα: πάχος φιλμ 8 μ.
- **Υψηλή αισθητική.**  
Το Zipbond είναι ορατό κατά την τοποθέτηση και γίνεται πρακτικά άρατο επάνω στην οδοντίνη μετά τον πολυμερισμό. Έτσι, είναι ιδανικό για αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη.
- **Έχει ευχάριστο άρωμα.**
- **Είναι ελεύθερο BPA και HEMA.**
- **Απελευθερώνει φθόριο.**  
Έτσι, προστατεύει τη διεπιφάνεια δοντιού-υλικού αποκατάστασης από απομεταλλικοποίηση, καταπολεμώντας την εμφάνιση δευτερογενούς τερηδόνας.

Διατίθεται σε φιαλίδιο που αντιστοιχεί σε 330 σταγόνες.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Zipbond Universal Intro Bottle Kit

Περιλαμβάνει:

- 1 x 5 ml φιαλίδιο Zipbond
- 2 x 2 ml σύριγγες αδροποιητικό Super Etch
- 2 x 20 τεμάχια βουρτσάκια Points
- 1 ιγδύο ανάμειξης
- 25 βελόνες για το Super Etch

**75,00 €**

#### Zipbond Universal ανταλλακτικό

1 x 5 ml φιαλίδιο Zipbond Universal

**59,00 €**



## Aura eASY

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις αισθητικές ανάγκες των αποκαταστάσεων, με 4 απλές αποχρώσεις.

Η σύνθετη ρητίνη aura eASY είναι νανο-υβριδική και έχει βάθος πολυμερισμού 3 mm, μειώνοντας τον αριθμό των στρωμάτων, σε βαθιές κοιλότητες.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων
- Έμμεσα ένθετα, επένθετα και όψεις
- Κατασκευή κολοβώματος
- Ναρθηκοποίηση
- Τεχνική σάντουιτς σε συνδυασμό με υαλοϊονομερές

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο μοναδικός συνδυασμός ρητινώδους μήτρας και ενισχυτικών ουσιών αποδίδει την αντοχή και την αισθητική που είναι απαραίτητες, για αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας.
- Χαμηλή ογκομετρική συστολή 2,21%
- Εξαιρετική αντοχή στην κάμψη 115 MPa
- Υψηλή αντοχή στη συμπίεση 375 MPa
- Ιδανική, μη κολλώδης σύσταση διευκολύνει το στοιβαγμό και τη διαμόρφωση του υλικού.
- Εύκολη τοποθέτηση με λιγότερα στρώματα, καθώς το υλικό επιτρέπει 3 mm βάθος πολυμερισμού.
- 4 αποχρώσεις (ae1, ae2, ae3, ae4) που ισαπέχουν στο φάσμα κορεσμού χρώματος κι εύκολα αντιστοιχίζονται με μια απόχρωση Vita, σας διευκολύνουν να εξατομικεύσετε αποχρώσεις στην πλειοψηφία των καθημερινών περιστατικών σας.



A1/B1	≈ ae1
A2/B2	≈ ae2
A3/B3	≈ ae3
A3.5/B4	≈ ae4

Κατά προσέγγιση ισοδυναμία των αποχρώσεων **aura eASY** και του χρωματολογίου **VITA classical**.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### aura eASY syringe kit

Περιλαμβάνει 4 σύριγγες των 4g (ae1, ae2, ae3, ae4) και 1 χρωματολόγιο aura eASY

**169,00 €**

#### Ανταλλακτική σύριγγα των 4 g

σε καθεμία από τις αποχρώσεις ae1, ae2, ae3, ae4

**48,00 €**

## Προσφορά

Αγοράζοντας  
5 σύριγγες **Aura Easy**

**ΔΩΡΟ**

1 ανταλλακτικό φιαλίδιο  
**Zipbond Universal**



## Aura Easyflow

Γενικής χρήσης, φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή ρητίνη αποκαταστάσεων.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενίσχυση	56% κ.β. 32% κ.ό.
Βάθος πολυμερισμού (mm)	2
Αντοχή στη συμπίεση (MPa σε 24 ώρες)	421
Αντοχή στην κάμψη (MPa σε 24 ώρες)	127
Ογκομετρική συστολή (%)	4.8
Ακτινοσκοπικότητα (% Al)	265

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Aura Easyflow Introductory Kit

Περιέχει 4x2 g σύριγγες στις αποχρώσεις Ae1, Ae2, Ae3, Ae4 και 20 άκρα μιας χρήσης

**80,00 €**

#### Ανταλλακτικά

1x2 g σύριγγα και 5 άκρα μια χρήσης, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις Ae1, Ae2, Ae3, Ae4

**21,00 €**

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καθιερωμένο νανοϋβριδικό σύστημα ενίσχυσης.**  
 Το Aura Easyflow βασίζεται στην εξαιρετική τεχνολογία ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην επιτυχημένη σειρά ρητινών Aura.  
 Τα σωματίδια ενίσχυσης μεγέθους micron προσφέρουν στιβαρές φυσικές ιδιότητες. Τα σωματίδια μεγέθους nano επιτρέπουν στη ρευστή ρητίνη τη στίλβωση υψηλής στιλπνότητας. Ο υβριδικός συνδυασμός βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες χωρίς να επηρεάζει την ικανότητα ροής.
- Ιδανική ροή για προσαρμογή στην κοιλότητα.**  
 Με ενίσχυση 55% κατά βάρος, το Aura Easyflow είναι ιδανικό για επίτευξη επαρκούς ροής γύρω από τα τοιχώματα της κοιλότητας.
- Έχει υψηλή ακτινοσκοπικότητα** χάρη στο βαριούχο γυαλί που περιέχει.
- Ισχυρές μηχανικές ιδιότητες.**  
 Το Aura Easyflow παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη συμπίεση 421 MPa που του δίνει τη δυνατότητα να ανθίσταται στις μασπτικές δυνάμεις και το κάνει ανώτερο των άλλων ρευστών ρητινών.  
 Επίσης, παρουσιάζει ιδανική αντοχή στην κάμψη που καθιστά εφικτή τη χρήση του σε μια ποικιλία εφαρμογών. Έχει αρκετή αντοχή στην κάμψη, ώστε να χρησιμοποιείται, επιφανειακά, σε αποκαταστάσεις Ομάδας I και II, που δέχονται συχνά μασπτικές δυνάμεις ενώ διατηρεί αρκετή ευκαμψία για να χρησιμοποιείται σε εμφράξεις V ομάδας.
- Βελτιστοποιημένες οπτικές ιδιότητες.**  
 Το Aura Easyflow έχει τις ίδιες οπτικές ιδιότητες με τα Aura, Aura Easy και Aura Bulk Fill κι ολοκληρώνει την γκάμα των ρητινών Aura. Η τεχνολογία της ενίσχυσής του και της ρητινώδους μήτρας είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει ένα αποτέλεσμα χαμαιλεοντισμού.
- Εύκολο ταίριασμα αποχρώσεων.**  
 Το Aura Easyflow σχεδιάστηκε με τέσσερις αποχρώσεις που καλύπτουν 8 αποχρώσεις VITA® A1-B4®, για απλοποίηση της επιλογής χρώματος στις αισθητικές ζώνες.

**ae1** | **ae2** | **ae3** | **ae4**  
 A1/B1 | A2/B2 | A3/B3 | A3.5/B4

Κατάλληλη ισοδυναμία στο κλασικό χρωματολόγιο VITA®

- Χρωματική σταθερότητα.**

## Aura Bulk Fill

### Σύνθετη ρητίνη για ογκώδη πλήρωση έως 5 mm.

Το Aura Bulk Fill είναι μια νανούβριδική ρητίνη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλη για ογκώδη πλήρωση των πίσω δοντιών έως 5 mm, με φωτοπολυμερισμό 20 δευτερολέπτων.

- Φυσικό φινίρισμα με μία μόνο γενική απόχρωση
- Υψηλό βάθος πολυμερισμού χωρίς να απαιτείται ένα στρώμα κάλυψης
- Εύκολη τοποθέτηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- Η κηρώδης σύσταση κάνει το προϊόν να τοποθετείται εύκολα και να μην είναι κολλώδες οπότε βελτιστοποιείται ο χειρισμός του.



ΤΙΜΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 4 g

58,86 €

2.21%

#### Χαμηλή ογκομετρική συρρίκνωση

Αποδίδει μειωμένη καταπόνηση, για αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας.

115  
MPa

#### Άριστη αντοχή στην κάμψη

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε σοβαρές παραμορφώσεις.

375  
MPa

#### Υψηλή αντοχή στη συμπίεση

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις δυνάμεις υψηλής συμπίεσης μέσα στο στόμα


### Βάθος πολυμερισμού

Η αδιαφάνεια του aura bulk fill βασίζεται στη διαφορά των δεικτών διάθλασης των δύο συστατικών της, δηλαδή του υλικού ενίσχυσης και της ρητίνης.

Κατά τη διαδικασία φωτοπολυμερισμού, ο δείκτης διάθλασης της ρητίνης αλλάζει προσωρινά για να ταιριάζει με τον δείκτη διάθλασης του υλικού ενίσχυσης.

Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται προσωρινά η αδιαφάνεια επιτρέποντας τη βαθύτερη διείσδυση του φωτός.

Μετά τον φωτοπολυμερισμό, οι δείκτες αυτονομούνται ξανά ώστε να επιτευχθεί η ιδανική αδιαφάνεια που αποδίδει την ιδιότητα χαμαιλεοντισμού στο aura bulk fill.



## Wave

Ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη, ακτινοσκιερή, η οποία απελευθερώνει φθόριο. Διατίθεται σε δύο ιξώδη.



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις ομάδας V
- Μικρές αποκαταστάσεις ομάδας I, II, III, IV
- Παρασκευές με αερο-αποτριβή
- Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών
- Συγκόλληση κοσμημάτων στα δόντια
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Μπλοκάρισμα υποσκαφών σε παρασκευές ένθετων επένθετων/στεφανών

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 ανταλλακτικές σύριγγες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

ΤΙΜΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**14,40 €**

Διατίθενται σε 2 ιξώδη:

• Wave (χαμηλό ιξώδες) • Wave hv (υψηλό ιξώδες)

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Αρχική συσκευασία

4 σύριγγες του 1 g στις αποχρώσεις:  
A2, B3, C3, και 0A2, 20 ρύγχη.

**68,00 €**

#### Ανταλλακτικό

1x1g σύριγγα σε καθμία από τις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, 0A2 (υπάρχει μόνο στο Wave), κοπτική, ουλική, λεύκανσης και 5 ρύγχη.

**18,00 €**

## Conseal f

Φωτοπολυμεριζόμενο εμφρακτικό οπών και σχισμών το οποίο απελευθερώνει φθόριο.



Διατίθεται σε σύριγγα με πολύ λεπτό ρύγχος.

**Χρώμα:** Λευκό.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**47,86 €**

- 3 x 1 g σύριγγες Conseal f
- 1 x 1 ml σύριγγα αδροποιητικό Super Etch Low Viscosity
- 20 ρύγχη μιας χρήσης

## Shade Modification

Σύστημα χρωστικών τροποποίησης χρώματος στις σύνθετες ρητίνες και παραγόντων επικάλυψης.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**116,78 €**

#### Αρχική συσκευασία

Περιλαμβάνει 9x1g σύριγγες, χρωστικές: μπλε, κίτρινο, διαφανές, κόκκινο, άσπρο, πορτοκαλί, γκρι, καφέ, πράσινο και 4x1g σύριγγες, παράγοντες επικάλυψης: γκρι, Universal, άσπρο, σκούρο κίτρινο, βοηθήματα.

**Go!**

Ενός σταδίου, αυτοαδροποιητικός και φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας αδαμαντίνης – οδοντίνης, ο οποίος απελευθερώνει φθόριο.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ****113,81 €****Go! Single Dose Kit**

Περιλαμβάνει:

- 50 διανομείς μίας δόσης 0,1ml Go!
- 50 Points σφουγγαράκια μιας χρήσης
- 1 συγκρατητήρα των διανομέων μιας δόσης.

**Go! 5ml Bottle Kit**

Περιλαμβάνει:

- 1 φιαλίδιο των 5ml Go!
- 50 Points
- σφουγγαράκια μιας χρήσης
- 1 μικρό πλαστικό ιγδύο

**Super Etch**

Αδροποιητικό ζελέ, 37% φωσφορικού οξέος.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Υψηλό ιξώδες και εύκολα ελεγχόμενη ροή επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση
- Θιξοτροπικό ζελέ, ρέει ελεγχόμενα κάτω από πίεση για επιλεκτική τοποθέτηση
- Ευκολόχρηστη σύριγγα, χωρίς διαρροές

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

3 σύριγγες των 2ml ζελέ και 25 βελόνες μιας χρήσης	<b>26,00 €</b>
10 σύριγγες των 2ml ζελέ και 50 βελόνες μιας χρήσης	<b>78,39 €</b>
Jumbo: 2 σύριγγες των 25 ml και 50 βελόνες μιας χρήσης	<b>65,85 €</b>

## Radii Plus

### Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έχει την υψηλότερη διαθέσιμη ένταση φωτός: 1500 mW/cm<sup>2</sup>
- Το ρύγχος του περιστρέφεται κατά 360 μοίρες
- Το ρύγχος του είναι λεπτό για καλύτερη πρόσβαση στις πίσω περιοχές του στόματος
- Είναι ελαφρύ: 6,2oz/176g
- Έχει επιλογή ή όχι εκθετικού χρόνου
- Κάνει 1200 πολυμερισμούς των 10 δευτερολέπτων πριν χρειαστεί επαναφόρτιση
- Έχει ενσωματωμένο φωτόμετρο
- Δεν έχει ανεμιστήρα
- Φωτοπολυμερίζει σε βάθος 6 mm
- Διαθέτει 4 ρύγχη που μπορείτε να επιλέξετε: κανονικό, ορθοδοντικό, διαγνωστικό και λεύκανσης ενός δοντιού
- Έχει εγγύηση **5 χρόνια** και για την μπαταρία **2 χρόνια**

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

##### A. Χειρολαβή

(μπαταρία, τμήμα ελέγχου και στάνταρ ρύγχος)

- **Εύρος μήκους κύματος:** 440nm – 480nm
- **Εκθετικός χρόνος μέχρι την πλήρη ένταση:** 5 δευτερόλεπτα
- **Ένταση φωτός:** 1500 mW/cm<sup>2</sup> (κορυφαία)
- **Διάρκεια συνεχούς χρήσης:**  
*Χωρίς εκθετικό χρόνο:* 60 δευτερόλεπτα  
*Με εκθετικό χρόνο:* 65 δευτερόλεπτα
- **Ολικός συνεχής χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία:** 3 ώρες και 20 λεπτά
- **Διαστάσεις:** 22mm διάμετρος x 243mm μήκος
- **Βάρος:** 176g
- **Μπαταρία:** 2 x 4.2 V Ιόν Λιθίου – 1400 mAh

##### B. Φορτιστής

- **Χρόνος φόρτισης μπαταρίας:** 60 – 180 λεπτά
- **Θερμοκρασία λειτουργίας:** 10° – 40°C
- **Ολικό ύψος με τη χειρολαβή να έχει εισχωρήσει στη θέση της:** 255mm
- **Διαστάσεις:** 70mm εύρος x 40mm ύψος x 130mm μήκος
- **Βάρος:** 84g



### Προσφορά

**1 Radii Plus**  
&  
**2 κιτ της σύνθετης ρητίνης**  
**Luna2 Syringe IntroKit**

**950 €**

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

##### Αρχική συσκευασία

Περιλαμβάνει 1 Radii Plus, 1 φορτιστή, 1 πρίζα, 100 Barrier Sleeves (προστατευτικά μανίκια), 3 καπάκια για τον φακό και ένα επάνω στη συσκευή: 4 στο σύνολο και 1 ασπίδα προστασίας των ματιών.

##### ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- Μεγάλη ασπίδα προστασίας ματιών, 1 τεμάχιο **33,16 €**
- Ανταλλακτικά καπάκια για το φακό, 25 τεμάχια **52,25 €**
- Ανταλλακτικά Barrier Sleeves, 1.000 τεμάχια **58,80 €**
- Radii Plus ρύγχος λεύκανσης ενός δοντιού **265,55 €**
- Radii Plus ορθοδοντικό ρύγχος **265,55 €**
- Radii Plus διαγνωστικό ρύγχος **265,55 €**
- Ανταλλακτικό τμήμα μπαταρίας **203,65 €**

## Νέο Radian Xpert

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED.

Εξυπνότερη σχεδίαση.

Ιδανικός πολυμερισμός κάθε φορά.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Μοναδική υποβοήθηση στόχου για πολυμερισμό ακρίβειας**

Η μοναδική τεχνολογία υποβοήθησης στόχου του Radian Xpert σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε σωστά το φως και να είστε σίγουροι για τη γωνίωση πριν από τον φωτοπολυμερισμό.

Μια πηγή φωτός πρέπει να βρίσκεται κοντά και κάθετα σε μια αποκατάσταση για αποφυγή ατελούς πολυμερισμού. Ενεργοποιώντας το φως τοποθέτησης που διαθέτει το Radian Xpert, τοποθετείτε το άκρο του ρύγχους στην σωστή θέση και τότε ενεργοποιείτε το φως εξασφαλίζοντας τον πλήρη πολυμερισμό της αποκατάστασης.

- **Ιδανικά ευθυγραμμισμένη δέσμη**

Το Radian Xpert είναι η ιδανική επιλογή για αποκαταστάσεις όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των αποκαταστάσεων ογκώδους πλήρωσης που απαιτούν πολυμερισμό σε βάθος. Η ευθυγραμμισμένη δέσμη εξασφαλίζει τη διατήρηση της έντασης φωτός στην αποκατάσταση που φωτοπολυμερίζεται.



- **Συνεχής ένταση φωτός**

Το Radian Xpert έχει καλύτερη απόδοση λόγω του ότι η ένταση φωτός του παραμένει σταθερή πάνω από κλινικά σχετικές αποστάσεις. Η σταθερή ένταση εξασφαλίζει ότι το φως θα διεισδύσει στα υποκείμενα στρώματα της αποκατάστασης, με περιορισμένη μείωση, εξασφαλίζοντας τον πλήρη πολυμερισμό της αποκατάστασης έως τα βαθύτερα στρώματα.

- **Σταθερό και ομοιόμορφο προφίλ δέσμης φωτός** για ομοιόμορφη κατανομή ενέργειας.

- **Έξυπνη τεχνολογία για εύκολη χρήση**

Μια οθόνη LCD με χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης παρέχει ακρίβεια κατά τη διάρκεια ενός κύκλου φωτοπολυμερισμού. Το Radian Xpert σας δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της αγαπημένης σας ρύθμισης και οι πολύχρωμοι δακτύλιοι κατάστασης προσφέρουν μια οπτική αναπαράσταση όταν πρέπει να φορτίσετε ή όταν ο φωτοπολυμερισμός είναι σε εξέλιξη.

- **Ενσωματωμένος δείκτης έντασης στη βάση του Radian Xpert**

- **Πολυμερίζει όλες τις σύνθετες ρητίνες** συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν καμφοροκινόνη και Ivocerin®.

- **Ενισχυμένη διαχείριση θερμότητας** με ενσωματωμένη ψύκτρα που μειώνει το ποσό εκπομπής θερμότητας.

- **Παλμική τεχνολογία**

Το Radian Xpert χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό παλμικής τεχνολογίας και σταθερού ρεύματος για να μειώσει περαιτέρω την εκπεμπόμενη θερμότητα στο δόντι.

- **Διαθέτει εργονομικά καλά ισορροπημένο κράτημα και λεπτή σχεδίαση**

- **Το ρύγχος του περιστρέφεται κατά 360°**

- **Διαθέτει εναλλάξιμο ρύγχος:** κανονικό διαγνωστικό, ορθοδοντικό και λεύκανσης ολόκληρου τόξου.

- **Ασύρματη συσκευή** κατασκευασμένη από πολυμερές υλικό υψηλής αντοχής, για μεγάλη διάρκεια ζωής.



## Radii Xpert

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ

Μήκος κύματος	440nm-480nm
Κορυφαίο μήκος κύματος	460nm
Ένταση φωτός	1500 mW/cm <sup>2</sup> * (+5%, - 15%)
Μέγιστη διάρκεια συνεχούς χρήσης	20 δευτερόλεπτα
Συνεχής χρόνος λειτουργίας μέχρι την επαναφόρτιση	2 ώρες και 30 λεπτά / 900 φωτοπολυμερισμοί των 10 δευτ.
Χρόνος φόρτισης άδειας μπαταρίας	3-5 ώρες
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (γενική χρήση)	60-180 λεπτά
Μπαταρία	1x 3,7V 2600 mAh
Βάρος	185g
Συνολικό ύψος με τη χειρολαβή	290mm

**Προσφορά**

**1.300 €**

&

**ΔΩΡΟ**

**2 ΚΙΤ της σύνθετης ρητίνης  
Luna2 Syringe IntroKit**

Η συσκευή Radii Xpert έχει εγγύηση 3 χρόνια.

Η μπαταρία της έχει εγγύηση 2 χρόνια.

\*Η ακτινοβολία όπως μετρήθηκε χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα διαμέτρου 4 mm που είναι κεντραρισμένος.

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>Αρχική Συσκευασία Radii Xpert</b> Περιλαμβάνει: 1 Radii Xpert, 1 φορτιστή, 1 πρίζα, 5 μικρές ασπίδες φωτός, 1 μεγάλη ασπίδα φωτός, 3 καπάκια για το φακό, 100 προστατευτικά μανίκια.		5600300
	<b>1.300,00 €</b>	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ		
<b>Radii Xpert στάνταρ ρύγχος</b>		5600301
	<b>250,00 €</b>	
<b>Radii Xpert διαγνωστικό ρύγχος</b>		5600306
	<b>250,00 €</b>	
<b>Radii Xpert ορθοδοντικό ρύγχος</b>		5600307
	<b>250,00 €</b>	
<b>Radii Xpert ρύγχος λεύκανσης ολόκληρου τόξου</b>		5600308
	<b>550,00 €</b>	
<b>Radii Xpert ανταλλακτικό μπαταρίας</b>		5600305
	<b>250,00 €</b>	
<b>Ανταλλακτικά καπάκια για το φακό, 5 τεμάχια</b>		5600310
	<b>80,00 €</b>	
<b>Radii Xpert προστατευτικά μανίκια, 1000 τεμάχια</b>		5600309
	<b>75,00 €</b>	
<b>Radii Xpert μεγάλη ασπίδα φωτός, 1 τεμάχιο</b>		5600089
	<b>33,16 €</b>	
<b>Radii Xpert μικρή ασπίδα φωτός, 5 τεμάχια</b>		5600056
	<b>31,00 €</b>	

## Riva Self Cure HV

ionglass  
BIOMIMETIC FORMULA



Αυτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης, με υψηλό ιξώδες.

**Το υψηλό ιξώδες επιτρέπει εξαιρετική τοποθέτηση του υλικού σε ποσότητα και εύκολη διαμόρφωση.**

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα
- Ενδιάμεσο υλικό και βάση για κοιλότητες I & II ομάδας χρησιμοποιώντας την τεχνική σάντουιτς
- Αποκαταστάσεις ομάδας V
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Προσωρινές εμφράξεις
- Αντικατάσταση οδοντίνη

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Το ανθεκτικότερο υλικό για την αντικατάσταση οδοντίνης**  
Το Riva Self Cure HV έχει υψηλή αντοχή στη συμπίεση, όπως και η οδοντίνη, εξασφαλίζοντας ότι θα αντέξει τις μακροχρόνιες μαστικές δυνάμεις.  
Αντοχή στη συμπίεση:  
- Οδοντίνη: 280 MPa  
- Riva Self Cure HV στις 7 ημέρες: 271 MPa
- **Ιδανικό για την ελάχιστη επεμβατική Οδοντιατρική**  
Είναι ένα βιοδραστικό υλικό που συγκλλάται στην οδοντική ουσία χωρίς να χρειάζεται συγκολλητικούς παράγοντες κι απελευθερώνει φθόριο εμποδίζοντας τη δημιουργία νέας τερηδόνας. Έτσι, δεν απαιτούνται μεγάλες κοιλότητες ούτε σημεία συγκράτησης
- **Πολύ καλή εφαρμογή στα όρια και καθόλου συστολή**
- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου**  
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία ionglass το Riva Self Cure HV απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού
- **Ελεύθερο HEMA και Bisphenol A**
- **Επιφανειακή σκληρότητα**
- **Αντοχή στη διάβρωση από οξέα**
- **Τοποθετείται σε ποσότητα και διαμορφώνεται εξαιρετικά εύκολα, χάρη στο υψηλό ιξώδες του**

Το Riva Self Cure HV διατίθεται σε κάψουλες στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5.

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
**2** συσκευασίες  
**50** κάψουλων

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Riva Self Cure HV - κάψουλες.**

50 κάψουλες Riva Self Cure HV μεμονωμένα σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5.

**147,71 €**

**Riva Self Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.**

*(Διατίθεται μόνο σε Riva Self Cure κανονικού ιξώδους)*

Περιλαμβάνει 15g φιαλίδιο σκόνης και 6,9 ml (8g) φιαλίδιο υγρού σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3

**87,45 €**





## Riva Light Cure HV

Φωτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης με υψηλό ιξώδες.

Το υψηλότερο ιξώδες επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό του υλικού, αμέσως μετά την ανάμειξη. Το υλικό διαμορφώνεται εξαιρετικά και δεν κολλά στα εργαλεία, ούτε ανασπώνεται μετά την τοποθέτηση, ιδιαίτερα στην άνω γνάθο.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
- Αποκαταστάσεις III ομάδας
- Αυχενικές αποκαταστάσεις
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Προσωρινές εμφράξεις
- Χρήση ως βάση/αντικατάσταση οδοντίνης
- Τεχνική σάντουιτς σε συνδυασμό με σύνθετη ρητίνη

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των υαλοϊονομερών και των σύνθετων ρητινών.**  
Συνδυάζει πολύ καλή αισθητική με απελευθέρωση φθορίου και χημικό σύνδεσμο με τις οδοντικές ουσίες.
- **Εξαιρετικός χειρισμός λόγω του υψηλού ιξώδους.**  
Δεν κολλά στα εργαλεία κατά την τοποθέτηση ούτε δημιουργεί ίνες επάνω τους.
- **Πολύ καλή εφαρμογή στα όρια και μακροχρόνια προστασία από τη μικροδιαρροή.**
- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου.**  
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass**, το Riva Light Cure HV απελευθερώνει υψηλή ποσότητα φθορίου, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.
- **Ελεύθερο Bisphenol A και παραγώγων του.**
- **Υψηλή σταθερότητα χρώματος.**
- **Μακροχρόνια αντίσταση στην αποτριβή.**
- **Υψηλή αντοχή στην κάμψη**

Το Riva Light Cure HV διατίθεται σε κάψουλες, στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5 και B1.

**ionglass**  
BIOMIMETIC FORMULA



## Προσφορά

Αγοράζοντας  
**2** συσκευασίες  
**50** κάψουλών

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Riva Light Cure HV - κάψουλες.

50 κάψουλες μεμονωμένα στις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1

**147,71 €**

#### Riva Light Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.

(Διατίθεται μόνο σε Riva Light Cure κανονικού ιξώδους)

Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 15g, φιαλίδιο υγρού 7,2 ml (8g) και βοηθήματα.

Διατίθεται σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, λεύκανσης.

**87,45 €**

## Riva Silver

Ενισχυμένο με άργυρο, υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης, χωρίς υδράργυρο.

ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

- Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
- Υψηλή πρώιμη αντοχή στη συμπίεση (134 MPa σε 1 ώρα)



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κατασκευές κολοβωμάτων
- Μικρές αποκαταστάσεις I και II ομάδας
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς
- Χρήση σαν υλικό βάσης για κοιλότητες I και II ομάδας με την τεχνική σάντουιτς
- Αποκαταστάσεις V ομάδας, όπου δεν υπάρχει ζήτημα αισθητικής

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**Riva Silver κάψουλες.**

Περιλαμβάνει 50 κάψουλες

**150,00 €**

## Riva Conditioner

Ζελέ για τον καθαρισμό οδοντίνης και αδαμαντίνης πριν την τοποθέτηση των υαλοϊονομερών.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο των 10 ml

**35,56 €**

## Riva Coat

Υλικό για την επάλειψη της έμφραξης υαλοϊονομερούς και την προστασία της από την υγρασία το πρώτο 24ωρο.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο των 5 ml

**27,35 €**

## Riva Applicator 2

Εργαλείο-διανομέας για τις κάψουλες όλων των προϊόντων Riva.



**96,14 €**

### Προσφορά

#### ΔΩΡΟ

Με **2** συσκευασίες οποιωνδήποτε προϊόντων Riva 50 καψουλών

## Riva Protect

Υαλοϊονομερές, προστατευτικό επιφάνειας ενισχυμένο με ACP.

Το ACP [άμορφο φωσφορικό ασβέστιο  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ] είναι ένα νανομερές πρόσθετο στην ενίσχυση του Riva Protect το οποίο προσθέτει στην οδοντική επιφάνεια επιπλέον ασβέστιο και φώσφορο και συνδυαζόμενο με το φθόριο του γυαλιού στο Riva Protect ενισχύει την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού. Έτσι, το Riva Protect ενδυναμώνει την υποκείμενη οδοντική επιφάνεια, σταθεροποιεί οποιαδήποτε αρχόμενη τερηδόνα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ασθενείς επιρρεπείς προς την τερηδόνα.

Το Riva Protect:

- Προσκολλάται απευθείας στις οδοντικές ουσίες
- Απελευθερώνει υψηλή ποσότητα φθορίου
- Έχει χαμηλό ιξώδες για εύκολη διείσδυση στις οπές/σχιμές
- Είναι ακτινοσκιερό

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών
- Προστασία της επιφάνειας ρίζας / δοντιού
- Πρόληψη της υπερευαισθησίας
- Προσωρινή εμφραξη δοντιού που υπόκειται σε ενδοδοντική θεραπεία
- Υλικό βάσης κατά την εμφραξη κοιλοτήτων
- Ορθοδοντική χρήση (για άνοιγμα δήξης)



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Riva Protect κάψουλες.

50 κάψουλες Riva Protect σε απόχρωση λευκή.

**120,00 €**

#### Riva Protect Kit σκόνης / υγρού.

1 βάζο σκόνης 15g, 1 φιαλίδιο υγρού 10g (9,1ml),  
1 Riva Conditioner 10 ml και βοηθήματα. Απόχρωση: λευκή

**78,00 €**

## Riva Luting

Υαλοϊονομερές κονία συγκόλλησης με υψηλή απελευθέρωση φθορίου.

Αυτοπολυμεριζόμενη και ακτινοσκιερή.

- Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
- Πολύ μικρό πάχος στρώματος.
- Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό

### Προσφορά

Συσκευασία σκόνης/υγρού:  
Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

ΤΙΜΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**64,87 €**



**ionglass**  
BIOMIMETIC FORMULA

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συγκόλληση μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών ένθετων, επένθετων και στεφανών
- Συγκόλληση στεφανών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συγκόλληση αξόνων
- Συγκόλληση μεταλλικών ορθοδοντικών δακτυλίων
- Χρήση ως ουδέτερο στρώμα ή υλικό βάσης.

Το Riva Luting διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Riva Luting κάψουλες.

Περιλαμβάνει 50 κάψουλες Riva Luting

**121,47 €**

#### Riva Luting μεγάλη συσκευασία σκόνης/υγρού.

Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 35 g, φιαλίδιο υγρού 25 g (24,3 ml)  
και βοηθήματα

**76,32 €**

## Riva cem

Αυτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, ρητινωδώς τροποποιημένο υαλοϊονομερές υλικό συγκόλλησης το οποίο απελευθερώνει φθορίο.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες, ρητινώδεις στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα και άξονες (ενισχυμένοι με υαλονήματα), μεταλλικές στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα, ορθοδοντικές συσκευές και άξονες, στεφάνες και γέφυρες από κεραμικά υψηλής αντοχής και ολοκεραμικά ένθετα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Χρόνος εργασίας:</b>	1'45"
<b>Χρόνος πήξης:</b>	4'30"
<b>Αντοχή συγκόλλησης στην οδοντίνη:</b>	(Shear bond strength) 13,03 ± 3,40 MPa
<b>Αντοχή συγκόλλησης στην αδαμαντίνη:</b>	(Shear bond strength) 9,99 ± 3,17 MPa
<b>Αντοχή στη συμπίεση:</b>	108 MPa

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1 x 8,5 g σύριγγα Riva cem

**53,00 €**

**ionglass**  
BIOMIMETIC FORMULA



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Δυνατότητα στιγμιαίου φωτοπολυμερισμού**  
Φωτοπολυμερίζετε τις περιπτώσεις του υλικού για 5 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια, με ένα υψηλής έντασης φως LED (460-480 nm εκπομπή) και κατόπιν αυτές αφαιρούνται εύκολα με ένα δρέπανο ή ανιχνευτήρα.
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης με οδοντίνη, ζιρκονία (7,43 MPa) και τιτάνιο (11,17 MPa) για μακράς διάρκειας συγκράτηση των αποκαταστάσεων.
- Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου
- Χωρίς Bisphenol A
- Ευκόλοχρηστο σύστημα πάστα-πάστα. Διατίθεται σε διπλή σύριγγα και το εξωθούμενο υλικό αναμειγνύεται με το χέρι. Το Riva cem διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

## Riva Luting Plus

Ρητινωδώς τροποποιημένη, υαλοϊονομερές κόνια συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, αυτοπολυμεριζόμενη.

- Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
- Κλινικά αδιάλυτο όταν πήξει
- Υψηλή αντοχή στην κάμψη
- Πολύ μικρό πάχος φιλμ

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συγκόλληση ρητινωδών, μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων
- Συγκόλληση κεραμικών ένθετων
- Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων
- Συγκόλληση ενισχυμένων ολοκεραμικών στεφανών

Το Riva Luting Plus διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

**ionglass**  
BIOMIMETIC FORMULA



### Προσφορά

Συσκευασία σκόνης/υγρού:  
Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**66,30 €**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Riva Luting Plus κάψουλες.**

Περιλαμβάνει 50 κάψουλες

**135,73 €**

**Riva Luting Plus σκόνη/υγρό.**

Περιλαμβάνει 10 g (8,95 ml) φιαλίδιο υγρού,  
25 g βάζο σκόνης και βοηθήματα

**78,00 €**

**seT PP**

Ενός βήματος, ρητινώδης κόλλα για τη συγκόλληση προσθετικών εργασιών.

Αυτοαδροποιητική, αυτοσυγκολλητική και διπλού πολυμερισμού.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

- Συγκόλληση μεταλλικών, ρητινωδών, ολοκεραμικών και βασισμένων σε κεραμικά ένθετων, επένθετων, στεφανών και γεφυρών.
- Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων.

**Προσφορά**

Αγοράζοντας 2 ανταλλακτικά

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

ΤΙΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**107,86 €**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- **Είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση της.** Είναι αυτοαδροποιητική και αυτοσυγκολλητική κόλλα. Έτσι, απλά τοποθετείται στην προσθετική εργασία και η εργασία εφαρμόζεται στη θέση της.
- **Είναι διπλού πολυμερισμού.** Το υλικό σκληραίνει από μόνο του σε 5 λεπτά ή σε μόλις 20 δευτερόλεπτα με λυχνία φωτοπολυμερισμού.
- **Απελευθερώνει φθόριο** σε μια σταθερή υψηλή δόση, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **Έχει 5 αποχρώσεις:** διαφανή, A1, A2, 0A3 και λευκή αδιαφανή.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ****Ασορτί συσκευασία 5 συριγγών (35 g):**

Περιλαμβάνει 1 x 7g σύριγγα σε κάθε απόχρωση A1, A2, 0A3, λευκή αδιαφανή, διαφανή και 70 ρύγχι αυτόματης ανάμειξης.

**280,45 €**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

2 x 7g σύριγγες seT PP, μεμονωμένα στις αποχρώσεις A1, A2, 0A3, λευκή αδιαφανή, διαφανή και 28 ρύγχι αυτόματης ανάμειξης.

**134,83 €**

## Riva Star

Παράγοντας απευαισθητοποίησης των δοντιών,  
 βασισμένος στο **SDF**,  
 (Φθοριούχος Διαμινικός Άργυρος).

Το Riva Star είναι παράγοντας εξουδετέρωσης του βιοϋμενίου και της οδοντικής ευαισθησίας.

Περιέχει τρία ισχυρά συστατικά:


• άργυρο • ιωδιούχα • φθοριούχα

Το Riva Star τοποθετείται σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα τοποθετείται ο φθοριούχος άργυρος κι αμέσως μετά επάνω του τοποθετείται το ιωδιούχο κάλιο το οποίο σε συνδυασμό με το φθοριούχο άργυρο, δημιουργεί ένα ίζημα ιωδιούχου αργύρου που εισέρχεται στα οδοντινοσωληνάρια και τα σφραγίζει, οδηγώντας στην εξάλειψη της ευαισθησίας.

Το Riva Star, χάρη στον φθοριούχο άργυρο, βοηθά στην εξουδετέρωση του βιοϋμενίου κι επίσης αποτρέπει το σχηματισμό του. Με τη δράση του αυτή είναι ένα εξαιρετικό καθαριστικό της οδοντικής κοιλότητας.




Αντιμικροβιακή δράση NaClO και SDF/KI έναντι ενδοδοντικών παθογόνων



Πλάκα άγαρ με καλλιέργεια S. mutans

Πλάκα άγαρ με καλλιέργεια S. mutans



### ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια**

Οι κλινικές μελέτες υποστηρίζουν το άμεσο αποτέλεσμα του Riva Star που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια

### Αντιβακτηριακή δράση

Το Riva Star είναι ένας αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμενίου. Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται από αποτελέσματα μελετών του πανεπιστημίου Otago (στη Νέα Ζηλανδία) που δείχνουν ότι το Riva Star έχει μεγαλύτερη ζώνη αναστολής της ανάπτυξης τεσσάρων βακτηριακών ειδών σε σύγκριση με το υποχλωριώδες νάτριο.

### Μη επεμβατική μέθοδος

Το Riva Star είναι απολύτως απαραίτητο για κλινικούς γιατρούς που εφαρμόζουν μεθόδους Ελάχιστα Επεμβατικής Οδοντιατρικής [Minimally Invasive Dentistry (MID)]. Φροντίζει την οδοντίνη και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του δοντιού.

**Αυξάνει την αντοχή συγκόλλησης υαλοϊονομερών κονιών.**

Η προετοιμασία των επιφανειών του δοντιού με Riva Star αποτελεί ιδανική λύση για την ενίσχυση της πρόσφυσης υαλοϊονομερών στην οδοντίνη.

### Πατενταρισμένη διαδικασία

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα φθοριούχου αργύρου, η πατενταρισμένη διαδικασία δύο σταδίων του Riva Star, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δημιουργίας κηλίδων. Με την εφαρμογή του διαλύματος ιωδιούχου καλίου πάνω από τον φθοριούχο άργυρο, δημιουργείται ένα κρεμώδες λευκό ίζημα ιωδιούχου αργύρου το οποίο και εκπλένεται.

### ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 10 σσημί κάψουλες Riva Star
- 10 πράσινες κάψουλες Riva Star
- Βοηθήματα



97,66 €

## Riva Star Aqua

Η επόμενη γενιά SDF-Παράγοντας απευαισθητοποίησης δοντιών και αναχαίτησης τερηδόνας.



Το SDF (Silver Diamine Fluoride: Φθοριούχος Διαμινικός Άργυρος) έχει μια τεκμηριωμένη κλινική ιστορία στην αναχαίτηση της τερηδόνας και τη θεραπεία της οδοντικής υπερευαισθησίας, για πάνω από 50 χρόνια.

Μελέτες συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι το διάλυμα 38% SDF μπορεί να αναχαιτίσει την οδοντική τερηδόνα ελαχιστοποιώντας την απώλεια μετάλλων και την καταστροφή του κολλαγόνου. Επιπλέον, η υψηλή συγκέντρωση των ιόντων αργύρου και φθορίου εμποδίζει την ανάπτυξη τερηδογόνου βιοϋμένιου.

Το Riva Star Aqua είναι η τελευταία καινοτομία στην κατηγορία SDF. Το πατενταρισμένο διάλυμα φθοριούχου αργύρου με βάση το νερό, δεν είναι μόνο αντιμικροβιακό, είναι επίσης εξολοθρευτής του βιοϋμένιου και ισχυρός απευαισθητοποιητικός παράγοντας.


Όμοιο με το Riva Star (SDF), το Riva Star Aqua (AgF) είναι επίσης ένα μη επεμβατικό πατενταρισμένο σύστημα 2 βημάτων που χρησιμοποιείται για την απευαισθητοποίηση ευαίσθητων δοντιών.

**Το Riva Star Aqua είναι ένα υδατικό διάλυμα φθοριούχου αργύρου χωρίς τη βάση αμμωνίας.**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Κλινική αντιστοίχιση με το SDF**  
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο φθοριούχος άργυρος (AgF) σε ποσοστό 38% του Riva Star Aqua είναι επίσης αποτελεσματικός στην αναχαίτηση των αλλοιώσεων τερηδόνας όπως το διάλυμα SDF Riva Star που επίσης περιέχει 38% φθοριούχο άργυρο.
- **Άμεση ανακούφιση από την υπερευαισθησία**  
Ο φθοριούχος άργυρος και το ιωδιούχο ασβέστιο στο Riva Star Aqua αντιδρούν και δημιουργείται ένα ίζημα χαμηλής διαλυτότητας το οποίο μπλοκάρει τα οδοντινοσωληνάρια και προσδίδει άμεση ανακούφιση από την ευαισθησία.



Η εικόνα δείχνει την αντίδραση του AgF με το KI σε AgI, στα πρώτα 50 μικρά κάτω από την επιφάνεια. Ευγενική χορηγία του Dr. Geoff Knight

- **Μείωση του αποχρωματισμού**  
Όπως και το Riva Star, το Riva Star Aqua περιλαμβάνει μια διαδικασία δύο βημάτων που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο του χρωματισμού. Περιλαμβάνει Ιωδιούχο Κάλιο (KI) που εφαρμόζεται ως δεύτερο βήμα μετά τον Φθοριούχο Άργυρο (AgF) και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα χρώσης.
- **Αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης για 2 χρόνια**
- **Αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμένιου**  
Μελέτες υποστηρίζουν ότι το Riva Star Aqua είναι ένας αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμένιου. Εμφανίζει μεγαλύτερη ζώνη αναστολής της ανάπτυξης τεσσάρων βακτηριακών ειδών συγκριτικά με το υποχλωριώδες νάτριο.
- **Κανένας κίνδυνος εγκαύματος ιστού**  
Το Riva Star Aqua βασίζεται στο νερό και δεν περιέχει αμμωνία.  
Το γεγονός αυτό μειώνει τον ερεθισμό των μαλακών ιστών, εξαλείφει οσμές και βελτιώνει τη σταθερότητα αποθήκευσης.
- **Δεν απαιτείται προστασία των ούλων**  
Με την απουσία αμμωνίας, το Riva Star Aqua μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς προστατευτικό των ούλων καθώς ο ερεθισμός των μαλακών ιστών είναι σημαντικά μειωμένος.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

#### Riva Star Aqua Bottle Kit

Περιλαμβάνει:

- 1 x 1,5 ml φιαλίδιο Βήματος 1
- 1 x 3 ml φιαλίδιο Βήματος 2

111,30 €

## Permite

Αμάλγαμα διασποράς.

Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In 0.5%, Zn 0.2%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΜΟΝΗ ΔΟΣΗ	Βαρέλι (500 κάψουλες)	<b>662,88 €</b>
	Κουτί (50 κάψουλες)	<b>79,35 €</b>
ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ	Βαρέλι (500 κάψουλες)	<b>884,25 €</b>
	Κουτί (50 κάψουλες)	<b>100,30 €</b>

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

## Lojic+

Αμάλγαμα σφαιρικό, εμπλουτισμένο με πλατίνα.

Ag 60.1 %, Sn 28.05%, Cu 11.8%, Pt 0.05%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΜΟΝΗ ΔΟΣΗ	Βαρέλι (500 κάψουλες)	<b>682,76 €</b>
	Κουτί (50 κάψουλες)	<b>81,74 €</b>
ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ	Βαρέλι (500 κάψουλες)	<b>911,46 €</b>
	Κουτί (50 κάψουλες)	<b>103,65 €</b>

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες



**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

## Ultracaps+

Αμάλγαμα διασποράς.

Ag 50%, Sn 30%, Cu 20%.

**100,30 €**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΜΟΝΗ ΔΟΣΗ	Κουτί (50 κάψουλες)	<b>76,86 €</b>
ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ	Κουτί (50 κάψουλες)	<b>96,91 €</b>



## Ultramat 2

### Ηλεκτρονικός δονητής αμαλγάματος.

- Το υψηλής ακρίβειας χρονόμετρο του ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και δίνει σταθερές και ακριβείς περιόδους ανάμειξης.
- Ενεργοποιείται με την αφή και ρυθμίζεται από 1-16 δευτερόλεπτα.
- Ο Ultramat 2 έχει συχνότητα ταλαντεύσεων 4.600/λεπτό  $\pm 1\%$ .
- Κατασκευάζεται από ατσάλι επενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας συνθετικό υλικό και έχει πολύ ανθεκτικά πλαστικά μέρη.
- Κάνει ελάχιστο θόρυβο.
- Έχει 5 χρόνια εγγύηση.

**450,00 €**



## Points

Βουρτσάκια μιας χρήσης,  
για τη γρήγορη μεταφορά μικρών ποσοτήτων  
υλικών στην κοιλότητα του δοντιού,  
ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές  
του στόματος.

Διατίθενται σε 3 μεγέθη, χρωματικά κωδικοποιημένα:

- medium - μπλε
- fine - ανοικτά πράσινα
- superfine - μωβ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 τεμάχια ενός μεγέθους

**6,15 €**

## Pola Day - Pola Night

Σύστημα σπιτιού για φωτεινότερα δόντια.

CREATED BY SDI  
**POLA**  
ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM



Διακρίνεται σε δύο τύπους:

1. Pola Day: ζελέ, 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου, για χρήση στο σπίτι.
2. Pola Night: ζελέ, 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου, για χρήση στο σπίτι.

Τα ζελέ Pola Day και Pola Night διατίθενται σε σύριγγες των 1,3 g.

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 συσκευασίες  
Pola Day ή Pola Night  
10 συριγγών

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Απελευθερώνουν φθόριο.** Η προσθήκη φθορίου καθιστά δυνατή την επαναβεσίωση του δοντιού και βοηθά στη μείωση της ευαισθησίας μετά τη θεραπεία.
- **Έχουν ουδέτερο pH**
- **Περιέχουν ένα μείγμα καταπραϋντικών και ρυθμιστικών παραγόντων** που εμποδίζει τη δημιουργία πλάκας και βοηθά την απορρόφηση ασβεστίου ώστε να μειωθεί κι άλλο η ευαισθησία και η απώλεια ιόντων από την αδαμαντίνη
- **Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό** γεγονός που μειώνει την αφυδάτωση της αδαμαντίνης και την ευαισθησία του ασθενή
- **Το ζελέ τους έχει υψηλό ιξώδες** και εξασφαλίζει ότι εύκολα και με ασφάλεια τοποθετείται στο δισκίο και παραμένει εκεί για όλη τη διαδικασία
- **Έχουν ευχάριστη γεύση δυόσμου και είναι διαφανή**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
<b>POLA DAY</b>	
<b>Pola Day 10 Syringe Kit</b> (σε 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου). Περιλαμβάνει: 10 x 1,3 g σύριγγες Pola Day και βοηθήματα.	6% <b>91,90 €</b>
<b>Pola Day Mini Kit</b> (σε 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου). Περιλαμβάνει: 4 x 1,3 g σύριγγες Pola Day και βοηθήματα.	6% <b>45,95 €</b>

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
<b>POLA NIGHT</b>	
<b>Pola Night 10 Syringe Kit</b> (σε 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου). Περιλαμβάνει: 10x1,3g σύριγγες Pola Night και βοηθήματα.	10% <b>91,90 €</b> 16% <b>91,90 €</b>
<b>Pola Night Mini Kit</b> (σε 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου). Περιλαμβάνει: 4x1,3g σύριγγες Pola Night και βοηθήματα.	10% <b>45,95 €</b> 16% <b>45,95 €</b>

**Pola Office+**

Σύστημα ιατρείου για φωτεινότερα δόντια,  
37,5% υπεροξείδιο του υδρογόνου,  
σε διπλή σύριγγα αυτόματης ανάμειξης.

CREATED BY SDI  
**POLA**  
ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- ▶ Πολύ γρήγορο
- ▶ Δεν χρειάζεται φως
- ▶ Ουδέτερο pH
- ▶ Περιέχει απευαισθητοποιητικό παράγοντα
- ▶ Πολύ απλός τρόπος εφαρμογής

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ****Pola Office+ Συσκευασία 3 ασθενών - με παρεϊοκάτοχα**

3 x 2,8 ml σύριγγες Pola Office+  
3 x 1 g σύριγγες Gingival Barrier  
3 παρεϊοκάτοχα και βοηθήματα

**185,00 €****Pola Office+ Συσκευασία 3 ασθενών - χωρίς παρεϊοκάτοχα**

3 x 2,8 ml σύριγγες Pola Office+  
3 x 1 g σύριγγες Gingival Barrier και βοηθήματα

**180,00 €****Pola Office+ Συσκευασία 1 ασθενή - με παρεϊοκάτοχο**

1 x 2,8 ml σύριγγα Pola Office+  
1 x 1 g σύριγγα Gingival Barrier  
1 παρεϊοκάτοχο και βοηθήματα

**80,00 €****Pola Office+ Συσκευασία 1 ασθενή - χωρίς παρεϊοκάτοχο**

1 x 2,8 ml σύριγγα Pola Office+  
1 x 1 g σύριγγα Gingival Barrier και βοηθήματα

**75,00 €**

## Pola Light

Νέο, προηγμένο σύστημα  
λεύκανσης των δοντιών στο σπίτι  
με την τεχνολογία φωτισμού LED.

Το Pola Light είναι ένα προηγμένο σύστημα λεύκανσης των δοντιών που συνδυάζει τη βραβευμένη φόρμουλα λεύκανσης του Pola κι ένα επιστόμιο με φωτισμό LED για ταχύτερη θεραπεία λεύκανσης.



ΑΠΟ ΜΟΛΙΣ 20 ΛΕΠΤΑ  
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 2x10 ή 2x15  
ΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ



ΕΥΧΡΗΣΤΟ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύστημα ταχείας δράσης, για λευκότερα δόντια σε **μόλις 5 ημέρες.**
- Το σύστημα Pola Light χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζελέ Pola Day 6%.
- Φορητό κι επαναφορτιζόμενο σύστημα και εύχρηστο επιστόμιο χωρίς καλώδιο.
- Το επιστόμιο του Pola με φωτισμό LED έχει διπλό τόξο και ενιαίο μέγεθος για όλους.
- Με τα παχύρρευστα ζελέ λεύκανσης των δοντιών με ουδέτερο PH διασφαλίζεται η μέγιστη άνεση του ασθενούς σε ένα κιτ για χρήση στο σπίτι.
- Το μοναδικό μείγμα καταπραϊντικών συστατικών περιποίησης με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, συμβάλλει στη μείωση της ευαισθησίας.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**74,20 €**

- 1 x επιστόμιο Pola με φωτισμό LED
- 4 x 3g σύριγγες Pola Day 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου
- 1 x καλώδιο φόρτισης μέσω USB
- 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

## Soothe

Ζελέ απευαισθητοποίησης κατάλληλο για χρήση μετά τη λεύκανση.

Το Soothe είναι ένα ζελέ παρατεταμένης απελευθέρωσης το οποίο περιέχει 6% νιτρικό κάλιο και 0,1% φθόριο.

Ανακουφίζει την οδοντική ευαισθησία που προκαλείται από χημικές και θερμικές αλλαγές.

Αντίθετα από άλλους απευαισθητοποιητές, το Soothe δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία λεύκανσης.

### Τοποθέτηση πριν ή μετά τη λεύκανση

Ευαισθησία μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία λεύκανσης.

Το Soothe μπορεί να τοποθετηθεί πριν ή μετά τη θεραπεία.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 x 1,2 ml σύριγγες

60,31 €

## Polishing Paste

Πάστα στίλβωσης.

Αποδίδει μια γυαλιστερή εμφάνιση σε επιφάνειες αποκαταστάσεων από σύνθετες ρητίνες, composites, αμαλγάματα, πορσελάνη, κεραμικά και χρυσό.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x4g σύριγγα Polishing Paste

21,57 €

**TMR SERIES**

# TMR ZFill 10.

Σειρά νανοϋβριδικών ρητινών προηγμένης τεχνολογίας

Διατίθενται σε: Universal πάστα, Flow ρευστή και Low Flow παχύρρευστη.





## 1 Επιτυγχάνει παρατεταμένη απελευθέρωση Φθορίου και Αντοχή

C.C.F.

Χρησιμοποιώντας ειδική τεχνολογία ενίσχυσης, όχι μόνο επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου αλλά επίσης και υψηλή δύναμη και αντοχή.

Έχει χαρακτηριστικά επαναφόρτισης φθορίου, λαμβάνοντας το φθόριο που περιέχεται στην οδοντόπαστα και το στοματόπλυμα κι απελευθερώνοντάς το όταν απαιτείται.



Σημείωση: ISO 4049:2009  
Οδοντιατρική-Βασισμένα σε πολυμερή υλικά αποκατάστασης

## 2 Εξαιρετική Χρηστικότητα

C.C.F.

Το Universal απομακρύνεται εύκολα από τη σπάτουλα αλλά το ιξώδες του του επιτρέπει να εκτείνεται ομαλά. Επιπλέον, καθώς το Flow και το Low Flow έχουν κατάλληλη ρευστότητα, είναι εύκολο να τοποθετηθούν όπως είναι επιθυμητό.



Δυνατότητα διαμόρφωσης του Universal



Ρευστότητα του Flow (αριστερά) Low Flow (δεξιά)

### Περισσότερες λεπτομέρειες



Βίντεο κλιν  
TMR-ZFill 10  
Αποτέλεσμα  
χαμαιλεοντισμού



Έκθεση  
TMR-Z Fill 10  
Product report

Σύνθετη Ρητίνη:  
Στην αναζήτηση παρατεταμένης απελευθέρωσης φθορίου, υψηλής αντοχής και λειτουργικότητας



### 3 Περιεκτική Παράθεση Αποχρώσεων



Σε συνδυασμό με την τεχνολογία ενίσχυσης, επιτεύχθηκε εξαιρετική ιδιότητα σκέδασης του φωτός.

Από το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να αναμένεται ένα αποτέλεσμα χαμαιλεοντισμού καθώς το φως σκεδάζεται έτσι ώστε τα περιβάλλοντα χρώματα να γίνονται πιο φυσικά. Επιπλέον, οι αποχρώσεις A5 και OA5 έχουν προστεθεί στην γκάμα του Z Fill 10 και μπορεί να επιτευχθεί καλή αισθητική ακόμα και σε αυχενικές περιοχές μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών ή σε μικρές κοιλότητες.

#### Σειρά αποχρώσεων

Όνομα προϊόντος	Κατηγορία	A1	A2	A3	A3.5	A4	A5	B1	B2	B3	C2	C3	D2	Άλλα	Ποσότητα αποχρώσεων	Περιεχόμενα
Z Fill10. <b>Universal</b>	Οδοντίνη	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BW, E, OW	17	3.8g (2mL)
	Αδιαφάνεια		•	•												
Z Fill10. <b>Flow</b>	Οδοντίνη	•	•	•	•	•	•							BW, E, OW	14	2.6g (1.5mL)
	Αδιαφάνεια		•	•	•	•	•									
Z Fill10. <b>Low Flow</b>	Οδοντίνη	•	•	•	•	•	•							BW, E, OW	14	2.6g (1.5mL)
	Αδιαφάνεια		•	•	•	•	•									

BW: Λευκό Λεύκανσης E: Αδαμαντίνη OW: Λευκό αδιαφάνεια


**Συσκευασίες (δείτε σελ. 32)**

## Τεχνολογία YAMAKIN Ενίσχυση συστοιχίας κεραμικών

Η ενίσχυση συστοιχίας κεραμικών (Ceramics cluster filler C.C.F.) είναι πρωτότυπη τεχνολογία της εταιρείας YAMAKIN. Η ενίσχυση αποτελείται από τρία είδη ενισχυτικών ουσιών των οποίων οι ανομοιόμορφες επιφάνειες συνυφαίνονται μεταξύ τους.

Με αυτό το "αποτέλεσμα αγκύρωσης" επιδεικνύει υψηλή αντοχή.

Επιπλέον, ο δισηπτεκτος συνδυασμός της παρατεταμένης απελευθέρωσης φθορίου και της υψηλής αντοχής, γίνεται πραγματικότητα με την προσθήκη ενίσχυσης που απελευθερώνει παρατεταμένα φθόριο.



◀ Εικόνα του Z Fill10. (Universal)

- Ενίσχυση συστοιχίας κεραμικών (1–20μm)
- Σφαιρική nano-ενίσχυση (SiO<sub>2</sub>: 20nm)
- Ενίσχυση παρατεταμένης απελευθέρωσης φθορίου (Υάλος: Περίπου 700 nm)
- Ρητινώδης ενίσχυση οργανικού και ανόργανου τμήματος (3–5μm)

*Σημείωση: περισσότεροι μικροσκοπικοί ενισχυτικοί κόκκοι υάλου για C.C.F. χρησιμοποιήθηκαν στους τύπους ρητίνης Flow και Low Flow για να αποδώσουν εξαιρετικό έλεγχο ροής.*



Η ιδέα της συνύπαρξης της παρατεταμένης απελευθέρωσης φθορίου και της υψηλής αντοχής εφαρμόστηκε πρώτα σε HR μπλοκ της εταιρείας Yamakin για στεφάνες CAD/CAM. Μέλη του αναπτυξιακού έργου βραβεύτηκαν με το "Excellence Prize" για το προϊόν, στην κατηγορία τεχνολογική ανάπτυξη των βραβείων "Seventh Monodzukuri Nippon Grand Awards" από το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI).


# TMR AQUA BOND 0

Αυτοαδροποιτικός συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης και αδαμαντίνης (κατάλληλος επίσης για κεραμικά και μέταλλα)

## 1 Προηγμένη Συγκόλληση και Ταχύτητα




Η υγρασία είναι απαραίτητη στη συγκόλληση για την απομεταλλικοποίηση και τη διαπερατότητα της οδοντικής ουσίας. Όμως, είναι γνωστό ότι η υπερβολική υγρασία επηρεάζει αρνητικά τη συγκόλληση. Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση χωρίς ευαισθησία σε συνθήκες υγρασίας, δηλ. τόσο σε στεγνές όσο και σε υγρές συνθήκες, με πρωτόκολλα εφαρμογής φιλικά προς το χρήστη λόγω της δράσης ενός από τα συστατικά του, του M-TEG-P. Πρόκειται επομένως για έναν συγκολλητικό παράγοντα που εμποδίζει τη μείωση της αντοχής συγκόλλησης που προκαλείται από την υγρασία (η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως σε κλινικές συνθήκες).



## 2 Καθόλου χρόνος αναμονής για Απομεταλλικοποίηση (Το δόντι απομεταλλικοποιείται γρήγορα μετά την εφαρμογή.)

Ένα υγρό, ένα βήμα. Χρησιμοποιείται ένα απλοποιημένο βήμα συγκόλλησης. Δεν απαιτείται χρόνος αναμονής για "απομεταλλικοποίηση" και έτσι μειώνεται η δυσφορία του ασθενή.

Το AQUA BOND 0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εφαρμογές όπως σε παιδιά ή ηλικιωμένους, εξαιτίας του μειωμένου χρόνου εργασίας.




Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται φως LED έντασης 2. 400mW/cm<sup>2</sup>.

## 3 Κανέναν Διαχωρισμό μετά την απομάκρυνσή του από το φιαλίδιο




Με ακριβή έλεγχο του συνδυασμού συστατικών και το M-TEG-P, ακόμη και μετά από 30 λεπτά, σε συνθήκες προστασίας από το φως, δεν συμβαίνει κανέναν διαχωρισμό φάσης μεταξύ των λιπόφιλων μονομερών και του νερού και έτσι, επιτρέπεται στα αποτελεσματικά για τη συγκόλληση συστατικά να τοποθετούνται ομοιόμορφα.



## 4 Βελτιώνει την Αντοχή Συγκόλλησης της σύνθετης ρητίνης

Εμφράσσοντας μικρές αδρότητες επάνω στην οδοντική επιφάνεια που δημιουργούνται κατά τον τροχισμό και αποδίδοντας στρώματα συγκόλλησης ομαλής επιφάνειας, επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να προσαρτηθεί σφικτά. Επιπλέον, καθιστά εφικτή τη δημιουργία ενός στρώματος συγκόλλησης (5 έως 10 μm) το οποίο είναι όσο το δυνατόν λεπτό και ομοιόμορφο, γεγονός που επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να επιδείξει πλήρως τη φυσική αντοχή της.





**TMR SERIES**



## 5 Συγκολλάται με διάφορα υλικά

M-TEG-P®

Χάρη στο M-TEG-P και άλλα συστατικά συγκόλλησης, το TMR-AQUA BOND 0 μπορεί να συγκολληθεί σε μια ευρεία γκάμα υλικών, από τις οδοντικές ουσίες έως τη ζirkονία, το τιτάνιο και τα πολύτιμα μέταλλα κατά τη θεραπεία εμφράξεων και ενδοστοματικής επιδιόρθωσης. Μπορεί επίσης να συγκολληθεί σε πορσελάνη, στεφάνες, CAD/CAM και ρητινώδη υλικά που περιέχουν ανόργανη ενίσχυση κατά την ενδοστοματική επιδιόρθωσή τους, με χρήση του **Multi Primer LIQUID** ως προετοιμασία.

Τα περιεχόμενα στον πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν

	Οδοντική ουσία	Ζirkονία	Τιτάνιο	Κράμα χρυσού	Κράμα αργύρου	Κράμα χρυσού-Αργύρου-Γιαλδαίου	Σύσφιξη Ρητίνης (επιπλέον συστατικό υλικού)	Πορσελάνη
TMR-AQUA BOND 0	○	○	○	○	○	○	—	—
Multi Primer LIQUID + TMR-AQUA BOND 0	—	—	—	—	—	—	○	○

### [Κλινική περίπτωση χρήσης του AQUA BOND 0 και του Z Fill 10.]

Έμφραξη κοιλότητας. Φωτογραφίες από: YAMAKITA DENTAL OFFICE (Kochi, Ιαπωνία)



#### 1 Διαμόρφωση κοιλότητας

Παρασκευάστε μια κοιλότητα σύμφωνα με τις συνθήκες πρακτικές. Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση ακόμα και σε υγρές συνθήκες.



#### 2 Τοποθέτηση του AQUA BOND 0

Εφαρμόστε AQUA BOND 0 σε όλη την επιφάνεια της κοιλότητας. Το στέγνωμα με αέρα μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μετά την τοποθέτηση. Φωτοπολυμερίστε για 3 δευτ. (ισχύει για φως LED έντασης 2.400 mW/cm<sup>2</sup>).



#### 3 Έμφραξη με Z Fill 10. Flow

Εμφράξτε την κοιλότητα με ρητίνη τύπου Flow που έχει την κατάλληλη ρευστότητα. Υπάρχει μεγάλη γκάμα αποχρώσεων που επιτρέπει την απόδοση υψηλής αισθητικής. Φωτοπολυμερίστε για 4 δευτ. (ισχύει για φως LED έντασης 2.400 mW/cm<sup>2</sup>).



#### 4 Έμφραξη με Z Fill 10. Universal

Καθώς ο τύπος Universal έχει καλή δυνατότητα διαμόρφωσης, καθιστά εφικτή τη λεπτή εργασία απόδοσης ανατομίας. Η απόχρωση A5 θα είναι χρήσιμη όπου υπάρχει λιγότερος τροχισμός. Φωτοπολυμερίστε για 4 δευτ. (ισχύει για φως LED έντασης 2.400 mW/cm<sup>2</sup>).




#### 5 Μετά τη θεραπεία

Η ρητίνη Z Fill 10 συνδυάζει αντοχή και παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου μαζί με το αισθητικό πλεονέκτημα να προσομοιάζει με φυσικό δόντι.

Τεχνολογία YAMAKIN

### Τεχνολογία M-TEG-P



Το συγκολλητικό συστατικό M-TEG-P έχει μια αμφιφιλική διαχωριστική βάση. Έτσι, σταθερή συγκόλληση και ομοιομορφία επιτυγχάνονται ακόμα και κάτω από συνθήκες υγρασίας.

**M-TEG-P®**

M-TEG-P είναι σήμα κατατεθέν της YAMAKIN CO., LTD.

**Συσκευασίες (δείτε σελ. 32)**

### Περισσότερες λεπτομέρειες



#### Βίντεο κλιπ AQUA BOND ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Δείτε το βίντεο κλιπ που δείχνει την υψηλή δύναμη συγκόλλησης AQUA BOND 0.



#### Έκθεση TMR-AQUA BOND 0 Έκθεση προϊόντος

Ένας συγκολλητικός που έχει καταστεί εφικτή τη γρήγορη θεραπεία κάτω από συνθήκες υγρασίας.

**TMR SERIES**
**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**
**TMR Z Fill 10.**
**UNIVERSAL**

**Μονή συσκευασία**
**TMR-Z Fill 10. Universal σύριγγα 3,8g (2mL)**

Διατίθεται σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, OA2, OA3, OW (οπάκ λευκό), BW (λευκό λεύκανσης), E (αδαμαντίνη).

**37,10 €**
**Προσφορά**

 Αγοράζοντας  
5 σύριγγες

**ΔΩΡΟ**

 ο συγκολλητικός  
παράγοντας  
**TMR Aqua Bond0**
**TMR-Z Fill 10. Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες**

Διατίθεται σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

**30,75 €**
**TMR-Z Fill 10. Low Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες**

Διατίθεται σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

**30,75 €**
**FLOW**

**ή 4+1  
ΔΩΡΟ**
**Σετ**
**Standard Pack** (1 σύριγγα από το καθένα A1, A2, A3, E)

Διατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

**120,00 €**
**Συσκευασία 2 τεμαχίων** (1 σύριγγα από το καθένα A2, A3)

Διατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

**64,00 €**
**LOW FLOW**


Χρωματολόγιο- κάρτα περιλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία.


**TMR AQUA BOND 0**

**Φιαλίδιο 5mL 58,30 €**
**Προσφορά**
**ΔΩΡΟ**

 με αγορά 5 συριγγών ρητίνης  
**TMR-Z Fill 10**
**MultiPrimer LIQUID**


Το υγρό MultiPrimer είναι ένα διάλυμα σε αιθανόλη με 2 βασικά συστατικά:

- Ένωση θειόλης που του επιτρέπει να λειτουργεί ως primer για την προετοιμασία πολύτιμων μετάλλων για να συγκολληθούν με ρητίνη.
- Σιλάνιο για την προετοιμασία μη-πολύτιμων μετάλλων, πορσελάνης και παλιά πολυμερισμένης έμφραξης σύνθετης ρητίνης για να συγκολληθούν με ρητίνη.

**Φιαλίδιο 7mL 53,00 €**
**Προσφορά**
**ΔΩΡΟ**

 με αγορά 5 συριγγών ρητίνης  
**TMR-Z Fill 10**

## Honigum® Putty

Πολυβινυλοσιλοξάνη στοκώδους σύστασης.

Διατίθεται στους τύπους:

- **Honigum Putty Rigid Fast** για διορθωτικά αποτυπώματα
- **Honigum Putty Soft** για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό με το Honigum Light
- **Honigum Putty Soft Fast** για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό με το Honigum Light Fast

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, αποτυπώματα ένθετων και επένθετων.

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 συσκευασίες  
Honigum Putty

**ΔΩΡΟ**

1 συσκευασία  
του λεπτόρρευστου  
αποτυπωτικού  
Honigum Light



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Soft	Soft Fast	Rigid Fast
Χρόνος ανάμειξης (λεπτά)	0:30	0:30	0:30
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	3:15	1:15	1:45
Χρόνος μέσα στο στόμα	3:15	1:15	1:45
Χρώμα	■	■	■
Shore-A σκληρότητα	≈ 62	≈ 62	≈ 70

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**111,10 €**

2 βάζα των 450 ml, βάση και καταλύτης

## Honigum® Light

Πολυβινυλοσιλοξάνη λεπτόρρευση,  
για αποτύπωση ακριβείας.

**Συνδυάζεται με όλες τις γνωστές πολυβινυλοσιλοξάνες.**

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υλικό για διορθωτικό αποτύπωμα σε όλες τις τεχνικές αποτύπωσης δύο φάσεων.

Ενδείκνυται για αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Light	Fast
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	2:15	1:30
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:30	2:00
Χρώμα	■	■
Shore-A σκληρότητα	≈ 47	≈ 47

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**63,90 €**

2 φύσιγγες των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης,  
12 ενδοστοματικά ρύγχη

## Honigum® MixStar Heavy

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη, σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.

Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα για τις συσκευές MixStar.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και για αποτυπώματα εμφυτευμάτων.

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.



Συστήνεται για Εμφυτευματολογία από το Brånemark Center

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		Fast
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	2:15	1:15
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:15	2:00
Χρώμα		
Shore-A σκληρότητα	≈ 67	≈ 67

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**105,00 €**

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

## Honigum® Automix Heavy

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη, σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα για πιστόλι 50 1:1

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και για αποτυπώματα εμφυτευμάτων.

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		Fast
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	2:00	1:15
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:15	2:00
Χρώμα		
Shore-A σκληρότητα	≈ 67	≈ 67

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**50,00 €**

2 φύσιγγες των 50 ml, 4 ρύγχη ανάμειξης

Συστήνεται για Εμφυτευματολογία από το Brånemark Center

## Honigum® MixStar Mono

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη,  
για αποτύπωση ακριβείας σε μια φάση.

Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα, για τις συσκευές MixStar.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων,  
λειτουργικά και αποτυπώματα για εμφυτεύματα.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Χρόνος εργασίας:** 2:00 λεπτά

**Χρόνος μέσα στο στόμα:** 3:15 λεπτά

**Χρώμα:** ■

**Shore-A σκληρότητα:** ≈ 47



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**110,00 €**

1 φύσιγγα των 380 ml πάστα, 10 ρύγχη ανάμειξης

## Honigum® Automix Mono

Πολυβινυλοσιλοξάνη, μονοφασικό υλικό  
αποτύπωσης ακριβείας, σε διπλή φύσιγγα.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων,  
λειτουργικά και αποτυπώματα για εμφυτεύματα.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Χρόνος εργασίας:** 2:15 λεπτά

**Χρόνος μέσα στο στόμα:** 2:30 λεπτά

**Χρώμα:** ■

**Shore-A σκληρότητα:** ≈ 47



### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 10%**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**60,85 €**

2 φύσιγγες των 50ml, 4 ρύγχη ανάμειξης, 4 ενδοστοματικά ρύγχη

## Honigum® MixStar Putty

Πολυβινυλοσιλοξάνη στοκώδους σύστασης.

Διατίθεται σε φύσιγγα 5:1 για τις συσκευές MixStar.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Χρόνος εργασίας:** 1:45 λεπτά

**Χρόνος μέσα στο στόμα:** 3:15 λεπτά

**Χρώμα:** ■

**Shore-A σκληρότητα:** ≈ 66

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**103,00 €**

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

## StatusBlue® MixStar

Πολυβινυλοσιλοξάνη για όλα τα αποτυπώματα στα οποία ενδείκνυται αλγινικό.

Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα για τις συσκευές MixStar.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Χρόνος εργασίας:** 1:15 λεπτά

**Χρόνος μέσα στο στόμα:** 1:45 λεπτά

**Χρώμα:** ■

**Shore-A σκληρότητα:** ≈ 40

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**90,10 €**

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

## MixStar e-Motion

Συσκευή ανάμειξης αποτυπωτικών υλικών, γρήγορη, εύκολη, ευέλικτη.

Πλήρως αυτόματη ανάμειξη με ηλεκτρονική τελειότητα.



### Προσφορά

#### ΔΩΡΟ

με αγορά υλικών  
της εταιρείας DMG αξίας

**1.500 €**



Κουμπιά για την έναρξη και το σταμάτημα της ανάμειξης και για τη μετακίνηση των εμβόλων.



- 2 χρονομέτρα
- 3 επίπεδα ταχύτητας



Θύρα USB για αναβάθμιση του software.

## O-Bite

Υλικό καταγραφής δήξης, πολυβινυλοσιλοξάνη, με πολύ υψηλή τελική σκληρότητα.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έχει πολύ υψηλή τελική σκληρότητα μετά μία ώρα: Shore-A σκληρότητα 93.
- Έχει υψηλή αντίσταση στο σπάσιμο. Το αποτύπωμα δήξης με O-Bite δεν σπάει ούτε κατά την απομάκρυνση από το στόμα και την αφαίρεση των περισεσιών ούτε και κατά την ανάρτηση των εκμαγείων
- Οι περίσσειές του κόβονται εξαιρετικά με ένα νυστέρι
- Έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα για να ξεχωρίζει στο στόμα
- Έχει άρωμα φρέσκου πορτοκαλιού
- Χρόνος πήξης: 1:30 λεπτά



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

65,65 €

2 φύσιγγες των 50ml, 12 ρύγχη ανάμειξης

## LuxaBite®

Πρωτοποριακό υλικό για καταγραφή δήξης, βασισμένο στα δισ-ακρυλικά. Σκληρό και ακριβές.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καταγραφή δήξης. Επίσης, χρησιμοποιείται και για σταθεροποίηση των εξαρτημάτων αποτύπωσης των εμφυτευμάτων στο δισκάριο κατά την αποτύπωση ανοικτού δισκαρίου.

Χρώμα: μπλε.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

79,50 €

1 φύσιγγα των 50ml, 15 ρύγχη ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1.

## Tray-Adhesive

Συγκολλητικό δισκαρίων αποτύπωσης για όλες τις πολυβινυλοσιλοξάνες.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

22,00 €

1 φιαλίδιο των 10 ml



## Silagum® MixStar Putty Soft

Πολυβινυλοσιλοξάνη, σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.

**Διατίθεται σε φύσιγγα 5:1 για τις συσκευές MixStar.**

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενδείκνυται για αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Χρόνος εργασίας:** 2:00 λεπτά

**Χρόνος μέσα στο στόμα:** 3:30 λεπτά

**Χρώμα:** ■

**Shore-A σκληρότητα:** ≈ 62



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**115,63 €**

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

## Silagum® Putty Standard, Fast, Soft

Πολυβινυλοσιλοξάνη σε στοκώδη σύσταση.

Χρησιμοποιείται ως πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Το Silagum Putty διατίθεται σε τρεις τύπους:

- **Standard:** κανονικής πήξης
- **Fast:** γρήγορης πήξης
- **Soft:** μικρότερης τελικής σκληρότητας

Χαρακτηριστικά	Standard	Fast	Soft
Χρόνος ανάμειξης (λεπτά)	0:30	0:30	0:30
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	1:45	1:15	1:45
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:30	2:30	3:30
Χρώμα	■	■	■
Shore-A σκληρότητα	≈ 70	≈ 70	≈ 62



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**71,10 €**

2 βάζα των 315 ml, βάση και καταλύτης

## Silagum® Light

Πολυβινυλοσιλοξάνη, λεπτόρρευστη, σε διπλή φύσιγγα.

Χρησιμοποιείται για διορθωτικό αποτύπωμα.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Χαρακτηριστικά	Light	Fast
Χρόνος εργασίας (λεπτά)	2:15	1:30
Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά)	3:30	2:15
Χρώμα	■	■
Shore-A σκληρότητα	≈ 50	≈ 50



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**60,85 €**

2 φύσιγγες των 50ml πάστα, 12 ρύγχη ανάμειξης, 12 ενδοστοματικά ρύγχη

## Silagum® Comfort

Πολυβινυλοσιλοξάνη για αναγόμευση οδοντοστοιχιών.

**Χρώμα:** Ροζ

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αναγόμευση ολικών, μερικών και επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Ανταλλακτικά

1 φύσιγγα Silagum-Comfort των 25 ml, 5 ρύγχη ανάμειξης	<b>50,62 €</b>
1 φύσιγγα Silagum-Comfort των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης	<b>78,03 €</b>
Primer: 1 φιαλίδιο των 5 ml	<b>50,62 €</b>
Varnish: 2 φιαλίδια των 10 ml	<b>50,62 €</b>

## LuxaPick-up

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη βασισμένη σε πολυλειτουργικά μεθακρυλικά, για αναγόμευση οδοντοστοιχιών.

**Διατίθεται σε σύριγγα αυτόματης ανάμειξης.**

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Σταθεροποίηση δευτερευόντων μερών και συνδετικών στοιχείων σε οδοντοστοιχίες/προσθετικές εργασίες
- Αναγόμευση μερικών ή/και ολικών οδοντοστοιχιών
- Τροποποίηση ενδιάμεσων οδοντοστοιχιών
- Επισκευή προσθετικών εργασιών
- Κατασκευή μάσκας ούλων
- Εξατομίκευση προσωρινών προσθετικών εργασιών για τη δημιουργία φυσικής αισθητικής κόκκινου-λευκού, ειδικά στην περίπτωση επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδιαίτερα βιοσυμβατό υλικό: χωρίς MMA και υπεροξειδία
- Τα συγκρατητικά στοιχεία μπορούν να σταθεροποιηθούν στην οδοντοστοιχία απευθείας στο οδοντιατρείο. Το γεγονός αυτό, εξασφαλίζει μια ασφαλή και χωρίς τάσεις στήριξη στα εμφυτεύματα.
- Αναγόμευση οδοντοστοιχιών στην οδοντιατρική έδρα, με εξοικονόμηση χρόνου και αξιόπιστη εφαρμογή.
- Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην κάμψη και χαμηλή θερμοκρασία πολυμερισμού (περίπου 38°C).
- Το υλικό είναι άοσμο και άγευστο, ιδανικό για ευαίσθητους ασθενείς.
- Χρώμα: ροζ

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**137,80 €**

1 φύσιγγα των 76g, 15 ρύγχη ανάμειξης.  
Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1.

## Luxatemp Star

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη κατασκευής προσωρινών στεφανών και γεφυρών.

**Εξαιρετική αντοχή στην κάμψη και αντίσταση στη θραύση. Υψηλότερη αρχική σκληρότητα. Χρωματική σταθερότητα.**

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προσωρινές στεφάνες και γέφυρες
- Προσωρινά ένθετα και επένθετα
- Προσωρινές αποκαταστάσεις μεγάλης διάρκειας
- Προσωρινά veneers

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 10%**

ΤΙΜΗ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**94,50 €**



ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΠΟΣ  
10:1

**75,20 €**

Έχει 6 αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach Light

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1 διπλή φύσιγγα των 76g και 15 ρύγχι ανάμειξης.  
Διαθέσιμες αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach Light.  
Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1.

**105,00 €**

1 σύριγγα Smartmix των 15 g σε καθεμία από τις αποχρώσεις  
A2, A3 και 10 ρύγχι ανάμειξης

**60,28 €**

## LuxaFlow Star

Ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη.  
Ειδικά σχεδιασμένη για επιδιορθώσεις  
στο Luxatemp Star.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προσθήκες κι επιδιορθώσεις προσωρινών
- Μικρές εμφράξεις III, IV και V ομάδας
- Αποκαταστάσεις ελάχιστης επέμβασης
- Κάτω από εμφράξεις



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**55,00 €**

2 σύριγγες του 1,5 g, 10 ρύγχι, σε καθεμία από τις αποχρώσεις:  
A1, A2, A3, A3.5, B1

## Luxatemp® Glaze & Bond

Φωτοπολυμεριζόμενο βερνίκι για την επισκευή  
και το κλείσιμο των πόρων των προσωρινών  
στεφανών και γεφυρών.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**59,68 €**

Φιαλίδιο 5 ml, 25 πινελάκια

## TempoCem® NE Automix

Κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, χωρίς ευγενόλη.

Βασίζεται στο οξείδιο του ψευδαργύρου.  
Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα για αυτόματη ανάμειξη.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**86,05 €**

1 φύσιγγα των 60 g πάστα, 35 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.  
Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.

## TempoCem® NE Smartmix

Κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, χωρίς ευγενόλη.

Βασίζεται στο οξείδιο του ψευδαργύρου.  
Διατίθεται στη σύριγγα Smartmix.



### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 10%**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**52,00 €**

2 σύριγγες Smartmix των 11 g, 20 ρύγχη ανάμειξης

## TempoCem® Automix

Κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, βασισμένη στο οξείδιο του ψευδαργύρου, με ευγενόλη.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα για αυτόματη ανάμειξη.



**ΠΙΣΤΟΛΙ  
ΤΥΠΟΣ 25:**

**75,20 €**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**80,00 €**

1 φύσιγγα των 63 g πάστα, 35 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.

## TempoCem® ID

Αισθητική διαφανής κόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Είναι διπλού πολυμερισμού ρητινώδης κόλλα και διατίθεται σε σύριγγα Smartmix.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προσωρινή συγκόλληση προσωρινών και ημιμόνιμων στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων, όψεων και επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είναι αόρατη κάτω από τις αποκαταστάσεις, όμως αναγνωρίσιμη για εύκολη, αξιόπιστη αφαίρεση των περισεσιών.
- Ιδανική διαφάνεια για αποτελέσματα υψηλής αισθητικής
- Ιδανική συγκόλληση, εύκολη αφαίρεση
- Φιλική προς τον χρήστη, εύκολη στην εφαρμογή
- Προσωρινή συγκόλληση, αξιοπιστία ημιμόνιμης συγκόλλησης



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**65,00 €**

1 σύριγγα Smartmix των 5 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης.

## LuxaCrown

### Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για την κατασκευή ημι-μόνιμων στεφανών και γεφυρών.

Το LuxaCrown είναι αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη σε διπλή φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης, για την απλή και γρήγορη κατασκευή, σε μία συνεδρία, ημι-μόνιμων στεφανών και γεφυρών με ακρίβεια εφαρμογής, αισθητική εμφάνιση και μακρά διάρκεια **έως 5 χρόνια**.

Οι στεφάνες και γέφυρες από LuxaCrown μπορούν να συγκολληθούν με προσωρινή ή μόνιμη κόλλα.

Το LuxaCrown γεφυρώνει το κενό μεταξύ των απλών προσωρινών αποκαταστάσεων και των μόνιμων προσθετικών εργασιών, με τις σημαντικές αποδόσεις του, όσον αφορά τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και την αισθητική.

Ιn vitro μελέτες που αφορούν τις σχετικές μηχανικές ιδιότητες όπως την αντίσταση στην αποτριβή, την αντοχή στη θραύση και την αντοχή στην κάμψη, έχουν δείξει την εξαιρετική μηχανική αντοχή του LuxaCrown.

Η μακροβιότητα έχει υπολογιστεί με προσομείωση τυποποιημένης μάσησης και φθοράς σε συνδυασμό με τεχνητή γήρανση. Από τα αποτελέσματα προτείνεται διάρκεια επιβίωσης έως 5 χρόνια. (Μακροχρόνιες μελέτες είναι σε εξέλιξη επί του παρόντος).



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προσιτή εναλλακτική των συμβατικών στεφανών
- Αποκαταστάσεις φθορών λόγω ηλικίας
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκατάσταση μετά την ενδοδοντική θεραπεία
- Προσωρινές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις
- Προστασία από τη διάβρωση από οξέα (π.χ. σε βουλιμία) και από την αποτριβή (σε βρουξισμό)
- Ναρθηκοποίηση σε θραύση

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

	Ιδιότητες	Οφέλη
<b>Υλικό μακράς διάρκειας χάρη σε εντυπωσιακές μηχανικές ιδιότητες</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Υψηλή αντίσταση στην αποτριβή</li> <li>- Εξαιρετική αντοχή στη θραύση &gt; 2MPa m<sup>0,5</sup> και στην κάμψη 154 MPa</li> <li>- Υψηλή σκληρότητα:σκληρότητα Barcol 54</li> </ul>	Ιδανική σταθερότητα και υψηλή αντοχή με διάρκεια έως 5 χρόνια
<b>Εύκολος και γρήγορος χειρισμός</b>	Απευθείας από τη φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης, χρήση στην οδοντιατρική έδρα	Εύκολος και βολικός χειρισμός για γρήγορη θεραπεία
	Καλή θερμοκρασία πολυμερισμού	Υλικό φιλικό προς τον πολφό
	Χαμηλή συστολή πολυμερισμού	Εφαρμογή ακριβείας
<b>Ικανοποιητική αισθητική</b>	Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης	Υψηλή αισθητική, μειωμένη εναπόθεση πλάκας
	5 αισθητικές αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, B1	Ευρεία, γενικής χρήσης γκάμα αποχρώσεων
	Φυσικός φθορισμός	Φυσική εμφάνιση
	Χαμηλή απορρόφηση νερού	Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**144,00 €**

1 φύσιγγα των 50 ml και 15 ρύγχη ανάμειξης, μεμονωμένα σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1

## PermaCem® Automix

Αυτοπολυμεριζόμενη, compomer, κόλλα μόνιμης συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**108,40 €**

1 φύσιγγα των 52 g πάστα, 35 ρύγχη ανάμειξης  
 Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.



## PermaCem® Smartmix

Αυτοπολυμεριζόμενη, compomer κόλλα μόνιμης συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Διατίθεται σε σύριγγα Smartmix.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**85,22 €**

2 σύριγγες Smartmix των 10 g, 20 ρύγχη ανάμειξης



## PermaCem® Smartmix Dual

Διπλού πολυμερισμού compomer, κόλλα μόνιμης συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Διατίθεται σε σύριγγα Smartmix.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**95,65 €**

2 σύριγγες Smartmix των 10 g, 20 ρύγχη ανάμειξης



## PermaCem® Automix Dual

Διπλού πολυμερισμού compomer, κόλλα μόνιμης συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**114,76 €**

1 φύσιγγα των 52 g, 35 ρύγχη ανάμειξης.  
 Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.



## PermaCem 2.0



Αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα.  
Εξαιρετική για ζirkονία.

Διπλού πολυμερισμού, αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα για τη μόνιμη συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων και αξόνων, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως αδροποίηση και συγκολλητικός παράγοντας.



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μόνιμη συγκόλληση ένθετων, επένθετων, στεφανών, γεφυρών και αξόνων από:

- μέταλλα και μεταλλικά κράματα (ανοξείδωτα και μη), μεταλλοκεραμικά και σύνθετες ρητίνες
- ολοκεραμικά όπως οξειδίο του ζirkονίου, οξειδίο του αργιλίου κι όλα τα πυριτιούχα κεραμικά, π.χ. διπυριτικό λίθιο
- σύνθετες ρητίνες ενισχυμένες με υαλονήματα (άξονες)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Νέα φόρμουλα συγκολλητικού μονομερούς.** Εξασφαλίζει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης με ζirkονία (21,6 MPa σύμφωνα με εσωτερικές μετρήσεις της DMG), πυριτιούχα κεραμικά και κεραμικά οξειδίου, δυνατή συγκόλληση με μέταλλα και μεταλλικά κράματα, αξιόπιστη συγκόλληση με ρητινώδη υλικά και άξονες υαλονημάτων και μόνιμη συγκόλληση με αδαμαντίνη και οδοντίνη.
- **Εξαιρετική ροή.** Συνδυάζει σταθερότητα κατά την τοποθέτηση στην προσθετική εργασία κι εξαιρετική ροή κάτω από πίεση
- **Ελάχιστη απορρόφηση νερού.** Προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και έλεγχο των δυνάμεων διαστολής.
- **Εξαιρετική αντοχή στη συμπίεση:** 249 MPa (βάση εσωτερικών μετρήσεων της DMG).
- **Ακτινοσκιερότητα.**
- **Καλή σταθερότητα απόχρωσης.**

Το PermaCem 2.0 διατίθεται στις αποχρώσεις: A2, A3 Opaque και διαφανή.

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**118,00 €**

1 σύριγγα Smartmix των 9 g, 15 ρύχνη Smartmix κοντά, 5 ρύχνη Smartmix Endo M, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις A2, A3 opaque και διαφανή.



## Νέο PermaCem Universal

Διπλού πολυμερισμού ρητινώδης κόλλα γενικής χρήσης.

Μέγιστη δύναμη συγκόλλησης, εύκολος χειρισμός και καλή αισθητική, κάνουν την PermaCem Universal ιδανική κόλλα γενικής χρήσης για το ιατρείο.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μόνιμη συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων (ένθετα, επένθετα, στεφάνες και γέφυρες) από:
  - μέταλλα και μεταλλικά κράματα (πολύτιμα και βασικά μέταλλα)
  - κεραμικά οξειδίων (οξείδιο του ζirkονίου και του αργιλίου)
  - πυριτιούχα κεραμικά
  - ρητίνες και ρητίνες ενισχυμένες με ίνες
- Μόνιμη συγκόλληση κεραμικών ή ρητινωδών όψεων
- Μόνιμη συγκόλληση κεραμικών οξειδίων, πυριτιούχων κεραμικών και ρητινωδών ή μεταλλικών αποκαταστάσεων πάνω σε abutments εμφυτευμάτων.
- Συγκόλληση αξόνων

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχυρή συγκόλληση σε όλες τις κλινικές καταστάσεις
- Γενικής χρήσης: κατάλληλο τόσο για όλα τα κεραμικά όσο και για ρητίνες ή μέταλλα.
- Κλινικά τεκμηριωμένο για χρήση με όλα τα στάνταρ υλικά CAD/CAM
- Υψηλή αντίσταση στην αποτριβή για αξιόπιστα καλή ποιότητα ορίων και μακροβιότητα της κατάστασης
- Εύκολη απομάκρυνση των περισσειών σε ένα τεμάχιο
- 5 αισθητικές αποχρώσεις με δυνατότητα δοκιμαστικών παστών από το Vitique Veneer Cementation System. Πρόκειται για 5 ακτινοσκοπικές αποχρώσεις (A1, A2.5, A4, Διαφανή και Λεύκανση) με υψηλή σταθερότητα απόχρωσης και ιδανικό φθορισμό
- Ελάχιστη απορρόφηση νερού διασφαλίζει υψηλή αισθητική και καλό έλεγχο των δυνάμεων διαστολής



Συνδυάζεται ιδανικά με τον συγκολλητικό παράγοντα LuxaBond Universal.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**120,00 €**

Περιλαμβάνει: 1 σύριγγα Smartmix των 9 g και 10 ρύγχη Smartmix, σε καθεμία από τις αποχρώσεις A1, A2.5, A4, TR, BL.

## Vitique Silane

Συγκολλητικός παράγοντας για δημιουργία δεσμού μεταξύ έμμεσων αποκαταστάσεων και ρητινωδών συστημάτων συγκόλλησης.

Το DMG Silane είναι ένα προϊόν δύο συστατικών για δημιουργία δεσμού μεταξύ πυριτιούχων κεραμικών αποκαταστάσεων και των ρητινωδών συγκολλητικών συστημάτων.

Το DMG Silane αποτελείται από ένα συγκολλητικό σιλάνιο και έναν ενεργοποιητή.

Τα συστατικά αναμειγνύονται σε μια αναλογία 1:1 αμέσως πριν από κάθε τοποθέτηση.

Πλεονέκτημα συγκριτικά με τα συστήματα ενός φιαλιδίου: το φρεσκοαναμειγμένο υλικό για κάθε εφαρμογή, προσφέρει ένα καλύτερο δεσμό.



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προετοιμασία των πυριτιούχων κεραμικών επιφανειών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αξιοπίστος δεσμός
- 1:1 αναλογία ανάμειξης
- Ένα φρέσκο μείγμα σε κάθε τοποθέτηση χάρη στο σύστημα 2 συστατικών

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

56,00 €

- 1 φιαλίδιο των 3 ml συγκολλητικό σιλάνιο
- 1 φιαλίδιο των 3 ml ενεργοποιητής
- Βοηθήματα

## Retraction Paste

Πάστα απώθησης των ούλων με στυπτική δράση.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προσωρινή απώθηση των ουλικών ορίων κι εγκατάσταση στεγνού περιβάλλοντος στην ουλοδοντική σχισμή.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συνδυάζεται με νήμα απώθησης ούλων
- Διατίθεται σε κάμouλα από ειδική ρητίνη με εύκαμπτο ρύγχος που μπορεί να καμφθεί όπως είναι επιθυμητό σε κάθε περίπτωση
- Η ιδανική σύσταση της πάστας της επιτρέπει να μένει σταθερά στην ουλοδοντική σχισμή
- Κατασκευάζεται από μια βάση φυσικής αλουμίνας
- Έχει καλή αντίθεση χρώματος
- Έχει φρέσκια γεύση μέντας

**Σύνθεση:** Καολίνης, εξαιένυδρο κλωριούχο αργίλιο, νερό, χρωστικές, άρωμα



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

95,00 €

25 κάμouλες των 0,37 g πάστας


**Ionosit® Baseliner**

Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα.

- Επανορθώνει μοναδικά τη συστολή πολυμερισμού των συνθέτων ρητινών με ελεγχόμενη διαστολή
- Απελευθερώνει συνεχώς φθόριο
- Περιλαμβάνει βακτηριοκτόνα ιόντα ψευδαργύρου

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ****50,00 €**

20 μικροσύριγγες, 0,33g η καθεμία



## Ecosite Elements

Σύστημα νανοϋβριδικών ρητινών με καινοτόμο δομή υλικού, έξυπνη επιλογή αποχρώσεων κι εξαιρετικό χειρισμό.

- Ευκολονόητο, αισθητικό κι αξιόπιστο σύστημα
- Κατάλληλο για πρόσθια κι οπίσθια δόντια
- 98% όλων των τυπικών θεραπειών με μόνο ένα υλικό
- Ευκολονόητο και σαφές σύστημα αποχρώσεων
- Εξαιρετικός χειρισμός για μέγιστη ασφάλεια κι ακρίβεια




### ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Τα Ecosite Elements χαρακτηρίζονται από ένα έξυπνα σχεδιασμένο συνδυασμό αποχρώσεων που απαρτίζεται από 3 ενότητες. Ο συνδυασμός αυτός αποδίδει φυσικά αισθητικές αποκαταστάσεις με οποιαδήποτε τεχνική εργασίας.


#### PURE: Πέντε αποχρώσεις VITA

Αμιγείς αποχρώσεις ως υποκατάστατο φυσικής εμφάνισης για την οδοντίνη ή την αδαμαντίνη.




#### LAYER: Τέσσερις αποχρώσεις αδαμαντίνης

Στρώμα ως αντικατάσταση αδαμαντίνης ή για τεχνική διαστρωμάτωσης σε συνδυασμό με τις αποχρώσεις Pure στη θέση της οδοντίνης.



#### HIGHLIGHT: Τέσσερις αποχρώσεις χαρακτηρισμού

Σημαντικές αποχρώσεις για εξατομίκευση και για κάλυψη δυσχρωμιών.



Οι σειρές Pure & Layer είναι φωτοπολυμεριζόμενες, ακτινοσκιερές νανοϋβριδικές ρητίνες σε πάστα.

Η σειρά Highlight αποτελείται από τις, ιδανικής ροής, ακτινοσκιερές ρητίνες OA2 και INC (κοπτικό) και τις ρευστές ρητίνες W (λευκό) και B (καφέ).

## Ecosite Elements

### Pure & Layer αποχρώσεις:

- Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων σε κάθε οδοντοφυΐα
- Άμεσα ένθετα, επένθετα, όψεις και μασπτικοί φλοιοί
- Κατασκευή κολοβώματος
- Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών
- Επισκευές

### Highlight OA2 και INC (κοπτικό):

- Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων σε κάθε οδοντοφυΐα
- Ουδέτερο στρώμα
- Απόφραξη σχισμών
- Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών
- Επισκευές

### Highlight W (Λευκό) και B (καφέ):

- Εξατομίκευση σε αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης



### Εξαιρετικός χειρισμός

Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία NC1 (non-clustering, μη συσσωμάτωσης), αυτή η νανοϋβριδική ρητίνη παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για αποκαταστάσεις τόσο προσθίων όσο και οπίσθιων δοντιών.

Με την ακριβή σιτανίωση των μεμονωμένων υπέρλεπτων στοιχείων της ενίσχυσης, η τεχνολογία NC1 επιτρέπει μια ιδιαίτερα ομοιογενή κατανομή που έχει ως αποτέλεσμα ιδανικά χαρακτηριστικά εργασίας και εξαιρετικά αποτελέσματα στίλβωσης και λάμψης.

### Αποτέλεσμα Push and Flow

Η ρητίνη έχει αρχικά σφικτή σύσταση που διευκολύνει τη συμπίεσή της κατά τη διάρκεια της οποίας τα βαθύτερα στρώματα μαλακώνουν και προσαρμόζονται τέλεια στα τοιχώματα και την ανατομία της κοιλότητας. Η ιδιότητα αυτή εμποδίζει επίσης τη δημιουργία φυσαλίδων μεταξύ των στρωμάτων της ρητίνης.

### Συστηματική μείωση αποχρώσεων

Οι ενόπτες αποχρώσεων των Ecosite Elements έχουν μειωθεί στα ουσιώδη και είναι ιδανικά σχεδιασμένες και συντονισμένες να συμπληρώνουν η μία την άλλη τέλεια!

Το γεγονός αυτό, κάνει την εργασία απλούστερη και απαιτεί πολύ λιγότερο χώρο αποθήκευσης.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σετ Pure αποχρώσεις, 5 σύριγγες των 4 g (B1, A2, A3, A3.5, A4)	<b>170,00 €</b>
Σετ Layer, 4 σύριγγες των 4 g (EB, EL, EM, ED)	<b>140,00 €</b>
Σετ Highlight, 4 σύριγγες των 2 g (INC, OA2, W, B)	<b>75,00 €</b>

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1 σύριγγα των 4 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις Pure: B1, A2, A3, A3.5, A4	<b>45,00 €</b>
1 σύριγγα των 4 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις Layer: EB, (Enamel Bleach), EL (Enamel Light), EM (Enamel Medium), ED (Enamel Dark)	<b>45,00 €</b>
1 σύριγγα των 2 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις Highlight: INC (Incisal), OA2 (Opaque A2), W (White), B (Brown)	<b>20,00 €</b>

## Ecosite-Bond

Φωτοπολυμεριζόμενος, ενός συστατικού, συγκολλητικός παράγοντας αδαμαντίνης και οδοντίνης.

**Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις τεχνικές αυτο-αδροποίησης, επιλεκτικής αδροποίησης ή ολικής αδροποίησης, σε συνδυασμό με φωτοπολυμεριζόμενα υλικά αποκατάστασης.**



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

100,00 €

1 φιαλίδιο των 5ml Ecosite-Bond

## LuxaBond-Total Etch

Σύστημα συγκόλλησης διπλού πολυμερισμού, ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες τις έμμεσες τεχνικές.

**Είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα αυτοπολυμεριζόμενα και διπλού πολυμερισμού υλικά που διατίθενται στο εμπόριο.**



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

165,58 €

1 φιαλίδιο των 5 ml Pre-Bond, 1 φιαλίδιο των 5 ml Bond A, 1 φιαλίδιο των 5 ml Bond B, 1 σύριγγα των 2ml ζελέ αδροποίησης μεσαίου ιξώδους, 25 Endobrushes κόκκινα, 25 Endobrushes μαύρα, βοηθήματα.

## Νέο LuxaBond Universal

Διπλού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας 2 φιαλιδίων για οδοντίνη και αδαμαντίνη ο οποίος λειτουργεί και ως primer για έμμεσες αποκαταστάσεις.

- Περιέχει μονομερές MDP και εξασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση.
- Είναι πραγματικά γενικής χρήσης.
- Ελαχιστοποιεί τις πιθανές πηγές λαθών κατά τις διαδικασίες αδροποίησης/συγκόλλησης.

Η ονομασία Universal (γενικής χρήσης) είναι πραγματική:

- 1) Ελεύθερη επιλογή μεθόδου αδροποίησης στις σκληρές οδοντικές ουσίες: αυτοαδροποίηση, επιλεκτική αδροποίηση, ολική αδροποίηση
- 2) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεσες ή έμμεσες αποκαταστάσεις
- 3) Είναι κατάλληλο για φωτοπολυμεριζόμενα, αυτοπολυμεριζόμενα και διπλού πολυμερισμού υλικά
- 4) Είναι διπλού πολυμερισμού

### MDP μονομερές: ένας σπесиαλίστας στη γενική συγκόλληση.

Το MDP μονομερές εντός του LuxaBond Universal καθιστά εφικτή την ισχυρή συγκόλληση με όλα τα συστατικά: κεραμικά οξειδίων και πυριτιούχα, μεταλλικά κράματα, οδοντίνη, αδαμαντίνη και σύνθετες ρτίνες (εμφράξεων και κόλλες).

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

#### • Ως συγκολλητικός παράγοντας.

Χρησιμοποιείται σε άμεσες αποκαταστάσεις με φωτοπολυμεριζόμενες σύνθετες ρτίνες και composites, με φωτοπολυμεριζόμενα υλικά προληπτικών εμφράξεων, με φωτοπολυμεριζόμενα και διπλού πολυμερισμού υλικά κατασκευής κολοβωμάτων.

Επίσης, χρησιμοποιείται σε συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων και αξόνων με ρητινώδεις κόλλες (φωτοπολυμεριζόμενες, αυτοπολυμεριζόμενες και διπλού πολυμερισμού) και σε συγκόλληση όψεων με ρητινώδεις κόλλες (σε συνδυασμό με αδροποίηση της αδαμαντίνης).

#### • Ως primer.

Χρησιμοποιείται για έμμεσες αποκαταστάσεις από: μέταλλα (πολύτιμα και μη), ζirkονία, οξείδιο του αργιλίου, πυριτιούχα κεραμικά, ρτίνες.

Το LuxaBond Universal ταιριάζει τέλεια με τη ρητίνη κατασκευής κολοβωμάτων **LuxaCore Z** και με τη ρητινώδη κόλλα **PermaCem Universal**.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

120,00 €

Περιλαμβάνει:

1 φιαλίδιο των 5 ml Bond A, 1 φιαλίδιο των 4,5 ml Bond B, 25 λευκά πινέλα μιας χρήσης, 25 Endobrushes μαύρα, 1 ιγδύο ανάμειξης.

## LuxaCore® Z-Dual

Ρητίνη πλησιέστερη στο φυσικό δόντι, με οξείδιο του ζirkονίου και νανοτεχνολογία, για κατασκευή κολοβωμάτων και συγκόλληση αξόνων.

- Είναι ρευστή και διπλού πολυμερισμού.
- Τροχίζεται όπως η οδοντίνη
- Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη συμπίεση και πολύ καλή ροή

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 10%**



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### LuxaCore Z-Dual Smartmix

Περιλαμβάνει: 2 σύριγγες Smartmix των 9g, 20 ρύγχη Smartmix, 10 ενδοστοματικά ρύγχη, 10 Endo-Tips, μεμονωμένα στις αποχρώσεις A3 και Light opaque.

**110,00 €**

#### LuxaCore Z-Dual Automix

Περιλαμβάνει: 1 διπλή φύσιγγα των 48g, 30 ρύγχη ανάμειξης, 20 ενδοστοματικά ρύγχη και 10 Endo-Tips (ενδοδοντικά ρύγχη). Διατίθεται μεμονωμένα στις αποχρώσεις: A3 και Light opaque. Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25

**173,87 €**

## LuxaPost

Ενισχυμένος με υαλονήματα ρητινώδης άξονας.

Έχει μέτρο ελαστικότητας όμοιο με αυτό της οδοντίνης. Είναι ακτινοσκιερός & προσιλανιομένος.

Διατίθεται στις διαμέτρους: 1.25, 1.375, 1.5 και 1.75 mm



### Προσφορά

Αγοράζοντας  
2 ανταλλακτικά

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**270,00 €**

#### Αρχική συσκευασία

Περιλαμβάνει:  
5 άξονες Ø 1.25 mm,  
5 άξονες Ø 1.375 mm,  
5 άξονες Ø 1.5 mm,  
1 τρύπανο Ø 1.25 mm,  
1 τρύπανο Ø 1.375 mm,  
1 τρύπανο Ø 1.5 mm και βοηθήματα

#### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

**60,00 €**

5 άξονες Ø 1.25 mm

5 άξονες Ø 1.375 mm

5 άξονες Ø 1.5 mm

5 άξονες Ø 1.75 mm



## LuxaCore Z-Post System

Ένα πλήρες σύστημα για την ανασύσταση κατεστραμμένου δοντιού, με τοποθέτηση άξονα και κατασκευή κολοβώματος.

Περιλαμβάνει:

- **LuxaPost**  
5 άξονες  $\varnothing 1,25$  mm  
1 τρύπανο  $\varnothing 1,25$  mm
- **LuxaBond - Total Etch**  
1 φιαλίδιο των 5 ml Pre-Bond  
1 φιαλίδιο των 5 ml Bond A  
1 φιαλίδιο των 5 ml Bond B
- **LuxaCore Z-Dual**  
1 σύριγγα Smartmix των 9 g πάστα απόχρωσης A3  
10 άκρα Smartmix  
10 άκρα Endo
- **Αδροποιητικό ζελέ**  
1 σύριγγα των 2 ml αδροποιητικό ζελέ μεσαίου ιξώδους και 3 άκρα για τη σύριγγα
- **25 πινέλα Endo κόκκινα**
- **25 πινέλα Endo μαύρα**
- **1 παλέτα ανάμειξης**
- **DVD:** Περιέχει βίντεο εφαρμογής των προϊόντων



**220,00 €**

## MiniDam

Γρήγορης τοποθέτησης, τμηματικός ελαστικός απομονωτήρας από σιλικόνη.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απομόνωση από σιλικόνη, για την επίτευξη σχετικά στεγνού περιβάλλοντος στην όμορη περιοχή μεταξύ 2 δοντιών και την προστασία των ούλων από οδοντιατρικά υλικά.

Το MiniDam μπορεί να τοποθετηθεί από ένα άτομο σε μερικά δευτερόλεπτα κι αυτο-σταθεροποιείται χωρίς τη χρήση αρπάγης, επιτρέποντας ανοιχτή πρόσβαση στη μεσοδόντια περιοχή.

Το γεγονός αυτό, το καθιστά εξαιρετικά βολικό για τον οδοντίατρο κι άνετο για τον ασθενή.

Δεν περιέχει latex.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**31,89 €**

20 τεμάχια

## Icon

Σύστημα θεραπείας της αρχόμενης τερηδόνας χωρίς τροχό.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην εξάλειψη λευκών κηλίδων τερηδονικής αιτιολογίας.



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αρχόμενες τερηδονικές αλλοιώσεις με μορφή λευκής ή καφέ κηλίδας, χωρίς καθόλου κοιλότητα.

Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί ακτινογραφικά να βρίσκονται στην αδαμαντίνη ή να έχουν προχωρήσει έως το πρώτο τριτημόριο της οδοντίνης.

**Το Icon είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αντιμετώπιση των λευκών κηλίδων που εμφανίζονται στα δόντια μετά από ορθοδοντική θεραπεία.**

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η εξελισσόμενη τερηδόνα μπορεί να σταματήσει επί μακρόν.
- Διατηρείται ο υγιής, σκληρός οδοντικός ιστός.
- Η επιφάνεια δείχνει όπως η υγιής αδαμαντίνη.
- Παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης του δοντιού.
- Ανώδυνη τεχνική, χωρίς αναισθησία ή τροχό.
- Εύκολη θεραπεία σε μία μόνο συνεδρία.
- Μη συνεργάσιμοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρώιμο στάδιο.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

#### ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 κουτιά θεραπείας που το καθένα περιλαμβάνει:

- 1 σύριγγα των 0,30 ml Icon-αδροποιητικό
- 1 σύριγγα των 0,45 ml Icon-στεγνωτικό
- 1 σύριγγα των 0,45 ml Icon-παράγοντα διαπίτσης
- 6 άκρα εφαρμογής
- 1 άκρο με μορφή βελόνας
- 4 οδοντιατρικές σφίνες

**177,27 €**

Η αρχική συσκευασία διατίθεται σε δύο τύπους:

- για **όμορες επιφάνειες** (αρκεί για 4 αλλοιώσεις)
- για **προστομαϊκές επιφάνειες** (αρκεί για 4-6 αλλοιώσεις)



Κλινικό παράδειγμα, αρχική κατάσταση.



Το αποτέλεσμα της θεραπείας, ένα χρόνο μετά.

## Flairesse Paste

Πάστα στίλβωσης.

**Απομακρύνει χρωστικές, πλάκα και στίλβώνει την οδοντική επιφάνεια**

- Διατίθεται σε 3 αρώματα: αδρόκοκκη, μεσαία, λεπτόκοκκη
- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο**
- Διατίθεται σε 2 γεύσεις: μέντα και πεπόνι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΓΕΥΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>200 Μονές δόσεις των 1.8 g</b> <b>1 αποστειρώσιμος στο αυτόκαυστο συγκρατητήρας</b>	Μέντα, λεπτόκοκκη πάστα	220414
	Μέντα, μεσαία πάστα	220415
<b>1 Σωληνάριο των 75 ml</b>	Μέντα, αδρόκοκκη πάστα	220416
	Μέντα, λεπτόκοκκη πάστα	220417
	Μέντα, μεσαία πάστα	220418
	Μέντα, αδρόκοκκη πάστα	220419
	Πεπόνι, λεπτόκοκκη πάστα	220423
	Πεπόνι, μεσαία πάστα	220424
	Πεπόνι, αδρόκοκκη πάστα	220425

## Flairesse Gel

Ζελέ φθορίωσης.

**Αυξάνει την αντίσταση της αδαμαντίνης στις επιθέσεις των οξέων**

- Προάγει την επαναμεταλλικοποίηση της οδοντικής επιφάνειας
- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο** (φθοριούχο νάτριο 2,72% αντιστοιχεί σε 1,23% ιόντα φθορίου)
- Έχει βραχύ χρόνο εφαρμογής: μόνο 1 λεπτό
- Δεν στάζει
- Διατίθεται σε 3 γεύσεις: μέντα, πεπόνι και φράουλα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΓΕΥΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>1 φιάλη των 480 ml</b>	Μέντα	220411
	Πεπόνι	220412
	Φράουλα	220413

## Flairesse Foam

Αφρός φθορίωσης.

**Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά για την ευχάριστη αίσθηση μέσα στο στόμα**

- Αυξάνει την αντίσταση της αδαμαντίνης στις επιθέσεις οξέων
- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο** (φθοριούχο νάτριο 2,72% αντιστοιχεί σε 1,23% ιόντα φθορίου)
- Έχει βραχύ χρόνο εφαρμογής: μόνο 1 λεπτό
- Διατίθεται σε 3 γεύσεις: μέντα, πεπόνι και φράουλα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΓΕΥΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>1 φιάλη των 125 g</b>	Μέντα	220408
	Πεπόνι	220405
	Φράουλα	220410

## Flairesse Varnish

Φθοριούχο βερνίκι.

**Το Flairesse Varnish σφραγίζει τα οδοντινοσωληνάκια αξιόπιστα. Έτσι απευαισθητοποιεί τα ευαίσθητα δόντια.**

- Περιέχει **ξυλιτόλη** και **φθόριο** (φθοριούχο νάτριο 5% αντιστοιχεί σε 2,26% ιόντα φθορίου)
- Είναι διαφανές και γίνεται αόρατο πάνω στα δόντια
- Διατίθεται σε 2 γεύσεις: μέντα και πεπόνι
- Διατίθεται σε μεμονωμένη συσκευασία μιας χρήσης που περιλαμβάνει και πινέλο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΓΕΥΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>35 μονές δόσεις των 0,4 ml</b>	Μέντα	220404
	Πεπόνι	220405

## Unica anterior / Unica minideep anterior

Καινοτόμα τεχνητά τοιχώματα, για όλες τις αποκαταστάσεις προσθίων.



Το Unica anterior και το Unica minideep anterior είναι τα ιδανικά τεχνητά τοιχώματα για αποκαταστάσεις προσθίων όπως οι ομάδες III, IV, V, οι άμεσες διαστρωμάτωσης όψεις σύνθετης ρητίνης και οι τροποποιήσεις σχήματος.

Χάρη στο διαμορφωμένο σχήμα τους, τα τμηματικά τοιχώματα Unica anterior και Unica minideep anterior, προσαρμόζονται σωστά στις διαφορετικές μορφολογίες όλων των πρόσθιων δοντιών.

Επιτρέπουν να αποκαθίστανται ταυτόχρονα τα όμορα κι αυχενικά όρια, ακόμα και με την παρουσία ελαστικού απομονωτήρα ή νημάτων απόθεσης των ούλων, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο για την αποκατάσταση.

Επιπλέον, όταν τα τοιχώματα Unica τοποθετηθούν, επιτρέπουν να οπτικοποιηθεί το τελικό σχήμα της αποκατάστασης, πριν να ξεκινήσει η διαδικασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>Unica anterior Introkit</b> <b>224,72 €</b> Περιλαμβάνει: - 20 τεμ. τοιχώματα <b>Unica anterior</b> - 20 τεμ. τοιχώματα <b>Unica minideep anterior</b> - 40 τεμ. σφήνες myWedge πολύ μικρές (XS) - 40 τεμ. σφήνες myWedge μικρές (S) - 40 τεμ. σφήνες myWedge μεσαίες (M) - 1 λαβίδα myQuickmatrix Forceps	6900
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
12 τεμάχια <b>Unica anterior</b> <b>40,92 €</b>	6912
50 τεμάχια <b>Unica anterior</b> <b>120,36 €</b>	6950
12 τεμάχια <b>Unica minideep anterior</b> <b>42,40 €</b>	6911



## Unica anterior


Το κλασικό για πρόσθια αποκατάσταση



- Πολύ λεπτό (0,03 mm) ανοξείδωτο ασάλι για σφικτές επιφάνειες επαφής
- Πτερύγια τοποθέτησης για εύκολη χωροθέτηση
- Διαμορφωμένο σχήμα για ανατομικά σωστές αποκαταστάσεις

**Επιλέξτε Unica anterior για:**

- άνω κεντρικούς τομείς
- άνω πλάγιους τομείς
- κυνόδοντες



## Unica minideep anterior

Ακόμα καλύτερη προσαρμογή σε μικρότερα πρόσθια δόντια



- Πολύ λεπτό (0,03 mm) ανοξείδωτο ασάλι για σφικτές επιφάνειες επαφής
- Καλύτερη αυχενική προσαρμογή σε κάτω κεντρικούς και πλάγιους τομείς
- Πτερύγια τοποθέτησης για εύκολη χωροθέτηση
- Ανατομικά διαμορφωμένο για σωστές αποκαταστάσεις με φυσική ανατομία

**Επιλέξτε Unica minideep anterior για:**

- άνω και κάτω πλάγιους τομείς
- κάτω κεντρικούς τομείς
- κωνικά δόντια
- τριγωνικά δόντια
- δόντια με στενή αυχενική διάμετρο



### Κλινική περίπτωση

Άνω κεντρικοί τομείς  
Όψεις σύνθετης ρητίνης

Dr. Jordy Manauta, Ιταλία



Για περισσότερες πληροφορίες

### Κλινική περίπτωση

Κλείσιμο διαστήματος σε κεντρικούς τομείς και αποκατάσταση σε κωνικούς πλάγιους τομείς (peg incisors).

Dr. Osama Shaalan, Παλαιστίνη



Για περισσότερες πληροφορίες





## Το πρώτο σύστημα τμηματικών τοιχωμάτων για την Παιδοδοντία.

# my junior kit

Το myJunior Kit είναι το πρώτο σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων για την Παιδοδοντία, ειδικά ανεπτυγμένο για να ταιριάζει στα μικρότερα νεογιλά δόντια και στα νέα μόνιμα δόντια. Επιτρέπει στους οδοντιάτρους να επιτυγχάνουν προβλέψιμες αποκαταστάσεις και ιδανικές επιφάνειες επαφής.

Το σετ προσφέρει φιλικές προς τα παιδιά λύσεις που βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου στην έδρα και μειώνουν τη δυσφορία των παιδιών επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν γρήγορα στις αγαπημένες τους δραστηριότητες.



### myTines Junior


Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα τα οποία τοποθετούνται πάνω από τη σφήνα και προσφέρουν εξαιρετική προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος.



### Εύλινες σφήνες



**Σιλικονούχοι σωληνίσκοι**  
Μαλακά άκρα που προσφέρουν επιπλέον κράτημα και προσαρμογή.



### myWedge

Σχήματος V, υψηλής τεχνολογίας πλαστική σφήνα.



**Junior Quickmat  
Ατσάλινα Τοιχώματα**



### Junior LumiContrast

Σκούρα μπλε τεχνητά τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την αντανάκλαση του φωτός.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**myJunior Kit - REF 6330 250,00 €**

- 1 τεμ. myClip Junior
- 1 τεμ. myRing Junior
- 5 ζεύγη Κυλινδρικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι
- 5 ζεύγη myTines Junior
- 40 τεμ. Τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
- 40 τεμ. Τμηματικά τοιχώματα Junior LumiContrast 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
- 50 τεμ. Τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
- 50 τεμ. Τμηματικά τοιχώματα Junior Quickmat 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
- 50 τεμ. Εύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
- 50 τεμ. Εύλινες σφήνες 12 mm S
- 50 τεμ. myWedges XS
- 50 τεμ. myWedges S

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

<b>ΚΩΔ. 6335 186,96 €</b> myClip Junior 2 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 6336 97,92 €</b> myRing Junior 2 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 6333 81,80 €</b> myTines Junior 15 ζεύγη	<b>ΚΩΔ. 5711 12,03 €</b> Σιλικονούχοι σωληνίσκοι 15 ζεύγη
<b>ΚΩΔ. 6708 84,13 €</b> Junior LumiContrast, τμηματικά τοιχώματα 0,04 mm/3,75 mm 70 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 6705 72,20 €</b> LumiContrast, τμηματικά τοιχώματα προγομφίων 0,04 mm/5 mm, 70 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 5708 99,32 €</b> Junior Quickmat, τμηματικά τοιχώματα 0,04 mm / 3,75 mm 100 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 5705 61,01 €</b> Quickmat, τμηματικά τοιχώματα προγομφίων 0,04 mm/5 mm 100 τεμάχια
<b>ΚΩΔ. 5011 32,52 €</b> Εύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS), 200 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 5012 19,40 €</b> Εύλινες σφήνες 12 mm (S), 100 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 7101 44,52 €</b> myWedge Extrasmall (XS), 100 τεμάχια	<b>ΚΩΔ. 7102 44,52 €</b> myWedge Small (S), 100 τεμάχια

Το myClip Junior και myRing Junior είναι παιδιατρικοί δακτύλιοι για τμηματικά τοιχώματα. Προσφέρουν ελάχιστα επεμβατικές, ασφαλείς στη χρήση και με φωτεινά χρώματα, λύσεις που επιτρέπουν ευκολότερη αποκαταστατική θεραπεία σε νεαρά δόντια με χαμηλό ύψος μύλης.

Οι δακτύλιοι Junior συνδυάζουν σταθερότητα με τη σωστή δύναμη διαχωρισμού που καθιστά εφικτό στους οδοντιάτρους να επιτύχουν ιδανικές επιφάνειες επαφής.

Επιπλέον, το εξαιρετικό κράτημα που προσφέρεται από τα εύκαμπτα άκρα myTines Junior και αποστρογγυλεμένους σιλικονούχους σωληνίσκους, εξασφαλίζει καλύτερη προσαρμογή του τμηματικού τοιχώματος κι αποτρέπει τη δημιουργία προεξοχών και περισσειών ρητίνης, εξοικονομώντας χρόνο στην έδρα.

## myClip junior

**Όλα σε ένα - παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων, με ενσωματωμένη λαβίδα.**



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Όλα σε ένα - δακτύλιος τμηματικών τοιχωμάτων. Δεν χρειάζεται εκφοβιστικές λαβίδες
- Μακράς διάρκειας δακτύλιος, κατασκευασμένος από Νικέλιο-Τιτάνιο
- Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων επιφανειών επαφής
- Εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση του δακτυλίου με το ένα χέρι
- Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα myTines Junior



Για περισσότερες πληροφορίες


## myRing junior

**Παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων, που ταιριάζει σε μια μεγάλη ποικιλία κλινικών περιπτώσεων.**



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Ιδανικό μέγεθος για να ταιριάζει σε νεογλά δόντια σε παιδικά στόματα
- Μακράς διάρκειας δακτύλιος, κατασκευασμένος από Νικέλιο-Τιτάνιο
- Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων επιφανειών επαφής
- Εξαιρετική προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και συγκράτηση
- Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα myTines Junior



Για περισσότερες πληροφορίες

## myQuickmat Classico kit


Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχώματων και δακτυλίου συγκράτησης, σχεδιασμένο να προσφέρει απαλό διαχωρισμό των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής σε αποκαταστάσεις II ομάδας.



Δακτύλιος νικελίου-τιτανίου με ενίσχυση.

Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμοι σωληνίσκοι Δέλτα.

Τριγωνικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι επιτρέπουν τέλεια προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος.



### Σωληνίσκοι Δέλτα

Ανατομικά διαμορφωμένοι σιλικονούχοι σωληνίσκοι οι οποίοι εξασφαλίζουν ιδανική συγκράτηση του τοιχώματος και προσαρμογή στην ανατομία του δοντιού.



### Ατσάλινα τοιχώματα

Για αυχενικές, υποουλικές αποκαταστάσεις.



### LumiContrast

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη. Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.



### Ξύλινες σφίνες

Μεσοδόντιες ξύλινες σφίνες από ξύλο σφενδάμου, από σουηδικά δάση βιώσιμης διαχείρισης.



Για περισσότερες πληροφορίες

Το kit αυτό, περιλαμβάνει τον κλασικό δακτύλιο συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχώματων myRing Classico της Polydentia, κατασκευασμένο από νικέλιο-τιτάνιο. Είναι ενισχυμένος για να προσφέρει μια ιδανική και απαλή δύναμη διαχωρισμού, σε συνδυασμό με τις συμπεριλαμβανόμενες ξύλινες σφίνες. Το kit περιλαμβάνει επίσης τους, πρόσφατα ανασχεδιασμένους, σωληνίσκους Δέλτα. Αυτοί οι, ανατομικού σχήματος, σιλικονούχοι σωληνίσκοι εξασφαλίζουν ιδανική συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος και προσαρμογή του στην ανατομία του δοντιού. Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast ολοκληρώνουν τη συλλογή. Αυτά τα σκούρα μπλε τοιχώματα, αυξάνουν σημαντικά τη χρωματική αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250,00 €

#### myQuickmat Classico kit - ΚΩΔ. 6801

Περιλαμβάνει:

- 2 τεμάχια myRing Classico
- 6 ζευγάρια σωληνίσκου Delta
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 50 τεμ. ξύλινες σφίνες Pinky 11 mm (XS)
- 50 τεμ. ξύλινες σφίνες 12 mm (S)
- 40 τεμ. ξύλινες σφίνες 13 mm (M)
- 40 τεμ. ξύλινες σφίνες 15 mm (L)

### Προσφορά

Με την αγορά  
**20** συριγγών ρητίνης  
των εταιρειών  
**Yamakini ή SDI**


**ΔΩΡΟ**

Η συσκευασία  
**myQuickmat Classico kit**



## diamond<sup>24</sup>

Σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, δίνουν 24 λύσεις στη διαμόρφωση εμφράξεων II ομάδας.



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκαμπτοι ώστε να επιτρέπουν την προσεκτική κάμψη του τοιχώματος ώστε να δώσει σχήμα χωρίς να καταρρεύσει μέσα στην κοιλότητα
- Δημιουργούν εξαιρετικά σημεία επαφής
- 24 συνδυασμοί ενισχύουν την προσαρμογή του τοιχώματος σε κάθε κλινική περίπτωση
- Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμοι
- Εξατομικεύονται με κοπή τους κατά περίπτωση

Οι diamond24 είναι σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, σχεδιασμένοι από το Style Italiano. Τοποθετούνται στα άκρα του δακτυλίου συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων myRing Classico. Μπορούν να προσανατολιστούν σε 24 διαφορετικούς συνδυασμούς σχήματος και μήκους, βοηθώντας στην τελειότερη προσαρμογή και συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος στα όμορα τοιχώματα των κοιλοτήτων II ομάδας, ακόμα και στις δυσκολότερες κλινικές καταστάσεις.




### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

28,90 €

Diamond<sup>24</sup> - 15 ζεύγη - Κωδ. 6312

## myQuickmat Forte kit

Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων και δακτυλίου συγκράτησης, σχεδιασμένο να προσφέρει δυνατό διαχωρισμό των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής σε αποκαταστάσεις II ομάδας.



Για περισσότερες πληροφορίες

### Άκρα

Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα



### myForceps

Ο αρπαγοφόρος myForceps είναι το απαραίτητο εργαλείο για την ασφαλή τοποθέτηση και αφαίρεση όλων των δακτυλίων συγκράτησης τμηματικών τοιχωμάτων της Polydentia

### LumiContrast

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικό φακός ή μικροσκόπιο



### myWedge



Σφήνα σχήματος V από πλαστικό υλικό υψηλής τεχνολογίας. Συμπιέζεται τέλεια και προσαρμόζεται στη μεσοδοντία ανατομία των δοντιών

Το kit αυτό, περιλαμβάνει το myRing Forte της Polydentia, έναν δυνατό δακτύλιο διαχωρισμού που προσφέρει ιδανική δύναμη διαχωρισμού. Τα αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα του, εξασφαλίζουν μια τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώρια/γλωσσικά και παρεϊακά τοιχώματα. Το kit περιλαμβάνει μια συλλογή των myWedge, υψηλής ποιότητας, ανατομικών πλαστικών σφηνών. Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast ολοκληρώνουν τη συλλογή.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

196,10 €

#### myQuickmat Forte starter kit - ΚΩΔ. 6883

Περιλαμβάνει:

- 2 τεμάχια myRing Forte
- 2 ζευγάρια myTines Small, 1 ζευγάρι myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα **QuickmatFLEX** προγομφίων 0,03 mm/ 5 mm ύψος
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα **QuickmatFLEX** γομφίων 0,03 mm/ 6,4 mm ύψος
- 5 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα **QuickmatFLEX** γομφίων βαθιά 0,03 mm/ 6,4 mm ύψος + επέκταση
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 5 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων βαθιά 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Extrasmall (XS)
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Small (S)
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Medium (M)
- 10 τεμάχια σφήνες myWedge Large (L)

### Προσφορά

Με την αγορά  
**15** συριγγών ρητίνης των εταιρειών  
**Yamakin ή SDI**

**ΔΩΡΟ**

Η συσκευασία  
**myQuickmat Forte starter kit**

## myQuickmat Forte kit

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

380,00 €

#### myQuickmat Forte kit - ΚΩΔ. 6803

Περιλαμβάνει:

- 2 τεμάχια myRing Forte
- 1 ζευγάρι myTines Small, 2 ζευγάρια myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
- 20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
- 50 τεμ. myWedge Extrasmall (XS)
- 50 τεμ. myWedge Small (S)
- 40 τεμ. myWedge Medium (M)
- 40 τεμ. myWedge Large (L)
- 1 αρπαγοφόρο myForceps



## myTines

Πολυχρηστικά άκρα για τα myRing Forte και myClip 2.0

### myTines Small & Medium

Αναπτύχθηκαν για την ακριβή προσαρμογή των τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων σε μια ευρεία γκάμα κλινικών περιπτώσεων και δοντιών με διαφορετικά ύψη μύλης.

Σε περιπτώσεις δοντιών ανόμοιας μορφολογίας, δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν στον ίδιο δακτύλιο myTines Small και myTines Medium, για βελτιωμένη προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και μείωση των προεξοχών σύνθετης ρητίνης.



### myTines Large

Δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τη σταθερότητα των δακτυλίων σε ευρείες κοιλότητες ακόμα και σε περιπτώσεις που έχει χαθεί ένα φύμα.

Τα πτερύγιά τους είναι ασύμμετρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια προσαρμογή του τμηματικού τεχνητού τοιχώματος σε άπω και εγγύς κοιλότητες απλώς με αντιστροφή της θέσης των άκρων στον δακτύλιο.




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
myTines Small	6 ζεύγη	6304
myTines Medium	6 ζεύγη	6303
myTines Large	6 ζεύγη	6306
myTines Ασορτί	6 ζεύγη (Small, Medium, Large)	6310

## myClip 2.0

Συγκρατητήρας τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων ο οποίος συνδυάζει τη λειτουργία του δακτυλίου και του αρπαγοφόρου.



Για περισσότερες πληροφορίες



Ιδανική δύναμη διαχωρισμού χάρη στο καινοτόμο σύστημα διπλού ελατηρίου

Εύκολη τοποθέτηση του δακτυλίου με το ένα χέρι

Ανώτερης ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι

Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα

Το ανατομικό σχήμα εξασφαλίζει τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώρια/γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα

Συγκρατητήρας τμηματικών τοιχωμάτων που συνδυάζει τη λειτουργία δακτυλίου κι αρπαγοφόρου και τοποθετείται εύκολα με το ένα χέρι.

Τα αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο πλαστικά άκρα του εξασφαλίζουν τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώρια/γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για φινιρίσματα και εξοικονομώντας χρόνο.

Αυτά τα ανατομικού σχήματος άκρα αντικαθίστανται, επιτρέποντας να ωφεληθείτε από τη μεγάλη διάρκεια ζωής αυτού του συγκρατητήρα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Η δύναμη διαχωρισμού του myClip 2.0 επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής κατά την αποκατάσταση κοιλοτήτων II ομάδας.



### Άκρα

Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα



### LumiContrast

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο

### Ξύλινες σφήνες

Μεσοδόντιες ξύλινες σφήνες από ξύλο σφενδάμου, από σουηδικά δάση βιώσιμης διαχείρισης



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

198,35 €

#### myClip 2.0 - Κωδ. 6305

Περιλαμβάνει:

1 myClip 2.0

1 ζευγάρι myTines Small, 1 ζευγάρι myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large

5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0.04 mm/5 mm ύψος

5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0.04 mm/6.4 mm ύψος

10 τεμ. Ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)

10 τεμ. Ξύλινες σφήνες 12 mm (S)

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

### Δακτύλιοι Τμηματικών Τοιχωμάτων



ΚΩΔ. 6805  
myClip 2.0, 2 τεμ.  
myTines M, 2 ζεύγη  
myTines S, 1 ζεύγος  
myTines L, 1 ζεύγος

**204,60 €**



ΚΩΔ. 6804  
myRing Classico, 2 τεμ.  
Σωληνίσκοι Δέλτα, 2 ζεύγη

**84,24 €**



ΚΩΔ. 6806  
myRing Forte, 2 τεμ.  
myTines M, 2 ζεύγη  
myTines S, 1 ζεύγος  
myTines L, 1 ζεύγος

**138,42 €**



ΚΩΔ. 5712  
Σωληνίσκοι Δέλτα, 15 ζεύγη

**12,03 €**



## Προσφορά

Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες  
οποιοδήποτε κωδικού  
ανταλλακτικών  
τοιχωμάτων

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

## Προσφορά

Με την αγορά **4** συριγγών ρητίνης  
των εταιρειών **Yamakin ή SDI**

**ΔΩΡΟ**

οποιοδήποτε ανταλλακτικό  
τεχνητών τοιχωμάτων

### Κατάλινα Τοιχώματα

	Ποσότητα	ΚΩΔ.	
Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος	100	5735	<b>61,01 €</b>
Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος	100	5736	<b>61,01 €</b>
Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος	100	5705	<b>61,01 €</b>
Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος	100	5706	<b>61,01 €</b>
Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση	50	5756	<b>38,30 €</b>
Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση	50	5746	<b>34,83 €</b>

### Διαφανή Τοιχώματα **53,75 €**

	Ποσότητα	ΚΩΔ.	
Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.075mm / 5mm ύψος	100	5765	<b>53,75 €</b>
Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.075mm / 6.4mm ύψος	100	5766	<b>53,75 €</b>
Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.075mm / 6.4mm + επέκταση	50	5776	<b>53,75 €</b>

### Τοιχώματα Lumi Contrast **72,20 €**

	Ποσότητα	ΚΩΔ.	
LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος	70	6735	<b>72,20 €</b>
LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος	70	6736	<b>72,20 €</b>
LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος	70	6705	<b>72,20 €</b>
LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος	70	6706	<b>72,20 €</b>
LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση	50	6756	<b>72,20 €</b>
LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση	50	6746	<b>72,20 €</b>

### Σφήνες

	Ποσότητα	ΚΩΔ.	
Pinky Ξύλινες Σφήνες, 11mm (XS)	200	5011	<b>32,52 €</b>
Ξύλινες Σφήνες, 12mm (S)	100	5012	<b>19,40 €</b>
Ξύλινες Σφήνες, 13mm (M)	100	5013	<b>19,40 €</b>
Ξύλινες Σφήνες, 15mm (L)	100	5015	<b>19,40 €</b>
myWedge, Πολύ μικρές (XS)	100	7101	<b>44,52 €</b>
myWedge, Μικρές (S)	100	7102	<b>44,52 €</b>
myWedge, Μεσαίες (M)	100	7103	<b>44,52 €</b>
myWedge, Μεγάλες (L)	100	7104	<b>44,52 €</b>

### Εργαλεία

	ΚΩΔ.	
myQuickmatrix Forceps	5703	<b>99,08 €</b>
myForceps	5707	<b>110,00 €</b>

## QuickmatFlex sectional matrices

Πολύ λεπτά, τεχνητά τοιχώματα τιτανίου με εξαιρετική ελαστική μνήμη.




Τα QuickmatFLEX είναι πολύ λεπτά (0,03 mm) τμηματικά τεχνητά τοιχώματα τιτανίου με εξαιρετική ελαστική μνήμη.

Εύκολα στο χειρισμό, προσφέρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευκαμψίας και σκληρότητας για ιδανική τοποθέτηση και προσαρμογή σε στενά μεσοδόντια διαστήματα.

Χάρη στο μειωμένο πάχος τους και το βελτιωμένο κράμα μετάλλων, τα τοιχώματα αντιστέκονται στην παραμόρφωση καθώς παρουσιάζουν επαναφορά στο αρχικό σχήμα τους.

Θεραπείες II ομάδας με QuickmatFLEX τοιχώματα σε συνδυασμό με δακτυλίους Quickmat της Polydentia, οδηγούν σε προβλέψιμες αποκαταστάσεις με σωστή ανατομία, σφικτά σημεία επαφής και λείες επιφάνειες σύνθετης ρητίνης που απαιτούν λιγότερα βήματα φινιρίσματος.



υπερλεπτό τιτάνιο  
0,03 μm

εξαιρετική ανθεκτικότητα  
και ελαστική μνήμη

3 μεγέθη τοιχωμάτων:  
προγομφίοι, γομφίοι  
και γομφίοι με βαθιά επέκταση

ιδανική αυχενική επέκταση,  
για αποκαταστάσεις  
σε βαθιά κοιλότητα

Τα τοιχώματα QuickmatFLEX είναι ιδανικά τόσο για οπίσθιες όσο και για πρόσθιες αποκαταστάσεις.

Σύγκριση μεταξύ QuickmatFLEX και τοιχωμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι



QuickmatFLEX  
τμηματικά τοιχώματα



Ατσάλινα  
τμηματικά τοιχώματα



Δείτε  
το  
βίντεο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	56,00 €	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
 QuickmatFLEX προγομφίων 0,03mm/5mm		100 τεμάχια	6785
 QuickmatFLEX γομφίων 0,03mm/6,4mm		100 τεμάχια	6786
 QuickmatFLEX γομφίων βαθιά 0,03mm/6,4mm + επέκταση		50 τεμάχια	6787

## Νέο myQuickmat All-round

Σύστημα περιμετρικών τεχνητών τοιχωμάτων με καρούλι σύσφιξης.



Με την ευγενική παραχώρηση του Dr. Jordi Manauta



Για περισσότερες πληροφορίες

**myQuickmat All-round**  
περιμετρικά τοιχώματα.



Ανατομικό περίγραμμα για καλύτερες αποκαταστάσεις και σωστά σημεία επαφής.

Εύκολο σφίξιμο με το χέρι.

Πολύ λεπτά (0,03 mm) για σφικτά σημεία επαφής.

**API**

Αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο εργαλείο για τη σταθερή κι εύκολη τοποθέτηση του myQuickmat All-round. Είναι εργονομικό κι εύχρηστο.



Το myQuickmat All-round είναι ένα σύστημα περιμετρικών τεχνητών τοιχωμάτων σχεδιασμένο να δημιουργεί ανατομικές αποκαταστάσεις οπισθίων σε δόντια με απώλεια οδοντικών δομών.

Τα εύχρηστα τοιχώματα myQuickmat All-round καθιστούν εφικτές αποκαταστάσεις με φυσική ανατομία περιγράμματος και σφικτές επιφάνειες επαφής. Χάρη στο εργαλείο API, η τοποθέτηση των myQuickmat All-round είναι σταθερή και απλή. Το API προσφέρει στήριξη κι εμποδίζει την κλίση του καρουλιού σύσφιξης κατά τη σύσφιξη του τοιχώματος.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**215,00 €**

#### myQuickmat All-round introkit

Περιλαμβάνει:

- 2 εργαλεία API
- 15 τεμάχια Quickmat All-round περιμετρικά τοιχώματα προγομφίων - 0,03 mm/5,5 mm
- 15 τεμάχια Quickmat All-round περιμετρικά τοιχώματα γομφίων - 0,03 mm/6,3 mm
- 45 τεμάχια ασορτί σφίνες The wedge



**ΚΩΔΙΚΟΣ**

6850

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

**86,92 €**

Quickmat All-round περιμετρικά τοιχώματα προγομφίων  
0,03 mm/5,5 mm - 35 τεμάχια



6855

Quickmat All-round περιμετρικά τοιχώματα γομφίων  
0,03 mm/6,3 mm - 35 τεμάχια



6856

### Tofflemire Contoured Matrices 0.04 mm

Ανατομικά προσηματισμένα τεχνητά τοιχώματα, από ανοξείδωτο ατσάλι, για την ανασύσταση οπισθίων δοντιών.

Αγοράζοντας 3 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
	6,3 mm	30 τεμάχια	6106	<b>29,38 €</b>
	5,5 mm	30 τεμάχια	6107	

### Tofflemire Contoured Matrices Microthin 0,025 mm

Ανατομικά προσηματισμένα Tofflemire τεχνητά τοιχώματα, εξαιρετικά λεπτά.



**Προσφορά**

Αγοράζοντας 3 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Ανατομικά προσηματισμένα
- Για αποκαταστάσεις σε οπίσθια δόντια
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε συγκρατητήρα
- Πάρα πολύ λεπτά (0,025 mm, .001") για στενά μεσοδόντια διαστήματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
	6,3 mm	30 τεμάχια	6108	<b>34,89 €</b>
	5,5 mm	30 τεμάχια	6109	

### Tofflemire Matrices 0,03 - 0,04 mm

Οικονομικά τεχνητά τοιχώματα από ανοξείδωτο ατσάλι.



**Προσφορά**

Αγοράζοντας 3 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
	6.3 mm (0,04 mm)	50 τεμ.	6101	<b>15,05 €</b>
	6.3 mm (0,03 mm)	50 τεμ.	6102	
	5.5 mm (0,04 mm)	50 τεμ.	6103	
	5.5 mm (0,03 mm)	50 τεμ.	6104	

### Tofflemire Matrices 0,025 mm

Εξαιρετικά λεπτά τεχνητά τοιχώματα.

- Χωρίς μνήμη • Για τα πιο στενά σημεία επαφής



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
	6.3 mm	50 τεμ.	5920	<b>30,08 €</b>
	5.5 mm	50 τεμ.	5921	

### Sigveland Matrices 0,05 mm

Τεχνητά τοιχώματα, από ανοξείδωτο ατσάλι.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
	5 mm	12 τεμ.	5725	<b>8,30 €</b>
	7 mm	12 τεμ.	5727	



## Stainless Steel Matrices 0,03 mm


Προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα.

- Ανοξείδωτο ασάλι
- 3 διαφορετικά σχήματα



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**25,88 €**




#### προγόμφιοι

50 τεμ. Κωδ. 5713

50 τεμ. Κωδ. 5714

50 τεμ. Κωδ. 5715



#### γομφίοι

50 τεμ. Κωδ. 5717

50 τεμ. Κωδ. 5718

50 τεμ. Κωδ. 5719

## Matrix Strip ST 0,03 mm

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

- Ανοξείδωτο ασάλι
- Πρακτικός διανομέας

### Προσφορά

#### ΔΩΡΟ

Με την αγορά  
**3** συριγγών ρητίνης  
των εταιρειών **Yamakin ή SDI**

**16,61 €**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	5 mm	3 m	5235
	6 mm	3 m	5236
	7 mm	3 m	5237

## Matrix Strip 0,05 mm

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

- Ανοξείδωτο ασάλι
- Πρακτικός διανομέας

### Προσφορά

#### ΔΩΡΟ

Με την αγορά  
**3** συριγγών ρητίνης  
των εταιρειών **Yamakin ή SDI**

**16,61 €**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	5 mm	3 m	5255
	6 mm	3 m	5256
	7 mm	3 m	5257

## Matrix Strip Soft 0,05 mm

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

- Ανοξείδωτο ασάλι
- Πολύ μαλακό
- Πρακτικός διανομέας

### Προσφορά

#### ΔΩΡΟ

Με την αγορά  
**3** συριγγών ρητίνης  
των εταιρειών **Yamakin ή SDI**

**16,61 €**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	5 mm	3 m	5275
	6 mm	3 m	5276
	7 mm	3 m	5277

## Dispens-O-Mat Anterior 0,05 mm

Αυτοκόλλητα διαφανή τεχνητά τοιχώματα για πρόσθια δόντια.

- Πρακτικός διανομέας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6 mm	100 τεμ.	5221
	7 mm	100 τεμ.	5222
	8 mm	100 τεμ.	5223

**30,00 €**

## Tofflemire Transparent Matrices 0,075 mm

Διαφανή, πολυεστερικά τεχνητά τοιχώματα Tofflemire.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6.3 mm	50 τεμ.	5916

**20,00 €**

## Clearmat Matrices 0,075 mm

Προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα, για ομορομασπτικές αποκαταστάσεις σε πίσω δόντια.

- Διαφανή, πολυεστερικά.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ **20,00 €**

Προτόμφοι	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	50 τεμ.	5913
	50 τεμ.	5914
	50 τεμ.	5915

Γομφίοι	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	50 τεμ.	5917
	50 τεμ.	5918
	50 τεμ.	5919

## Stripmat 0,05 mm

Διαφανές τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

- Πολύ ανθεκτικό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6 mm	15 m	5006
	8 mm	15 m	5008
	10 mm	15 m	5010

**16,61 €**

## Stripmat Anatomic 0,05 mm

Ανατομικά σχηματισμένο, διαφανές τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	9 mm	15 m	5225

**16,61 €**

**Νέο PolydentiaPRO**

Τεχνητό τοίχωμα προστασίας όμορων επιφανειών από χαρακίες φρέζας, κατά την παρασκευή κοιλότητας II ομάδας.



Με την ευγενική παραχώρηση του Dr. Giuseppe Chiodera.



Για περισσότερες πληροφορίες

Εξαιρετική προστασία των παρακείμενων δοντιών από ακούσιες χαρακίες φρέζας.



Εύκολη εισχώρηση. Άκρα που χρησιμοποιούνται ως οδηγός για την έλξη του τοιχώματος.



Χρήση σφίγγας για συγκράτηση του τοιχώματος στη θέση του.



Το διπλανό δόντι τώρα προστατεύεται από χαρακίες φρέζας.

Το PolydentiaPRO είναι ένα προσχηματισμένο, διαμορφωμένο προστατευτικό τοίχωμα (πάχους 0,05 mm), σχεδιασμένο να εμποδίζει τη ζημιά στο διπλανό δόντι που συμβαίνει συχνά κατά την παρασκευή κοιλότητας II ομάδας.

Το περίγραμμα και τα δύο άκρα έχουν διαμορφωθεί ειδικά για να ολισθαίνουν εύκολα ανάμεσα στο αυχενικό όριο και το σημείο επαφής διευκολύνοντας την τοποθέτηση του τοιχώματος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PolydentiaPRO	100 τεμάχια	5720

**20,00 €**

## Interdental Wood Wedges

Ανατομικά σχεδιασμένες ξύλινες σφήνες.

- Τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή
- Πρώτης ποιότητας ξύλο αφενδάμου



### Προσφορά

Με την αγορά **3** συριγγών ρητίνης των εταιρειών **Yamakin ή SDI**

### ΔΩΡΟ

οποιαδήποτε συσκευασία ξύλινων σφηνών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
	<b>Pinky 11 mm (XS)</b>	200 τεμ.	5011	<b>32,52 €</b>
	<b>12 mm (S)</b>	100 τεμ.	5012	<b>19,40 €</b>
	<b>13 mm (M)</b>	100 τεμ.	5013	<b>19,40 €</b>
	<b>15 mm (L)</b>	100 τεμ.	5015	<b>19,40 €</b>
	<b>17 mm (XL)</b>	100 τεμ.	5017	<b>19,40 €</b>
<b>Ασσορτί</b>	<b>(XS, S, M, L)</b>	100 τεμ.	5001	<b>19,40 €</b>
	<b>12 mm (S) κλασική πορτοκαλί σφήνα</b>	200 τεμ.	5018	<b>32,52 €</b>

## The Wedge

Σφήνα από ειδικό, διαφανές πολυμερές.

- Ανατομικό σχήμα
- Καλή προσαρμογή των τεχνητών τοιχωμάτων
- Πολύ καλή εισχώρηση στο μεσοδόντιο διάστημα



### Προσφορά

Αγοράζοντας **3** συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
	Πολύ μικρό (XS)	100 τεμ.	7011	<b>45,15 €</b>
	Μικρό (S)	100 τεμ.	7012	
	Μεσαίο (M)	100 τεμ.	7013	
	Μεγάλο (L)	100 τεμ.	7015	
ασσορτί	(XS, S, M, L)	100 τεμ.	7001	
ασσορτί	(XS, S, M, L)	400 τεμ.	7040	<b>150,45 €</b>



## myWedge

Μεσοδόντια σφήνα με κοίλο σχήμα V, από πλαστικό υλικό υψηλής τεχνολογίας.

Έχει καινοτόμο κοίλο σχήμα V που της επιτρέπει να συμπιέζεται και να προσαρμόζεται στην ανατομία των μεσοδόντιων διαστημάτων. Εμποδίζει τον τραυματισμό των ούλων ενώ καθοδηγεί και διαμορφώνει το τεχνητό τοίχωμα στην ανατομία της αυχενικής περιοχής του δοντιού.

Η μοναδική γεωμετρία στρογγυλής κεφαλής της σφήνας myWedge σχεδιάστηκε για εύκολο χειρισμό, τοποθέτηση κι αφαίρεση της σφήνας με τις συνήθεις λαβίδες.

- Καινοτόμο κοίλο σχήμα V
- Κεφαλή με ανασχετικά σημεία που εμποδίζουν την ολίσθηση
- Έντονα χρώματα για εύκολη ταυτοποίηση



Το καμπύλο σχήμα της σφήνας σχεδιάστηκε για την προστασία των ούλων κι αποτρέπει τη διατρύπηση του ελαστικού απομονωτήρα.



Καινοτόμο κοίλο σχήμα V επιτρέπει στη σφήνα να συμπιέζεται και να προσαρμόζεται στη μεσοδόντια ανατομία των δοντιών.

Η μοναδική γεωμετρία στρογγυλής κεφαλής myWedge, σχεδιάστηκε για εύκολο χειρισμό της σφήνας με τις συνήθεις λαβίδες.

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
	Πολύ μικρό (XS)	100 τεμ.	7101	<b>44,52 €</b>
	Μικρό (S)	100 τεμ.	7102	
	Μεσαίο (M)	100 τεμ.	7103	
	Μεγάλο (L)	100 τεμ.	7104	
ασσορτί	(XS, S, M, L)	100 τεμ.	7100	
ασσορτί	(XS, S, M, L)	400 τεμ.	7400	<b>168,50 €</b>

## Abrasive Polishing Strips

Ταινίες με οξείδιο του αργιλίου για τη λείανση και στίλβωση των όμορων επιφανειών των εμφράξεων ρητίνης.

- 3 διαφορετικές, χρωματικά κωδικοποιημένες, αδρότητες.

### Προσφορά

Με την αγορά **3** συριγγών ρητίνης των εταιρειών **Yamakin ή SDI**

### ΔΩΡΟ

οποιαδήποτε συσκευασία Abrasive Polishing Strips



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ				26,54 €
	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	30 μικρά	4 mm	10 m	5511
	40 μικρά	4 mm	10 m	5501
	60 μικρά	4 mm	10 m	5502

## Tria-Shine Abrasive Strips


Ταινίες με οξείδιο του αργιλίου για τη λείανση και στίλβωση των όμορων επιφανειών των εμφράξεων ρητίνης.

- 2 διαφορετικές αδρότητες, χρωματικά κωδικοποιημένες
- Τριγωνικό σχήμα

### Προσφορά

Αγοράζοντας **3** συσκευασίες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ				32,00 €
	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
	30 μικρά	100 τεμ.	5504	
	40 μικρά	100 τεμ.	5505	

## ID - Rings

Ελαστικοί δακτύλιοι για τη χρωματική κωδικοποίηση των εργαλείων.

- 9 χρώματα
- Αποστειρώσιμοι



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ				11,27 €
	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
	καφέ	50	5311	
	λευκό	50	5312	
	κίτρινο	50	5313	
	κόκκινο	50	5314	
	μπλε	50	5315	
	πράσινο	50	5316	
	μαύρο	50	5317	
	πορτοκαλί	50	5318	
	γκρι	50	5319	
	ασσορτί	120	5320	27,70 €

## Fiber-Splint™ ML Multi - Layer

Ταινία νάρθηκοποίησης από ίνες γυαλιού.  
Έξι στρώματα ραμένα μαζί.

- Πλάτος 4 mm
- Απλοποίηση της διαδικασίας νάρθηκοποίησης
- Διατίθεται ο συγκολλητικός παράγοντας Fiber-Bond για τη σκλήρυνση της ταινίας.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Fiber-Splint ML + 5 Clip & Splint	50 cm	5971
Clip & Splint	30 τεμ.	5975CS



**Clip & Splint:**  
κλιπ συγκράτησης  
της ταινίας στα μεσοδόντια

## Fiber-Splint™

Ταινία νάρθηκοποίησης από ίνες γυαλιού.

- Πολύ λεπτή 0,05 mm
- Έχει πλάτος 4 mm
- Δεν χρειάζεται ειδικά ψαλίδια ή γάντια
- Διατίθεται ο συγκολλητικός παράγοντας Fiber-Bond για τη σκλήρυνση της ταινίας.
- **Για αποτελεσματική νάρθηκοποίηση, θα πρέπει να τοποθετούνται 6 στρώματα της ταινίας, το ένα πάνω στο άλλο.**



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Fiber-Splint + 5 Clip & Splint	2 m	5970

## F-Splint-Aid & F-Splint-Aid Slim

Προεμποτισμένες ταινίες υαλονημάτων για νάρθηκοποίηση.

Οι ταινίες διατίθενται σε ένα φιαλίδιο στο οποίο εμπεριέχονται ο συγκολλητικός παράγοντας Fiber-Bond της Polydentia και η ταινία υαλονημάτων για νάρθηκοποίηση (6 στρώματα ραμένα μαζί), Fiber-Splint ML. Το σύστημα αυτό, είναι κατάλληλο για 4-5 εφαρμογές.

Διατίθενται δύο πλάτη προεμποτισμένων ταινιών:

- **F-Splint-Aid:** 4mm πλάτος.  
Η ταινία αποτελείται από 6 στρώματα Fiber-Splint ραμένα μαζί.
- **F-Splint-Aid Slim:** 2mm πλάτος.  
Η ταινία αποτελείται από 3 στρώματα Fiber-Splint ραμένα μαζί.  
Έχει την ίδια αντοχή και είναι ιδανική για οδοντικές επιφάνειες μειωμένων διαστάσεων και για διατήρηση ορθοδοντικού αποτελέσματος.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
F-Splint Aid + 5 Clip & Splint	12 cm	5972
F-Splint-Aid Slim + 5 Clip & Splint	12 cm	5977

## Vista-Tec

### Αναβαθμισμένη ασπίδα προσώπου.

Η παραδοσιακή και κομψή ασπίδα προσώπου Vista-Tec που έχει εκτιμηθεί από οδοντιάτρους και επαγγελματίες υγείας γενικότερα, από το 1989, τώρα **ανασχεδιάστηκε** κι έχει ενισχυμένα χαρακτηριστικά προστασίας.

Το εξαιρετικά ελαφρύ σύστημα προστασίας προσώπου Vista-Tec περιλαμβάνει μια ανθεκτική, αντικαταστάσιμη πολυκαρβονική

ασπίδα που προσφέρει κορυφαία οπτικά χαρακτηριστικά για ξεκούραστη όραση, μειώνοντας την περιττή καταπόνηση των ματιών κατά την πολύωρη εργασία.

Η Vista-Tec διαθέτει ένα σιλικονούχο κεφαλόδεσμο που προσφέρει σταθερότητα και άνεση.



Βελτιωμένο κι ανυψωμένο στέλεχος μύτης, διαμορφωμένο για πιο εκτεταμένο οπτικό πεδίο



Ευθείς, εργονομικοί και γενικής χρήσης βραχίονες για ανετότερη εφαρμογή του σκελετού



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος εργονομικός σχεδιασμός
- Κορυφαία οπτική ποιότητα
- Ανθεκτικές ασπίδες που απολυμαίνονται και αντικαθίστываются
- Εξαιρετικά ελαφρύ σχέδιο
- CE EN 166:2001 πιστοποιημένο Class II PPE
- Κεφαλόδεσμος για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

##### Vista-Tec kit

- 1 σκελετός
- 5 ασπίδες
- 1 κεφαλόδεσμος

**45,00 €**

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

5621N

##### Vista-Tec ανταλλακτικό

- 5 πολυκαρβονικές ασπίδες

**25,00 €**

5626N



## Vista-Tec ilGrande

### Ασπίδα εκτεταμένης προστασίας

Η ευρεία, ανθεκτική και αντικαταστάσιμη πολυκαρβονική ασπίδα του Vista-Tec ilGrande, παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι σε πιτσιλίσματα υγρών ενώ τα εξαιρετικά οπτικά χαρακτηριστικά προσφέρουν ευχάριστη και άνετη όραση.

Το Vista-Tec ilGrande διαθέτει επίσης έναν κεφαλόδεσμο που το καθιστά πιο άνετο σε μέρες πολύωρης εργασίας.



more info at  
polydentia.ch

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>Vista-Tec ilGrande kit</b> - 1 σκελετός - 2 ασπίδες - 1 κεφαλόδεσμος	5663
<b>72,08 €</b>	
<b>Vista-Tec ilGrande Ανταλλακτικό</b> - 5 πολυκαρβονικές ασπίδες	5666
<b>63,60 €</b>	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ μεγάλες (XXL) ασπίδες για αυξημένη προστασία
- Κορυφαία οπτική ποιότητα
- CE EN 166:2001 πιστοποιημένο
- Εξαιρετικά ελαφρύ σχέδιο
- Ασπίδες που απολυμαίνονται και αντικαθίστανται
- Αποστειρώσιμος σκελετός και κεφαλόδεσμος
- Ιδανική άνεση και σταθερότητα

## Vista-Tec LupOn

### Ασπίδες προστασίας του προσώπου για χρήση με μεγεθυντικούς φακούς.

Ευρεία και ανθεκτική πολυκαρβονική ασπίδα που προστατεύει τους μεγεθυντικούς φακούς.

Διατίθεται σε δύο μεγέθη μεσαίο (M) και μεγάλο (L).

Η ασπίδα μεγέθους M χρησιμοποιείται με μεγεθυντικούς φακούς Galilean.

Η ασπίδα μεγέθους L χρησιμοποιείται με μεγεθυντικούς φακούς Prismatic.

Τοποθετείται στα κλιπ στήριξης που προσαρμόζονται στον σκελετό με σιλικονούχους δακτυλίους, oRings.

Τα Vista-Tec LupOn κλιπ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γυαλιά με βραχίονες ύψους πάνω από 1 cm.

Οι ασπίδες Vista-Tec LupOn απολυμαίνονται και αντικαθίστανται.

Τα LupOn κλιπ και oRings είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>Vista-Tec LupOn kit</b> - 1 ζεύγος LupOn κλιπ - 1 ασπίδα M - 1 ασπίδα L - 3 ζεύγη oRings S, M, L	5633
<b>44,52 €</b>	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
5 ασπίδες μεγέθους M	5635
<b>50,88 €</b>	
5 ασπίδες μεγέθους L	5636
<b>55,12 €</b>	
3 ζεύγη oRings S, M, L	5634
<b>19,08 €</b>	

## Twin Luscent Anchor™

Άξονας υαλονημάτων-ρητίνης με ειδικό σχέδιο για διπλάσια συγκράτηση.

Οι Twin Luscent Anchors διατίθενται σε 4 μεγέθη:

- **Extra Small (πολύ μικρό):** διάμετρος 1,26 mm, μήκος 16,7 mm
- **Small (μικρό):** διάμετρος 1,40 mm, μήκος 16,7mm
- **Medium (μεσαίο):** διάμετρος 1,54 mm, μήκος 16,7 mm
- **Large (μεγάλο):** διάμετρος 1,68 mm, μήκος 16,7 mm



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

#### LUT-K I

Περιλαμβάνει:

15 Twin Luscent Anchors (5 από τα μεγέθη, μικρό, μεσαίο, μεγάλο),  
3 αντίστοιχα τρύπανα, 1 Probos I, 1 Probos II  
και 15 φόρμες διαμόρφωσης κολοβώματος

**145,00 €**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

#### Ανταλλακτικό 15 αξόνων

15 άξονες ενός μεμονωμένου μεγέθους  
και 15 φόρμες διαμόρφωσης κολοβώματος

**100,00 €**

#### Ανταλλακτικό 5 αξόνων

5 άξονες ενός μεμονωμένου μεγέθους  
και 5 φόρμες διαμόρφωσης κολοβώματος

**50,00 €**

## Surtext

Ενδορριζικοί άξονες τιτανίου και επίχρυσοι.

Έχουν ειδική επεξεργασία επιφανείας που προσφέρει λιγότερη αντανάκλαση και 200% περισσότερη συγκράτηση των επανορθωτικών υλικών.

Είναι έτοιμοι προς χρήση. Δεν χρειάζονται αδροποίηση ή αμμοβολή, καθώς η επιφάνειά τους είναι προεπεξεργασμένη. Η επεξεργασμένη επιφάνειά τους αντανάκλα το φως λιγότερο απ' ό,τι η επιφάνεια ενός απλού άξονα και καλύπτονται καλά με τα αισθητικά επανορθωτικά υλικά χωρίς την ανάγκη στρώματος αδιαφάνειας.



Οι άξονες Surtext διατίθενται σε μια πλήρη συλλογή αξόνων, τρυπάνων και εξαρτημάτων, μέσα στον πατενταρισμένο διανομέα τους, One-Stop, με ενσωματωμένους μετρητές.

Όλα τα μεγέθη των αξόνων και των τρυπάνων διατίθενται επίσης σε ανταλλακτικά.

- Σφράγισμα ασφαλείας
- Εύκολη μέτρηση διαμέτρου (κάτω από τη σφραγίδα ασφαλείας)
- Διαφανές καπάκι που γυρίζει και σταματά με κλικ
- Μέτρηση μήκους
- Η βάση του θαλάμου έχει σχεδιαστεί για εύκολο πιάσιμο των οστών

Πλήρης σειρά ανταλλακτικών σε 15 όδες

### ΜΗΚΗ ΑΞΟΝΩΝ

Μεγέθn	Short (7,8 mm)	Medium (9,3 mm)	Long (11,8 mm)	Extra Long (14,2 mm)	Super Long (17 mm)
1	∅ 1,05 mm	∅ 1,05 mm	∅ 1,05 mm		
2	∅ 1,20 mm	∅ 1,20 mm	∅ 1,20 mm		
3	∅ 1,35 mm	∅ 1,35 mm	∅ 1,35 mm	∅ 1,35 mm	∅ 1,35 mm
4	∅ 1,50 mm	∅ 1,50 mm	∅ 1,50 mm	∅ 1,50 mm	∅ 1,50 mm
5	∅ 1,65 mm	∅ 1,65 mm	∅ 1,65 mm	∅ 1,65 mm	∅ 1,65 mm
6	∅ 1,80 mm	∅ 1,80 mm	∅ 1,80 mm	∅ 1,80 mm	∅ 1,80 mm

Τα τρύπανα των αξόνων διατίθενται στις ίδιες διαμέτρους, στα μήκη: short (28mm) και Long (33mm).



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Άξονες Surtext Επίχρυσοι

Συσκευασία RST-60: 60 άξονες και 6 τρύπανα

**190,00 €**

Συσκευασία RST: 120 άξονες

**195,00 €**

#### Άξονες Surtext Τιτανίου

Συσκευασία TST-60: 60 άξονες και 6 τρύπανα

**280,00 €**

Συσκευασία TST: 120 άξονες

**320,00 €**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η 15άδα άξονες επίχρυσοι

**24,00 €**

Η 15άδα άξονες τιτανίου

**37,00 €**

## Profin® Directional System

Σύστημα χειρολαβής και άκρων με παλινδρομική κίνηση, για το φινίρισμα και τη στίλβωση όλων των τύπων αποκαταστάσεων και όλων των οδοντικών επιφανειών.

Το Profin Directional System, με την ακριβή κι ελεγχόμενη παλινδρομική κίνηση κατά 1.2 mm, είναι ιδανικό για λεπτεπίλεπτη κι ασφαλή διαμόρφωση, δημιουργία περιγράμματος και στίλβωση τόσο των φυσικών δοντιών όσο και των αποκαταστάσεων όλων των τύπων.




Η χειρολαβή, σε συνδυασμό με μια ευρεία συλλογή λειαντικών άκρων, προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες ενδοστοματικές περιοχές, επιτρέποντας την αναδιαμόρφωση της αδαμαντίνης, καθώς και αποκαταστάσεων από πορσελάνη, μέταλλο, σύνθετη ρητίνη και αμάλγαμα.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το σύστημα Profin είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο:

- για τελειοποίηση των μεσοδόντιων, ουλικών και κοπτικών προεξοχών σε ένα φυσικό σχήμα
- για δημιουργία περιγράμματος κι εξατομίκευση προσθίων αποκαταστάσεων
- για αναδιαμόρφωση οδοντικών επιφανειών που έρχονται σε επαφή
- για λεπτό φινίρισμα ορίων κεραμικών ή μεταλλικών αποκαταστάσεων, πριν τη συγκόλληση
- για εξάλειψη υποσκαφών σε παρασκευές για CAD/CAM αποκαταστάσεις



- για καθαρισμό εμφυτευμάτων
- για ασφαλή μείωση όμορων επιφανειών (δημιουργία χώρου στην Ορθοδοντική)

### Προσφορά

Με πληρωμή ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ **20%**



### Πλεονεκτήματα της χειρολαβής Profin

- Σκληρή ανοδιωμένη επιφάνεια με μεγάλη αντίσταση στις εκδορές
- Κεφαλή μινιατούρα για καλύτερη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές
- Λεία επιφάνεια που δεν γυαλίζει, με χρώμα χαμηλής αντίθεσης
- Εργονομικό σχέδιο με καλό κράτημα



LTA: σετ Lamineer Tips

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Profin PDX Starter Kit

Περιλαμβάνει:  
 μια χειρολαβή Profin PDX, 5 Lamineer Tips διαμόρφωσης και φινιρίσματος (LTA-150, LTA-30, LTA-39, LTA-S100, LTA-S50), 30 πλαστικά άκρα για στίλβωση, 1 έμβολο για τα άκρα και μια βάση για τα άκρα.

**730,00 €**

#### LTA Σετ Lamineer Tips






Περιλαμβάνει 10 άκρα Lamineer: LTA-150, LTA-S100, LTA-75, LTA-S50, LTA-30, LTA-S15, LTA-39, LTA-S36, LTA-C50, LTA-E50 και μια βάση με χρωματική κωδικοποίηση.



**360,00 €**



**Profin® Directional System**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ LAMINEER TIPS**

ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΕΠΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ανά 2 τεμάχια
LTA-150/2 	150 μικρά	Κόκκινο	Αφαίρεση μεγάλων περισσειών και διαμόρφωση όλων των υλικών αποκατάστασης - χρήση αδρόκοκκων άκρων	<b>65,12 €</b>
LTA-100/2	100 μικρά	Πράσινο		
LTA-75/2	75 μικρά	Χρυσό	Για διαμόρφωση και στίλβωση όλων των υλικών αποκατάστασης και της αδαμαντίνης	
LTA-50/2	50 μικρά	Κίτρινο		
LTA-30/2	30 μικρά	Λευκό	Τελική στίλβωση - χρήση λεπτόκοκκων άκρων	
LTA-15/2	15 μικρά	Βιολετί		
LTA-39/2 Καρβίδιο του Βολφραμίου		Μαύρο	Το καρβίδιο του βολφραμίου δεν προκαλεί φθορά στην αδαμαντίνη. Για τελικό φινίρισμα των ορίων των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης.	
ΑΚΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΚΟΝΤΟ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ανά 2 τεμάχια
LTA-S150/2	150 μικρά	Κόκκινο	Ίδια συνιστώμενη χρήση όπως παραπάνω.	<b>65,12 €</b>
LTA-S100/2	100 μικρά	Πράσινο	Μικρότερο και λεπτότερο άκρο με ακμή μαχαιριού για καλύτερη πρόσβαση σε στενά διαστήματα και κοντά στα σημεία επαφής	
LTA-S75/2	75 μικρά	Χρυσό		
LTA-S50/2	50 μικρά	Κίτρινο		
LTA-S30/2	30 μικρά	Λευκό		
LTA-S15/2 	15 μικρά	Βιολετί		
LTA-S36/2 Καρβίδιο του Βολφραμίου		Μαύρο	Το καρβίδιο του βολφραμίου δεν προκαλεί φθορά στην αδαμαντίνη. Για τελικό φινίρισμα των ορίων των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης.	
FLEXIBLE Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ανά 2 τεμάχια
LTA-F100/2	100 μικρά	Πράσινο	Ίδια συνιστώμενη χρήση όπως παραπάνω. Άκρα με διπλάσια ευκαμψία για δυσπρόσιτες περιοχές. 2 mm μακρύτερο άκρο.	<b>65,12 €</b>
LTA-F75/2	75 μικρά	Χρυσό		
LTA-F50/2 	50 μικρά	Κίτρινο		
ΚΟΙΛΟ ΑΚΡΟ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ανά 2 τεμάχια
LTA-E50/2 	50 μικρά	Κίτρινο	Για μασπικές και κοίλες επιφάνειες	<b>65,12 €</b>
ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΕΣ/ΛΟΞΟΤΟΜΕΣ Επίστρωση διαμαντιού	ΑΔΡΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ανά 2 τεμάχια
LTA-C50/2 	50 μικρά	Κίτρινο	Για αναδιαμόρφωση κλίσεων ακριβείας και γωνιών αυχένων και λοξοτομών	<b>65,12 €</b>

EVA POLISHING TIPS Πλαστικά άκρα	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ανά 100 τεμάχια
EVA-2000/100 	Πράσινο	Γενικής χρήσης πλαστικά άκρα στίλβωσης. Σχήμα σφηνοειδές, για καθαρισμό όλων των όμορων περιοχών	<b>52,87 €</b>
EVA-5000/100 	Μηλε	Πλαστικά άκρα στίλβωσης. Λεπτή σπάτουλα.	<b>52,87 €</b>

LAMINEER TIPS IPR Επίστρωση διαμαντιού	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Σετ LTA-P/SK2 	Άκρα για μείωση όμορων επιφανειών
Σετ LTA-P/SK 	Άκρα για μείωση όμορων επιφανειών

## ARH2 και ARL2

Ημιπροσαρμοζόμενοι αρθρωτήρες.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ARH2

- Ρυθμιζόμενη κλίση της Κονδυλικής Ατραπού από  $-20^{\circ}$  έως  $+60^{\circ}$
- Πλήρης έκταση της κίνησης Bennett  $0^{\circ}$  έως  $40^{\circ}$
- Ο κονδυλικός μηχανισμός μπορεί να ρυθμιστεί από ατομικές καταγραφές
- Ρυθμιζόμενη άμεση πλάγια κίνηση
- Σταθερή διακονδυλική απόσταση: 95 mm
- Ανοίγει  $180^{\circ}+$
- Η διάταξη της κονδυλικής ατραπού είναι εξοπλισμένη με Ειδικές Ακουστικές ακίδες για προσάρτηση στο Ear Bow AEE της Dentatus.
- Συμπαγής τομική τράπεζα, μπορεί να κλίνει πρόσθια-οπίσθια και είναι αφαιρούμενη - μπορεί να εναλλάσσεται με την πλήρως ρυθμιζόμενη Τμηματική τομική τράπεζα.
- Ανθεκτικός στη διάβρωση
- Συνολικό ύψος: 105 mm
- Βάρος 1010 g

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ARL2

Έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ARH2 κι επιπρόσθετα διαθέτει:

Ένα προσαρμόσιμο στέλεχος άνω γνάθου κι ένα εξάρτημα, το Gauge Block με το οποίο ο αρθρωτήρας μπορεί να προσαρμοστεί και να εξασφαλίσει σωστές βασικές ρυθμίσεις όταν συνεργάζονται οδοντίατρος και οδοντοτεχνίτης, ο καθένας με τον δικό του αρθρωτήρα ARL2.

Βάρος 1038 g.



## Face Bow Type AEB

Προσωπικό τόξο με κλασικούς ρυθμιζόμενους κονδυλικούς άξονες.

Συνδυάζεται με τους αρθρωτήρες ARH2 & ARL2.



# Freedom at your fingertips



Design by  
**STUDIO F·A·PORSCHE**

## Ασύρματο scanner IS 3800

Κάντε το άλμα σε ένα νέο επίπεδο απόδοσης της ενδοστοματικής σάρωσης, με το IS 3800.

Συμπαγές και εξαιρετικά ελαφρύ, σχεδιάστηκε για άνεση και ευκινησία.

Ένα μεγαλύτερο οπτικό πεδίο και μεγαλύτερο βάθος πεδίου με περισσότερα καρέ/ δευτερόλεπτο, το καθιστούν το ταχύτερο έως τώρα ενδοστοματικό scanner της Dexis.

Προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία τόσο για τον χρήστη όσο και για τον ασθενή.



**Μιλτιάδης  
Βιτσαρόπουλος Α.Ε.**

## Τυπικά χειρουργικά πεδία

Τα πεδία από μη υφασμένο υλικό (NWF) δύο στρώσεων διαθέτουν μία απορροφητική και μία αδιάβροχη στρώση. Έτσι εξασφαλίζουν ταχεία απορρόφηση των σωματικών υγρών η οποία δεν γίνεται σε βάρος της δομής και της αδιαπερατότητας της αδιάβροχης στρώσης.



<b>12.T1387.00</b>	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x50 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	125 τεμάχια	<b>130,00 €</b>
<b>12.T1386.00</b>	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x75 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	100 τεμάχια	<b>135,00 €</b>
<b>12.T1354.00</b>	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 75x90 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	50 τεμάχια	<b>108,00 €</b>

## Χειρουργικά πεδία με κολλητική πλευρά

Η πρακτική αυτοκόλλητη ταινία ιατρικού βαθμού, πλάτους 5 cm, που είναι τοποθετημένη στη μικρή πλευρά του πεδίου, χρησιμοποιείται για την ασφαλή στερέωση του πεδίου σε επιφάνειες στήριξης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μετατόπιση ή τυχαία επιμόλυνση.

Η προστατευτική μεμβράνη της αυτοκόλλητης ταινίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί κατά τμήματα, καθώς διαθέτει προτεμαχισμένες περιοχές.



<b>12.T2368.00</b>	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο με αυτοκόλλητη πλευρά 50* x75 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	75 τεμάχια	<b>150,00 €</b>
--------------------	---	---------------------	---------	------------	-----------------

\* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

## Χειρουργικά γάντια

Ανατομικά σχεδιασμένα, αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια από λάτεξ με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλλεργιογόνες πρωτεΐνες και παρουσία πούδρας.

<b>32.G5022.00</b>	Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια χωρίς πούδρα	λάτεξ	μέγεθος 7
<b>32.G5023.00</b>	Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια χωρίς πούδρα	λάτεξ	μέγεθος 7½
<b>32.G5024.00</b>	Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια χωρίς πούδρα	λάτεξ	μέγεθος 8
<b>32.G5025.00</b>	Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια χωρίς πούδρα	λάτεξ	μέγεθος 8½

**2,00 €**  
το ζεύγος





## Βασικό σετ εμφυτευμάτων

**12.S5621.00** **24,20 €**

Το Βασικό σετ εμφυτευμάτων έχει σχεδιαστεί για όλες τις χειρουργικές δραστηριότητες ρουτίνας στις οποίες είναι απαραίτητη η εφαρμογή πρωτοκόλλου που εξασφαλίζει επαρκή βαθμό αποστείρωσης και εγγυάται την ασφάλεια των χειρουργών και των ασθενών.

Χάρη στη λογική τιμή του, είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές διαδικασίες άμεσης φόρτισης ή για επεμβάσεις όπως εκ νέου διάνοιξη εμφυτευμάτων, χειρουργεία με κρημούς ή επεμβάσεις σε χειρουργικά μικροτραύματα.



1	Χειρουργικά διπλωμένα ποδιά <b>Special Plus</b> (μέγεθος L) και 2 πετσέτες χεριών τυλιγμένες σε ιατρικό χαρτί	Μικροΐνες SMS	Γαλάζιο
1	Ποδιά με βαμβακερές μανσέτες	NWF	Γαλάζιο
2	Χειρουργικοί σκούφοι με σταθερά κορδόνια	Απορροφητικό NWF	Γαλάζιο
1	Στρογγυλός χειρουργικός σκούφος για τον ασθενή	Απορροφητικό NWF	Γαλάζιο
1	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο <b>50*</b> x75 cm με αυτοκόλλητη πλευρά	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο
1	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 75x90 cm με κολλητική σχισμή σχήματος <b>U 11x9*</b> cm	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο
1	Θήκη <b>Omnisleave</b> 120x7 cm	Πολυαιθυλένιο	Διαφανές
1	Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά	PVC	Κόκκινο

\* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

## Σετ στοματικής χειρουργικής - Setris

**12.T0105.00** **5,50 €**

Αποστειρωμένο σετ πεδίων, ιδανικό για όλες τις μικροεπεμβάσεις, όπως εξαγωγή φρονιμιτών και χειρουργεία δεύτερου σταδίου. Η ειδική αυτοκόλλητη σχισμή σχήματος U στην μία πλευρά του πεδίου επιτρέπει την αποτελεσματική οριοθέτηση του περιοχής του χειρουργείου. Η πρακτική αφαιρούμενη ετικέτα επιτρέπει την εύκολη ικνηλασιμότητα της επέμβασης.

1	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x75 με κολλητική σχισμή σχήματος <b>U 11x9*</b> cm	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο
2	Απορροφητικά/αδιάβροχα πεδία 50x75 cm	NWF + Πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο

\* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

## Σετ ασθενούς - Setraz

**12.T0002.00** **7,70 €**

Αυτό το αποστειρωμένο σετ έχει σχεδιαστεί για την ένδυση του ασθενούς. Είναι ιδανικό για όλες τις επεμβάσεις οδοντιατρικής εμφύτευσης, περιοδοντολογίας και γναθοχειρουργικής. Το σετ παρέχεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία, τυλιγμένο σε ιατρικό χαρτί. Η ποδιά διαθέτει λάστιχο στους καρπούς για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς. Η πρακτική αφαιρούμενη ετικέτα επιτρέπει την εύκολη ικνηλασιμότητα της επέμβασης.

1	Υγροαπορροφητική ποδιά με λάστιχο	NWF	Λευκό
1	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	NWF	Λευκό
2	Αδιάβροχα καλύμματα παπουτσιών	PVC	Γαλάζιο



## Υγροαπωθητικές χειρουργικές ποδιές από μη υφασμένο υλικό



Οι υγροαπωθητικές χειρουργικές ποδιές της Οηπία αποτελούν την ιδανική λύση για συννηθισμένες δραστηριότητες μικρής διάρκειας, όπως η εξαγωγή φρονιμιτών και τα χειρουργεία δεύτερου σταδίου, ή για τη συμπλήρωση της προστασίας και της απομόνωσης του ασθενούς και του βοηθού από παθογόνα.

Διατίθενται σε ένα μόνο μέγεθος.

**155,00 €**

<b>22.D1004.00</b>	Ποδιά με λάστιχο στους καρπούς (μήκος 120 cm)	πράσινο	50 τμχ.
<b>22.D1307.00</b>	Ποδιά με λάστιχο στους καρπούς (μήκος 120 cm)	γαλάζιο	50 τμχ.
<b>22.D1303.00</b>	Ποδιά με λάστιχο στους καρπούς (μήκος 120 cm)	κίτρινο	50 τμχ.



## Χειρουργικοί σκούφοι

Οι σκούφοι και τα καλύμματα κεφαλής είναι απαραίτητα στοιχεία για την ορθή διαχείριση των πρωτοκόλλων υγιεινής στις οδοντιατρικές επεμβάσεις.

Είναι διαθέσιμα σε διάφορα μοντέλα, χρώματα και υλικά, τόσο για χειρουργική όσο και για κλινική χρήση.

<b>10.M0019.00</b>	Χειρουργικός σκούφος με σταθερά κορδόνια	γαλάζιο	100 τμχ.	<b>75,90 €</b>
<b>30.M0001.00</b>	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	πράσινο	500 τμχ.	<b>77,00 €</b>
<b>30.M0002.00</b>	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	λευκό	500 τμχ.	<b>77,00 €</b>
<b>30.M0040.00</b>	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	γαλάζιο	500 τμχ.	<b>77,00 €</b>
<b>30.M0041.00</b>	Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο	κίτρινο	500 τμχ.	<b>77,00 €</b>



**10.M0019.00**



**30.M0001.00**



**30.M0002.00**



**30.M0040.00**



**10.M0041.00**

## Αποστειρωμένες γάζες



<b>32.Z1101.00</b>	Αποστειρωμένες γάζες 25x16 cm σε 20 συσκευασίες των 5 τεμαχίων έκαστη (βαμβάκι)	20 τμχ.	<b>11,00 €</b>
--------------------	---	---------	----------------

**Κιτ μηχανικής έκπλυσης: επεμβάσεις με Physiodispenser και πιεζοηλεκτρικές χειρουργικές επεμβάσεις**



**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ**


**8,00 €**

Η Omnia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων μηχανικής έκπλυσης, τα οποία είναι συμβατά με τις περισσότερες συσκευές physiodispenser που είναι διαθέσιμες προς πώληση.

Τα συστήματα έκπλυσης περιλαμβάνουν διαρτητήρα, κύλινδρο ή σφιγκτήρα ελέγχου ροής, εξαρτήματα και ένα ολοκληρωμένο τμήμα περισταλτικής αντλίας. Τα συστήματα μηχανικής έκπλυσης της OMNIA προσφέρουν τις ακόλουθες επιλογές:

- α. Εσωτερική έκπλυση μόνο
- β. Εξωτερική έκπλυση μόνο
- γ. Εσωτερική και εξωτερική έκπλυση

Το πρακτικό τερματικό καπάκι διευκολύνει τη σύνδεση της γραμμής έκπλυσης στο εργαλείο χειρός και επιτρέπει τη σύνδεση των σωλήνων μας με όλες τις βελόνες ψύξης των διαφόρων εργαλείων χειρός, οι οποίες έχουν συχνά διαφορετική διάμετρο.

<b>32.F0001.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Suni Satelec 2000/3000, Expert, Suni Max, Surgi set basic, Surgi set pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Sweden&Martina, Sky unit, Dental Unit Teseo, Miniuniko Surgery, Blue Rocket BR3000, BR4000
<b>32.F0105.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Aseptico AeU 6000 series, Aseptico AeU 7000 series, Saeyang Ki-20, Impl6000 Sweden&Martina
<b>32.F0106.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Aseptico AeU 1000 -70/V, Aseptico AeU 1070-70V
<b>32.F0112.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	De Giorgi Steri Implant, INTRAMATIC 2, INTRAMAX PLUS, Solujet
<b>32.F0134.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera Implantor Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i Osseocision, Delfine Intra-Lock
<b>32.F0139.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/ Straumann/InnovaCorp. 3I/Centerpulse/Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/Osseoset 200/Osseocare, Elcomed SA 310/ SA2006, Piezomed, W&H SI 1023
<b>32.F0159.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Elcomed SA 200 W&H αντλία 19 cm Innova Corp-Strauman Frioss Unit E, Drilltech BTI
<b>32.F0170.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery / Esacrom Surgisonic I / UBSUltrasonic bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent, BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR, Heracl Sweden&Martina, Cefla dental Chair, Osseodoc BienAir
<b>32.F1200.00</b>	Σετ έκπλυσης		1/2Y	Implantmed SI-95/SI-923/SI-915/SI-1023/SI-1015/SI-1010, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320

• **1/2Y** = εσωτερική και εξωτερική έκπλυση με σύνδεσμο Y

•  = κάνουλα για τη σύνδεση δεύτερης γραμμής έκπλυσης στο δεύτερο εργαλείο τύπου contra-angle ή για τη σύνδεση της συσκευής Omnirigator

Όλα τα σήματα που αναφέρονται παραπάνω είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα (Trademarks®) των αντίστοιχων κατασκευαστών.

## Σύστημα αναρρόφησης

Χάρη στην εργονομική λαβή του ρύγχους αναρρόφησης, ο αναρροφητήρας ASP51/F επιτρέπει την πραγματοποίηση των διαδικασιών αναρρόφησης εύκολα και με ακρίβεια, ακόμα και παρουσία υλικού οστικού μοσχεύματος.

Ο ελαφρύς σωλήνας από PVC ιατρικού βαθμού παρέχει δυνατότητα κίνησης και άνεση κατά τη διάρκεια μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι ειδικοί, ανθεκτικοί στην κάμψη, εύκαμπτοι σύνδεσμοι εμποδίζουν την ακούσια αποσύνδεση του σωλήνα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Ο σωλήνας διαθέτει σειρά από συνδέσμους Luer Lock για τη σύνδεση της οστεοπαγίδας OsteoTrap. Χάρη σε αυτή τη σχεδίαση, δεν είναι απαραίτητη η χρήση δεύτερου σωλήνα αναρρόφησης.

Έχει διάταξη ελέγχου κενού στη λαβή του ρύγχους αναρρόφησης, η οποία επιτρέπει τη ρύθμιση του ρυθμού αναρρόφησης κατά τη χρήση.




<b>32.F5051.00</b>	Αναρροφητήρας, 2,50 m, με ρύγχος αναρρόφησης με εργονομική λαβή, κατάλληλος και για χρήση με την παγίδα συλλογής αυτόλογων οστών (κάθε πακέτο περιέχει 1 προσαρμογέα Adat. 05)	PVC	<b>ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ</b> <b>8,80 €</b>
--------------------	--	-----	------------------------------------

## Ρύγχη αναρρόφησης

Τα ρύγχη αναρρόφησης μίας χρήσης για χειρουργικούς αναρροφητήρες της Omnia είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό ιατρικού βαθμού.

**29,00 €**

<b>32.F6565.00</b>	Αποστειρωμένο ρύγχος αναρρόφησης Omniasurg (κάθε πακέτο περιέχει 1 προσαρμογέα Adat. 08) (μήκος ρύγχους: 20 cm)	PVC	20 τμχ.	
--------------------	---	-----	---------	--

## Θήκες με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης

Αποστειρωμένες προστατευτικές θήκες μίας χρήσης για την κάλυψη των σωλήνων κατά τη διάρκεια επεμβάσεων τοποθέτησης εμφυτευμάτων και πιεζοηλεκτρικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Η συσκευασία περιλαμβάνει ελαστικές ταινίες χωρίς λάτεξ.



<b>12.U0004.00</b>	Θήκη, 120x7 cm, με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.	<b>44,00 €</b>
<b>12.U0006.00</b>	Θήκη, 240x7 cm, με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.	<b>66,00 €</b>

## Θήκες με αυτοκόλλητες ταινίες τοποθέτησης

Αποστειρωμένες προστατευτικές θήκες μίας χρήσης για την κάλυψη των σωλήνων κατά τη διάρκεια επεμβάσεων τοποθέτησης εμφυτευμάτων και πιεζοηλεκτρικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Η συσκευασία περιλαμβάνει την αυτοκόλλητη ταινία.



<b>12.U0008.00</b>	Θήκη, 120x7 cm, με αυτοκόλλητα τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.	<b>49,50 €</b>
<b>12.U0009.00</b>	Θήκη, 240x7 cm, με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης	Πολυαιθυλένιο	50 τμχ.	<b>71,50 €</b>



## Παγοκύστες άμεσης χρήσης Iceberg®

Η παγοκύστη άμεσης χρήσης Iceberg® είναι εξαιρετικά πρακτική και εύχρηστη και δεν χρειάζεται ειδική διαδικασία ψύξης. Πιέστε απλώς τη συσκευασία με τα δύο χέρια σας για άμεση ενεργοποίηση.

Είναι κατασκευασμένη από μαλακό μη υφασμένο υλικό, το οποίο παραμένει μαλακό και προσαρμόζεται στο μέρος του σώματος που χρειάζεται ανακούφιση.

Μείγμα αζωτούχων αλάτων και νερού (σύμφωνα με τον κανονισμό CE 1907/2006 και τις τροποποιήσεις του)

### Πλεονεκτήματα:

- Έτοιμο προς χρήση
- Άμεση χρήση
- Αυτόματη ενεργοποίηση με απλή πίεση
- Ιδανικό για χρήση στο πρόσωπο· ανακουφίζει από τον πόνο και το πρήξιμο μετά από μια οδοντιατρική επέμβαση.



<b>30.V0001.00</b>	Παγοκύστη άμεσης χρήσης Iceberg® σε περιβλήμα από NWF	NWF + Πλαστικό σύνθετο υλικό	<b>ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ</b> <b>1,12 €</b>
--------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

## Τάπητας απολύμανσης

Οι τάπητες απολύμανσης Omnia κατασκευάζονται με τη χρήση βακτηριοκτόνου γέλης ειδικής σύνθεσης που αφαιρεί τα βακτήρια από τις σόλες των παπουτσιών των ασθενών σας και τα απενεργοποιεί.

Αποτελούνται από 30 αριθμημένες στρώσεις κολλητικής μεμβράνης και διαθέτουν κολλητική ταινία στερέωσης στην κάτω πλευρά για τοποθέτηση είτε στο δάπεδο είτε σε αφαιρούμενη βάση.



<b>30.V1000.00</b>	Βάση Omnia FLEX με τάπητα απολύμανσης (15 φύλλα επίδειξης) 50x100 cm	<b>130,90 €</b>
<b>30.V1001.00</b>	Ανταλλακτικά LIGHT για τον τάπητα απολύμανσης (4 πακέτα των 30 φύλλων) 45x95 cm	<b>108,90 €</b>



Βάση Flex με λογότυπο της Omnia και τάπητα απολύμανσης (15 φύλλα)



Ανταλλακτικό για τον τάπητα απολύμανσης (30 φύλλα) με κολλητικές ταινίες στερέωσης

## Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά



Ο σάκος για μολυσμένα υλικά είναι ένα προϊόν μίας χρήσης που επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό μολυσμένων υλικών. Είναι ιδανικός για χρήση σε εργαστήρια και για τον χειρισμό αποβλήτων στους νοσοκομειακούς θαλάμους.

Ο σάκος για τα μολυσμένα υλικά διαθέτει κολλητική ταινία για ταχεία στερέωση σε τραπέζι Mayo ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά μολυσματικού υλικού, όπως μεμβρανών, χρησιμοποιημένων γαζών ή στοιχείων εξαγωγής.

<b>30.U0023.00</b>	Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά με κολλητική ταινία, σε διανομέα 50 τεμαχίων	PVC	50 τεμ.	<b>42,35 €</b>
--------------------	---	-----	---------	----------------

## Special Plus Model - ποδιές από μικροΐνες SMS

Το υδροαπωθητικό υλικό μικροΐνων SMS που «αναπνέει» χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτών των ποδιών, παρέχοντας εξαιρετική σχέση μεταξύ άνεσης και απόδοσης. Οι βαμβακερές μανσέτες, η ζώνη στη μέση που δένει στο πλάι, η χειρουργική πτυχή και η εσωτερική πετσέτα τις καθιστούν την ιδανική επιλογή για κλινικές εργασίες.

Διαθέτουν κλείσιμο με velcro στο λαιμό.



**76,00 €**

<b>30.D2171.00</b>	Μοντέλο ποδιάς <b>Special Plus</b> με χειρουργική πτυχή και πετσέτα διπλωμένη προς τα επάνω σε χαρτί ιατρικής χρήσης (μήκος: 112 cm) M	12 τμχ.
<b>30.D2172.00</b>	Μοντέλο ποδιάς <b>Special Plus</b> με χειρουργική πτυχή και πετσέτα διπλωμένη προς τα επάνω σε χαρτί ιατρικής χρήσης (μήκος: 115 cm) L	12 τμχ.



## Isolation - ποδιές από μη υφασμένο υλικό

Οι ποδιές απομόνωσης της Omnia είναι ιδανικές για σύντομες διαδικασίες ρουτίνας, όπως η απομάκρυνση οδοντικής πλάκας με ξέστρο ή ως συμπλήρωμα στην προστασία των ασθενών και τη μόνωση από παθογόνα. Παρέχονται με ελαστικές μανσέτες και είναι ένα μέγεθος.

**95,00 €**

<b>30.D1004.00</b>	Ποδιά με λάστιχο (μήκος: 120 cm)	πράσινο	50 τμχ.
<b>30.D1307.00</b>	Ποδιά με λάστιχο (μήκος: 120 cm)	μπλε	50 τμχ.



## Γυαλιά προστασίας

Τα **Omnishield** είναι ελαφριά, διαφανή πλαστικά γυαλιά με πλαινά προστατευτικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της απόλυτης προστασίας χωρίς παρεμβολή στο οπτικό πεδίο.

Αυτό το αξεσουάρ είναι απολύτως απαραίτητο στις οδοντιατρικές διαδικασίες.

**6,00 €**

**30.M0245.00**



## Καλύμματα ερεισικέφαλου

Καλύμματα ερεισικέφαλου από αδιάβροχο και απορροφητικό προστατευτικό υλικό NWF.

**28,60 €**

<b>20.01301.00</b>	Στρογγυλό απορροφητικό κάλυμμα ερεισικέφαλου $\varnothing$ 28 cm με λάστιχο	πράσινο	200 τμχ.
<b>20.01300.00</b>	Στρογγυλό απορροφητικό κάλυμμα ερεισικέφαλου $\varnothing$ 28 cm με λάστιχο	λευκό	200 τμχ.



## Καλύμματα καθίσματος/πλάτης

Για την εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών τόσο για το ιατρικό προσωπικό όσο και για τους ασθενείς, η Omnia σχεδίασε αδιάβροχα προστατευτικά τα οποία παρέχουν ένα πραγματικό φράγμα για τα καθίσματα και τα καλύμματα της οδοντιατρικής καρέκλας, καθώς και για το κάθισμα του χειρουργού.



<b>20.00041.00</b>	Καλύμματα καθίσματος/πλάτης καθολικού μεγέθους	λευκό	15 τμχ.	<b>62,70 €</b>
<b>10.00042.00</b>	Καλύμματα καθίσματος/πλάτης καθολικού μεγέθους	πράσινο	15 τμχ.	<b>62,70 €</b>
<b>10.00112.00</b>	Κάλυμμα πλάτης καθολικού μεγέθους	πράσινο	30 τμχ.	<b>38,50 €</b>

## Καλύμματα λαβής προβολέα

**35,00 €**

<b>20.01091.00</b>	Στρογγυλό κάλυμμα λαβής $\varnothing$ 17 cm με λάστιχο	λευκό	120 τμχ.
--------------------	--	-------	----------



## Ιατρικά περιβλήματα

Το Tublex είναι ένα περιβλημα μίας χρήσης, που έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των σωλήνων αναρρόφησης και την αποτροπή μόλυνσης.

Η ειδική κόλλα στο ακραίο τμήμα του χρησιμεύει για τη στερέωση.

<b>30.U0001.00</b>	Tublex αυτοκόλλητο κάλυμμα σωληνώσεων μήκους 31 cm	500 τμχ.	<b>53,90 €</b>
<b>30.U0002.00</b>	Tublex αυτοκόλλητο κάλυμμα σωληνώσεων μήκους 90 cm	250 τμχ.	<b>44,55 €</b>
<b>30.U0006.00</b>	Tublex 1, ιδανικό φράγμα για σωλήνες και στροβίλους - 4,5x45 cm (σε ρολό)	250 τμχ.	<b>26,00 €</b>
<b>30.U0007.00</b>	Tublex 2, ιδανικό φράγμα για σύριγγες αέρα/ νερού και σωληνώσεις σύνδεσης - 5,5x45 cm (σε ρολό)	250 τμχ.	<b>26,00 €</b>



## Περιβλήματα για εργαλεία χειρός και σύριγγες αέρα-νερού

Το κάλυμμα **Omnitex U** (γενικής χρήσης) ενδείκνυται για την προστασία στροβίλων, μικρομοτέρ, γωνιακών χειρολαβών, ξέστρων απομάκρυνσης οδοντικής πλάκας, ηλεκτρικών νυστεριών κ.λπ.

Το κάλυμμα **Omnitex C** (κωνικό) ενδείκνυται για την προστασία συριγγών αέρα-νερού, σωληνίσκων αναρρόφησης, κ.λπ.



**46,20 €**

<b>30.Z0010.00</b>	Περίβλημα γενικής χρήσης <b>Omnitex U</b> - Χωρίς λάτεξ	πράσινο	500 τμχ.
<b>30.Z0011.00</b>	Κωνικό περίβλημα <b>Omnitex C</b> - Χωρίς λάτεξ	πράσινο	500 τμχ.
<b>30.Z0131.00</b>	Κωνικό περίβλημα <b>Omnitex C</b> - Χωρίς λάτεξ	λευκό	500 τμχ.
<b>30.Z0130.00</b>	Περίβλημα γενικής χρήσης <b>Omnitex U</b> - Χωρίς λάτεξ	λευκό	500 τμχ.



## Καλύμματα για ενδοστοματικές κάμερες



<b>30.Z0027.00</b>	Κάλυμμα μίας χρήσης για ενδοστοματικές κάμερες Castellini, KaVo Ergocam 3, Dentsply Gendex, Trophy STV Pro	<b>99,00 €</b>	125 τμχ.
<b>30.Z0601.00</b>	Κάλυμμα χειρολαβής Mod. Penguin	<b>104,50 €</b>	100 τμχ.
<b>30.Z0600.00</b>	Κάλυμμα χειρολαβής Mod. Osstel	<b>104,50 €</b>	100 τμχ.



## Ρολά και σακούλες αποστείρωσης



<b>30.S0050.00</b>	Χάρτινα/πλαστικά ρολά για αποστείρωση σε αυτόκαυστο - 50 mm x 200 mt	<b>18,50 €</b>	1 ρολό
<b>30.S0075.00</b>	Χάρτινα/πλαστικά ρολά για αποστείρωση σε αυτόκαυστο - 75 mm x 200 mt	<b>27,80 €</b>	1 ρολό
<b>30.S0100.00</b>	Χάρτινα/πλαστικά ρολά για αποστείρωση σε αυτόκαυστο - 100 mm x 200 mt	<b>37,00 €</b>	1 ρολό
<b>30.S0150.00</b>	Χάρτινα/πλαστικά ρολά για αποστείρωση σε αυτόκαυστο - 150 mm x 200 mt	<b>74,00 €</b>	1 ρολό
<b>30.S0200.00</b>	Χάρτινα/πλαστικά ρολά για αποστείρωση σε αυτόκαυστο - 200 mm x 200 mt	<b>99,00 €</b>	1 ρολό
<b>30.S0250.00</b>	Χάρτινα/πλαστικά ρολά για αποστείρωση σε αυτόκαυστο - 250 mm x 200 mt	<b>130,00 €</b>	1 ρολό
<b>30.S0300.00</b>	Χάρτινα/πλαστικά ρολά για αποστείρωση σε αυτόκαυστο - 300 mm x 200 mt	<b>130,00 €</b>	1 ρολό

**EssentiaLine**  
by Omnia

## Κιτ μηχανικής έκπλυσης

Σύστημα σωλήνα με συσκευή διάτρησης, τροχίσκο ελέγχου ροής και ενσωματωμένη περισταλτική αντλία. Το τελικό μπλε άκρο συνδέει το σύστημα σωλήνα στο εργαλείο χειρός ευκολότερα, επιτρέποντας τη σύνδεση όλων των συστημάτων σωλήνα μας με όλες τις βελόνες ψύξης των διαφόρων εργαλείων χειρός που συχνά έχουν διαφορετικές διαμέτρους.



**32.F1201.00**



**32.F1204.00**

<b>32.F1201.00</b>	Σετ έκπλυσης	1/2 Υ	Σωλήνωση έκπλυσης για τα χειρουργικά συστήματα NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision, Vario Surg, Kyocera Implantor Neo, Aseptico Aeu 6000 series, Aseptico Aeu 7000 series, Bonart Piezo	<b>5,50 €</b>
<b>32.F1204.00</b>	Σετ έκπλυσης	1/2 Υ	Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med νέο σχέδιο 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/Strauman/InnovaCorp. 3I/ Centerpulse/Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Drilltech/ Osseoset 100/ Osseoset 200/Osseocare	<b>6,00 €</b>

## Ultra™ Sensitive Earloop Mask with BIOSAFE®

### ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μεγάλα έως μέτρια ποσά υγρών, σπρέι και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με EN 14683 Rating - Type IIR Standard

Μάσκες που έχουν υποστεί επεξεργασία με BIOSAFE®.

- Εξωτερική στρώση με αντίσταση ρευστού που έχει υποστεί επεξεργασία με BIOSAFE®, μια μακράς διάρκειας προστατευτική βακτηριοκτόνο επίστρωση που είναι μόνιμα προσαρτημένη στη μάσκα και είναι αποτελεσματική έναντι πολλών επιβλαβών βακτηρίων.
- Εξαιρετικά μαλακή λευκή υποαλλεργική εσωτερική στρώση κυτταρίνης με αντίσταση ρευστού – δεν βγάζει χνούδια και δεν σκίζεται.
- Χωρίς μελάνια και βαφές.
- Εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα μύτης από αλουμίνιο.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**17,50 €**

Κουτί 40 τεμαχίων

## Ultra™ Earloop with SecureFit® Technology

### ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Μάσκες με τεχνολογία SecureFit®.

- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =99,9% στα 3 μ.
- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων =99,8% στα 0,1 μ.
- Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για σφικτή, εξατομικευμένη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στα υγρά, εσωτερικό στρώμα
- Ανθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα
- Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης
- Χωρίς λάτεξ
- Χρώμα: μπλε



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**18,00 €**

Κουτί 50 τεμαχίων

## Procedural Earloop with SecureFit® Technology

### ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μέτρια έως μικρά ποσά υγρών, σπρέι και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με EN 14683 Rating - Type IIR Standard

Μάσκες με τεχνολογία SecureFit®.

- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =99,9% στα 3 μ.
- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων =99,7% στα 0,1 μ.
- Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για εξατομικευμένη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα
- Ανθεκτικό στα υγρά, λευκό εσωτερικό στρώμα
- Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης
- Χωρίς λάτεξ
- Χρώμα: μπλε, ροζ



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**15,50 €**

Κουτί 50 τεμαχίων

## Isofluid® Earloop with SecureFit® Technology

### ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μικρά ποσά υγρών, σπρέι και/ή αεροζόλ. Συμφωνεί με EN 14683 Rating - Type II Standard

Μάσκες με τεχνολογία SecureFit®.

- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =98,4% στα 3 μ.
- Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων ≥95% στα 0,1 μ.
- Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για εξατομικευμένη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα
- Λευκό εσωτερικό στρώμα
- Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης
- Χωρίς λάτεξ
- Χρώμα: μπλε



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**13,75 €**

Κουτί 50 τεμαχίων

## Isofluid Fogfree with Splash Visor

### ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Μάσκες για εργασίες όπου παράγονται μικρά ποσά υγρών, σπρέι και αεροζόλ.

Έχουν προστατευτική μεμβράνη στην περιοχή των ματιών.


Δεν περιέχουν latex.

**Χρώμα:** μπλε

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**35,00 €**

25 τεμάχια



## Le Petit Masque

### ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Μάσκα μικρότερη για να ταιριάζει σε μικρότερα πρόσωπα.

Η μάσκα Le Petit είναι τρία τέταρτα της ίντσας κοντύτερη από τις συνήθεις μάσκες.

Δεν περιέχει λάτεξ.

**Χρώμα:** ροζ.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**9,80 €**

50 τεμάχια



## Patient Safety Mask with Shield

Μάσκα για τον ασθενή, με ασπίδα προστασίας των ματιών.

- Καλύπτει τα μάτια και τη μύτη του ασθενή, χωρίς να εμποδίζει την όρασή του
- Είναι ανθεκτική στα υγρά
- Δεν έχει latex

**Χρώμα:** λευκό.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**20,00 €**

25 τεμάχια



## Cotton Filled Dental Sponges

Γάζες με ίνες 100% αγνού βαμβακιού στο εσωτερικό τους.

Διαστάσεις: 5x5 cm

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5,00 €

Πακέτο 200 τεμαχίων



## Non-Woven 4-Ply Sponges

Γάζες μη πλεγμένες, 4 φύλλων.

Διαστάσεις: 5x5 cm

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5,00 €

Πακέτο 200 τεμαχίων



## 8-Ply Gauze Sponges

Γάζες 8 φύλλων.

Διαστάσεις: 5x5 cm

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3,00 €

Πακέτο 200 τεμαχίων



## Zap® Dual Arch Fluoride Gel Trays

Διπλά δισκάρια φθορίωσης.

- Διατίθενται σε τρία μεγέθη χρωματικά κωδικοποιημένα: Μικρό (κίτρινο), Μεσαίο (λευκό), Μεγάλο (μπλε)
- Δεν περιέχουν λάτεξ

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

32,00 €

50 διπλά δισκάρια σε κάθε μέγεθος μεμονωμένα



## Comfort Plus® Premium Saliva Ejector

Η ηπιότερη σιελαντλία. Αναρροφά υγρά, όχι ιστό.

**Διατίθεται και με άρωμα τσιχλόφουσкас και μέντας.**

- Πατενταρισμένο σχέδιο άκρου το οποίο μειώνει τη δυσφορία του ασθενή
- Βελτιώνει την απομάκρυνση υγρών
- Ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό του στοματικού βλεννογόνου
- Εμποδίζει το μπλοκάρισμα της αναρρόφησης από τους ιστούς



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Comfort Plus λευκή 100 τεμάχια	<b>9,00 €</b>
Comfort Plus λευκή/ροζ 100 τεμάχια με άρωμα τσιχλόφουσкас	<b>10,50 €</b>
Comfort Plus λευκή/πράσινη 100 τεμάχια με άρωμα μέντας	<b>10,50 €</b>

## Πλαστικά κύπελλα

Κύπελλα από ανθεκτικό πλαστικό.

Χωρητικότητα: 148 ml



	λευκό	κίτρινο	
μπλε	ροζ	πράσινο	λεβάντα

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1.000 τεμάχια μεμονωμένα σε κάθε χρώμα

**63,00 €**

## Syringe Sleeves

Διαφανή πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για αερο-υδροσύριγγες, χειρολαβές υψηλών/χαμηλών ταχυτήτων, χειρολαβές ξέστρων υπερήχων και χειρολαβές αεροαποτριβής.

**Χωρίς άνοιγμα, διαφανή**

**Διαστάσεις:** 6,4 cm x 25,4 cm



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων

**17,50 €**

## Light Sleeves for T-Style Handle

Διαφανή πλαστικά “μανίκια”, μιας χρήσεως, για χειρολαβές προβολέων τύπου T.

Είναι σχεδιασμένα για εύκολη τοποθέτηση και δεν πέφτουν κατά τη χρήση.

**Διαστάσεις:** 10 cm x 14,5 cm



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ**

**22,00 €**

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων

## Chair Sleeve

Διαφανές πλαστικό “μανίκι” για τη ράχη της οδοντιατρικής καρέκλας.

Καλύπτει ολόκληρη τη ράχη της οδοντιατρικής καρέκλας και εμποδίζει τη διασπαιρούμενη μόλυνση από τα σταγονίδια των σπρέι και από τα πιτσιλίσματα.

Επίσης προστατεύει την καρέκλα από την πιθανότητα κάποιας φθοράς της από τα απολυμαντικά επιφανείας. Γλιστράει εύκολα και όταν τοποθετείται και όταν αφαιρείται.

**Διαστάσεις:** 70 cm x 61 cm



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ**

**57,00 €**

Ρολό 225 τεμαχίων

## Digital Sensor Sleeve

“Μανίκι” προστασίας για τον αισθητήρα της ψηφιακής ακτινογραφίας.

Διατίθεται σε 2 βολικά μεγέθη:

- **Μικρό:** 3,49 x 20,96 cm
- **Μεγάλο:** 4,29 x 21,59 cm

**Χρώμα:** διαφανές.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ**

**23,00 €**

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων

## X-Ray Sleeves

Διαφανή πλαστικά “μανίκια” προστασίας για τις περισσότερες ακτινογραφικές κεφαλές.

Εμποδίζουν τη διασπαιρούμενη μόλυνση από τα σταγονίδια των σπρέι και τα πιτσιλίσματα.

Προστατεύουν επίσης από την πιθανή φθορά της κεφαλής από απολυμαντικά επιφανείας.

Δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της κεφαλής.

**Διαστάσεις:** 38 cm x 66 cm



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**32,00 €**

Κουτί-διανομέας 250 τεμαχίων

## Barrier Films

Φιλμ προστασίας επιφανειών, με ελαφρύ αυτοκόλλητο.

**Χρώματα:** διαφανές και μπλε.

**Διαστάσεις φιλμ:** 10 cm x 15 cm



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**40,00 €**

Ρολό 1.200 φύλλων

## Tray Sleeves

Διαφανή πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για δίσκους εργαλείων / ορθοδοντικών αγκίστρων.

Διπλώνουν στο τέλος τους για καλύτερη εφαρμογή.

Εμποδίζουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Απλά αφαιρείτε το καθένα μετά από κάθε ασθενή και το αντικαθιστάτε.

Διατίθενται σε 4 βολικά μεγέθη για να προσαρμόζονται στους περισσότερους δίσκους.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΕΘΗ		
27 x 36 cm	<b>48,00 €</b>	Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων
19 x 27 cm	<b>45,00 €</b>	
30 x 37 cm	<b>45,00 €</b>	

## Sterilization Pouches Self-Sealing

Σακούλες για την αποστείρωση εργαλείων στο αυτόκαυστο.

Κλείνουν με αυτοκόλλητο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΕΘΗ		
6 x 10 cm	<b>12,00 €</b>	200 τεμ.
7 x 23 cm	<b>15,00 €</b>	200 τεμ.
8 x 23 cm	<b>17,50 €</b>	200 τεμ.
9 x 13 cm	<b>16,00 €</b>	200 τεμ.
9 x 23 cm	<b>18,00 €</b>	200 τεμ.
11 x 28 cm	<b>22,00 €</b>	200 τεμ.
13 x 25 cm	<b>25,85 €</b>	200 τεμ.
19 x 33 cm	<b>47,85 €</b>	200 τεμ.
25 x 38 cm	<b>45,65 €</b>	100 τεμ.
30 x 46 cm	<b>56,00 €</b>	100 τεμ.



**4+1**  
**ΔΩΡΟ**

## Sure-Check Strip

Ταινία – δείκτης αποστείρωσης.

Τοποθετείται στο εσωτερικό των σακουλών αποστείρωσης και πιστοποιεί ότι συνθήκες αποστείρωσης έχουν επιτευχθεί.

**Χρώμα:** λευκό.

**Διαστάσεις:** 9,5 x 1,5 cm.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	<b>12,50 €</b>
100 τεμαχία σε αλουμινένιο φάκελο	



## Perfecto Napkins

Πετσέτες ασθενών από αγνή κυτταρίνη με ένα φύλλο πολυαιθυλενίου.

Είναι εξαιρετικά απορροφητικές και αδιάβροχες.  
Είναι ανθεκτικές στο σκίσιμο.

**Χρώματα:** Λευκό, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ, ροδακινί, μπλε, μπλε της Μεσογείου, γαλάζιο, λιλά, ανοικτό πράσινο.

**Διαστάσεις:** 33x45 cm.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**19,50 €**

500 τεμάχια σε ένα χρώμα

**Mix Color Box** 500 τεμάχια.

Αποτελείται από 2 πακέτα των 50 τεμαχίων σε καθένα από τα χρώματα: μπλε της Μεσογείου, ανοικτό πράσινο, λιλά, πορτοκαλί, μπλε.

## Perfecto Bibs

Πετσέτες ασθενών σε διάτρητο ρολό, υψηλής απορροφητικότητας κυτταρίνη επικαλυμμένη από τη μία πλευρά με πολυαιθυλένιο.

Έχουν λωρίδες δεσίματος στο λαιμό του ασθενή.

**Διαστάσεις:** 50 x 60 cm.

**Χρώματα:** Λευκό, πράσινο, μπλε, λιλά, πορτοκαλί, ροζ και κίτρινο.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**14,00 €**

80 τεμάχια ανά ρολό

## Perfecto Napkin Dispenser

Θήκη – διανομέας πετσετών.

Κατασκευάζεται από πλεξιγκλάς και έχει καπάκι.

**ΤΙΜΗ****25,50 €**





## Perfecto Ejectors

Μη αποστειρωμένη σιελαντλία κατασκευασμένη από μη τοξικό PVC.

Σιελαντλία με σύρμα στο εσωτερικό της για να διατηρεί το σχήμα της και ειδικό σχήμα του τμήματός της που φιλτράρει ώστε να επιτρέπει μια εξαιρετική αναρρόφηση χωρίς να ερεθίζει το βλεννογόνο.

**Χρώματα:** διαφανές, πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, μωβ και πορτοκαλί.

**Μήκος:** 15 cm.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**3,50 €**

Σακούλα των 100 τεμαχίων ενός χρώματος

## Perfecto Cups

Κύπελλα μιας χρήσης, πολύ ανθεκτικά.

**Χρώματα:** Σκούρο πράσινο, ανοικτό πράσινο, μπλε, λευκό, κίτρινο, ροζ, μπλε της Μεσογείου, πορτοκαλί, λιλά.

Περιεχόμενο: 180 cc.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**26,00 €**

1.000 τεμάχια σε κάθε ένα από τα διαθέσιμα χρώματα.

#### Mix Color

1.000 τεμάχια. Περιέχει 200 κύπελλα σε καθένα από τα χρώματα: πορτοκαλί, λιλά, μπλε, πράσινο, κίτρινο.

## Perfecto Rolls

Πολύ απορροφητικά τούλπια βαμβακιού.

Κατασκευάζονται από αγνό, μη χλωριωμένο βαμβάκι μακριάς ίνας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	6,00 €	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
<b>No 1</b> Ø 8 mm		300 g
<b>No 2</b> Ø 10 mm		300 g
<b>No 3</b> Ø 12 mm		300 g



## Perfecto Surgical Gown

### Χειρουργική ρόμπα.

Άνετη χειρουργική ρόμπα, κατασκευασμένη από υλικό SMS 45g/m<sup>2</sup>.

Σταθεροποιείται με ζώνη μέσης και velcro κλείσιμο στο κολλάρο.

Έχει βαμβακερές μανσέτες.

Είναι υδρο-απωθητική, έχει εξαιρετικές ιδιότητες εξαιρισμού και αντοχής.

**Μεγέθη:** M, L. **Χρώμα:** γαλάζιο



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**140,00 €**

80 τεμάχια σε ένα μέγεθος

## Perfecto Elastic Caps

### Στρογγυλά σκουφάκια με λάστιχο.

Κατασκευάζονται από TNT 12g/m<sup>2</sup> και είναι ιδανικά για την κάλυψη των μαλλιών του ασθενή ή του ιατρικού προσωπικού.

**Χρώματα:** γαλάζιο, πράσινο, σκούρο μπλε, πορτοκαλί, ανοικτό πράσινο, λιλά.



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**13,00 €**

100 τεμάχια σε ένα χρώμα

## Perfecto Mat

Αντιβακτηριδιακό, απολυμαντικό χαλί που εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υγιεινή κατά την είσοδο στο χώρο του χειρουργείου.

Αντιβακτηριδιακό, απολυμαντικό χαλί το οποίο αποτελείται από 30 διαδοχικά φύλλα.

Κάθε φύλλο είναι επικαλυμμένο με μια κολλώδη ουσία που περιέχει βακτηριοκτόνο συστατικό. Το χαλί στερεώνεται με μια ταινία στο πάτωμα.

**Διαστάσεις:** 115 x 45 cm

**Χρώμα:** μπλε



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**120,00 €**

4 τεμάχια των 30 φύλλων



## Perfecto Drapes

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

### Αποστειρωμένα καλύμματα.

Κατασκευάζονται από ένα στρώμα μη πλεγμένου υφάσματος κι ένα στρώμα PE.

Είναι απορροφητικά και αδιάβροχα.

Διατίθενται ατομικά συσκευασμένα σε αποστειρωμένες σακούλες, για μέγιστη ασφάλεια.

**Χρώμα:** Ανοιχτό γαλάζιο.



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	
50 x 50 cm	50 τεμάχια	<b>40,00 €</b>
50 x 75 cm	50 τεμάχια	<b>45,00 €</b>
75 x 90 cm	50 τεμάχια	<b>60,00 €</b>

## Perfecto Chair Cover

### Καλύμματα έδρας, μιας χρήσης.

Πρακτικά καλύμματα έδρας κατασκευασμένα από μαλακό, υποαλλεργικό, μη υφασμένο πανί, με ελαστικά πρακτικά κορδόνια τόσο στο κάλυμμα του καθίσματος όσο και στο κάλυμμα της πλάτης.

**Χρώματα:** άσπρο, μπλε, πράσινο, σκούρο μπλε.



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**44,00 €**

25 σετ καλυμμάτων πλάτης-καθίσματος

## Perfecto Headrest Cover

### Μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης καλύμματα ερεισικέφαλου.

Κατασκευάζονται από ένα φύλλο αδιάβροχου πολυαιθυλενίου στο εσωτερικό τους και ένα απορροφητικό φύλλο κυτταρίνης στην εξωτερική επιφάνειά τους.

**Χρώματα:** μπλε, σκούρο μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, ανοικτό πράσινο, λιλα.



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**41,40 €**

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

25 x 33 cm

#### ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ

500 τεμάχια



## Perfecto Barrier Film

Φιλμ προστασίας με ελαφριά κόλλα.

Διατίθεται σε ρολό 1.200 φύλλων με διάτρηση και με πρακτικό διανομέα.

Είναι ιδανικό για προστασία επιφανειών και δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την αφαίρεσή του.

**Χρώμα:** μπλε

**Διαστάσεις φύλλου:** 100 x 150 mm

**Συσκευασία:** ρολό 1.200 φύλλων



**23,00 €**

## Perfecto Pack Rolls & Pouches

Σακούλες και ρολά για την αποστείρωση των εργαλείων στο αυτόκαυστο.

Κατασκευάζονται από ένα φύλλο φιλμ πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου κι ένα φύλλο χαρτιού ιατρικής βαθμίδας.

Έχουν πάνω τους δείκτες που επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία αποστείρωσης ήταν αποτελεσματική.

Συμφωνούν με όλα τα διεθνή κι ευρωπαϊκά πρότυπα.

Χρώμα: Ανοιχτό γαλάζιο.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΡΟΛΟΥ

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

50 mm x 200 m	<b>12,00 €</b>
75 mm x 200 m	<b>18,00 €</b>
100 mm x 200 m	<b>23,00 €</b>
150 mm x 200 m	<b>39,00 €</b>
200 mm x 200 m	<b>51,00 €</b>
250 mm x 200 m	<b>65,00 €</b>
300 mm x 200 m	<b>78,00 €</b>

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΑΚΟΥΛΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
90 mm x 230 mm	200 τεμάχια	<b>13,00 €</b>
140 mm x 250 mm	200 τεμάχια	<b>20,00 €</b>
190 mm x 330 mm	200 τεμάχια	<b>39,00 €</b>
330 mm x 440 mm	200 τεμάχια	<b>85,00 €</b>

## Perfecto Tray Paper

Χαρτί – φίλτρο για κάλυψη των αλουμινένιων δίσκων εργαλείων.

**Διαστάσεις:** 18x28 cm.

**Χρώματα:** Πράσινο, μπλε, λευκό, κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί, λιλά.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**7,00 €**

250 τεμάχια



## Perfecto Tray

Μη αποστειρωμένοι, μιας χρήσης δίσκοι εργαλείων, με διαιρέσεις, κατασκευασμένοι από πολυστυρένιο.

Είναι βιοδιασπώμενοι και ανακυκλώσιμοι.

Είναι βολικοί και βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου καθώς αποφεύγεται η διαδικασία απολύμανσης και αποστείρωσης.

**Διαστάσεις:** 28x18 cm.

**Χρώματα:** λευκό, γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, λιλά.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**43,00 €**

400 τεμάχια σε καθένα από τα χρώματα:  
λευκό, γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, λιλά

### Mix Color

400 τεμάχια. Περιέχει 100 δίσκους σε καθένα από τα χρώματα:  
γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί.

## Easy Ice

Μιας χρήσης σακούλα στιγμιαίου πάγου.

Σακούλα από πολυαιθυλένιο η οποία με τον κατάλληλο χειρισμό παγώνει άμεσα (-4°C).

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Μπορείτε να την έχετε οπουδήποτε μπορεί να χρειαστεί: στο σπίτι, το ιατρείο, το γυμναστήριο, το αυτοκίνητο κτλ. Έχει έγκριση CE.

**Διαστάσεις:** 14 x 18 cm.

**20+5  
ΔΩΡΟ****ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:****1,35 €**

## DispoGel

Επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα με ζελατίνη που μπορεί να θερμανθεί ή να ψυχθεί.

Πλαστική σακούλα η οποία περιέχει ζελατίνη. Μπορεί να θερμανθεί ή να ψυχθεί και να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα για θερμό ή ψυχρό επίθεμα.

Τοποθετείται και σε φούρνο μικροκυμάτων.

Έχει έγκριση CE.

**Διαστάσεις:** 14 x 18 cm.

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:****2,25 €**



## Cutanplast® Fast

Αιμοστατικός σπόγγος ζελατίνης με ταχύτερη και μεγαλύτερη απορρόφηση.

Το Cutanplast® Fast είναι ένα προϊόν ζελατίνης ζωικής προέλευσης. Χάρη στην ιδιαίτερη δομή του μπορεί, χρησιμοποιούμενο στεγνό, να απορροφήσει μια μεγάλη ποσότητα υγρών.

Έτσι, το Cutanplast® Fast μπορεί να ελέγξει και να σταματήσει τις περισσότερες αιμορραγίες που δύσκολα διαχειρίζονται με παραδοσιακές αιμοστατικές μεθόδους, κατά τις οδοντιατρικές διαδικασίες.

- Ταχύτερος από άλλους σπόγγους της αγοράς
- 10% περισσότερη απορρόφηση από άλλα όμοια προϊόντα
- Διατίθεται έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία φουσαλίδας.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρόνος αιμόστασης μεταξύ 2-8 λεπτών
- Ρυθμός διάλυσης 2-4 εβδομάδες
- Ο σπόγγος Cutanplast® Fast απορροφά μέσα στο πρώτο λεπτό ποσότητα υγρού ίση με 60 φορές το βάρος του
- Υψηλή βιοσυμβατότητα
- Ουδέτερο pH καθιστά το προϊόν κατάλληλο να συνδυαστεί με όλες τις φαρμακευτικές ουσίες που πιθανόν να είναι απαραίτητες για το χειρουργείο
- Υψηλή πλαστικότητα τόσο σε στεγνή όσο και σε εμπλουτισμένη με αίμα χρήση, δεν κολλά σε χειρουργικά γάντια
- Προσφέρει καλύτερο έλεγχο της χειρουργικής αιμορραγίας

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**50,00 €**

Κουτί 24 τεμαχίων  
(Διαστάσεις σπόγγου ζελατίνης: 10x10x4 mm)

**Dental Needles**

Βελόνες μιας χρήσης, αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου και σφραγισμένες με ετικέτα.

Διατίθενται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων στους εξής τύπους:

<b>Πράσινη</b>	30G 0,3 x 16 mm	παιδική
<b>Πράσινη</b>	30G 0,3 x 21 mm	για εμπότιση
<b>Κίτρινη</b>	27G 0,4 x 21 mm	για εμπότιση
<b>Κίτρινη</b>	27G 0,4 x 35 mm	για στελεχειαία




**ΤΟ ΚΟΥΤΙ:**  
**12,83 €**

**4+1**  
**ΔΩΡΟ**

**Depro**

**D-Vac**

Ρύγχη αναρρόφησης, μιας χρήσεως.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**5,50 €**

100 τεμάχια

**Disposable Dappendishes**

Πλαστικά ιγδύα μιας χρήσεως.

Διατίθενται σε 4 χρώματα.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**37,00 €**

1000 τεμάχια ασορτί

## Γάντια Αηθά

Γάντια υποαλλεργικά, ελαφρά πουδραρισμένα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**5,80 €**

Πακέτο των 100 τεμαχίων

ΚΟΥΤΑ 10 ΠΑΚΕΤΩΝ

**50,00 €**



## Γάντια χωρίς Πούδρα

Έχουν στην επιφάνειά τους μικροσκοπικούς κόμπους για καλύτερη συγκράτηση των εργαλείων.

Είναι ειδικά επεξεργασμένα ώστε να γλιστρούν εύκολα τα χέρια στο εσωτερικό τους και έτσι φοριούνται πολύ εύκολα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**6,20 €**

Πακέτο των 100 τεμαχίων

ΚΟΥΤΑ 10 ΠΑΚΕΤΩΝ

**55,80 €**





## Dentasept® Aspiration AF+

Υψηλής απόδοσης, συμπυκνωμένο υγρό για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση όλων των τύπων συστημάτων αναρρόφησης.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση όλων των τύπων συστημάτων αναρρόφησης, των διαχωριστών αμαλγάματος και των πτυελοδοχείων.

### ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Βακτηριοκτόνο: EN 1040, EN 13727, EN 14561 - 15 λεπτά
- Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (Tb): EN 14348, EN 14563 - 60 λεπτά
- Μυκητοκτόνο (ζυμομύκητες): EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 15 λεπτά
- Ενεργό σύμφωνα με το EN 14476 κατά του ιού του έρπητα, του BVDV (υποκατάστατο του ΗCV), του HIV-1 και του ιού της ευλογιάς - 5 λεπτά

### ΣΥΝΘΕΣΗ

N-(3-αμινοπροπυλ)-N-δοδεκυλπροπάνιο-1,3-διαμίνη, ένωση επιφανειοδραστικών ουσιών, σύμπλοκο, χρωστική και έκδοχα.



### ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δεν παράγει αφρό
- Έχει τριπλή δράση: καθαρισμό, απολύμανση και αρωματισμό
- Περιέχει παράγοντες καθαρισμού των αλάτων
- Πολύ οικονομική 2% αραιώση: 5 λίτρα αποδίδουν 250 λίτρα διαλύματος προς χρήση
- Αποτελεσματικό σε μόλις 15 λεπτά - ενεργό κατά όλων των ελυτροφόρων ιών

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Φιάλη 1 λίτρου με ενσωματωμένο δοσομετρητή	<b>11,50 €</b>
Δοχείο 5 λίτρων με δοσομετρική αντλία	<b>57,50 €</b>

## Dentasept® Spray 60 Pro

Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό διάλυμα σε σπρέι, για ιατρικές συσκευές και εξοπλισμό οδοντιατρείου.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Γρήγορη απολύμανση, ήδη καθαρισμένων, μη εμβυθιζόμενων και μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού στο οδοντιατρείο, ανθεκτικών στο οινόπνευμα.

### ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Βακτηριοκτόνο\*: EN 13697, EN 13727 - 30 δευτ.
- Μυκητοκτόνο\* (ζυμομύκητες): EN 13697, EN 13624 - 30 δευτ.
- Μυκητοκτόνο\*: EN 13697, EN 13624 - 5 λεπτά.
- Κατά της φυματίωσης\*: EN 14348 - 30 δευτ.
- Κατά του Μυκοβακτηριδίου\*: EN 14348 - 5 λεπτά
- Ενεργό κατά ελυτροφόρων ιών\*: EN 14476, EN16777 - 30 δευτ.
- Ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος\*: EN 14476, EN16777 - 5 λεπτά
- Αδενοϊός: 30 δευτ.
- Νοροϊός (MNV): 5 λεπτά

\* Καθαρές συνθήκες

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Αιθανόλη, N, N-didecyl-N-methyl-poly (oxethyl) ammonium propionate, άρωμα.



### ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ευρύ φάσμα δράσης σε βραχύ χρόνο επαφής
- Δεν αφήνει κανένα ίχνος όταν στεγνώσει
- Έχει ευχάριστο άρωμα
- Έχει πυκνότητα περίπου 0,9 και pH περίπου 5,5 στους +20°C

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Φιάλη σπρέι 1 L	<b>15,00 €</b>
Φιάλη 5 L	<b>50,00 €</b>

**Sekusept® Pulver Classic**

Σκόνη για τη δημιουργία διαλύματος καθαρισμού και απολύμανσης των εργαλείων.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

- Καθαρισμός και απολύμανση ιατρικών εργαλείων από μέταλλο, πλαστικό, ελαστομερή, γυαλί κ.ά.
- Είναι κατάλληλο επίσης για την απολύμανση επιφανειών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσθετικές οδοντοστοιχίες.

**ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

ΔΡΑΣΗ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο Σύμφωνα με EN 13727 και EN 14561, ακάθαρτες συνθήκες	4,0% 2,0%	15 λεπτά 60 λεπτά
Μυκητοκτόνο (Ζυμομύκητες) Σύμφωνα με EN 13624 και EN 14562, ακάθαρτες συνθήκες	4,0% 2,0%	15 λεπτά 60 λεπτά
Ενεργό κατά των ελυτροφόρων ιών Σύμφωνα με DVV2008 / EN 17111	2%	15 λεπτά
Ιοκτόνο σύμφωνα με DVV2008 / EN17111	2%	120 λεπτά
Αδενοϊός σύμφωνα με DVV2008 / EN17111	2%	15 λεπτά
Rotavirus σύμφωνα με σύσταση RKI 01/2004*	1%	60 λεπτά
SV40 σύμφωνα με σύσταση RKI 01/2004*	2%	5 λεπτά
Απολύμανση εργαλείων Σύμφωνα με VAH (βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο) Καθαρές και ακάθαρτες συνθήκες	4,0% 2,0%	15 λεπτά 60 λεπτά

\*DVV 2008



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Καταχωρημένο στο VAH και δοκιμασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του DGHM\*
- Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα: βακτήρια, μύκητες, ιοί με και χωρίς κάψα (ιοκτόνο)
- Δημιουργία ισχυρών αντιμικροβιακών δραστικών συστατικών
- Ισχυρή καθαριστική δράση
- Ευρεία συμβατότητα με υλικά  
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο φάσμα υλικών (polycarbonate, Plexiglas (PMMA), polysulfone) και σε όλα τα επικρωμιωμένα εργαλεία. Κατάλληλο για την απολύμανση επιφανειών που μπορούν να πλυθούν.
- Δραστικό συστατικό: υπεροξικό οξύ.
- Δεν δημιουργεί σκόνη, πλήρως διαλυτό

Το διάλυμα του Sekusept® Pulver Classic θα πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**30,00 €**

Κουβάς των 2 Kg.

**Incidin™ OxyWipe S**

Μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης επιφανειών με Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>™

Είναι εμποτισμένα με ένα πατενταρισμένο διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου με ευρύ φάσμα δράσης.

**ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ**

Απολύμανση επιφανειών συμφ. με VAH μέθοδο 2015 (συμφ. EN 16615), ακάθαρτες συνθήκες: βακτηριοκτόνα, μυκητοκτόνα (ζυμομύκητες): 15 λεπτά

Συμφ. με τη σύσταση του RKI 01/2004:

- Αποτελεσματικά κατά ελυτροφόρων ιών: 30 δευτ.
- Αδενοϊός: 1 λεπτό
- Polyooma SV 40: 30 δευτ.



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Περιέχουν Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>™
- Συμφωνούν με EN 16615
- Το ενεργό συστατικό τους διασπάται σε νερό και οξυγόνο
- Είναι σποροκτόνα και ιοκτόνα
- Έχουν εξαιρετική συμβατότητα με υλικά

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**12,00 €**

Σακούλα 100 τεμαχίων

## Sanitizer Instruments

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργαλείων.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Συμβατότητα υλικών**  
Κατάλληλο για ανθεκτικά στη θερμότητα και θερμοευαίσθητα εργαλεία όλων των τύπων. Με pH>10, προσφέρει εξαιρετική συμβατότητα υλικών για όλους τους τύπους εργαλείων.
- **Κατάλληλο για λουτρά υπερήχων**
- **Έχει υψηλή συμπύκνωση και δρα σε χαμηλή συγκέντρωση, γεγονός που μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα κόστους**
- **Πρέπει να αλλάζεται καθημερινά**

### ΣΥΝΘΕΣΗ

100 g περιέχουν: 4,4 g didecyltrimethylammonium chloride, 2,75 g N-(3 - aminopropyl) - N - dodecylpropane - 1,3-diamin.



### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΤΑ	ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
<b>ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ</b> 1.5% 15 λεπτά 1.0% 60 λεπτά	EN 13727* EN 14561* EN 1040* VAH*
<b>ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ</b> 1.5% 15 λεπτά 1.0% 60 λεπτά	EN 13624* EN 14562* EN 1275* VAH*
<b>ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ</b> 4% 15 λεπτά 2% 60 λεπτά	EN 14348 EN 14563
<b>ΙΟΚΤΟΝΟ</b> 1.5% 15 λεπτά 1.0% 60 λεπτά	EN 14476+A1 DVV/RKI (τοί με περιβλήμα όπως HBV, HIV, HCV)

\* Ακάθαρτες συνθήκες

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**20,00 €**

1 φιάλη των 1.000 ml

## Sanitizer Surfaces S2

Ιοκτόνο, καθαριστικό και απολυμαντικό επιφανειών, αφρώδες σπρέι χωρίς οινόπνευμα

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Aqua, benzyl-C12-18-alkyldimethyl chlorides, C12-14-alkyl[(ethylphenyl) methyl]dimethyl, didecyltrimethylammonium chloride, C9-11 parath-8, PPG-2 methyl ether, polyhexamethylene biguanide hydrochloride, cocamidopropyl betaine, tetrasodium EDTA, αντιαφριστικό, συντηρητικό, άρωμα.

Χάρη στη χωρίς οινόπνευμα σύνθεσή του, είναι ειδικά κατασκευασμένο για χρήση στο οδοντιατρικό περιβάλλον, για μη επεμβατικές ιατρικές συσκευές.

Ψεκάζεται σε μορφή αφρού κι έχει ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδούς.

Η απουσία συμβόλων επικινδυνότητας και οιονοπέματος αντανάκλα την εναλλακτική σύνθεσή του.



ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΤΑ	ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ VAH
<b>ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ</b> από 30 δευτερόλεπτα*	EN 13727+A1 EN 13697 Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
<b>ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ</b> από 30 δευτερόλεπτα*	EN 13624 EN 13697
<b>ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ (ζυμομύκητες)</b> από 30 δευτερόλεπτα*	EN 13624
<b>ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ</b> από 2 λεπτά	EN 14348
<b>ΙΟΚΤΟΝΟ</b> από 30 δευτερόλεπτα	

\* Ακάθαρτες συνθήκες

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**13,00 €**

1 φιάλη των 750 ml

## Sanitizer Surfaces S1 Wipes

Απολυμαντικά μαντηλάκια ιοκτόνα και σποροκτόνα, βασισμένα στην τεχνολογία ενισχυμένου H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Μαντηλάκια βασισμένα στην τεχνολογία ενισχυμένου H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, τα οποία προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα αποτελεσματικότητας ως ένα καθαριστικό και απολυμαντικό επιφανειών.

Εξαιρετικά βιοδιασπώμενα και απαλλαγμένα από εικονογράμματα κινδύνου (σύμβολα CLP), αποτελούν μια ιδανική λύση για έλεγχο των μολύνσεων και ασφάλεια των ασθενών.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**12,00 €**

Σακούλα 100 τεμαχίων

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

<b>ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ</b>
<b>ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ (ζυμομύκητες)</b>
<b>ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ</b>
<b>ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ</b>
<b>ΙΟΚΤΟΝΟ</b>
<b>ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ</b>



## Ormament Putty

Σιλικόνη συμπύκνωσης, βασισμένη στην πολυσιλοξάνη, στοκώδους σύστασης.

Για πρώτο αποτύπωμα σε αποτύπωση δύο φάσεων.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**20,00 €**

Βάζο 1.500 g

## Ormamax Light

Σιλικόνη συμπύκνωσης, βασισμένη στην πολυσιλοξάνη, λεπτόρρευση.

Για διορθωτικό αποτύπωμα σε αποτύπωση δύο φάσεων.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**11,20 €**

Σωληνάριο των 165 g

## Ormactivator Gel

Καταλύτης για τα δύο προηγούμενα υλικά.  
Διατίθεται σε ζελέ.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**11,50 €**

Σωληνάριο των 60 ml

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
**ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ**  
+  
**ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΟ**  
+  
**ΚΑΤΑΛΥΤΗ**

**ΕΚΠΤΩΣΗ 10%**

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

**38,43 €**

## Algeniux

Κορυφαίας ποιότητας αλγινικό με νέα και ραφινारीσμένη σύνθεση, για αναπαραγωγή λεπτομερειών υψηλού επιπέδου.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ISO 1563
- Διάρκεια ζωής: 6 χρόνια
- Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων που επιτρέπει τη δημιουργία εκμαγείου από το αποτύπωμα μετά από 5 μέρες (εφόσον αυτό αποθηκευτεί σωστά σε σφραγισμένο δοχείο)
- Υψηλή αντοχή στη συμπίεση κι επαναφορά μετά την παραμόρφωση 97,1%
- Algeniux ταχείας πήξης: Χρόνος ανάμειξης 35", χρόνος εργασίας 1'30", χρόνος πήξης 2'30" (στους 23°C).
- Σταθεροποιημένη υποαλλεργική φόρμουλα
- Άρωμα μέντα, τελικό χρώμα ροζ

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Algeniux Fast Setting, Σακούλα 453 g

7,50 €

5+1

ΔΩΡΟ



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν δημιουργεί σκόνη, για ασφαλή εργασία κι ευκολία καθαρισμού
- Έχει σύντομο χρόνο εφύγρανσης για να αποκτήσει ομαλή και πλαστική σύσταση, για εύκολη ανάμειξη
- Παρουσιάζει εξαιρετική συμβατότητα γύψων
- Snap-setting για άνεση του ασθενή
- Ελεύθερο καδμίου και μόλυβδου. Εξαιρετικά βιοσυμβατό
- Πιστοποιημένο από NIOM

## Alginkid

Αλγινικό το οποίο πήζει πολύ γρήγορα, για ορθοδοντικά αποτυπώματα.

Η εξαιρετική του σταθερότητα διαστάσεων επιτρέπει τη δημιουργία εκμαγείου από το αποτύπωμα μετά 5 μέρες (εφόσον αυτό αποθηκευτεί σωστά σε σφραγισμένο δοχείο).

Το Alginkid ξεπερνά τις απαιτήσεις ISO 1563: 1990 και έχει πιστοποίηση CE και NIOM.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Γεύση:** Φρούτο

**Χρώμα:** Κίτρινο

**Χρόνος πήξης:**

• 1' 25" στους 23°C με πόσιμο νερό

• 1' 50" στους 23°C με απεσταγμένο νερό

**Διάρκεια ζωής:** 3 χρόνια

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ γρήγορος χρόνος πήξης και ευχάριστη γεύση για την άνεση των νεαρών ασθενών
- Μικρός χρόνος διαβροχής
- Εξαιρετική συμβατότητα γύψων
- Πολύ υψηλή αντοχή στη θλίψη και επαναφορά από παραμόρφωση
- Χωρίς κάδμιο και μόλυβδο
- Εξαιρετική βιοσυμβατότητα

5+1

ΔΩΡΟ




### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλα 453 g

9,00 €

## Spatulas

Πλαστικές σπάτουλες για αλγινικά.



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

1,60 €

## Jet Tooth Shade Acrylic

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών. Αποτελείται από σκόνη και υγρό.

- Πήζει σε 6-9 λεπτά
- Διατίθεται στις αποχρώσεις:  
59/B1, 60/A1, 61/B2, 62/A2, 65/D3, 66/A3, 67/B3, 69/C2, 77/B4, 81/A3.5, 87/A4, C3, C4, D4, ανοικτό κοπτικό, σκούρο κοπτικό, 0M1 (λεύκανσης), 0M2 (λεύκανσης), διαφανή



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

6/1 kit: 6 σκόνες και 1 υγρό	<b>127,41 €</b>
1 φιάλη σκόνης των 45 g, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις	<b>31,60 €</b>
1 φιάλη υγρού των 120 ml	<b>31,60 €</b>

## Flexacryl

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για την αναγόμωση των τεχνητών οδοντοστοιχιών στο ιατρείο.

Διατίθεται σε 2 τύπους:

- **Hard** που σκληραίνει αμέσως
- **Soft** που παραμένει μαλακό στο στόμα για 12 μήνες.

**Χρώμα:** ροζ.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 g σκόνη, 118 ml υγρό και 10 ml Acrylic Primer	<b>76,06 €</b>
---	----------------

## Tempo

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για προσωρινή μαλακή αναγόμωση των οδοντοστοιχιών και για λειτουργικά αποτυπώματα.

**Χρώματα:** λευκό και ροζ.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 g σκόνη, 118 ml υγρό	<b>75,07 €</b>
--------------------------	----------------

## FluoroDose™

### Φθοριούχο βερνίκι.

- 5% NaF ή 22.600 ppm φθορίου
- Ημιδιαφανής απόχρωση A2
- Στεγνώνει σε δευτερόλεπτα παρουσία σάλιου
- Παραμένει στα δόντια για 6 έως 8 ώρες, για εξαιρετική πρόσληψη φθορίου



### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποτελεσματική πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα εκτενές πρόγραμμα στοματικής υγιεινής
- Ανακούφιση της οδοντικής ευαισθησίας όταν εφαρμόζεται σε εκτεθειμένες ρίζες.
- Πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας σε γηραιότερους ασθενείς που δυσκολεύονται να καθαρίσουν τα δόντια τους.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

160,00 €

120 μονάδες των 0,3 ml σε γέυση τσιχλόφουσкас ή μέντας

## Access 3.n.One Impression Trays

### Πλαστικά δισκάρια με υφασμάτινο πυθμένα για μερικό αποτύπωμα με δάγκωμα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

66,20 €

**Ασορτί συσκευασία** που περιλαμβάνει 40 δισκάρια: 10 δισκάρια για πρόσθια δόντια, 20 για οπίσθια και 10 δισκάρια τεταρτημορίου

### Μεμονωμένες συσκευασίες:

- για πρόσθια, 35 τεμάχια
- για οπίσθια, 50 τεμάχια
- για τεταρτημόριο, 35 τεμάχια



Μεταλλικά δισκάρια αποτύπωσης, από ανοξείδωτο ατσάλι.




ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00 €

## Luxator® Forte Elevator

Μοχλός με εξαιρετική αντοχή και εργονομικό σχεδιασμό.



107,00 €

## Luxator® Forte F32C με καμπύλη λεπίδα

Νέος μοχλός με κεκαμμένη λεπίδα 3,2 mm.

Βελτιώνει την πρόσβαση στο προς εξαγωγή δόντι, για ελεγχόμενη κι ασφαλέστερη εκμόχλευση.

Έχει εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κόπωση.



107,00 €

## Luxator® Root Picker

Εργαλείο που προσφέρει σταθερό πιάσιμο κι αφαίρεση των σπασμένων ριζών και τεμαχίων τους.

Το άκρο του προσφέρει σταθερό κράτημα των θραυσμάτων τα οποία βγάζει προς τα έξω με ασφαλή τρόπο.



90,00 €



## Luxator® Periotope

Ένα ειδικού σχεδιασμού χειρουργικό κοπτικό εργαλείο.



Η χρήση του αποτελεί ένα αξιόλογο εναλλακτικό της τραυματικής εξαγωγής με οδοντάγρα και είναι σχεδιασμένο ειδικά ώστε η λεπίδα του να κόβει την περιοδοντική μεμβράνη ενώ απαλά διευκολύνει το δόντι να βγει από το φατνίο. Το σχήμα και το μέγεθος της λαβής είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί τη δύναμη που χρειάζεται και το άκρο του είναι εξαιρετικά λεπτό ώστε να μπορεί να εισέλθει εύκολα μεταξύ οστού και ρίζας με την ελάχιστη ζημιά.

Το ειδικά επεξεργασμένο Σουηδικό ασάλι που χρησιμοποιείται στη λεπίδα του Luxator είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και διατηρεί την αντοχή του και την κοπτική του ικανότητα ακόμα και μετά από επαναλαμβανόμενες αποστειρώσεις.

Το Luxator αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο.

Το Luxator διαθέτει και εργαλείο ακονισμού της λεπίδας του.

Κωδ.	Περιγραφή	Χρωματική Κωδικοποίηση	Μέγεθος Λεπίδας	Ενδείξεις
L-2S	Ευθεία λεπίδα	Πράσινο	2mm	Ακρορριζικά και/ή μεσοδόντια
L-3C	Κεκαμμένη λεπίδα	Μαύρο	3mm	Γενική χρήση/ Για εκκίνηση
L-3S	Ευθεία λεπίδα	Γκρι	3mm	Μεσοδόντια
L-3CA	Γωνιώδης	Μπλε	3mm	Γλωσσικά και/ή Άπω Γομφίοι
L-3IC	Ανάποδης καμπύλης	Γαλάζιο	3mm	Γενικά, Γλωσσικά και/ή Άπω
L-5C	Καμπύλη λεπίδα	Καφέ	5mm	Μεγάλες ρίζες γομφίων- Γενική χρήση
L-5S	Ευθεία λεπίδα	Καφέ ανοιχτό	5mm	Μεσοδόντια
DE3	Διπλής Ακμής/ Ευθύ	Γκρι	3mm/ 1.5mm	Θραυσμένες σε βάθος και τερηδονισμένες ρίζες
DE5	Διπλής Ακμής/ Ευθύ	Καφέ	5mm/ 3mm	Θραυσμένες σε βάθος και τερηδονισμένες ρίζες
L-10	Ακόνι			



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Σετ 4 Luxator.

Περιλαμβάνει: L-3C, L-3S, L-5C, L-5S, L-10 (ακόνι)

**400,00 €**

#### Σετ 7 Luxator

Περιλαμβάνει: L-2S, L-3C, L-3S, L-3CA, L-3IC, L-5C, L-5S, L-10 (ακόνι)

**670,00 €**

#### Μεμονωμένο τεμάχιο

**107,00 €**

## Luxator 3S Titanium

Νέο εργαλείο Luxator Periotope με επικάλυψη τιτανίου.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ασάλι με επικάλυψη τιτανίου.

Η επικάλυψη τιτανίου:

- Κάνει ευκολότερη την είσοδο του εργαλείου στο φατνίο
- Κάνει τη λεπίδα του εργαλείου ανθεκτικότερη και δεν απαιτεί ακόνισμα

Το Luxator 3S Titanium έχει λεπίδα ευθεία, πλάτους 3 mm.

**107,00 €**

## CCS Prophy Paste

Φθοριούχος πάστα στίλβωσης.

Διατίθεται στις εξής χρωματικά κωδικοποιημένες αδρότητες:

**Μπλε – Αδρόκοκκη** για πολύ τραχειά και αποχρωματισμένη αδαμαντίνη. 125 μικρά. Σωληνάριο 60ml/96g.

**Πράσινη – Μέτρια** για παχύ στρώμα πλάκας και τραχειά, αποχρωματισμένη αδαμαντίνη. 70 μικρά. Σωληνάριο 60 ml/97g.

**Κόκκινη – Λεπτόκοκκη** για λεπτομερή απομάκρυνση της πλάκας και ελαφρύ αποχρωματισμό. 20 μικρά. Σωληνάριο 60ml/84g.

**Κίτρινη – Υπερλεπτόκοκκη** για τελική στίλβωση δοντιών και εμφράξεων. Αποδίδει μια λεία επιφάνεια. 2 μικρά. Σωληνάριο 60ml/84g.

Έχει απαλή γεύση μέντας.



### Προσφορά

Αγοράζοντας **3** σύριγγες ρητίνης των εταιρειών **Yamakin ή SDI**

**ΔΩΡΟ**

1 σωληνάριο **CCS Prophy Paste**

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

**25,00 €**

## ProphyCare™ Prophy Paste Pro

Πάστα που καθαρίζει, στιλβώνει και απευαισθητοποιεί τα δόντια.

### • Διαδικασία ενός βήματος

Η ίδια πάστα χρησιμοποιείται για αφαίρεση χρωστικών και για τελική στίλβωση. Η καθαριστική της δράση μετατρέπεται σε απαλή στιλβωτική, καθώς κατά τη διαδικασία, οι κόκκοι της διασπώνται σε μικρότερους.

### • Απευαισθητοποίηση

Περιέχει έναν απευαισθητοποιητικό παράγοντα που κλείνει τα οδοντινοσωληνάρια και ανακουφίζει τα υπερευαίσθητα δόντια. Είναι ιδανική για μετά τη ριζική απόξεση.

- Περιέχει 0,1% φθόριο, που ενισχύει την επαναμεταλλικοποίηση
- Περιέχει καστορέλαιο - ενυδατώνει το ξηρό στόμα
- Δεν διαχωρίζεται, δεν πιτσιλά, δεν υγροποιείται
- Έχει απαλή γεύση μέντας
- Έχει pH 5-6



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**26,00 €**

Σωληνάριο 60ml/84 g

## FixyDap

Κυπελλάκια μιας χρήσης για διανομή της πάστας στίλβωσης.

Έχουν κλιπ στο πλαϊνό τους και **συγκολλητικό στη βάση τους** για να στερεώνονται στο γάντι του οδοντιάτρου ή σε οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια.

**Χρώμα:** Μπλε.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**60,00 €**

250 τεμάχια

## Rondell Blue Disclosing Pellets

Αποκαλυπτικά της οδοντικής πλάκας, βύσματα μπλε, προεμποτισμένα, έτοιμα προς χρήση.

Χρωματίζουν κόκκινη την πλάκα που είναι νεώτερη των 3 ημερών και μπλε την πλάκα που είναι στο στόμα για περισσότερο από 3 ημέρες.




**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**24,00 €**


Βάζο των 100 τεμαχίων

## FenderWedge®

Πλαστική σφήνα με ενσωματωμένο μεταλλικό τοίχωμα για προστασία του διπλανού δοντιού κατά την παρασκευή όμορου κιβωτιδίου, σε κοιλότητες II ομάδας.



### ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΗΝΑΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Ασορτί συσκευασία:** 4 μεγέθη FenderWedge x 36 τεμάχια, σύνολο 144 τεμάχια

**130,00 €**

**Ανταλλακτικά:** 36 τεμάχια σε καθένα από τα μεγέθη: x-Small, Small, Medium, Large

**39,00 €**

## FenderWedge Prep®

Συνδυασμός σφήνας και μεταλλικού ελάσματος που προστατεύει το διπλανό δόντι και τα ούλα σε μεγάλες παρασκευές.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**68,00 €**

Κουτί των 36 τεμαχίων. Χρώμα σφήνας: γκρι.

## FenderMate® Matrix

Το γρηγορότερο σε εφαρμογή, τεχνητό τοίχωμα!

Συνδυασμός σφήνας και τεχνητού τοιχώματος με προδιαμορφωμένο σημείο επαφής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Ασορτί συσκευασία:** 4 είδη FenderMate x 18 τεμάχια, σύνολο 72 τεμάχια

**205,00 €**

**Ανταλλακτικά:** 18 τεμάχια FenderMate σε καθένα από τα 4 είδη τους

**59,00 €**

Το FenderMate διατίθεται σε δύο πλάτη σφήνας, χρωματικά κωδικοποιημένα



## Fender Prime™

Μοναδικός συνδυασμός τμηματικού τεχνητού τοιχώματος και σφήνας, για εμφράξεις II ομάδας σε παιδικά δόντια.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Ασορτί:** περιλαμβάνει 2 μήκη x 18 τεμάχια

**58,00 €**

**Κοντό:** 18 τεμάχια, χρώμα νέον κίτρινο

**33,00 €**

**Μακρύ:** 18 τεμάχια, χρώμα νέον πράσινο

**33,00 €**



## Cheek Retractor

Παρειοκάτοχο από πολυκαρβονικό πλαστικό, αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο.

### ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**13,00 €**

2 τεμάχια, ξεχωριστά για ενήλικους και για παιδιά



## Napkin Holders

A. Πετσετοκάτοχα με ατσάλινη αλυσίδα.

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ****8,00 €**

B. Πετσετοκάτοχα με κορδόνι από σιλικόνη αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο, σε ποικιλία χρωμάτων.

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ****9,00 €**

## Roto-Stand

Πλαστική θήκη φύλαξης φρεζών με καπάκι.

Διατίθεται σε Roto-Stand μόνο για φρέζες του αερότορ και σε Roto-Stand για φρέζες αερότορ και γωνιακής μικρομότορ.

**35,00 €**

## DryDent® Parotid / DryDent® Sublingual

Υπερ-απορροφητικά επιθέματα για εξαιρετικό έλεγχο της υγρασίας στο στόμα και μεγάλη άνεση για τον ασθενή.

Τα DryDent είναι μαλακά, άνετα και υψηλής αποτελεσματικότητας επιθέματα που αντικαθιστούν τα τολύπια βαμβακιού κι ενισχύουν την απορρόφηση του σάλιου με τη λεπτή αλλά υπερ-απορροφητική ενίσχυσή τους. Αποδίδουν ένα στεγνό περιβάλλον εργασίας κάθε φορά.

### Διακρίνονται σε 2 τύπους:



### DryDent® Parotid

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα που τοποθετούνται πάνω από τους πόρους των παρωτίδων.

Το υπερ-απορροφητικό αφρώδες υλικό τους, παγιδεύει την ανεπιθύμητη υγρασία αποδίδοντας ένα στεγνό πεδίο για εμφράξεις, συγκολλήσεις προσθετικών εργασιών και λήψη αποτυπωμάτων.

Η μεγάλη χωρητικότητά τους επιτρέπει τη διατήρηση του ελέγχου της υγρασίας ακόμα κι όταν είναι πλήρως διαβρεγμένα.

Επίσης, το μαλακό υλικό τους προσφέρει μέγιστη άνεση στον ασθενή.

### DryDent® Sublingual

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα τα οποία απορροφούν και ελέγχουν το σάλιο που παράγεται από τους υπογλώσσιους και υπογνάθιους αδένες.

Τοποθετούνται κάτω από τη γλώσσα και προσφέρουν ένα στεγνό στοματικό περιβάλλον για μια ποικιλία οδοντιατρικών εργασιών.

Η άνεση του ασθενή βελτιώνεται σημαντικά χάρη στο απαλό και μαλακό υλικό του DryDent Sublingual που ελαττώνει το αντανακλαστικό της κατάποσης.

Η σιελαντία μπορεί να τοποθετηθεί επάνω του, ελαχιστοποιώντας την εκμύζηση του μαλακού ιστού.

Η μεγάλη χωρητικότητά του διατηρεί τον έλεγχο της υγρασίας ακόμα κι όταν αυτό είναι πλήρως διαβρεγμένο.

**Κανονική έκκριση σάλιου:** 0,25-0,35 ml/λεπτό

**Διεγερμένη έκκριση σάλιου:** 1-3 ml/λεπτό

Για τους ενήλικες, ένα μεγάλο DryDent Sublingual και δύο DryDent Parotid απορροφούν περίπου 16 ml σάλιου στη διάρκεια μιας θεραπείας 30 λεπτών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	
<b>DryDent Parotid</b> , μικρά	40 x 36 x 2 mm δισεσταλμένα: 40 x 36 x 10 mm	50 τεμάχια	<b>16,00 €</b>
<b>DryDent Parotid</b> , μεγάλα	50 x 43 x 2 mm δισεσταλμένα: 50 x 43 x 10 mm	50 τεμάχια	<b>16,00 €</b>
<b>DryDent Sublingual</b> , μικρά	30 x 50 x 2 mm δισεσταλμένα: 30 x 50 x 10 mm	50 τεμάχια	<b>30,00 €</b>
<b>DryDent Sublingual</b> , μεγάλα	38 x 60 x 2 mm δισεσταλμένα: 38 x 60 x 10 mm	50 τεμάχια	<b>30,00 €</b>

## Ceivitron

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκληραίνει με το σάλιο.
- Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά
- Δεν ερεθίζει τα ούλα, ούτε τον πολφό
- Τοποθετείται εύκολα χωρίς πόνο και πίεση
- Είναι αδιαπέραστο σε όλους του τύπους φαρμάκων
- Έχει μεγάλη αντοχή στη μάσηση
- Αφαιρείται εύκολα

**Χρώμα:** λευκό.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10,00 €

Πλαστικό βαζάκι των 30g



## Βουρτσάκια στίλβωσης




ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

0,40 €

## Prima® Crown & Veneer Preparation

Σετ διαμαντιών για παρασκευές ακριβείας για στεφάνες, γέφυρες, όψεις και επένθετα.



No. Είδους	830	840	859	859	830L	830L	834	846	846	830
Διάμετρος (1/10 mm)	016	012	016	016	021	021	016	016	016	016
Μήκος κεφαλής (mm)	3.0	END CUT	10.0	10.0	5.0	5.0	4.5	7.0	7.0	3.0
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο				●		●			●	●
Λεπτόκοκκο		●								
Μεσαίο	●		●		●		●	●		

(Συνέχεια πίνακα)




No. Είδους	834	848	848	811
Διάμετρος (1/10 mm)	021	016	016	032
Μήκος κεφαλής (mm)	4.7	10.0	10.0	4.5
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο			●	
Λεπτόκοκκο				
Μεσαίο	●	●		●



47,49 €

## Prima® Veneer Prep

Σετ με προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, για ελεγχόμενες παρασκευές ακριβείας, για κεραμικές όψεις.



No. Είδους	834	834	830	848	861	879	879	879	837
Διάμετρος (1/10 mm)	016	021	016	018	014	010	012	012	014
Μήκος κεφαλής (mm)									
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο			●		●				
Λεπτόκοκκο								●	
Μεσαίο	●	●		●		●	●		●



44,00 €

## Endo Access Bur

Φρέζα ενδοδοντικής πρόσβασης, ασφαλούς άκρου.

Από καρβίδιο του τουγκτενίου.



Κωδικός	<b>FG26GK</b>
Διάμετρος 1/10 mm	016
Ύψος/Μήκος (mm)	9.0

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:**  
**7,73 €**

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
5 τεμάχια

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**



## Predator® Accu-Prep

Φρέζα παρασκευών για στεφάνες και γέφυρες.

Η γεωμετρία των λεπίδων της φρέζας Predator® Accu-Prep, της προσδίδει την ικανότητα να κόβει γρήγορα και απαλά, για εξαιρετική παρασκευή για στεφάνες και γέφυρες.



Κωδικός	<b>379</b>	<b>847</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
Διάμετρος 1/10 mm	023	016	016	018

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:**  
**5,05 €**



## 30 Bladed Esthetic Finishing Burs

Φρέζες 30 λεπίδων για αισθητικό φινίρισμα των αποκαταστάσεων.

- Ιδανικές για χρήση σε όψεις ρητίνης.
- Οι φρέζες έχουν ασφαλές (μη κοπτικό) τέλος.



Αριθμός	<b>EF3</b>	<b>EF4</b>	<b>EF6</b>	<b>EF9</b>	<b>OF1</b>	<b>OF2</b>
Διάμετρος 1/10 mm	008	010	014	014	023	009
Ύψος/Μήκος (mm)	3.0	4.0	6.0	9.0	4.3	3.2

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:**  
**14,72 €**



## Predator Zirconia

Διαμάντια για εύκολη και αποτελεσματική κοπή ζirkονίας.

- Υψηλή διεύθυνση, χαμηλή δόνηση και λείο φινίρισμα στη ζirkονία
- Σημαντική μείωση στην τριβή και την έκλυση θερμότητας, προστατεύουν από τη δημιουργία μικρορωγμών.
- Ενδείκνυνται για αφαίρεση στεφάνης, ενδοδοντική πρόσβαση και ρύθμιση της σύγκλεισης

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:**  
**9,68 €**

Κωδικός	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>807</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>862</b>	<b>878K</b>	<b>368</b>
Διάμετρος 1/10 mm	014	018	023	018	018	022	014	021	023
Ύψος/Μήκος (mm)	-	-	-	5.0	9.0	9.0	7.0	8.0	5.0
Λεπτόκοκκο	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μεσαίου κόκκου	•	•	•	•	•	•	•	•	•





## Predator® Turbo

Φρέζες κοπής μετάλλου, οι πιο δυνατές και πιο ανθεκτικές.  
Κόβουν απαλότερα και γρηγορότερα από τις ανταγωνιστικές.

Μονοκόμματα κατασκευή 100% από καρβίδιο.



Κωδικός	PR 2T	PR 1557T	PR 1T	PR 330T	PR 245T	PR 557T	S1
Διάμετρος 1/10 mm	012	010	010	008	009	010	012
Μήκος κεφαλής (mm)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7	

### Προσφορά

Αγοράζοντας  
5 τεμάχια

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:

**6,75 €**



## Carbide burs

Φρέζες carbide του αερότορ από την καλύτερη ποιότητα καρβιδίου του τουγκστενίου.


Στρογγυλή	Αποσειδής	Κυλινδρική με επίπεδο τελείωμα, οδοντωτή	Παρασκευής για αμάλαγμα	Κωνική οδοντωτή	Κυλινδρική με αποστρογγυλεμένο τελείωμα, οδοντωτή
 1/2 2 3 4	 330 331	 556 557 558 559	 245	 701	 1557

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:

**3,68 €**

## Lindemann Bur

Φρέζα οστού Lindemann.



- 100% carbide
- FG

Κωδικός	161	162 οδοντωτή
Διάμετρος 1/10 mm	016	016
Μήκος κεφαλής (mm)	10.0	10.0
Συνολικό μήκος (mm)	25.0	25.0



162

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:

**8,00 €**

## Titanium Dentine Retention Pins

Ενδομυλικές καρφίδες από τιτάνιο.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**31,52 €**

Κουτί 12 καρφίδων με 1 τρύπανο – διαμέτρου 0,75mm

Κουτί 12 καρφίδων με 1 τρύπανο – διαμέτρου 0,60mm



## Crown Forms

Διαφανείς πλαστικές στεφάνες (καλούπια μύλης) οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την ανασύσταση των δοντιών.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Πρόσθια και προγόμφιοι, ασορτί συσκευασία των 60 τεμαχίων **87,01 €**

Πρόσθια και προγόμφιοι, ασορτί συσκευασία των 120 τεμαχίων **124,84 €**

Ανταλλακτικό οποιουδήποτε καλουπιού, η τριάδα **4,32 €**



## Temporary Polycarbonate Crowns

Προσωρινές στεφάνες από μη τοξικό πολυκαρβονικό υλικό.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Ασορτί συσκευασία 180 στεφανών, πρόσθια και προγόμφιοι 60 διαφορετικά μεγέθη χωρίς οδηγούς καλουπιών **87,38 €**

Ασορτί συσκευασία 180 στεφανών, πρόσθια και προγόμφιοι 60 διαφορετικά μεγέθη με οδηγούς καλουπιών **91,37 €**

Ανταλλακτικό οποιουδήποτε καλουπιού, η 5άδα **3,84 €**



## Twinkles

Μικροσκοπικά κοσμήματα τα οποία συγκολλούνται στα δόντια.



Κατασκευάζονται από καθαρό χρυσό 24K και 22K καθώς και από λευκόχρυσο 18K με ή χωρίς διαμαντάκια, ρουμπίνια ή ζαφείρια.

Διατίθενται σε διάφορα σχέδια, μεγέθους 2-4 mm.

Τα διαμάντια των κοσμημάτων Twinkles έχουν κόψιμο μπριγιάν 56 εδρών 0,01 ct.

Τα Twinkles συγκολλούνται εύκολα πάνω στα δόντια, από τον οδοντίατρο, με την τεχνική της αδρποποίησης και τη χρήση συγκολλητικού παράγοντα και ρευστής φωτοπολυμεριζόμενης σύνθετης ρητίνης.

Αφαιρούνται επίσης εύκολα από τον οδοντίατρο εάν είναι επιθυμητό.

Τα Twinkles διατίθενται μεμονωμένα.

Χρυσός 24K και 22K  
διαμάντι 0,01 ct

101 HEART SMALL 23,65 €	102 HEART LARGE 23,65 €	103 STAR SMALL 23,65 €	104 STAR LARGE 23,65 €
105 DROPLET SMALL 23,65 €	106 DROPLET LARGE 23,65 €	107 MOON 23,65 €	108 CROSS 23,65 €
109 CLOVER 23,65 €	110 DOULPHIN 23,65 €	111 HEART DIAMOND 47,50 €	112 STAR DIAMOND 47,50 €
113 DROPLET DIAMOND 47,50 €	114 MOON DIAMOND 47,50 €	115 ROUND DIAMOND 47,50 €	116 HEART RUBY 47,50 €
117 STAR SAPPHIRE 47,50 €	118 DOULPHIN SAPPHIRE 58,50 €	119 DOULPHIN EMERALD 58,50 €	120 AT MARK 47,50 €
121 ROUND DIAMOND 0,00CT 110,00 €	122 HORSESHOE 47,50 €	123 SCORPION 47,50 €	124 TREBLE CLIFF 47,50 €
125 SMILEY 47,50 €	126 DOLLARSIGN 47,50 €		

Λευκόχρυσος 18K  
διαμάντι 0,01 ct

201 HEART SMALL 25,00 €	202 HEART LARGE 25,00 €	203 STAR SMALL 25,00 €	204 STAR LARGE 25,00 €
205 DROPLET SMALL 25,00 €	206 DROPLET LARGE 25,00 €	207 MOON 25,00 €	208 SOCCERBALL 63,00 €
209 CLOVER 25,00 €	210 YIN YANG 63,00 €	211 DOULPHIN 25,00 €	212 HEART DIAMOND 51,00 €
213 STAR DIAMOND 51,00 €	214 DROPLET DIAMOND 51,00 €	215 MOON DIAMOND 51,00 €	216 ROUND DIAMOND 51,00 €
217 HEART RUBY 51,00 €	218 STAR RUBY 51,00 €	219 STAR SAPPHIRE 51,00 €	220 DOULPHIN SAPPHIRE 51,00 €
221 ROUND DIAMOND 51,00 €	222 ROUND DIAMOND 0,00CT 113,00 €	223 HORSESHOE 51,00 €	224 SCORPION 51,00 €
225 TREBLE CLIFF 51,00 €	226 SMILEY 63,00 €	227 DOLLARSIGN 51,00 €	

Περίπου αληθινό μέγεθος των κοσμημάτων

## Κρύσταλλοι Preciosa Βοημίας

TO TEMAXIO

9,35 €

Crystal clear 1,8 mm	Crystal clear 2,7 mm	Aurore Boreale 2,3 mm	Vintage Rose 1,8 mm	Light Amethyst 1,8 mm	Light Sapphire 1,8 mm
Crystal clear 2,3 mm	Aurore Boreale 1,8 mm	Light Rose 1,8 mm	Pale Lilac 1,8 mm	Peridot 1,8 mm	Aquamarine 1,8 mm

## Stik - N - Place®

DIRECTA  
directadental.com

Μιας χρήσης, λεπτό στέλεχος με μικρή ποσότητα κόλλας στο άκρο του, για τη μετακίνηση μικροσκοπικών αντικειμένων όπως ένθετα, επένθετα κ.λπ.

- Έχει πρακτικό σύστημα διανομής.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στην ίδια συνεδρία.
- Το κολλώδες άκρο του συγκρατεί με ασφάλεια ένθετα, επένθετα, όψεις, δακτυλίους, ορθοδοντικά άγκιστρα και κοσμήματα δοντιών.
- Κάμπτεται εύκολα για καλύτερη πρόσβαση.



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

32,00 €

50 τεμάχια

## Rubber Dam clamps

### Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα

Όλες οι αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα της Asepticco έχουν τους αριθμούς τους εντυπωμένους με αδροποίηση επάνω στο ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολη ταυτοποίηση.

Καθεμιά είναι σχεδιασμένη με ακριβή τάση ελατηρίου για χρήση στο κατάλληλο δόντι.



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα</b>	
#3	Για μικρούς κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#W3	Όμοια με την #3 αλλά χωρίς πτερύγια
#4	Όμοια με την #3 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#5	Για κάτω γομφίους
#56	Όμοια με την #5 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#56A	Για μεγαλύτερους κάτω γομφίους, όμοια της #56 αλλά με μεγαλύτερα άκρα συγκράτησης
#7	Για κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#7A	Για πολύ μεγάλους κάτω γομφίους
#8	Για κάτω γομφίους, με στρογγυλά άκρα συγκράτησης
#8A	Για κάτω γομφίους, με δυνατά, καμπύλα άκρα συγκράτησης
#W8A	Όμοια με την #8A αλλά χωρίς πτερύγια
#10 #11	Για μικρούς γομφίους με κοντές μύλες, αριστερή και δεξιά
#12A #13A	Για φρονιμίτες, αριστερή και δεξιά
#14	Για γομφίους που έχουν ημι-αναστείλει
#14A	Όμοια με την #14 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#15	Για μεγάλους κάτω γομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης και δυνατή δράση ελατηρίου
#18	Για άνω και κάτω γομφίους, με στρογγυλού τύπου άκρα συγκράτησης
#24 #25	Για βαθιές παρεσικές κοιλότητες γομφίων, με ευρύτερο περιθώριο στην παρεσική πλευρά, αριστερή και δεξιά
#26	Για άνω γομφίους, ειδικά για δόντια που αναστέλλουν
#28	Για άνω και κάτω γομφίους, με πολύ πλατύ περιθώριο για ευρύ οπτικό πεδίο
#30 #31	Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρεσικά, αριστερή και δεξιά
#51	Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρεσικά και γλωσσικά
#138 #139	Για φρονιμίτες, με σκληρό ελατήριο, οδοντωτά άκρα συγκράτησης, αριστερή και δεξιά
#200	Για κάτω γομφίους, με πτερύγια, ευρύ περιθώριο
#201	Όμοια με την #200 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#202	Για ευμεγέθεις γομφίους, όμοια με την #200 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#203 #204	Για μικρούς κάτω γομφίους και τους πρώτους παιδικούς γομφίους, αριστερή και δεξιά
#205	Για άνω γομφίους, με σκληρό ελατήριο
#22	Όμοια με την #207, αλλά χωρίς πτερύγια
#27	Όμοια με την #206, αλλά χωρίς πτερύγια και με καμπυλότητα
#29	Για άνω και κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης
#206	Για άνω και κάτω προγομφίους, με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#207	Για άνω και κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#208	Για μεγάλους προγομφίους, με παρόμοιο σχέδιο με την #207
#209	Για κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης
#0	Για μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών
#00	Για πολύ μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών
#1	Για ρίζες, με βαθιά, καμπύλα άκρα συγκράτησης
#2	Για κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#2A	Όμοια με την #2 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#W2A	Όμοια με την #2A αλλά χωρίς πτερύγια
#P-1,2	Για παιδικούς πρώτους γομφίους
<b>Χειλικές αρπάγες</b>	
#210	Για κεντρικούς
#211	Διεθνής για χειλικές κοιλότητες σε πρόσθια
#212	Αυθεντική αρπάγη για χειλικές κοιλότητες, Ferrier
#6	Όμοια με την #9
#9	Η δημοφιλέστερη αρπάγη προσθίων
#90N	Δυνατές αρπάγες προσθίων

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

14,56 €

## Gauze Clamps

- Αρπάγες όχι για ελαστικό απομονωτήρα
- Χρησιμοποιούνται με γάζα ή τούλιπα βαμβακιού
- Πολύ μεγάλο πτερύγιο, λειτουργεί σαν γλωσσοπίεστο



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

14,56 €

## ΑΕΥ-6000 - 70 V

### Βασικό σύστημα εμφυτευματολογίας και ενδοδοντίας.

- Δυνατό μικρομότορ 40.000 rpm, χωρίς καρβουνάκια, αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο
- Η αλλαγή μεταξύ EndoMode (ρυθμίσεις ενδοδοντίας) και Implant Mode (ρυθμίσεις εμφυτευματολογίας) γίνεται με το άγγιγμα ενός κουμπιού
- Αναλογία στο Endo Mode 8:1
- Ρυθμιζόμενη ροπή:
  - Στο Implant Mode, η ροπή φτάνει έως 50 Ncm γεγονός που καθιστά δυνατή τη χρήση μιας μόνο, αποτελεσματικής μειωτικής χειρολαβής 20:1 για όλη τη διαδικασία τοποθέτησης εμφυτεύματος
  - Στο Endo Mode, η ροπή φτάνει έως 1000 g-cm χρησιμοποιώντας 8:1 μειωτική χειρολαβή
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας αυτόματου σταματήματος στο Implant Mode και αυτόματου σταματήματος-αναστροφής στο Endo Mode όταν φτάσει η επιλεγμένη τιμή ροπής.
- Κονσόλα με δυνατότητα ρύθμισης αναλογίας χειρολαβής, ταχύτητας, ροπής και ροής του υγρού κατακλιση
- 5 κουμπιά προκαθορισμένων προγραμμάτων (5 για τη λειτουργία Endo και 5 για τη λειτουργία Implant) για αποθήκευση και χαρακτηρισμό των εξατομικευμένων ρυθμίσεων στη μνήμη
- Διαθέσιμες αναλογίες χειρολαβών 1:5, 1:2, 1:1, 8:1, 20:1
- Αναβαθμισμένο λογισμικό για μακροχρόνια απόδοση της επένδυσης
- Σύμφωνα με FDA, UL και CE
- Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.



## ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ

με την εταιρεία μας  
για να ενημερωθείτε  
για τα πακέτα προσφορών

- Εμφυτευμάτων
- Μοσχευμάτων
- Χειρουργικών μοτέρ Aseptico

**STATIM G4 2000 & 5000**

Αυτόκαυστα κασέτας.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Αυτόκαυστα κύκλου S.
- Ταχύτητα. Το Statim αποστειρώνει εργαλεία για άμεση χρήση **μέσα σε 8 λεπτά**, μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων εργαλείων καθώς αυτά μπορούν να αποστειρωθούν ανάμεσα στους ασθενείς.
- Υψηλή τεχνολογία ατμού, ιδιαίτερα απαλή για τα ευαίσθητα εργαλεία όπως οι χειρολαβές.
- Άμεση παραγωγή ατμού.
- Πατενταρισμένη τεχνολογία PPPD αφαιρεί αποτελεσματικά τον αέρα από το εσωτερικό της κασέτας επιτρέποντας την αποστείρωση συμπαγών και κοίλων εργαλείων.
- Σύστημα κασέτας. Τα λεπτά, ανοξείδωτα τοιχώματα της κασέτας Statim επιτρέπουν τη γρήγορη θέρμανση κι επίσης το γρήγορο κρύωμα του εσωτερικού της.
- Το Statim συμφωνεί πλήρως με το πρότυπο EN 13060 για την αποστείρωση εργαλείων και είναι ενισχυμένο με προηγμένο μικροϋπολογιστή που ελέγχει τους κύκλους αποδίδοντας επικυρωμένη αποστείρωση 5 φορές γρηγορότερα από τα περισσότερα συμβατικά αυτόκαυστα.



**Τα αυτόκαυστα G4 προσφέρουν επιπλέον:**

- Καινοτόμο τεχνολογία στεγνώματος. Τα αυτόκαυστα G4 προσφέρουν γρήγορη αποστείρωση συνοδευόμενη από ένα γρήγορο στέγνωμα
- Dri-Tec™** Το Statim 2000 G4 δεσμεύει τη θερμότητα που μένει στο σύστημα μετά την αποστείρωση και την απελευθερώνει μέσα στην κασέτα, στεγνώνοντας τα συσκευασμένα εργαλεία μέσα σε 10 λεπτά.

- Dri-Tec™** Το Statim 5000 G4 χρησιμοποιεί τη θερμότητα που παράγεται από τον κύκλο αποστείρωσης η οποία "απορροφάται" από μοναδικές πλάκες στεγνώματος που βρίσκονται μέσα στο θάλαμο αποστείρωσης. Η θερμότητα μεταφέρεται από τις πλάκες κατευθείαν στα εργαλεία, προσφέροντας επιταχυνόμενο στέγνωμα όλου του φορτίου σε 15 λεπτά.

- Μεγάλη, 3,5" υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής προσφέρει συνεχή πληροφόρηση για τους κύκλους.
- Δικτυακή πύλη, σας επιτρέπει πρόσβαση στο ιστορικό του κύκλου, την εκτύπωση, την επικυρωμένη πληροφόρηση και στα αρχεία αποστείρωσης.
- Ενσωματωμένο καταγραφικό αποθηκεύει τις πληροφορίες όλων των κύκλων που είναι προσβάσιμες μέσω:
  - α) USB πύλης για χειροκίνητη ανάκτηση
  - β) Ethernet σύνδεσης για αρχειοθέτηση βασισμένη στο διαδίκτυο ή επιτραπέζια εκτύπωση
  - γ) RS232 πύλης για την επιλογή εξωτερικού εκτυπωτή

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

	<b>2000 G4</b>	<b>5000 G4</b>
<b>Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)</b>	49,5 x 41,5 x 15 cm	60 x 41 x 19 cm
<b>Εσωτερικές διαστάσεις κασέτας</b>	28 x 18 x 3,5 cm	38 x 18 x 7,5 cm
<b>Βάρος χωρίς νερό</b>	21 kg	33 kg
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	220-240V, 50/60 Hz, 6A	220-240V, 50/60 Hz, 6A



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ	ΣΥΜΠΑΓΗ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	ΚΟΙΛΑ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	ΚΟΙΛΑ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	ΚΟΙΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	ΚΟΙΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
<b>Χρόνος αποστείρωσης/ θερμοκρασία</b>	3,5 min / 134°C	3,5 min / 134°C	18 min / 134°C	3,5 min / 134°C	18 min / 134°C	15 min / 121°C	30 min / 121°C
<b>STATIM 2000 G4</b>	6:45	8:05	22:35	10:40	25:10	18:40	33:40
<b>STATIM 5000 G4</b>	8:45	10:50	25:20	15:30	30:00	20:20	35:20

**Νέο STATIM 6000B G4+****Αυτόκαυστο class B.**

Το STATIM 6000B G4+ είναι ένα συμπαγές αυτόκαυστο 6 λίτρων με τεχνολογία κλασματοποιημένου κενού που έχει σχεδιαστεί με ευέλικτη φόρτωση, μικρότερος χρόνος κύκλου και βελτιωμένες ψηφιακές δυνατότητες.

Το αυτόκαυστο τύπου συρταριού επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι και επανεπεξεργάζεται 2 κασέτες ή 12 σακούλες, παρέχοντας αποστειρωμένα και στεγνά συσκευασμένα εργαλεία σε μόλις 27 λεπτά.

**- Έξυπνες λειτουργίες για βελτιωμένο αυτοματισμό και ροή εργασίας**

Σχεδιασμένο με γνώμονα τη χρηστικότητα, το STATIM 6000B G4+ προσφέρει μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αυτοματοποίησης στη διαδικασία αποστείρωσης.

- Οι υπενθυμίσεις συντήρησης, τα εκπαιδευτικά βίντεο και οι συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων βοηθούν στη διατήρηση της καλής λειτουργίας του STATIM 6000B G4+.
- Οι αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού διεπαφής χρήστη για συνδεδεμένο εξοπλισμό διασφαλίζουν ότι η μονάδα είναι πάντα ενημερωμένη.
- Βελτιωμένη λειτουργία τεκμηρίωσης για λεπτομερή τήρηση αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων δοκιμών δεικτών αποστείρωσης και παρακολούθησης οργάνων.

**- Μικρό αποτύπωμα αλλά εξαιρετική απόδοση**

Το αυτόκαυστο STATIM 6000B G4+ είναι ένας θάλαμος 6 λίτρων, με μικρό αποτύπωμα όπως ο προκάτοχός του, το STATIM 5000.

- Παρέχει αποστειρωμένα και στεγνά τυλιγμένα φορτία εργαλείων σε μόλις 27 λεπτά.
- Ο μοντέρνος σχεδιασμός προσφέρει ευελιξία στις επιλογές φόρτωσης.
- Η επανεπεξεργασία 2 κασετών ή 12 σακουλών προσφέρει αρκετή χωρητικότητα για να καλύψει τις ανάγκες κάθε ιατρού.

**- Βολικές αυτοματοποιημένες επιλογές πλήρωσης και στράγγισης****- Τεχνολογία G4+, συνδεσιμότητα και καταγραφή δεδομένων**

Η τεχνολογία G4+ με δυνατότητα WiFi επιτρέπει την καταγραφή του κύκλου, την αποθήκευση δεδομένων και την ανιχνεύσιμη απελευθέρωση φορτίου.

- Η τεχνολογία G4+ στέλνει δεδομένα κύκλου στις έξυπνες συσκευές σας, στον υπολογιστή ή στο σύστημα διαχείρισης ασθενών για εύκολη και αποτελεσματική αποθήκευση δεδομένων.
- Μια θύρα USB είναι επίσης διαθέσιμη για την εγγραφή δεδομένων κύκλου αντιγράφων ασφαλείας.



- Δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής σας με εξειδικευμένους τεχνικούς όταν απαιτείται, η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη υποστήριξη και ελαχιστοποιεί τον περιττό χρόνο διακοπής λειτουργίας.
- Η διαδικτυακή πύλη πελατών προσφέρει έναν φιλικό προς τον χρήστη πίνακα ελέγχου και παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα ιστορικού κύκλου, αναφορές, εγχειρίδια και πολλά άλλα.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

<b>Τάση Τροφοδοσίας</b>	220V/240V, 50/60 Hz
<b>Εξωτερικές διαστάσεις</b>	570 × 406 × 200 mm (Μ × Π × Υ)
<b>Διαστάσεις συρταριού</b>	297,9 × 214,8 × 79,2 mm (Μ × Π × Υ)
<b>Συνολικό βάρος</b>	24 κιλά (χωρίς νερό) 25,2 kg (γεμάτη δεξαμενή νερού, χωρίς φορτίο) 27,8 kg (με πλήρη δεξαμενή νερού και μέγιστο φορτίο)
<b>Συνολική χωρητικότητα</b>	6 L (όγκος θαλάμου αποστείρωσης)



Κύκλος	Τύπος κύκλου	Μεγ. Φορτίο	Θερμοκρασία αποστείρωσης	Χρόνος αποστείρωσης	Χρόνος κύκλου (με στέγνωμα) αντίστοιχα με το χρόνο αποστείρωσης
Συμπαγή, μη συσκευασμένα	N	1 Kg	134°C	3,5 λεπτά / 5,5 λεπτά / 18 λεπτά	15 λεπτά / 17 λεπτά / 29,5 λεπτά
Συμπαγή, συσκευασμένα	S	2.6 Kg	134°C	3,5 λεπτά / 5,5 λεπτά / 18 λεπτά	27 λεπτά / 29 λεπτά / 41,5 λεπτά
Γενικής χρήσης	B	1.4 Kg	134°C	3,5 λεπτά / 5,5 λεπτά / 18 λεπτά	27 λεπτά / 29 λεπτά / 41,5 λεπτά
Ελαστικό και πλαστικό	S	1 Kg	121°C	20 λεπτά / 30 λεπτά	31 λεπτά 41 λεπτά
Εξατομικευμένος	S	Μπορεί να εξατομικευθεί από τον χρήστη σε θερμοκρασίες 134°C/121°C ξεκινώντας από 3,5 λεπτά (134°C) ή 20 λεπτά (121°C) με ρυθμιζόμενο στέγνωμα.			

**PRIME LINE - ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΕΡΟΤΟΡ**

**PRIME LINE**

έως <b>25 Watt</b> ΙΣΧΥΣ	μέγ. <b>55 dB</b> ΕΝΤΑΣΗ	περίπου <b>350k rpm</b> ΤΑΧΥΤΗΤΑ
--------------------------------	--------------------------------	--



Αεροακουστική  
λεπίδα



Υποδοχή φρέζας  
από καρβίδιο



Επεξεργασμένα  
κεραμικά  
ρουλεμάν



Αυτόματη  
ρύθμιση πίεσης



Ανθεκτική  
επίστρωση  
τιτανίου



Προστασία  
αντίστροφης  
ροής



Γυάλινη ράβδος  
οπτικών ινών



135° C  
Αποστείρωση



**PRIME LINE  
TURBINE HP21L**

ΜΕ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

Τύποι σύνδεσης: Kavo, NSK, Sirona, W&H

Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 12,5 x Υ14.3

Ισχύς (W): Έως 25

Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 55

Έξοδοι σπρέι: 4 ασύμμετρες μικτές

Βάρος (G): 69

Εγγύηση (μήνες): 24

**650,00 €**





**PRIME LINE  
TURBINE HP22L  
ΜΕ ΦΩΣ, ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΗ**

Τύποι σύνδεσης: Κανο, NSK, W&H  
Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 10,8 x Y12  
Ισχύς (W): Έως 18  
Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 60  
Έξοδοι σπρέι: 3 ασύμμετρες μικτές  
Βάρος (G): 67  
Εγγύηση (μήνες): 24

**650,00 €**

**PRIME LINE - Χειρολαβές Μικρομότορ**



Εναλλάξιμες  
κεφαλές PRIME



Γρανάζια  
μακράς ζωής



Ανθεκτική  
επίστρωση  
τιτανίου



Γυάλινη ράβδος  
οπτικών ινών



Ελαφρύ



Αποστειρώσιμο



**PRIME LINE  
ΓΩΝΙΑΚΗ με ΦΩΣ LP15L**

**1:5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ**

Τύπος σύνδεσης: ISO  
Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 10,3 x Υ15.3  
Κατάλληλες φρέζες: FG-BURS (Ø 1,6 MM)  
Έξοδοι σπρέι: 3 ασύμμετρες μικτές  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 200.000  
Βάρος (G): 80  
Εγγύηση (μήνες): 24

**820,00 €**



**PRIME LINE  
ΓΩΝΙΑΚΗ με ΦΩΣ LP11L**

**1:1 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΣΤΙΛΒΩΣΗ**

Τύπος σύνδεσης: ISO  
Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 9,8 x Υ14.3  
Κατάλληλες φρέζες: CA-BURS (Ø 2,35 MM)  
Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000  
Βάρος (G): 78  
Εγγύηση (μήνες): 24

**630,00 €**



## PRIME LINE

### PRIME LINE ΕΥΘΕΙΑ με ΦΩΣ LP01L

1:1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τύπος σύνδεσης: ISO  
 Κατάλληλες φρέζες: HP-BURS (Ø 2,35 MM)  
 Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή  
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000  
 Βάρος (G): 92  
 Εγγύηση (μήνες): 24

**490,00 €**



### PRIME LINE ΚΕΦΑΛΗ LPH11

1:1 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΣΤΙΛΒΩΣΗ

Τύπος σύνδεσης: Σώμα γωνιακής  
 Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 9,8 x Υ14.3  
 Κατάλληλες φρέζες: CA-BURS (Ø 2,35 MM)  
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000  
 Βάρος (G): 12  
 Εγγύηση (μήνες): 24


**210,00 €**



**CLASSIC LINE - Χειροῤαβῆς Αερότορ**

**CLASSIC LINE**


έως	μέγ.	περίπου
<b>28 Watt</b>	<b>57 dB</b>	<b>375k rpm</b>
ΙΣΧΥΣ	ΕΝΤΑΣΗ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ



Αεροδυναμική  
λεπίδα




Υποδοχή φρέζας  
από καρβίδιο



Επεξεργασμένα  
κεραμικά ρουλεμάν



Κλασικό σώμα



Προστασία  
αντίστροφης ροής



135° C  
Αποστείρωση



**CLASSIC LINE TURBINE HC20KL**

ΜΕ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

**625,00 €**

**CLASSIC LINE TURBINE HC20K**

ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

**525,00 €**

Τύπος σύνδεσης: Κανο

Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 12,5 x Y14.3

Ισχύς (W): Έως 28

Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 57

Έξοδοι σπρέι: 4 ασύμμετρες μικτές

Βάρος (G): 64

Εγγύηση (μήνες): 18



**CLASSIC LINE**

**TURBINE HC22KL**

ΜΕ ΦΩΣ, ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΗ

**520,00 €**

Τύπος σύνδεσης: Κανο

Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 10,8 x Y12,5

Ισχύς (W): Έως 18

Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 60

Έξοδοι σπρέι: 3 ασύμμετρες μικτές

Βάρος (G): 58

Εγγύηση (μήνες): 18



## CLASSIC LINE - Χειρολαβές Μικρομότορ

- Γρανάζια μακράς ζωής
- Ελαφριές
- Αποστειρώσιμες



### CLASSIC LINE ΕΥΘΕΙΑ LC01

ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ

**1:1** ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τύπος σύνδεσης: ISO

Κατάλληλες φρέζες: HP-BURS (Ø 2,35 MM)

Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 40.000

Βάρος (G): 66

Εγγύηση (μήνες): 24

**419,00 €**

**ECOLINE - Χειρολαβές Αερότορ**

**ECO LINE**

έως **28 Watt** ΙΣΧΥΣ  
 μέγ. **60 dB** ΕΝΤΑΣΗ  
 περίπου **320k rpm** ΤΑΧΥΤΗΤΑ



Αεροperformance



Υποδοχή φρέζας από καρβίδιο



Επεξεργασμένα κεραμικά ρουλεμάν



Λείο σώμα με επίστρωση χρωμίου



Γυάλινη ράβδος οπτικών ινών



Αποστειρώσιμο 135° C



**ECO LINE TURBINE HE21L**  
 ΜΕ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

**420,00 €**

**ECO LINE HE21**  
 ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

**330,00 €**

Τύποι σύνδεσης: Kavo, NSK, Sirona, W&H  
 Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 12,5 x Υ14,3  
 Ισχύς (W): Έως 24  
 Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 62  
 Έξοδοι σπρέι: 4 ασύμμετρες μικτές  
 Βάρος (G): 62  
 Εγγύηση (μήνες): 18



**ECO LINE TURBINE HE17**  
 ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ, ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΦΑΛΗ

**250,00 €**

Τύπος σύνδεσης: 4 τρυπών Midwest  
 Μέγεθος κεφαλής (MM): Ø 12,5 x Υ14,3  
 Ισχύς (W): 18  
 Επίπεδο ήχου (DB): Μέγ. 65  
 Έξοδοι σπρέι: 4 ασύμμετρες μικτές  
 Βάρος (G): 63  
 Εγγύηση (μήνες): 18



## ECO LINE - Χειρολαβές Μικρομότορ

- Εναλλάξιμες κεφαλές
- Γρανάζια μακράς ζωής
- Νέο σώμα με επίστρωση χρωμίου
- Ελαφριές
- Αποστειρώσιμες



**ECO LINE LE11L 425,00 €**

ΓΩΝΙΑΚΗ, ΜΕ ΦΩΣ

**ECO LINE LE11 325,00 €**

ΓΩΝΙΑΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ

**1:1 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΣΤΙΛΒΩΣΗ**

Τύπος σύνδεσης: ISO

Μέγεθος κεφαλής (MM):  
Ø 9,8 x Y14,3

Κατάλληλες φρέζες:  
CA-BURS (Ø 2,35 MM)

Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM):  
40.000

Βάρος (G): 80

Εγγύηση (μήνες): 24



**ECO LINE LE01L 395,00 €**

ΕΥΘΕΙΑ, ΜΕ ΦΩΣ

**ECO LINE LE01 275,00 €**

ΕΥΘΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ

**1:1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

Τύπος σύνδεσης: ISO

Κατάλληλες φρέζες:  
HP-BURS (Ø 2,35 MM)

Έξοδοι σπρέι: 1 ασύμμετρη μικτή  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM):  
40.000

Βάρος (G): 100

Εγγύηση (μήνες): 24

## Ταχυσύνδεσμοι

### QC6016KW με LED\* 210,00 €

6 τρυπών ταχυσύνδεσμος με σύστημα ρύθμισης σπρέι, για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: MK-dent & KaVo Multiflex®



### QC6016K με LED\* 180,00 €

6 τρυπών ταχυσύνδεσμος για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: MK-dent & KaVo Multiflex®



### QC4014K χωρίς φως 100,00 €

4 τρυπών ταχυσύνδεσμος για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: MK-dent & KaVo Multiflex®



### QC6016S με LED\* 210,00 €

6 τρυπών ταχυσύνδεσμος με σύστημα ρύθμισης σπρέι, για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: Sirona®



### QC5016W 6 τρυπών με τροφοδοτικό 190,00 €

### QC4014W 4 τρυπών χωρίς τροφοδοτικό 100,00 €

Ταχυσύνδεσμοι για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: W&H Roto Quick®



### QC6016NT 6 τρυπών με LED\* 160,00 €

### QC4014NT 4 τρυπών χωρίς φως 90,00 €

Ταχυσύνδεσμοι για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων

Σύνδεση: NSK MachLite®



\* Οι παραπάνω ταχυσύνδεσμοι με φως, διατίθενται και με φως XENON.

## LU1011 Premium Service Oil

Πλήρως συνθετικό λάδι, με άρωμα μέντας.

Για συντήρηση των χειρολαβών υψηλών και χαμηλών ταχυτήτων, των airmotors και των χειρολαβών αεροσίτρωσης.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

24,00 €

Φιάλη 500 ml





## Air polishing device PR1011

### PROPHY LINE

Συσκευή αεροστίλβωσης.

#### ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συσκευή εργονομικά σχεδιασμένη, ελαφριά και συμπαγής
- Το άκρο της περιστρέφεται κατά 360° και το μοναδικό RotoGrip® κράτημά του επιτρέπει απλό και ξεκούραστο χειρισμό
- Είναι αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο στους 135°C
- Διατίθεται σε σύνδεση για KaVo, Sirona, W&H, NSK και Bien-Air



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

595,00 €

## Ultrasonic Scalers

### PROPHY LINE

Χειρολαβές υπερήχων.

#### ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εργονομικός σχεδιασμός για εξαιρετικό κράτημα
- Ατσάλινο προστόμιο για αντοχή μακράς διάρκειας
- Κορυφαίας ποιότητας, ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό περίβλημα, επιτρέπει την αποστείρωση της χειρολαβής στο αυτόκαυστο στους 135°C
- Διατίθενται και με δακτύλιο φωτός 6 Led για ιδανικό φωτισμό
- Ανώδυνη θεραπεία για τον ασθενή χάρη στις γραμμικές κινήσεις του εργαλείου



ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ

ΜΕ ΦΩΣ

Τύποι	SC21E	SC21EL	SC21S	SC21SL
Φως	—	✓	—	✓
Συχνότητα	24-33 kHz	24-33 kHz	24-33 kHz	24-33 kHz
Προστόμιο	Ατσάλι	Ατσάλι	Ατσάλι	Ατσάλι
Σύνδεση	EMS®	EMS®	Acteon®-Satelec®	Acteon®-Satelec®
<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>210,00 €</b>	<b>310,00 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>310,00 €</b>

## Airmotors

Μικρομότορ αέρα.



#### AM 1004 225,00 €

Σπρέι: Εσωτερικό

Φως: -

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 20.000

Διεύθυνση περιστροφής: Δεξιά και αριστερή

Πίεση αέρα (BAR): 2,2 - 2,8

Βάρος (G): 86

Σωληνώσεις: 4 ακίδων

Εγγύηση (μήνες): 24



#### AM 1006 420,00 €

Σπρέι: Εσωτερικό ή εξωτερικό

Φως: LED διαθέσιμο

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 20.000

Διεύθυνση περιστροφής: Δεξιά και αριστερή

Πίεση αέρα (BAR): 2,2 - 2,8

Βάρος (G): 78

Σωληνώσεις: 6 ακίδων

Εγγύηση (μήνες): 24

## Ξέστρα υπερήχων

	<b>* **</b>			
<b>ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗΣ ΤΡΥΓΙΑΣ</b>	<b>G1 GD1</b>			Για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας στον αυχένα των δοντιών και σκληρής τρυγίας επάνω στα δόντια
	<b>G2 GD2</b>			Για αφαίρεση μεγάλων εναποθέσεων υπερουλικής τρυγίας
	<b>G3 GD3</b>			Για αφαίρεση υπερουλικής, υποουλικής και μεσοδόντιας τρυγίας
	<b>G4 GD4</b>			Για αφαίρεση όλης της υπερουλικής τρυγίας
	<b>G5 GD5</b>			Για αφαίρεση υπερουλικής και αυχενικής τρυγίας
	<b>G6 GD6</b>			Για αφαίρεση μεγάλων εναποθέσεων υπερουλικής τρυγίας
<b>ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΟΥΛΙΚΗΣ ΤΡΥΓΙΑΣ</b>	<b>P1 PD1</b>			Για αφαίρεση υποουλικής τρυγίας
	<b>P3 PD3</b>			Για αφαίρεση υποουλικής και βαθειά εντοπισμένης τρυγίας
	<b>P3D PD3D</b>			Χρήση για επιπέδωση της ριζικής επιφάνειας κατά τη χειρουργική του περιοδοντίου με κρημνό
	<b>P4 PD4</b>			Για αφαίρεση υποουλικής τρυγίας
<b>ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ</b>	<b>E1 ED1</b>		 120°	120° γωνιώδης συγκρατητήρας για U ρίνες με διάμετρο στελέχους 0,8mm με συνήθη χρήση για καθαρισμό του ριζικού σωλήνα σε πρόσθια δόντια και αφαίρεση των υπολειμμάτων του
	<b>E2 ED2</b>		 95°	95° γωνιώδης συγκρατητήρας για U ρίνες με διάμετρο στελέχους 0,8mm με συνήθη χρήση για καθαρισμό των ριζικών σωλήνων γομφίων και αφαίρεση των υπολειμμάτων τους
	<b>E3 ED3</b>			Μετά τον καθαρισμό του ριζικού σωλήνα, ο μηχανισμός και η θερμαντική ενέργεια της δόνησης του υπερήχου χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της πλάγιας συμπίκνωσης κατά την έκφραξη του ριζικού σωλήνα
	<b>P4D PD4D</b>			Εργαλείο με επίστρωση διαμαντιού (40 μm) για διάνοξη των στομιών των ριζικών σωλήνων. Επίσης, μπορεί να αφαιρέσει τις ενασβεστιώσεις που εντοπίζονται στο μυλικό τριτημώριο του ριζικού σωλήνα
	<b>E3D ED3D</b>			Εργαλείο με επίστρωση διαμαντιού (40 μm) για διεύρυνση του ριζικού σωλήνα με σκοπό την πρόσβαση σε σπασμένες ρίνες μέσα σε αυτόν
<b>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>SB1 SBD1</b>			Σφαιρικό άκρο από διαμάντι για παρασκευή της μαστικής επιφάνειας και του αυχένα του τερηδονισμένου δοντιού
	<b>SB2 SBD2</b>			Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι για παρασκευή της εγγύς όμορης επιφάνειας χωρίς ζημιά του διπλανού δοντιού
	<b>SB3 SBD3</b>			Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι για παρασκευή της άπω όμορης επιφάνειας χωρίς ζημιά του διπλανού δοντιού
	<b>SBL SBDL</b>			Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι. Σχεδιασμένο στις 45° προς τα αριστερά. Σας επιτρέπει να καθαρίσετε το τερηδονισμένο δόντι χωρίς να κάνετε ζημιά στο διπλανό
	<b>SBR SBDR</b>			Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι. Σχεδιασμένο στις 45° προς τα δεξιά. Σας επιτρέπει να καθαρίσετε το τερηδονισμένο δόντι χωρίς να κάνετε ζημιά στο διπλανό
<b>A1 Συμβατό με Amdent</b>			Χρήση για την απομάκρυνση της βακτηριακής πλάκας, υπερουλικά και υποουλικά	

\* Ξέστρα συμβατά με τις χειρολαβές των WOODPECKER® και EMS® πιεζο-συσκευών υπερήχων

\*\* Ξέστρα συμβατά με τις χειρολαβές των DTE® και SATELEC® πιεζο-συσκευών υπερήχων

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

18,00 €

**ΝΙΤΙ U-Files****Ρίνες υπερήχων, νικελίου – τιτανίου, τύπου Κ.**

Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του ριζικού σωλήνα.  
Έχουν εξαιρετική αντοχή και δεν σπάνε εύκολα.

**Μήκος:** 32,5 mm

**Διαστάσεις λαβής:** 0,57x0,57 mm

**Μεγέθη:** 15, 20, 25, 30, 35, 40

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ****7,42 €**

6 τεμάχια σε κάθε μέγεθος

**DTE®****LUX.E****Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED.**

- Η μπαταρία της αντικαθίσταται.
- Έχει 4 επιλογές χρόνου εργασίας: 5, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα.
- Έχει 3 επιλογές απόδοσης της έντασης του φωτός: μέγιστη, σταδιακά αυξανόμενη (Ramp), παλμική.
- Ένταση φωτός: 850- 1.000 mW/cm<sup>2</sup>
- Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 400 φορές συνεχώς, σε χρόνο εργασίας 10 δευτερολέπτων.

**Είσοδος:** AC 100V-240V, 50 Hz/60 Hz

**Καθαρό βάρος:** 147 g

**Διαστάσεις:** 40 mm x 50 mm x 260 mm



## Twist

Περιστροφικά εργαλεία λείανσης και στίλβωσης, με ευλύγιστα φύλλα.

- Ένα εργαλείο για όλες τις οδοντικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή
- Μειωμένη παραγωγή θερμότητας
- Απόδοση λαμπερής στίλβωσης
- Διατήρηση της επιφανειακής δομής



### Diacomp® Plus Twist

**2 βημάτων σύστημα στίλβωσης για υψηλή στιλπνότητα σε όλα τα ρητινώδη υλικά.**

Ø 10 mm **55,00 €**

**Συσκευασία:** Set RA 343

Περιλαμβάνει:

6 τεμάχια: 3 x DT-DCP10m (προστίλβωση)  
3 x DT-DCP10f (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

No. Είδους: 9087



Ø 14 mm **60,00 €**

**Συσκευασία:** Set RA 342

Περιλαμβάνει:

6 τεμάχια: 3 x DT-DCP14m (προστίλβωση)  
3 x DT-DCP14f (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

No. Είδους: 9086



### Diapol® Twist

**3 βημάτων σύστημα στίλβωσης για όλες τις πορσελάνες. Έχει αδαμαντόκοκκο για υψηλότερη αποτελεσματικότητα.**

Ø 14 mm **60,00 €**

**Συσκευασία:** Set RA 306

Περιλαμβάνει:

6 τεμάχια: 2x DT-W14Dg (λείανση)  
2x DT-W14Dmf (προστίλβωση)  
2x DT-W14D (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

No. Είδους: 9088



### Diapro® Twist

**Δύο βημάτων σύστημα στίλβωσης για πυριτιούχα κεραμικά. Έχουν αδαμαντόκοκκο για υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Η στίλβωση που αποδίδει ταιριάζει σε αυτήν του glaze.**

Ø 14 mm **60,00 €**

**Συσκευασία:** Set RA 363

Περιλαμβάνει:

6 τεμάχια: 3x DT-W14DPmf (προστίλβωση)  
3x DT-W14DP (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

No. Είδους: 9092



## Diacera

Στιλβωτικά για οξείδιο του ζirkονίου και οξείδιο του αργιλίου.

- Ιδιαίτερα κατάλληλα για ολικής κάλυψης αποκαταστάσεις ζirkονίας
- Υψηλή συγκέντρωση διαμαντιού για περισσότερη αποδοτικότητα
- Καθιστούν το glazing μη απαραίτητο
- Διατίθενται σε δύο αδρότητες:
  - **μεσαίου κόκκου** για προστίλβωση και
  - **λεπτόκοκκα** για στίλβωση υψηλής πυκνότητας



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Set RA 322.

Περιλαμβάνει 8 τεμάχια.

(2 αδρόκοκκα *Diasynth Plus RA* για διαμόρφωση, 3 *Diacera RA* μεσαίου κόκκου για προστίλβωση και 3 *Diacera RA* λεπτόκοκκα για στίλβωση).

62,00 €

#### Diacera Twist Set RA 323.

Περιλαμβάνει 6 τεμάχια Twist.

(3 *Twist* μεσαίου κόκκου για προστίλβωση και 3 *Twist* λεπτόκοκκα για στίλβωση).

60,00 €



## Composoft

Στιλβωτικά για αποκαταστάσεις σύνθετων ρητινών.

- Για λείανση, προ-στίλβωση και στίλβωση σύνθετων ρητινών
- Έχουν κόκκο οξειδίου του αργιλίου
- Διατίθενται σε 3 αδρότητες: αδρόκοκκα για λείανση, μεσαίου κόκκου για προστίλβωση και λεπτόκοκκα για στίλβωση.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

15,00 €

#### Set RA 129.

Περιλαμβάνει 9 τεμάχια.

(3 λείανσης, 3 προστίλβωσης και 3 στίλβωσης).



## Στιλβωτικά για Ρητινώδη Υλικά

### EVE ECOCOMP

Μακράς διάρκειας και οικονομικά προστιλβωτικά και στιλβωτικά για λείανση ρητινωδών υλικών και για καθαρισμό και στίλβωση φυσικών δοντιών.

RPM: 7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>, μεγ. 20.000 min<sup>-1</sup>



Αδρότητα: μεσαία



Αδρότητα: λεπτόκοκκα

4+1  
ΔΩΡΟ



Είδος:	EC7m	EC6m	EC7f	EC6f
Διαστάσεις (mm):	5x10	10x0,7	5x10	10x0,7
Τιμή τεμαχίου:	<b>1,59 €</b>	<b>1,59 €</b>	<b>1,59 €</b>	<b>1,59 €</b>

### EVE SINGLESTEP



Στιλβωτικά διαμαντιού που επιτρέπουν την απλή στίλβωση σύνθετων ρητινών σε μόλις ένα βήμα.

RPM: 7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>

Αδρότητα: λεπτόκοκκα

4+1  
ΔΩΡΟ



Είδος:	SP2kD	SP6D
Διαστάσεις (mm):	3x6	10x0,7
Τιμή τεμαχίου:	<b>4,63 €</b>	<b>4,63 €</b>

### EVE DIACOMP PLUS



Στιλβωτικά διαμαντιού για λείανση και στίλβωση υψηλής στιλπνότητας όλων των ρητινωδών υλικών, των composites και των υαλοϊονομερών. Ιδιαίτερα κατάλληλα για την νέα γενιά των υβριδικών σύνθετων ρητινών υψηλής ενίσχυσης.

#### Σετ RA 341

DCP-W11m, DCP1m, DCP2m, DCP3m, DCP-W11f, DCP1f, DCP2f, DCP3f



#### Για Λείανση

RPM: 3.000 – 8.000 min<sup>-1</sup>,  
μεγ. 20.000 min<sup>-1</sup>

Αδρότητα: μεσαία



Είδος:	DCP1m	DCP3m	DCP-W2Bm
Διαστάσεις (mm):	4x10	6x7,5	5x10
Τιμή τεμαχίου:	<b>8,27 €</b>	<b>8,27 €</b>	<b>8,27 €</b>

4+1  
ΔΩΡΟ

#### Για Στίλβωση Υψηλής Στιλπνότητας

Αδρότητα: λεπτόκοκκα



Είδος:	DCP1f	DCP3f	DCP-W2Bf
Διαστάσεις (mm):	4x10	6x7,5	5x10
Τιμή τεμαχίου:	<b>8,27 €</b>	<b>8,27 €</b>	<b>8,27 €</b>

## Δίσκοι Φινιρίσματος για Σύνθετες Ρητίνες

### Flexi-D

Σύστημα εύκαμπτων δίσκων για φινιρίσμα και στίλβωση εμφράξεων από σύνθετες ρητίνες.

Εύκαμπτοι δίσκοι στίλβωσης που είναι επιστρωμένοι στη μία τους πλευρά με οξείδιο του αργιλίου. Έχουν μαντρέλ από ανοξείδωτο ατσάλι. Δεν απαιτούν χημική διαδικασία. Είναι μιας χρήσεως.

Διατίθενται σε 4 αδρότητες, χρωματικά κωδικοποιημένες:

**Μπλε:** 1ο βήμα/Μείωση

**Κόκκινο:** 2ο βήμα/Λείανση

**Κίτρινο:** 3ο βήμα/Στίλβωση

**Άσπρο:** 4ο βήμα/Υψηλή στιλννότητα

**Συσκ:** 100 τεμάχια

**Συν. RPM:** 7.000-10.000 min<sup>-1</sup>

**Μεγ. RPM:** 20.000 min<sup>-1</sup>



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

##### ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει 25 δίσκους από κάθε αδρότητα κι ένα μαντρέλ. Διατίθεται σε:

**40,00 €**

Flexi-D (10 mm): 16325P100

Flexi-D (14 mm): 16315P100



Είδος:	FD-10g	FD-10m	FD-10f	FD-10sf	95RA
Διαστάσεις (mm):	10 x 0,21	10 x 0,17	10 x 0,14	10 x 0,11	1 τεμάχιο
Τιμή 100 τεμαχίων:	<b>42,52 €</b>	<b>42,52 €</b>	<b>42,52 €</b>	<b>42,52 €</b>	<b>3,00 €</b>



Είδος:	FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf
Διαστάσεις (mm):	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11
Τιμή 100 τεμαχίων:	<b>42,52 €</b>	<b>42,52 €</b>	<b>42,52 €</b>	<b>42,52 €</b>

## Ταινίες Φινιρίσματος & Στίλβωσης

### EVE Flexistripes, Οξείδιο του αργιλίου

Ταινίες φινιρίσματος και στίλβωσης.

Οι ταινίες είναι φτιαγμένες από πολύ εύκαμπτο πολυεστέρα και έχουν επικάλυψη στη μία πλευρά τους με οξείδιο του αργιλίου.

λεπτόκοκκη (20μ)

εξαιρετικά λεπτόκοκκη (7μ)




Είδος:	FS-20/7
Διαστάσεις (mm):	4 x 150
Πάχος (mm):	0,14/0,11
Τιμή 50 τεμαχίων:	<b>22,48 €</b>

**Διαμάντια τροχίσματος**

**4+1**  
**ΔΩΡΟ**

**D.368**




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	3,5	3,5	3,5	4,5	5,0	5,0	5,0
FG		806 314 257 524...	D.368._FG	010	014	016	018	020	021	023
		806 314 257 494...	D.368._UF.FG	010	014		018			
		806 314 257 504...	D.368._C.FG	010	014	016	018	020	021	023
		806 314 257 514...	D.368._F.FG	010	014	016	018	020	021	023
		806 314 257 534...	D.368._G.FG	010		016	018	020	021	023
		806 314 257 544...	D.368._SG.FG	010		016	018	020	021	023

Μπουμπούκι με μικρό άκρο

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**

**D.379**




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	2,8	3,0	3,5	3,5	4,2	4,2
FG		806 314 277 524...	D.379._FG		014	016	018	021	023
		806 314 277 504...	D.379._C.FG	012	014	016	018	021	023
		806 314 277 514...	D.379._F.FG	012	014	016	018	021	023
		806 314 277 534...	D.379._G.FG		014	016	018	021	023
		806 314 277 544...	D.379._SG.FG		014	016	018	021	023

Football

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**

**D.801**




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	035
FG		806 314 001 524...	D.801._FG					012	014	016	018	021	023	025		029	
		806 314 001 504...	D.801._C.FG					012	014	016	018	021	023	025		029	
		806 314 001 514...	D.801._F.FG	007				012	014	016	018	021	023	025		029	
		806 314 001 534...	D.801._G.FG	007		009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	035
		806 314 001 544...	D.801._SG.FG					012	014	016	018	021	023	025			

Στρογγυλό

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**

**D.801L**



Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	014	016
FG		806 314 697 524...	D.801L._FG	014	016
		806 314 697 534...	D.801L._G.FG	014	016
		806 314 697 544...	D.801L._SG.FG	014	016

Μακρύ στρογγυλό

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**



## Διαμάντια τροχίσματος

4+1

ΔΩΡΟ

### D.811




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	5,0	7,0
FG		806 314 038 524...	D.811_...FG	033	037
		806 314 038 534...	D.811_...G.FG	033	037
		806 314 038 544...	D.811_...SG.FG	033	037

Βαρέλι

**Το τεμάχιο:**  
**3,50 €**

### D.830




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
FG		806 314 238 524...	D.830_...FG	008	009	010	012	014	016
		806 314 238 504...	D.830_...C.FG			010	012		
		806 314 238 514...	D.830_...F.FG			010	012		016
		806 314 238 534...	D.830_...G.FG			010	012	014	016
		806 314 238 544...	D.830_...SG.FG			010	012	014	016

Αποσιειδές

**Το τεμάχιο:**  
**3,20 €**

### D.830L




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
FG		806 314 239 524...	D.830L_...FG	010	012	014	016	018	021
		806 314 239 514...	D.830L_...F.FG		012		016	018	
		806 314 239 534...	D.830L_...G.FG	010	012	014	016	018	021
		806 314 239 544...	D.830L_...SG.FG			014	016	018	021

Μακρά αποσιειδές

**Το τεμάχιο:**  
**3,20 €**

### D.835




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
FG		806 314 107 524...	D.835_...FG	008	009	010	012	014	016	018
		806 314 107 504...	D.835_...C.FG			010		014		
		806 314 107 514...	D.835_...F.FG			010	012	014	016	
		806 314 107 534...	D.835_...G.FG	008	009	010	012	014	016	018
		806 314 107 544...	D.835_...SG.FG	008	009	010	012	014	016	018

Κύλινδρος επίπεδου άκρου

**Το τεμάχιο:**  
**3,20 €**

### D.835KR



Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	3,0	4,0	4,0	4,0
FG		806 314 156 524...	D.835KR_...FG	008	010	012	014
		806 314 156 504...	D.835KR_...C.FG		010	012	
		806 314 156 514...	D.835KR_...F.FG	008	010	012	
		806 314 156 534...	D.835KR_...G.FG		010	012	014
		806 314 156 544...	D.835KR_...SG.FG				014


Κύλινδρος επίπεδου άκρου με αποστρωγγυλεμένη ακμή

**Το τεμάχιο:**  
**3,20 €**

## Διαμάντια τροχίσματος

4+1  
ΔΩΡΟ

## D.836KR




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	806 314 157 524...		D.836KR...FG	010	012	014	016	018
	806 314 157 514...		D.836KR...F.FG		012	014	016	018
	806 314 157 534...		D.836KR...G.FG	010	012	014	016	018
	806 314 157 544...		D.836KR...SG.FG	010	012	014	016	

Το τεμάχιο:

3,20 €

Κύλινδρος επίπεδου άκρου με αποστραγγιλεμένη ακμή

## D.837




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	806 314 111 524...		D.837...FG	010	012	014	016	018
	806 314 111 504...		D.837...C.FG	010				
	806 314 111 514...		D.837...F.FG	010	012	014		
	806 314 111 534...		D.837...G.FG	010	012	014	016	018
	806 314 111 544...		D.837...SG.FG	010	012	014	016	018

Το τεμάχιο:

3,20 €

Κύλινδρος επίπεδου άκρου

## D.837KR




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	8,0	8,0	8,0
FG	806 314 158 524...		D.837KR...FG	012	014	016
	806 314 158 514...		D.837KR...F.FG	012	014	016
	806 314 158 534...		D.837KR...G.FG	012	014	016
	806 314 158 544...		D.837KR...SG.FG	012	014	016

Το τεμάχιο:

3,20 €

Κύλινδρος επίπεδου άκρου με αποστραγγιλεμένη ακμή

## D.837L




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	806 314 112 524...		D.837L...FG	010	012	014	016	018
	806 314 112 534...		D.837L...G.FG		012	014		018
			D.837L...SG.FG		012			

Το τεμάχιο:

3,20 €

Μακρύς κύλινδρος

## D.848



Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	806 314 173 524...		D.848...FG	012	014	016	018	023
	806 314 173 504...		D.848...C.FG		014	016		
	806 314 173 514...		D.848...F.FG		014	016	018	
	806 314 173 534...		D.848...G.FG	012	014	016	018	
	806 314 173 544...		D.848...SG.FG		014	016	018	023

Το τεμάχιο:

3,20 €

Κώνος επίπεδου άκρου

## Διαμάντια τροχίσματος

4+1  
ΔΩΡΟ

## D.848L




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	11,5	11,5	11,5
FG		806.314.174.524...	D.848L...FG		016	018
		806 314 174 534...	D.848L...G.FG	014	016	018
		806 314 174 544...	D.848L...SG.FG	014	016	018

Κώνος επίπεδου άκρου

Το τεμάχιο:  
3,20 €

## D.850




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG		806 314 199 524...	D.850...FG	010	012	014	016	018	023
		806 314 199 504...	D.850...C.FG	010	012	014	016	018	
		806 314 199 514...	D.850...F.FG	010	012	014	016	018	023
		806 314 199 534...	D.850...G.FG	010	012	014	016	018	023
		806 314 199 544...	D.850...SG.FG	010		014	016	018	023

Κώνος αποστρωγγιζέμενου άκρου

Το τεμάχιο:  
3,20 €

## D.856




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG		806 314 198 524...	D.856...FG	012	014	016	018	021	023	025
		806 314 198 504...	D.856...C.FG			016				
		806 314 198 514...	D.856...F.FG			016	018		023	
		806 314 198 534...	D.856...G.FG	012	014	016	018	021		025
		806 314 198 544...	D.856...SG.FG	012	014	016	018	021		025

Κώνος αποστρωγγιζέμενου άκρου

Το τεμάχιο:  
3,20 €

## D.856L




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	9,0	9,0	9,0	
FG		806 314 199 524..	D.856L...FG		014	016	018
		806 314 199 534..	D.856L...G.FG	010	014	016	018
		806 314 199 544..	D.856L...SG.FG		014	016	

Μακρής κώνος αποστρωγγιζέμενου άκρου

Το τεμάχιο:  
3,20 €

## D.859



Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG		806 314 166 524...	D.859...FG	010	012	014	016	018
		806 314 166 504...	D.859...C.FG	010	012	014	016	018
		806 314 166 514...	D.859...F.FG	010	012	014	016	018
		806 314 166 534...	D.859...G.FG	010	012	014	016	018


Κώνος αιχμηρού άκρου

Το τεμάχιο:  
3,20 €

**Διαμάντια τροχίσματος**

**4+1**  
**ΔΩΡΟ**

**D.863**




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG		806 314 250 524...	D.863._FG						
		806 314 250 504...	D.863._C.FG	012	014	016	018	023	
		806 314 250 514...	D.863._F.FG	010	012	014	016		
		806 314 250 534...	D.863._G.FG	010	012	014	016		
		806 314 250 544...	D.863._SG.FG	012	014	016			

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**

Φλόγα

**D.878**




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG		806 314 289 524...	D.878._FG	008	010	012	014	016
		806 314 289 514...	D.878._F.FG	008	010	012	014	016
		806 314 289 534...	D.878._G.FG		010	012	014	016
		806 314 289 544...	D.878._SG.FG		010	012	014	016

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**

Κυλινδρική τροχήλη

**D.879**




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG		806 314 290 524...	D.879._FG	010	012	014	016	018
		806 314 290 504...	D.879._C.FG		012	014	016	
		806 314 290 514...	D.879._F.FG	010	012	014	016	
		806 314 290 534...	D.879._G.FG	010	012	014	016	018
		806 314 290 544...	D.879._SG.FG	012	014	016	018	

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**

Κυλινδρική τροχήλη

**D.881**




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	8,0	8,0	8,0	8,0
FG		806 314 141 524...	D.881._FG	010	012	014	016
		806 314 141 514...	D.881._F.FG	010	012	014	016
		806 314 141 534...	D.881._G.FG	010	012	014	016
		806 314 141 544...	D.881._SG.FG	010	012	014	016

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**

Κύλινδρος αποστρωγγιζμένου άκρου

**D.882**



Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός	10,0	10,0	10,0
FG		806 314 142 524...	D.882._FG	012	014	016
		806 314 142 504...	D.882._C.FG		014	
		806 314 142 514...	D.882._F.FG	012	014	016
		806 314 142 534...	D.882._G.FG	012	014	016
		806 314 142 544...	D.882._SG.FG	012	014	016

Το τεμάχιο:  
**3,20 €**


Κύλινδρος αποστρωγγιζμένου άκρου

## Φρέζες Carbide

4+1

ΔΩΡΟ

## C.1




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός														
FG	500 314 001 001...		C.1._FG	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027

Στρογγυλί

Το τεμάχιο:  
3,60 €

## C.1S




Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός														
FG	500 314 001 003...		C.1S._FG	008	010	012	014	016	018	021	023						
RA	500 204 001 003...		C.1S._RA		010	012	014	016	018	021	023	025	027				

Στρογγυλί

Το τεμάχιο:  
4,00 €

## C.1SXM



Τύπος	L mm	ISO	Κωδικός										
RA	500 204 001 190...		C.1SXM._RA	010	012	014	016	018	021	023	027		

Στρογγυλί οδοντωτή

Το τεμάχιο:  
4,50 €

## IS 3600

### Ενδοστοματική συσκευή σάρωσης.

Το ενδοστοματικό scanner IS 3600 σας εξοπλίζει με εξοπλισμένη σάρωση, είτε το ιατρείο σας εστιάζει σε προσθετικές αποκαταστάσεις είτε σε εμφυτεύματα ή ορθοδοντική.

Το IS 3600 προσαρμόζεται στις ανάγκες σας κάνοντας τη λήψη του ψηφιακού αποτυπώματος, εύκολη και γρήγορη.


Με υψηλή ταχύτητα, δισαισθητική και ακριβή σάρωση, έχετε πλέον τη δύναμη να δημιουργήσετε ζωντανές πλήρως υψηλής ευκρίνειας 3D εικόνες που σας βοηθούν στην επίτευξη εξαιρετικών κλινικών αποτελεσμάτων.

**Εγγύηση:** 2 έτη




#### **Ακρίβεια στα δάκτυλά σας.**

Το IS 3600 προσφέρει κλινικές εικόνες υψηλής ακρίβειας διευκολύνοντας τα ακριβή κλινικά αποτελέσματα.



#### **Καμία σταθερή απόσταση.**

Το ευρύ μήκος εστίασης, σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τρόπο σάρωσης. Μπορείτε να κινείστε γύρω από ένα δόντι, από πάνω του ή να εστιάζετε σε αυτό.



#### **Λιγότερος χρόνος του ασθενή στην οδοντιατρική έδρα.**

Η συνεχόμενη, υψηλής ταχύτητας σάρωση μειώνει το χρόνο του ασθενή στην έδρα.



#### **Γρήγορη και απλή σάρωση δύο τόξων.**


Σαρώστε ολόκληρο το τόξο σε μια συνεχή κίνηση, χωρίς να γίνεται επίπονο για σας και με άνεση για τον ασθενή.


**Έξυπνο σύστημα αντιστοίχισης.**

Με σάρωση χωρίς πρωτόκολλο, μπορείτε να αρχίσετε, να σταματήσετε ή να ξανασαρώσετε από οπουδήποτε στο στόμα.


**Εκπληκτικές, πλήρως υψηλής ευκρίνειας 3D εικόνες.**

Ενισχυμένη ποιότητα εικόνας και ζωντανό χρώμα, κατοπτρίζουν καλύτερα την ενδοστοματική κατάσταση και σας βοηθούν στην επικοινωνία με τους ασθενείς σας, στο εργαστήριο και τις παραπομπές.


**Άκρο με πλάγιο προσανατολισμό.**

Ένα καινοτόμο άκρο με πλάγιο προσανατολισμό κάνει πολύ ευκολότερη τη σάρωση γλωσσικά, παρειικά και άπω. Τα εναλλάξιμα άκρα είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και επαναχρησιμοποιήσιμα.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Υψηλής ταχύτητας, συνεχής σάρωση προσφέρει μια εξαιρετικά γρήγορη, απλή, ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία στον χρήστη.
- Έξυπνο Σύστημα Αντιστοίχισης σας επιτρέπει να συμπληρώσετε ελεύθερα οποιοδήποτε χαμένο αρχείο, σε οποιαδήποτε περιοχή.
- Το ιστορικό αρχείων σάρωσης σας επιτρέπει να αφαιρείτε οποιαδήποτε περίσσεια σαρωμένου ιστού για ένα πιο ραφιναρισμένο τελικό ψηφιακό αποτύπωμα.
- Διευκολύνει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, με ροές εργασίας αφιερωμένες σε αποκαταστάσεις, ορθοδοντική κι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
- Μια διαισθητική, κατευθυνόμενη βήμα προς βήμα, διεπιφάνεια χρήστη βοηθά στην απλοποίηση της μετάβασης σε μια ψηφιακή ροή εργασίας.
- Εναλλάξιμα άκρα διατίθενται σε τρεις τύπους, συμπεριλαμβανομένου του κοντύτερου αποστειρώσιμου στο αυτόκαυστο άκρου της βιομπχανίας, για ιδανική εργονομία. Τα άκρα αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο έως 60 φορές.
- Ακριβής, πλήρως υψηλής ευκρίνειας 3D έγχρωμη σάρωση προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας.
- Ανοικτό σύστημα σάρωσης, προσφέρει ιδανική ευελιξία χάρη στις ανοικτές εξόδους αρχείων .STL και .PLY.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Τεχνολογίας σάρωσης:</b>	Συνεχής σάρωση
<b>Τεχνολογία σένσορα:</b>	1/2 ίντσας CMOS
<b>Φωτισμός:</b>	LED, Κεχριμπάρι, Μπλε, Πράσινο
<b>Οπτικό πεδίο:</b>	13x13 mm
<b>Βάθος πεδίου:</b>	-2 έως +12 mm
<b>Ταχύτητα σάρωσης:</b>	< 5 λεπτά για ολόκληρα τόξα και σύγκλιση
<b>Αντιθαμβωτική τεχνολογία:</b>	Ενεργά θερμαινόμενο άκρο, εγγυάται αντιθαμβωτική λειτουργία, ενδοστοματικά
<b>Μήκος καλωδίου:</b>	2,7 m (1,8 m + 0,9 m)
<b>Ψηφιακή σύνδεση:</b>	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
<b>Διαστάσεις χωρίς καλώδιο:</b>	220 x 38 x 58 mm για κανονικό και πλάγιο άκρο
<b>Βάρος χειρολαβής:</b>	295 g, 325 g με το πλαϊνό άκρο
<b>Ενεργειακό κουτί:</b>	75 x 21 x 21 mm
<b>Είσοδος/Εξοδος:</b>	(12V 2A/12V 2A)
<b>Αντάπτορας:</b>	100-240V ~50/60 Hz
<b>Είσοδος/Εξοδος:</b>	(600 mA / 12.0V 2.0A)
<b>Τύποι αρχείου εξαγωγής:</b>	.STL, .PLY, .UDX και DICOM



## ΜΙΑ συσκευή σάρωσης, ΤΡΕΙΣ ροές εργασίας

### ● ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σάρωσης ως αυτόνομη λύση και στείλτε σαρώσεις στο εργαστήριο της επιλογής σας ή ενσωματωθείτε στη σειρά λύσεων CS, CAD/CAM αποκαταστάσεων.

- Ελαχιστοποιεί τον χρόνο σάρωσης στο στόμα του ασθενή, με σάρωση τεταρτημορίου
- Αυτοματοποιημένη 3D γραμμή ορίων προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια
- Το λογισμικό αποκαταστάσεων CS σας επιτρέπει να σχεδιάζετε αποκαταστάσεις στο οδοντιατρείο
- Ανοικτά αρχεία .STL και .PLY σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το σχεδιαστικό λογισμικό τρίτων




### ● ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

### ● ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μια ροή εργασίας σχεδιασμένη ειδικά για σάρωση επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων, υποστηριγμένων κολοβωμάτων και σωμάτων σάρωσης.

- Ελαχιστοποιεί τη σύγχυση και μειώνει τις καμπύλες εκμάθησης, με διαισθητικό λογισμικό που σας καθοδηγεί σε όλη τη διαδικασία σάρωσης
- Απλοποιεί τη λήψη και την επεξεργασία της εικόνας και προσφέρει μέγιστη άνεση στον ασθενή με το έξυπνο εργαλείο κοπής - αφαιρούνται μόνο οι περιοχές που απαιτούν σάρωση ξανά
- Βρίσκει την εικόνα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας με προβολή χωριστής οθόνης, για να διεξαχθεί μια δίπλα-δίπλα σύγκριση των ψηφιακών αποτυπωμάτων, με και χωρίς τα σώματα/κολοβώματα σάρωσης στη θέση τους
- Είναι συμβατό με ανοικτά συστήματα σχεδιασμού εμφυτευμάτων και λογισμικά χειρουργικών ναρθήκων



### ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του CS 3600 καθιστά απλή και ξεκάθαρη την ανταλλαγή αρχείων με το εργαστήριο επιλογής σας, για καλύτερη επικοινωνία και γρηγορότερη εργασία

- Ταυτοποιεί οριακές γραμμές, σημεία επαφής και υποσκαφές σε 3D εικόνες υψηλής ευκρίνειας, πριν σταλούν στο εργαστήριο
- Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το 3D εργαλείο οριακών γραμμών
- Αρχεία .STL και .PLY εύκολα διαμοιραζόμενα με οποιοδήποτε εργαστήριο δέχεται ψηφιακά αποτυπώματα
- Μεταφέρει αρχεία μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής πύλης για γρηγορότερη διαδικασία

## IS 3800

### Ασύρματη και ταχύτατη ενδοστοματική συσκευή σάρωσης.

- Υψηλής απόδοσης ασύρματο ενδοστοματικό σκάνερ για ιδανική ευκινησία.
- Ένα από τα ελαφρύτερα και πιο συμπαγή ενδοστοματικά σκάνερ της αγοράς.
- Γρήγορη και ομαλή σάρωση χάρη στο μεγάλο και βαθύ οπτικό πεδίο.
- Άψογη σχεδίαση από το Studio F. A. Porsche που συνδυάζει την κομψότητα με τη μέγιστη λειτουργικότητα και εργονομία.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

##### Ταχύτητα και Ακρίβεια



###### Υπερ-ταχεία σάρωση

Με αποδεδειγμένο χρόνο σάρωσης 25 δευτερολέπτων για ένα τόξο, η ταχύτητα λήψης του IS 3800 απελευθερώνει περισσότερο χρόνο για να εσιτιάσετε στους ασθενείς σας.



###### Μια πιο ομαλή εμπειρία σάρωσης

Το διευρυμένο 16 x 14 mm οπτικό πεδίο του IS 3800 και το σημαντικά ευρύτερο βάθος πεδίου 21 mm, συλλαμβάνουν τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε, ακόμα και σε μεσοδόντια διαστήματα και υποουλικά όρια.

##### Άνεση κι ευκολία στη χρήση



###### Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές

Ζυγίζοντας μόνο 240 γραμμάρια, το IS 3800 είναι ένα από τα ελαφρύτερα και πιο συμπαγή ενδοστοματικά σκάνερ της αγοράς.



###### Δυναμικός έλεγχος χειρολαβής

Δύο κουμπιά σας επιτρέπουν να έχετε διαισθητική πρόσβαση στις λειτουργίες του IS 3800.



###### Έλεγχος κίνησης με χειρονομία

Η χειρολαβή του σκάνερ IS 3800 έχει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα που σας επιτρέπει να προσανατολιζετε το ψηφιακό εκμαγείο στην οθόνη περιστρέφοντας απλώς το σκάνερ, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης του ποντικιού. Απλώς, μετακινείτε το χέρι σας και το εκμαγείο ακολουθεί την κίνησή του.



###### Εναλλάξιμα άκρα

Τρία στυλ άκρων προσφέρονται για να βελτιωθεί η άνεση σάρωσης. Τα άκρα μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο έως 110 φορές, μειώνοντας τα έξοδα για αναλώσιμα κι εξασφαλίζοντας σωστή αποστείρωση.



**IS 3800****Η ελευθερία του ασύρματου****Γεμάτο δύναμη**

Το σκάνερ IS 3800 προσφέρει έως 1 ώρα συνεχούς σάρωσης. Ο έξυπνος σταθμός φόρτισης, το εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας, οι προαιρετικές επιπλέον μπαταρίες και η μονάδα φόρτισης εξασφαλίζουν ότι το σκάνερ είναι πάντα έτοιμο προς χρήση.

**Σταθερή ασύρματη σύνδεση**

Αποκλειστική πρόσβαση WiFi από σημείο σε σημείο εξασφαλίζει μια δυνατή και σταθερή μετάδοση, για μια συνεχή και αποτελεσματική διαδικασία σάρωσης. Απλά τοποθετείτε το WiFi dongle και πατάτε το κουμπί για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Τόσο απλά!





### CS ScanFlow

Η νεότερη έκδοση του λογισμικού απόκτησης CS ScanFlow προσφέρει απεριόριστη ευελιξία, δυνατότητα κλιμάκωσης και ικανότητα ροής εργασίας.

Κατά την απλή διαδικασία, μόλις έχετε μια βάση σάρωσης, μπορείτε να επιδώσετε οποιαδήποτε ροή εργασίας επιθυμείτε. Σας επιτρέπει να αλλάξετε σε διαφορετικές κλινικές ενδείξεις ή θεραπείες στον ασθενή σας. Η διαδικασία αυτή σας διατηρεί στην πορεία σας οδηγώντας σας από την αρχή έως το τέλος με ενσωματωμένα μαθήματα.

### CS ScanFlow Premium

Το CS ScanFlow Premium λογισμικό προσφέρει προηγμένες ιδιότητες σάρωσης που περιλαμβάνουν:

- Λειτουργία Denture (οδοντοστοιχία) για ομαλή σάρωση νωδής γνάθου
- Ζωηρά HD 3D ψηφιακά αποτυπώματα με φωτεινότητα και ρυθμίσεις λειτουργίας χρώματος
- Μια διαδικασία σάρωσης που μπορεί να καταγραφεί και να αποθηκευτεί σε ένα MP4 format για παραπομπές ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

### CS Connect

Μια ταχύτερη και ασφαλέστερη οδός απαλλαγής πληροφοριών.

- Με ένα κλικ, εξαγωγή δεδομένων στις παραπομπές ή το επιλεγμένο εργαστήριο χρησιμοποιώντας το format εξαγωγής που προτιμάτε συμπεριλαμβανομένων των STL, PLY, OBJ, Xorder για DWOS και Dentalproject για EXOCAD.
- Εξάλειψη κόστους αποστολής, καθυστερήσεων και χειρονακτικής εργασίας και εξορθολογισμός της ροής εργασίας.
- Ενίσχυση του εργαστηρίου σας με την ελευθερία να χρησιμοποιεί το λογισμικό CAD της προτίμησής του

### CS WebViewer

Εύκολη συνεργασία και επικοινωνία με τα εργαστήρια.

Το βασισμένο σε cloud WebViewer έχει ένα νέο λευκό φόντο και βελτιώσεις απεικόνισης, για ζωντανή 3D HD ανασκόπηση εικόνας.

Εργαλεία ρύθμισης προσανατολισμού, λήψη στιγμιότυπου και εργαλεία εγγύτητας σύγκλεισης προσφέρουν προηγμένη προσαρμογή, ανασκόπηση και δυνατότητες εξαγωγής

Ενισχυμένο οικοσύστημα και σύζευξη με το Quick Connect Partners.

### Είναι περισσότερο από ένα ενδοστοματικό σκάνερ

Το IS 3800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επικοινωνίας με τους ασθενείς.

- Το σκάνερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδοστοματική κάμερα που λαμβάνει ζωντανές 2D ενδοστοματικές εικόνες - μια ιδανική έναρξη συζήτησης με τον ασθενή.
- Βίντεο εξαχθέντα από τα σύνολα δεδομένων 3D μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο επικοινωνίας με τον ασθενή.

## IS 3800

Περιεχόμενα	Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνολογία αισθητήρα	1/2.9 inch CMOS
Φωτισμός	LED: Κόκκινο, Μπλε, Πράσινο
Οπτικό πεδίο	16 x 14 mm 13 x 7 mm (άκρο οπίσθιας περιοχής)
Βάθος πεδίου	-2 έως +16 mm
Αντιθαμβωτική τεχνολογία	Μέσω ροής αέρα, εγγυημένη μη θαμβωτική λειτουργία, όταν χρησιμοποιείται ενδοστοματικά
Διαστάσεις χειρολαβής	226 x 38 x 60 mm με το κανονικό άκρο ή το πλάγιο άκρο
Μήκος καλωδίου	2.7 m (1.9 m + 0.8 m)
Βάρος	240 g (με μπαταρία)
Χειρολαβή	Είσοδος: 5V $\equiv$ 5A (με εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας) 4.2V $\equiv$ 3A (με μπαταρία)
Φορτιστής χειρολαβής	Είσοδος: 12V $\equiv$ 2.5A Έξοδος 1 (θύρα φόρτισης): 4.2V $\equiv$ 3A Έξοδος 2 (θύρα για εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας): 12V $\equiv$ 2.5A
Φορτιστής μπαταρίας	Είσοδος: 12V $\equiv$ 2.5A Έξοδος: 4.2V $\equiv$ 3A
Εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας	Μήκος: 2m
Αντάπτορας	Μοντέλο LXCP30A-120: Είσοδος: 100-240V ~ 50/60Hz, 500mA Έξοδος: 12V $\equiv$ 2.5A




**Θεραπεία ύπνου**



**Αποκαταστάσεις**



**Οδοντοστοιχίες**



**Εμφυτεύματα**

**Ορθοδοντική**



## Σύστημα εμφυτευμάτων SKY

Το 2003 ξεκίνησε η επιτυχημένη ιστορία του συστήματος εμφυτευμάτων SKY.

Μέχρι σήμερα, οδοντίατροι και οδοντοτεχνίτες απ' όλον τον κόσμο έχουν επιλέξει με σιγουριά πάνω από 1 εκατομμύριο εμφυτεύματα SKY και γύρω στα 2,5 εκατομμύρια προσθετικά μέρη του συστήματος για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία, την αισθητική και την ποιότητα ζωής του ασθενή τους.

Το γκρουπ Bredent έθεσε ένα επιπλέον ορόσημο το φθινόπωρο του 2019 με την ανάπτυξη της νέας σειράς εμφυτευμάτων copaSKY - το πρώτο εμφύτευμα τιτανίου με κωνική-παράλληλη υβριδική σύνδεση για ακόμα μεγαλύτερη χειρουργική ελευθερία με ταυτόχρονα απaráμιλλη προσθετική ακρίβεια.



## Χειρουργική κασετίνα


Μία χειρουργική κασετίνα για όλα τα εμφυτεύματα.



SKY OP-Tray  
ΚΩΔ. SKYOT10B

### Σετ αναβάθμισης για το OP-Tray OT10B

① **coraSKY σετ αναβάθμισης**  
Τρύπανα κι εργαλεία  
Κωδ. CORAUPGK



② **miniSKY σετ αναβάθμισης**  
Τρύπανα κι εργαλεία  
Κωδ. mSKYUPGK



③ **whiteSKY σετ αναβάθμισης TL**  
Εργαλεία  
Κωδ. WSKTUPGK



Επισκόπηση εμφυτευμάτων **narrow SKY** **blue SKY** **classic SKY**

narrowSKY 3.5 N



NP - Στενή πλατφόρμα

3.5 N



Μήκος 8 mm

Μήκος 10 mm

Μήκος 12 mm

Μήκος 14 mm

Μήκος 16 mm

ΚΩΔ.

nSKY3508

nSKY3510

nSKY3512

nSKY3514

nSKY3516

3.5 N



Συμπεριλαμβάνεται  
μία βίδα κάλυψης

blueSKY



RP - Κανονική πλατφόρμα

3.5



Μήκος 10 mm

Μήκος 12 mm

Μήκος 14 mm

Μήκος 16 mm

ΚΩΔ.

bSKY 3510

bSKY 3512

bSKY 3514

bSKY 3516

4.0



Μήκος 8 mm

Μήκος 10 mm

Μήκος 12 mm

Μήκος 14 mm

Μήκος 16 mm

ΚΩΔ.

bSKY4008

bSKY4010

bSKY4012

bSKY4014

bSKY4016

3.5

4.0

4.5



Συμπεριλαμβάνεται  
μία βίδα κάλυψης

SKY classic



RP - Κανονική πλατφόρμα

4.0



Μήκος 8 mm

Μήκος 10 mm

Μήκος 12 mm

Μήκος 14 mm

Μήκος 16 mm

ΚΩΔ.

kSKY4008

kSKY4010

kSKY4012

kSKY4014

kSKY4016

4.0

4.5



Συμπεριλαμβάνεται  
μία βίδα κάλυψης



Επισκόπηση εμφυτευμάτων **narrow SKY** **blue SKY** **classic SKY**

Κανονική πλατφόρμα (RP) **Στενή πλατφόρμα (NP)**

Στοιχείο	Βαθμίδα τιτανίου
	% μεγ.
N	0,05
C	0,08
H	0,0125
Fe	0,50
O	0,40
T	Υπόλοιπο
Φορτίο κάμψης	ελάχ. 800 MPa



**4.5**

ΚΩΔ.

Μήκος 8 mm bSKY4508

Μήκος 10 mm bSKY4510

Μήκος 12 mm bSKY4512

Μήκος 14 mm bSKY4514

**5.5**

ΚΩΔ.

Μήκος 8 mm bSKY5508

Μήκος 10 mm bSKY5510

Μήκος 12 mm bSKY5512

**5.5**

Συμπεριλαμβάνεται μια βίδα κάλυψης

**4.5**

ΚΩΔ.

Μήκος 8 mm kSKY4508

Μήκος 10 mm kSKY4510

Μήκος 12 mm kSKY4512

Μήκος 14 mm kSKY4514

Προσθετική **narrow SKY** **blue SKY** **classic SKY**

Επισκόπηση προσθετικής

Εγκεκριμένα προσθετικά εξαρτήματα για το narrowSKY.  
Χρώμα: ροζ χρυσό ανοδιωμένο

Προσθετικά εξαρτήματα μη κατάλληλα ή μη εγκεκριμένα για το narrowSKY

**BioHPP SKY elegance**  
Άμεση αποκατάσταση

NP SKYEES00 **110,00 €**

SKYEES15 **110,00 €**

NP SKYEEM00 **110,00 €**

SKYEEM15 **110,00 €**

SKYEEL00 **110,00 €**

**BioHPP SKY elegance**  
βάση τιτανίου

NP SKYETB00 **74,00 €**

SKYETBML **74,00 €**

**BioHPP SKY elegance**  
prefab σσετ

NP SKYEPFST **98,00 €**

**SKY uni.cone**

SKYUCGF2 **44,00 €**

SKYUCSNP **25,00 €**

SKYUCAOL **45,00 €**

SKYUCAGK **39,00 €**

SKYUCREG **45,00 €**

SKYUSCIE **45,00 €**

SKYUCPKT **45,00 €**

SKYUCPKC **55,00 €**

SKYUCPKK **25,00 €**

SKYUCPKS **95,00 €**

NP SKYUC001 **94,00 €**

SKYUC002 **94,00 €**

SKYUC003 **94,00 €**

SKYUCTLA **30,00 €**

SKYDUCLA **35,00 €**

NP SKYUC254 **130,00 €**

SKYUC255 **130,00 €**

SKYUC354 **130,00 €**

SKYUC355 **130,00 €**

**SKY fast & fixed**

SKYFFGF2 **40,00 €**

SKYFTSNP **25,00 €**

SKYFFAOL **45,00 €**

SKYFFREG **39,00 €**

SKYFFAGK **45,00 €**

SKYFSCIE **45,00 €**

SKYFFPKT **40,00 €**

SKYFFPKC **55,00 €**

SKYFFPKH **98,00 €**

SKYFFPKK **25,00 €**

SKYFTPKS **90,00 €**

NP SKYFn001 **94,00 €**

SKYFn002 **94,00 €**

SKYFn004 **94,00 €**

SKYFFTLA **30,00 €**

SKYDFFLA **35,00 €**

NP SKYFn173 **130,00 €**

SKYFn175 **130,00 €**

SKYFn354 **130,00 €**

SKYFn355 **130,00 €**

**SKY uni.fit CAD/CAM λύσεις / Εξατομικευμένα κολοβώματα**

NP SKYUSCAI **40,00 €**

SKYUSCAE **40,00 €**

SKYDIA40 **35,00 €**

SKYUFCAD **66,00 €**

SKYUFCD5 **66,00 €**

10 τεμάχια  
UFCADMOD **8,00 €**

SKYUFCSB **84,00 €**

SKYUFCTB **84,00 €**

**SKY**  
prefab τιτανίου

NP SKYPTST **74,00 €**

**SKY** χυτεύσιμο  
κολοβώμα

NP SKYnPV00 **110,00 €**

Προσθετική **narrow SKY** **blue SKY** **classic SKY**

Εργαστηριακό ανάλογο



SKY σετ επιλογής κολοβωμάτων



SKY temp



SKY άξονες αποτύπωσης



SKY esthetic εξάρτημα διαμόρφωσης ούλων



SKY esthetic κολοβώματα



SKY κολοβώματα τιτανίου



Docklocs



TiSi.snap



retention.sil



## Επισκόπηση εμφυτευμάτων **cora SKY**

### coraSKY πολύ κοντό

4.0	4.5	5.0	6.0
Μήκος	Κωδικός	Μήκος	Κωδικός
5.2 mm	cora4005	5.2 mm	cora4505
5.2 mm	cora5005	5.2 mm	cora6005

### coraSKY

3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	
Μήκος	Κωδικός	Μήκος	Κωδικός	Μήκος	Κωδικός
8 mm	cora3508	8 mm	cora4008	8 mm	cora4508
10 mm	cora3510	10 mm	cora4010	10 mm	cora4510
12 mm	cora3512	12 mm	cora4012	12 mm	cora4512
14 mm	cora3514	14 mm	cora4014	14 mm	cora4514
				8 mm	cora6008



συμπεριλαμβάνεται η βίδα κάλυψης




- Μία γεωμετρία σύνδεσης για όλες τις διαμέτρους, μειώνει τον αριθμό των προσθετικών εξαρτημάτων.
- Το Torx ως χρυσό πρότυπο για προστασία κατά της περιστροφής και της γεωμετρίας κοχλίωσης.
- Σταθερή κι αναστρέψιμη σύνδεση εμφυτεύματος-abutment για απλοποιημένη αφαίρεση της προσθετικής εργασίας.

## Επισκόπηση προσθετικών λύσεων **cora SKY**

### BioHPP coraSKY elegance κολοβώματα



### coraSKY elegance βάση τιτανίου 0°



### BioHPP coraSKY elegance prefab



### coraSKY uni.cone κολοβώματα



### SKY uni.cone prosthetic



# Επισκόπηση προσθετικών λύσεων **coraSKY**

## CAD/CAM ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

coraSKY uni.fit  
scan κολόβωμα  
ενδο- / εξωστοματικό



coraSKY prefab  
σετ τιτανίου



coraSKY uni.fit  
βάση τιτανίου



## CAD/CAM ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

coraSKY βάση τιτανίου L  
για CEREC®



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

coraSKY  
ανάλογο  
εμφυτεύματος 3D-Print



coraSKY εξάρτημα διαμόρφωσης ούλων




coraSKY άξονας αποτύπωσης  
κλειστού δισκαρίου



coraSKY άξονας  
αποτύπωσης  
ανοιχτού  
δισκαρίου



coraSKY  
X-ray  
διαφάνειες




## ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΑ

coraSKY EXSO κολοβώματα



SKY κλειστού δισκαρίου  
καλύπτρα αποτύπωσης NP



coraSKY βίδα  
κολοβώματος  
M1.6



coraSKY  
βίδα εργαστηρίου  
M1.6



coraSKY  
κολοβώματα τιτανίου



coraSKY  
κολοβώματα γέφυρας και δοκού



coraSKY  
TiSi.snar κολοβώματα




coraSKY  
Docklocs



**miniSKY για στενές ακρολοφίες**

mini<sup>1</sup> **SKY** IMPLANT SYSTEM mini<sup>2</sup> **SKY** IMPLANT SYSTEM

**mini<sup>1</sup>SKY**



Μήκος 10 mm

ΚΩΔ. m1SKYL10


Μήκος 12 mm

ΚΩΔ. m1SKYL12

Μήκος 14 mm

ΚΩΔ. m1SKYL14

**mini<sup>2</sup>SKY 2.8**



Μήκος 10 mm

ΚΩΔ. m2SKYL10

Μήκος 12 mm

ΚΩΔ. m2SKYL12

Μήκος 14 mm

ΚΩΔ. m2SKYL14

**mini<sup>2</sup>SKY 3.2**



Μήκος 8 mm

ΚΩΔ. m2SK3208

Μήκος 10 mm

ΚΩΔ. m2SK3210

Μήκος 12 mm

ΚΩΔ. m2SK3212

Μήκος 14 mm

ΚΩΔ. m2SK3214



Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας  
για να σας αποσταλλεί άμεσα  
ο κατάλογος **Εμφυτευμάτων** της **Bredent**.

## miniSKY - Επισκόπηση προσθετικής

### Προσθετική σταθεροποίηση με mini<sup>1</sup>SKY

SKY καλύπτρα από πολύτιμο μέταλλο

Μεταλλικό περίβλημα με 0-δακτύλιο

0-δακτύλιοι 6 τεμάχια

mini<sup>1</sup>SKY  
Ανάλογο  
εμφυτεύματος

SKY ενεργοποιητής της καλύπτρας από πολύτιμο μέταλλο

SKY απενεργοποιητής της καλύπτρας από πολύτιμο μέταλλο



SKYGM225

SKY-OR50

SKY-OR55

6 τεμάχια

39,00 €


19,00 €

33,00 €



m1SKYXIA

33,00 €



SKYGMMAKT

SKYGMDEA

50,00 €

45,00 €

### Προσθετική σταθεροποίηση με mini<sup>2</sup>SKY

mini<sup>2</sup>SKY retention.loc

Locator®  
Σετ εργασίας

mini<sup>2</sup>SKY  
TiSi.snap

retention.sil  
Σετ

SKY  
φρέζα οστού



m2SKYRL2

m2SKYRL4

LOCLAB20

m2SKTI02

m2SKTI04

2 σετ

580RTSET

SKY-DR41

75,00 €

75,00 €

50,00 €

75,00 €

75,00 €

99,00 €

24,00 €

mini<sup>2</sup>SKY  
Scan Κολόβωμα

mini<sup>2</sup>SKY  
Βίδα

### Προσθετική σταθεροποίηση με CAD/CAM κατασκευασμένη μπάρα επάνω σε mini<sup>2</sup>SKY



m2SKSCIE

1 τεμάχιο  
m2SKYS22

39,00 €

12,00 €

### Αποκατάσταση στενών κενών ενός δοντιού με mini<sup>2</sup>SKY

mini<sup>2</sup>SKY MD  
Κολόβωμα Τιτανίου

mini<sup>2</sup>SKY MD  
Κολόβωμα BioXS

mini<sup>2</sup>SKY  
uni.fit Κολόβωμα

Πλαστικό  
διαμόρφωσης

mini<sup>2</sup>SKY  
Scan-Κολόβωμα

mini<sup>2</sup>SKY  
Prefab Τιτάνιο



m2SKYMDT

m2SKYMDB

m2SKYUFA

1 τεμάχιο

UFCADMOD

m2SKSCIE

m2SKYPFS

52,00 €

43,00 €

66,00 €

8,00 €

39,00 €

52,00 €

### Άξονες αποτύπωσης, εργαστηριακά ανάλογα, εξαρτήματα διαμόρφωσης ούλων και βίδες για το mini<sup>2</sup>SKY

mini<sup>2</sup>SKY Άξονας  
αποτύπωσης

mini<sup>2</sup>SKY  
Ανάλογο εμφυτεύματος

mini<sup>2</sup>SKY  
Εξαρτήματα διαμόρφωσης ούλων

mini<sup>2</sup>SKY  
Βίδα

mini<sup>2</sup>SKY  
Βίδα Εργαστηρίου



m2SKYPA1

m2SKYXIA

m2SKYGF3

m2SKYGF5

1 τεμάχιο

m2SKYS22

1 τεμάχιο

m2SKYL22

39,00 €

33,00 €

30,00 €

30,00 €

12,00 €

12,00 €

## whiteSKY Tissue Line εμφυτεύματα ζirkονίας

### Ένα επίπεδο υψηλότερα

Η περαιτέρω ανάπτυξη του εμφυτεύματος ζirkονίας whiteSKY σε whiteSKY Tissue Line.

**Δύο γωνιώδεις επιφάνειες, 15° η κάθε μία**  
→ απαιτείται λιγότερη εξατομίκευση για την αποκατάσταση των γωνιωδών εμφυτευμάτων

**Προσαρμόσιμο**  
→ εάν απαιτείται

**Αύλακα**  
→ σταθεροποίηση της προσθετικής εργασίας με παγίδευση της κόλλας

**Κοίλου σχήματος διαβλεννογόνιο**  
→ χώρος για αισθητική διαμόρφωση του μαλακού ιστού

**Βελτιστοποιημένο σπείρωμα αυτο-κοκλίωσης**  
→ απαιτείται μειωμένη δύναμη για κοκλίωση κατά την τοποθέτηση.

#### Δική σας απόφαση

Έχετε την επιλογή:  
Ψηφιακή ή αναλογική ροή εργασίας.



- Προσθετική καλύπτρα (= καλύπτρα σάρωσης: ψηφιακό αποτύπωμα) για αποτελεσματική αποκατάσταση μονού δοντιού και γέφυρας



- Εργαστηριακό ανάλογο → απλοποιεί την αποκατάσταση εάν το εμφύτευμα δεν έχει εξατομικευθεί

Βελτιστοποιημένες επιφάνειες συγκόλλησης



Βελτιστοποιημένο ύψος κατασκευής (4.5 mm)  
→ απαιτείται λιγότερη εξατομίκευση

Βελτιστοποιημένη δομή επιφάνειας  
→ για προσαρμογή του μαλακού ιστού

Αδρή επιφάνεια  
→ για αξιόπιστη οστεοενσωμάτωση

Ορθογώνια προσάρτηση συνδέσμου  
→ αντιπεριστροφική συσκευή





## whiteSKY Tissue Line εμφυτεύματα ζirkονίας

3.5

4.0

4.5



L 8 mm

wSKYT3508

wSKYT4008

wSKYT4508

3.5

4.0

4.5



L 12 mm

wSKYT3512

wSKYT4012

wSKYT4512



L 10 mm

wSKYT3510

wSKYT4010

wSKYT4510



L 14 mm

wSKYT3514

wSKYT4014

wSKYT4514

## Εξαρτήματα

Καλύπτρα  
αποτύπωσης



wSKYICAP

Εργαστηριακό  
ανάλογο



wSKYLABA

Προσθετική  
καλύπτρα



wSKYPROC

Εργαλείο  
τοποθέτησης  
για γωνιακή



wSKYITCA

Εργαλείο  
τοποθέτησης  
για ρασιέτα



wSKYITTW

Αναβαθμισμένο κιτ  
whiteSKY T.L.



wSKTUPGK


**Gen-Os**



**Προσφορά**

Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες  
υλικών **OsteoBiol**

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**



Πλάγια πρόσβαση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου.

Οστικό μόσχευμα σε κόκκους, με διατηρημένο κολλαγόνο.

**Αρχικός ιστός**

Μείγμα σπογγώδους και φλοιώδους ετερόλογου οστού

**Κολλαγόνο ιστού**

Διατηρημένο

**Φυσική φόρμα**

Κόκκοι ελαφρώς ακτινοσκιεροί

**Μέγεθος κόκκου**

Στάνταρ 250-1.000 μm

**Χρόνος επανεισόδου**

4/5 μήνες, εξαρτάται όμως από τα χαρακτηριστικά της περιοχής μεταμόσχευσης

**Χαρακτηριστικά**

Φυσική αναπαραγωγή του αυτόλογου οστού, το μόσχευμα **Gen-Os** διατηρεί τα ίδια ενδογενή χαρακτηριστικά (θεμέλια ουσία και πορώδη δομή) και εμφανίζει υψηλή οστεοαγωγιμότητα. Είναι φυσικής προέλευσης και βιοσυμβατό όπως αποδεικνύεται από δοκιμασίες που έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10993 στο Università degli Studi di Torino.

Το μόσχευμα **Gen-Os** είναι απορροφήσιμο και υποστηρίζει την οστική ανάπτυξη διατηρώντας το αρχικό σχήμα και όγκο του μοσχεύματος (οστεοκαθοδήγηση). Επιπλέον, χάρη στο κολλαγόνο που περιέχει το προϊόν διευκολύνει το σχηματισμό θρόμβου και την επακόλουθη εισβολή κυττάρων επούλωσης και ανάπτυξης τα οποία μέσα από τη διαδικασία υποκατάστασης και ενσωμάτωσης του μοσχεύματος, προάγουν την ανάπτυξη του ελλείποντος οστού.

Εξαιτίας της χαρακτηριστικής “υγροσκοπικότητας”, το μοσχευματικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταφορέας για επιλεγμένα σκευάσματα και φάρμακα υγρής σύστασης.

**Κλινικές εφαρμογές**

Χειρουργική στόματος, Περιοδοντολογία, Εμφυτευματολογία.

**Χειρισμός**


Πρέπει να αναμειγνύεται με μερικές σταγόνες αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή με το αίμα του ασθενή.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

Φιαλίδιο 0,5 gr	<b>76,48 €</b>
Φιαλίδιο 1,0 gr	<b>134,27 €</b>
Φιαλίδιο 2,0 gr	<b>234,95 €</b>



Μόσχευμα σε ελλείμματα 2 τοιχωμάτων με άμεση ή μεταγενέστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος.



Ενδοοστικά ελλείμματα

**GTO®**

Έτοιμο προς χρήση, προενυδατωμένο βιοϋλικό, με ιδανική κολλώδη σύσταση.

**Διατίθεται σε σύριγγα και ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική περιοχή.**



**Χαρακτηριστικά**

Το **OsteoBiol® GTO®** είναι ένα ετερόλογο οστικό μόσχευμα. Είναι ένα μείγμα κολλαγονούχων κόκκων συμπαγούς και σπογγώδους οστού με κοκκομετρία που κυμαίνεται από 600 έως 1.000 μm, κατάλληλα αναμειγμένο με **OsteoBiol® TSV Gel** (μείγμα γέλης ετερόλογου, τύπου I και II κολλαγόνου με πολυακώρεστα λιπαρά οξέα και ένα βιοσυμβατό συνθετικό συμπολυμερές θερμοσχηματισμού ζελέ, αραιωμένο σε υδατικό διάλυμα).

**Χειρισμός**

Το **OsteoBiol® GTO®** διατίθεται σε σύριγγα και ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική περιοχή. Η παρουσία του **OsteoBiol® TSV Gel** εξασφαλίζει την ιδανικά κολλώδη σύσταση του υλικού το οποίο προσαρμόζεται εύκολα στη λήπτρια θέση και είναι εξαιρετικά σταθερό.

**Προσφορά**

Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες  
υλικών **OsteoBiol**

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

<b>Αρχικός ιστός</b>	Ετερόλογο οστικό μείγμα συμπαγούς-σπογγώδους οστού
<b>Κολλαγόνο ιστού</b>	Διατηρημένο
<b>Φυσική φόρμα</b>	Προενυδατωμένοι κόκκοι και OsteoBiol® TSV Gel
<b>Σύνθεση</b>	-80% μείγμα οστικών κόκκων -20% OsteoBiol® TSV Gel
<b>Κοκκομετρία</b>	600-1.000 μm
<b>Χρόνος επανεισόδου</b>	περίπου 5 μήνες

**Ενδείξεις**



Ανοικτή ανύψωση ιγμορείου



Ενδοοστικά ελλείμματα



Περιεμφυτευματικές βλάβες



Οριζόντια αύξηση



Αναγέννηση ακροποφίας

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**118,17 €**

Σύριγγα: 0,5 cc

**mp3**



**Προσφορά**

Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες  
υλικών **OsteoBiol**

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

Οστικό μόσχευμα σε σύριγγα. Είναι ιδανικό για τοποθέτηση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου με πλάγια πρόσβαση.

**Αρχικός ιστός**

Μείγμα ετερόλογου φλοιώδους - σπογγώδους οστού με κολλαγόνο

**Κολλαγόνο ιστού**

Περίπου 10% (GEL 0)

**Φυσική φόρμα**

Προ-ενυδατωμένοι κόκκοι και γέλη κολλαγόνου

**Μέγεθος κόκκου**

600-1.000 μm

**Χρόνος επανεισόδου**

Περίπου 5 μήνες


**Κλινικές εφαρμογές**

Χειρουργική στόματος και Εμφυτευματολογία:

- Το **mp3** λόγω του μεγέθους των κόκκων και της σύστασής του είναι ιδανικό για απευθείας τοποθέτηση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου με πλάγια πρόσβαση. Οι μεμβράνες **OsteoBiol Evolution** συνιστάται να καλύπτουν την ανδροστομία.
- Το **mp3** σε συνδυασμό με μεμβράνες **Evolution** χρησιμοποιείται επιτυχώς για τη διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας.
- Ενδείκνυται για οριζόντια αύξηση ακρολοφίας (σε ελλείμματα δύο τοιχωμάτων) σε συνδυασμό με αυτογενή μπλοκ οστού ή με το οστικό έλασμα **OsteoBiol Lamina**.

**Χειρισμός**

Είναι διαθέσιμο σε έτοιμες προς χρήση σύριγγες και τοποθετείται κατευθείαν στην περιοχή του ελλείμματος.



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

Αποστειρωμένη σύριγγα 1 cc (εξωτερική διάμ. 7mm, εσωτερική διάμ. 6mm)	<b>127,57 €</b>
3 αποστειρωμένες σύριγγες 0,5 cc (εξωτερική διάμ. 7mm, εσωτερική διάμ. 6mm)	<b>308,82 €</b>

**Apatos**



Οστικό μόσχευμα σε κόκκους, χωρίς κολλαγόνο.

**Αρχικός ιστός**

Ετερόλογο φλοιώδες και σπογγώδες οστό

**Κολλαγόνο ιστού**

Έχει αφαιρεθεί

**Φυσική φόρμα**

Ακτινοσκιερή κόκκοι ανόργανου υδροξυαπατίτη

**Μέγεθος κόκκου**

600-1.000 μm

**Χρόνος επανεισόδου**

Περίπου 5 μήνες για το Apatos ανάμεικτο.

**Κλινικές εφαρμογές**

Χειρουργική στόματος και Εμφυτευματολογία.

**Χειρισμός**

Πρέπει να αναμειγνύεται με μερικές σταγόνες αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή με το αίμα του ασθενή

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

Φιαλίδιο 0,5 gr	<b>79,21 €</b>
Φιαλίδιο 1,0 gr	<b>123,43 €</b>
Φιαλίδιο 2,0 gr	<b>234,98 €</b>

## SP-Block & Dual Block

### Οστικά μοσχεύματα - τεμάχια οστού.

- **Sp-Block:** Σπογγώδες οστό
- **Dual-Block:** Συμπαγές και σπογγώδες οστό

#### Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

#### Φυσική φόρμα

Σκληρό αποξηραμένο τεμάχιο

#### Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 8 μήνες

#### Χαρακτηριστικά

Τα **SP-Block** και **Dual-Block** ενισχύουν τη δημιουργία νέου οστού χάρη στην, κατάλληλη για οστεοκαθοδήγηση, επιφάνειά τους: λόγω της σκληρής σύστασής τους, τα blocks διατηρούν σε βάθος χρόνου τον αρχικό τους όγκο, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό σε μεγάλες αναπλάσεις. Επιπλέον, το κολλαγόνο των block διευκολύνει τη δημιουργία θρόμβου και την επακόλουθη εισβολή κυττάρων αναγέννησης και επιδιόρθωσης που θα προωθήσουν τη δημιουργία νέου οστού.

#### Ενδείξεις

Το **Sp-Block** ενδείκνυται για κάθετη αύξηση της κάτω γνάθου (5 mm το μέγιστο) με την τεχνική ενθέτου.

Το **Dual-Block** ενδείκνυται για οριζόντια αύξηση πολύ απορροφημένης άνω γνάθου. Όποια τεχνική κι αν χρησιμοποιηθεί, συστήνεται να γεμίζονται τα κενά γύρω από το block με μόσχευμα σε κόκκους, για να επιτευχθούν τα επιθυμητά: όγκος και περίγραμμα στη λήπτρια περιοχή.

#### Χειρισμός

Το **Sp-Block** και το **Dual-Block** πρέπει να εφυγραινούνται, πριν τη χρήση, για 5/10 λεπτά, με χλιαρό, αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή με αντιβιοτικά. Κατόπιν, το block μπορεί να τοποθετηθεί στη λήπτρια θέση η οποία πρέπει να έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη επαφή.

Τα blocks θα πρέπει να σταθεροποιούνται με μικροβίδες οστεοσύνθεσης και να προστατεύονται με απορροφήσιμη μεμβράνη (**Evolution**).

Σε περίπτωση κάθετης αύξησης με τεχνική ενθέτου, το **Sp-Block** θα πρέπει να σταθεροποιείται επίσης με μίνι πλάκες.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Sp-Block



BN1E / 20x10x10 mm / 1ηππειο

**155,76 €**



BN2E / 20x20x10 mm / 1ηππειο

**234,94 €**

#### Dual-Block



STS7S / 20x15x5 mm /  
Μαλακό, κοίρειο κεκαμμένο


**241,14 €**



STN5S / 20x10x5 mm /  
Κανονικό, κοίρειο κεκαμμένο

**148,97 €**

## Putty



### Προσφορά

Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες  
υλικών **OsteoBiol**

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

Οστικό μόσχευμα σε μορφή πάστας ζυμώδους σύστασης.

#### Ιστός πρόελευσης

Μείγμα συμπαγούς και σπογγώδους ετερόλογου οστού

#### Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

#### Φυσική φόρμα

Οστική πάστα ζυμώδους σύστασης αποτελούμενη από γέλη κολλαγόνου, εμπλουτισμένου κατά 80% από κόκκους οστικού μείγματος

#### Μέγεθος κόκκου

≤ 300 μm

#### Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 4 μήνες

#### Χειρισμός

Το υλικό τοποθετείται και εφαρμόζεται στη μορφολογία της βλάβης χωρίς συμπίεση. Κάθε ανυποστήρικτο και ασταθές υπόλειμμα μόσχευματος πρέπει να απομακρύνεται πριν τη συρραφή των μαλακών ιστών.


#### Κλινικές εφαρμογές

**Εμφυτευματολογία:** Ευέλικτο οστικό μόσχευμα για τη διατήρηση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας και σε άμεσα, μετά την εξαγωγή, εμφυτεύματα για πλήρωση του περιεμφυτευματικού χώρου. Ιδανικό για τη θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας και διάσχισης της φατνιακής ακρολοφίας. Στην κλειστή ανύψωση ιγμορείου, το Putty μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το **Gen-Os** (1 μέρος Putty, 3 μέρη Gen-Os) για ευκολότερη τοποθέτηση. Γναθοχειρουργική: Ιδανικό για την πλήρωση των μετεξακτικών φατνίων, σε κοκκιώματα και οδοντογενείς κύστεις.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1 σύριγγα 0,5 cc (1 gr)	<b>96,67 €</b>
3 σύριγγες 0,5 cc (3 gr)	<b>278,77 €</b>
3 σύριγγες 0,25 cc (1,5 gr). Ιδανικές για πλήρωση του περιεμφυτευματικού χώρου σε άμεσα εμφυτεύματα	<b>190,53 €</b>

## Gel 40



Οστικό μόσχευμα λεπτόκοκκο, σε σύριγγα.

**Ιδανικό για Περιοδοντολογία.**

#### Αρχικός ιστός

Μείγμα ετερόλογου σπογγώδους και φλοιώδους οστού

#### Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

#### Φυσική φόρμα

Γέλη κολλαγόνου ενισχυμένη με 60% μείγμα οστού

#### Μέγεθος κόκκου

Λεπτό ≤ 300 μm

#### Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 4 μήνες

#### Κλινικές εφαρμογές

Οι εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού του **Gel 40** το καθιστούν ιδανικό για κλειστή ανύψωση ιγμορείου, για αποκατάσταση βαθιών και στενών περιεμφυτευματικών ελαττωμάτων, ενδοοστικών ελαττωμάτων τριών τοιχωμάτων και - σε συνδυασμό με μεμβράνες **Evolution** - ουλικών υφιστάσεων.

#### Χειρισμός

Απευθείας τοποθέτηση στην περιοχή του ελλείμματος.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1 σύριγγα 0,5 cc	<b>106,07 €</b>
3 σύριγγες 0,5 cc	<b>253,78 €</b>

## Lamina

Οστικό μόσχευμα σε μορφή ελάσματος.

### Ιστός προέλευσης

Ετερόλογο συμπαγές οστό

### Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

### Φυσική φόρμα

Αποξηραμένο έλασμα, εύκαμπτο μετά από εφύγραση

### Πάχος

Κανονικό (2-4mm) - λεπτό (0,4 - 0,6mm)

### Χρόνος επανεισόδου

Κανονικό περίπου 8 μήνες - λεπτό περίπου 5 μήνες

### Χειρισμός

Το μαλακό συμπαγές έλασμα μπορεί να διαμορφωθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι στο επιθυμητό σχήμα και στη συνέχεια πρέπει να εφυγρανθεί για 5-10 λεπτά σε αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα μπορεί να προσαρμοστεί στη θέση του μοσχεύματος. Κανονικά πρέπει να σταθεροποιηθεί με βίδες τιτανίου ή να συρραφεί απευθείας στους περιβάλλοντες ιστούς με μια τριγωνικής διατομής ατραυματική βελόνα. Σε περίπτωση αποκάλυψης πρέπει να αφαιρεθεί μόνο αν υπάρχει φανερά επιμόλυνση επειδή η πλαστικότητα και η σύστασή του είναι τέτοιες που επιτρέπουν την επούλωση κατά δεύτερο σκοπό.

### Κλινικές εφαρμογές

**Στοματική χειρουργική και Τραυματολογία:** σταθεροποίηση και προστασία μεγάλων αναπλάσεων με κίνδυνο αποκάλυψης, όπου προσαρμόζεται τέλεια τόσο στο υποκείμενο οστό όσο και στους μαλακούς ιστούς.

**Εμφυτευματολογία:** ιδανικό για προστασία και σταθεροποίηση μοσχευμάτων δύο τοιχωμάτων ή περιεμφυτευματικές αναπλάσεις σε αισθητικές περιοχές.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κανονικό 30x30 mm

170,52 €

Λεπτό 25x25 mm

197,41 €

## Curved Cortical Lamina

Οστικό μόσχευμα σε μορφή προσηματισμένου καμπύλου ελάσματος.

### Ιστός προέλευσης

Ετερόλογο συμπαγές οστό

### Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

### Φυσική φόρμα

Σκληρό αποξηραμένο έλασμα

### Πάχος

Μεσαίο 1,0 mm (±0.1)

### Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 6 μήνες


### Χειρισμός

Το μόσχευμα **Curved Cortical Lamina** δεν πρέπει να εφυγραίνεται και μπορεί να διαμορφωθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος. Όταν διαμορφωθεί για να καλύψει πλήρως το οστικό έλλειμμα, πρέπει να ακινητοποιείται με μικροβίδες τιτανίου: συστίνεται να γεμίζετε το έλλειμμα με **OsteoBiol mp3** ή **OsteoBiol Gen-Os**. Σε περίπτωση αποκάλυψης, θα πρέπει να αφαιρείται μόνο όταν υπάρχει φανερά επιμόλυνση, γιατί η σύστασή του είναι τέτοια που επιτρέπει μια πλήρη επούλωση του τραύματος κατά δεύτερο σκοπό.

### Κλινικές εφαρμογές

**Στοματική χειρουργική και Τραυματολογία:** σταθεροποίηση και προστασία μεγάλων αναπλάσεων με κίνδυνο αποκάλυψης.

**Εμφυτευματολογία:** ιδανικό για προστασία και σταθεροποίηση μοσχευμάτων σε ελλείμματα δύο τοιχωμάτων.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1 τεμάχιο 35 x 35 mm

225,10 €

**Evolution**



**Αποξηραμένη μεμβράνη.**

**Αρχικός ιστός**

Ετερόλογο περιτόναιο (χοίρεια), ετερόλογο περικάρδιο (ίππεια)

**Κολλαγόνο ιστού**

Διατηρημένο

**Φυσική φόρμα**

Αποξηραμένη μεμβράνη με μια λεία πλευρά και μια μικρο-αδρή πλευρά

**Πάχος**

Κανονικό (0,5 - 0,7 mm) - λεπτό (0,3 - 0,5 mm)

**Εκτιμώμενος χρόνος απορρόφησης**

Περίπου 4 μήνες (κανονική), 3 μήνες (λεπτή)

**Κλινικές εφαρμογές**

Χειρουργική στόματος, αντιμετώπιση τραυμάτων, Εμφυτευματολογία, Περιοδοντολογία.

**Χειρισμός**

Η μεμβράνη μπορεί να σχηματοποιηθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι. Θα πρέπει κατόπιν να επανενυδατωθεί με κλιαρό φυσιολογικό ορό. Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα, εφαρμόζεται στην περιοχή του μοσχεύματος. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η μεμβράνη **Evolution** αποκαλυφθεί, δεν πρέπει να αφαιρεθεί.

Η πυκνή μήτρα κολλαγόνου της Evolution προστατεύει το μόσχευμα από τη μόλυνση.

Επίσης, η ίδια η μεμβράνη δεν θα μολυνθεί, επιτρέποντας την επούλωση κατά δεύτερο σκοπό.

**Τύποι**

**30x30 mm**  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ  
ΛΕΠΤΗ

**20x20 mm**  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ  
ΛΕΠΤΗ

**25x35 mm**  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ  
ΛΕΠΤΗ


**Προσφορά**

Αγοράζοντας  
**3** συσκευασίες  
υλικών **OsteoBiol**


**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

Κανονική 20 x 20 mm	<b>112,78 €</b>
Κανονική 30 x 30 mm	<b>140,97 €</b>
Κανονική οβάλ 25 x 35 mm	<b>127,56 €</b>
Λεπτή 20 x 20 mm	<b>127,56 €</b>
Λεπτή 30 x 30 mm	<b>161,13 €</b>
Λεπτή οβάλ 25 x 35 mm	<b>127,56 €</b>




Κάλυψη ανδροστομίας.



Προστασία μοσχεύματος σε έλλειμμα δύο τοιχωμάτων με άμεση ή μεταγενέστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος.



Προστασία μοσχεύματος σε ενδοστικό έλλειμμα.



Προστασία μοσχεύματος τεμαχίου απογώδους οστού.



## Derma

Αποξηραμένη μεμβράνη.

### Αρχικός ιστός

Χοίρειο δέρμα

### Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

### Φυσική φόρμα

Αποξηραμένη μεμβράνη

### Πάχος

Λεπτό: 0,9 mm (± 0,1 mm)

Κανονικό: 2,0 mm (± 0,2 mm)

### Εκτιμώμενος χρόνος απορρόφησης

Λεπτή: περίπου 3 μήνες

Κανονική: περίπου 4 μήνες

### Κλινικές εφαρμογές

#### Προστασία μοσχεύματος

Είναι μια απορροφούμενη κολλαγονούχα μεμβράνη για την προστασία και τη σταθεροποίηση οστικών μοσχευμάτων. Μόνο σε αυτήν την ειδική ένδειξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε καταστάσεις ανοικτής επούλωσης, χάρη στην τέλεια ενσωμάτωσή της στους ιστούς.

#### Βελτίωση μαλακού ιστού

Εάν υπάρχει ακόμα υπολοιπούμενος κερατινοποιημένος ιστός γύρω από δόντια ή εμφυτεύματα, η μεμβράνη Derma μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτικό του μοσχεύματος συνδετικού ιστού, για να βελτιώσει την ποιότητα του κερατινοποιημένου ιστού.

#### Υφιζήσεις ούλων

Ήπιες ουλικές υφιζήσεις μπορούν να θεραπευτούν με την **Derma** για να αποφευχθεί η δυσφορία και ταλαιπωρία του ασθενή από τη λήψη μοσχεύματος συνδετικού ιστού.

Συστήνεται να αφήσετε τη μεμβράνη Derma πλήρως καλυμμένη από τον μυλικά κατευθυνόμενο κρημό και να αποφεύγεται η έκθεσή της. Μια κατάλληλα διαμορφωμένη μεμβράνη **Derma** με αποστρογγυλεμένα άκρα, ενδείκνυται επίσης για την τεχνική "τούνελ".

#### Χειρισμός

Η μεμβράνη **Derma** μπορεί να διαμορφωθεί με ψαλίδι μέχρι το επιθυμητό μέγεθος.

Κατόπιν, πρέπει να ενυδατωθεί για 5 λεπτά σε αποστειρωμένο κλιαρό φυσιολογικό ορό.

Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα, πρέπει να προσαρμοστεί στην περιοχή του μοσχεύματος. Συστήνεται πάντα να προετοιμάζετε μια υποδοχή με ένα μοκλό, με σκοπό να σταθεροποιήσετε τη μεμβράνη στην περιοχή μετά τη συρραφή του κρημού.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Λεπτή 25 x 25 mm	<b>104,04 €</b>
Κανονική 30 x 30 mm	<b>94,85 €</b>
Κανονική 15 x 5 mm	<b>76,53 €</b>



Αναγέννηση ακρολοφίας



Αναγέννηση περιοδοντίου



Αύξηση μαλακού ιστού

# ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ο **ΝΕΟΣ** κατάλογος

**ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

της εταιρείας

**S** USTOMED®  
INSTRUMENTE



## PTFE Regenerative Membranes

Αποστειρωμένες, μη απορροφήσιμες μεμβράνες κατασκευασμένες από πολυμερές πολυτετραφθοροαιθυλενίου.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ


- Περιοδοντολογία
- Εμφυτευματολογία
- Σε κάθε οδοντιατρική χειρουργική διαδικασία που απαιτεί μηχανικό φραγμό

Οι PTFE regenerative μεμβράνες χρησιμοποιούνται ως φραγμός στην Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση.


Δεν είναι πορώδεις και δημιουργούν ένα εμπόδιο αδιαπέραστο για τα βακτήρια.

Διατίθενται σε:


ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
<b>PTFE μεμβράνες.</b> Είναι μη ενισχυμένες.	25 x 30 mm
<b>Τitanium PTFE μεμβράνες.</b> Είναι ενισχυμένες με τιτάνιο ιατρικού τύπου, ενσωματωμένο ανάμεσα σε δύο φύλλα PTFE. Διακρίνονται σε 2 τύπους:	
<b>Anterior Singles</b> , για την πρόσθια περιοχή	14 x 24 mm
<b>Posterior Singles</b> , για την οπίσθια περιοχή	20 x 25 mm




**Non-Reinforced**  
**25mm x 30mm**



**Titanium-Reinforced**  
**Anterior Singles**  
**14mm x 24mm**




**Titanium-Reinforced**  
**Posterior Singles**  
**20mm x 25mm**



**P.G.A.**

**Συνθετικό, απορροφίσιμο, πλεκτό, πολύκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού οξέος με επικάλυψη.** Απορρόφηση: 60-90 ημέρες.


ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
9621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>46,80 €</b>
9622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>46,80 €</b>
9623	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>46,80 €</b>
9632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>49,72 €</b>



**NEOSORB (PGLA)**

**Συνθετικό, απορροφίσιμο, πλεκτό, πολύκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλακτίνης 910 με επικάλυψη.** Απορρόφηση: 56-70 ημέρες.


ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
N610	6/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>56,16 €</b>
N621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>46,80 €</b>
N622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>46,80 €</b>
N632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>49,72 €</b>



**NEOSORB RAPID (RPGLA)**

**Ταχύτερης απορρόφησης, συνθετικό, πλεκτό, πολύκλωνο ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλακτίνης 910 με επικάλυψη.** Απορρόφηση: 42 ημέρες.


ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
NR610	6/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>81,60 €</b>
NR621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>74,88 €</b>
NR622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>71,76 €</b>
NR632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>74,88 €</b>



**MONOFAST**

**Συνθετικό, απορροφίσιμο, μονόκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλυκαπρόνης.** Απορρόφηση: 90-110 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
18610	6/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>78,00 €</b>
18621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>68,64 €</b>
18622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>65,52 €</b>
18632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>74,88 €</b>



**MONOSORB**


**Συνθετικό, απορροφίσιμο, μονόκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυδιοξανόνης.** Απορρόφηση: 180-220 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
8611	5/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>71,76 €</b>
8621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>65,52 €</b>
8622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>62,40 €</b>
8632	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>71,76 €</b>

**Όλα τα χειρουργικά ράμματα Medipac είναι διαθέσιμα σε ευρεία ποικιλία συνδυασμών μήκους-διαμέτρου και βελόνας.**

## Ράμματα μη απορροφίσιμα

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

- Περιοδοντολογικές & εμφυτευματικές επεμβάσεις
- Αναγέννηση μαλακού ιστού
- Καθοδηγούμενη ιστική & οστική ανάπλαση (GTR, GBR)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- 100% καθαρό PTFE (χωρίς προσθήκη χρωστικών ουσιών ή πρόσθετα)
- Άριστη βιοσυμβατότητα. Το PROFIMED είναι βιολογικά και χημικά αδρανές. Επιπρόσθετα, η μονόκλωνη υφή του αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων η οποία σχετίζεται με τα πολύκλωνα ράμματα.
- Ταίριαζει ιδανικά για την εφαρμογή των μοσχευμάτων
- Πολύ μαλακό, για την ευκολία χειρισμών και την αποφυγή τραυματισμών

### PROFIMED

Μη απορροφίσιμο, μονόκλωνο, άχρωμο χειρουργικό ράμμα PTFE.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 12 ΤΕΜ.
PR611 Z	5/0	45 cm	12 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>77,40 €</b>
PR620 Z	6/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>77,40 €</b>
PR622 Z	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>70,20 €</b>
PR623 Z	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>70,20 €</b>
PR632 Z	4/0	45 cm	19mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>70,20 €</b>

- Υψηλή αντοχή στην έλξη
- Ελεύθερο από APFO, απολύτως κανέναν κίνδυνο υγείας
- Η δομή της επιφάνειας αποτρέπει τη συγκόλληση με το δέρμα και τους ιστούς
- Υδροφοβο και ελαιόφοβο (καμία διείσδυση αίματος)
- Εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής τριβής (για την προστασία δέρματος και ιστών)
- Σε αντίθεση με άλλα συνθετικά μονόκλωνα ράμματα, το υλικό είναι ευλύγιστο κι έχει μειωμένη αντίδραση στο στόμα



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη ισχύς
- Ελάχιστη αντίδραση ιστού
- Ευκολία χειρισμού
- Καμία απώλεια ισχύος (ενθυλάκωση σε ιστό).


### Polyester

Μη απορροφίσιμο, πολύκλωνο, πράσινο χειρουργικό ράμμα από πολυεστέρα, επικαλυμμένο με σιλκόννη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
5621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>39,12 €</b>
5622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>39,12 €</b>
5632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>39,12 €</b>
5633	3/0	75 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>39,12 €</b>

### ΧΡΗΣΗ

Καρδιοχειρουργική, Αντικατάσταση βαλβίδας, Γενική χειρουργική, Ορθοπαιδική, Οδοντιατρική.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μειωμένη αντίδραση
- Αδρανές
- Χάνει την ισχύ του 15-20% κάθε χρόνο
- Ευκολία χειρισμού
- Ομαλό πέρασμα απο τους ιστούς • Ελαστικότητα.


### Polyamid

Μη απορροφίσιμο, μονόκλωνο, γαλάζιο χειρουργικό ράμμα από πολυαμίδιο (νάιλον).

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
4621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>40,56 €</b>
4622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>39,12 €</b>
4623	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>39,12 €</b>
4632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>36,00 €</b>

### ΧΡΗΣΗ


Οφθαλμολογία, Οδοντιατρική, Δέρμα.



### Silk

Μη απορροφίσιμο, πολύκλωνο, πλεκτό, μαύρο χειρουργικό ράμμα από μετάξι, επικαλυμμένο με κερί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
1621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>34,32 €</b>
1622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>32,88 €</b>
1623	3/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>32,88 €</b>
1632	4/0	75 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>31,20 €</b>
1633	3/0	75 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>31,20 €</b>



### PROPYLEN

Μη απορροφίσιμο, μονόκλωνο, γαλάζιο χειρουργικό ράμμα από πολυπροπυλένιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	USP	ΜΗΚΟΣ	ΒΕΛΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΕΜ.
6620	6/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>45,36 €</b>
6621	5/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>43,68 €</b>
6622	4/0	45 cm	16 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>43,68 €</b>
6632	4/0	45 cm	19 mm	3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα	<b>43,68 €</b>

**CORSOART® A-Line Articulators**

Αρθρωτήρες δομικά πανομοιότυποι με τη σειρά Artex®, ύψους 116 mm.



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

	MODEL B	MODEL BK	MODEL BKS	MODEL BKR
Σχέδιο	Non-Arcon	Non-Arcon	Non-Arcon	Arcon
Γωνία Bennett 0-25° ρυθμιζόμενη	■	■	■	■
Κεντρικό γρήγορο κλείδωμα	■	■	■	■
Βελόνα πρόσθιου οδηγού ρυθμιζόμενη από -5 έως +10 mm	■	■	■	■
Ρύθμιση τριγώνου Bonwill μέσω γρήγορου κλικ	■	■	■	■
Τράπεζα πρόσθιου οδηγού 0°	■	■	■	■
Αφαιρούμενο στήριγμα κλίσης	■	■	■	■
Κλίση κονδυλικής τροχιάς ρυθμιζόμενη από -15° έως +60°	-	■	■	■
Άμεση λειτουργία πλάγιας μετατόπισης (ISS) από 0-1,2 mm για κάθε πλευρά	-	-	■	■
Πρόδρομη κίνηση 0-6 mm	-	-	-	■
Οπισθόδρομη κίνηση 0-2 mm	-	-	-	■
Απόσπαση 0-3 mm	-	-	-	■

## A-Line Model B

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® B A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12100
CORSOART® B A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, μπλε (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12120



**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
ΓΙΑ Artex®/CORSOART®**

**469,35 €**



**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
ΓΙΑ Splitex®/CORSOART®**

**470,40 €**



## A-Line Model BK

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® BK A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12110
CORSOART® BK A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, μπλε (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12130

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Artex®/CORSOART®**

**574,35 €**

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SPLITEX®/CORSOART®**

**575,40 €**



## A-Line Model BKS

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® BKS A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος, με Immediate Side Sift Function (ISS) (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12111
CORSOART® BKS A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, μπλε, με Immediate Side Sift Function (ISS) (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12131

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ARTEX®/CORSOART®**

**658,35 €**

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SPLITEX®/CORSOART®**

**659,40 €**



## A-Line Model BKR

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® BKR A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος, πλήρως προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12112

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ARTEX®/CORSOART®**

**1057,35 €**

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SPLITEX®/CORSOART®**

**1058,40 €**



**Όλοι οι αρθρωτήρες CORSOART® των σειρών A και AC μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το σετ πλακών ανάρτησης Splitex®.**

**CORSOART® AC-Line Articulators**

Αρθρωτήρες δομικά πανομοιότυποι με τη σειρά Artex® Carbon, ύψους 126 mm.



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

	MODEL B	MODEL BK	MODEL BKS	MODEL BKR
Σχέδιο	Non-Arcon	Non-Arcon	Non-Arcon	Arcon
Γωνία Bennett 0-25° ρυθμιζόμενη	■	■	■	■
Κεντρικό γρήγορο κλείδωμα	■	■	■	■
Βελόνα πρόσθιου οδηγού ρυθμιζόμενη από -5 έως +10 mm	■	■	■	■
Ρύθμιση τριγώνου Bonwill μέσω γρήγορου κλικ	■	■	■	■
Τράπεζα πρόσθιου οδηγού 0°	■	■	■	■
Αφαιρούμενο στήριγμα κλίσης	■	■	■	■
Κλίση κονδυλικής τροχιάς ρυθμιζόμενη από -15° έως +60°	-	■	■	■
Άμεση λειτουργία πλάγιας μετατόπισης (ISS) από 0-1,2 mm για κάθε πλευρά	-	-	■	■
Πρόδρομη κίνηση 0-6 mm	-	-	-	■
Οπισθόδρομη κίνηση 0-2 mm	-	-	-	■
Απόσπαση 0-3 mm	-	-	-	■



### AC-Line Model B

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® B AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12200
CORSOART® B AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, κόκκινος (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12220



**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
ΓΙΑ Artex®/CORSOART®**

**469,35 €**



**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
ΓΙΑ Splitex®/CORSOART®**

**470,40 €**



### AC-Line Model BK

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® BK AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12210
CORSOART® BK AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, κόκκινος (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12230

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Artex®/CORSOART® 574,35 €**

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SPLITEX®/CORSOART® 575,40 €**



### AC-Line Model BKS

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® BKS AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε, με Immediate Side Sift Function (ISS) (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12211
CORSOART® BKS AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, κόκκινος με Immediate Side Sift Function (ISS) (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12231

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ARTEX®/CORSOART® 658,35 €**

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SPLITEX®/CORSOART® 659,40 €**



### AC-Line Model BKR

	ΚΩΔΙΚΟΣ
CORSOART® BKR AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε, πλήρως προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας (παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)	12212

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ARTEX®/CORSOART® 1057,35 €**

**ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SPLITEX®/CORSOART® 1058,40 €**



## CORSOFIX® A Facebow

Προσωπικό τόξο πλήρες με άρθρωση στήριξης του στελέχους δήξης.

- Είναι συμβατό με το προσωπικό τόξο Rotofix® από την εταιρεία Amann Girrbach.
- Ελαφριά, συμπαγής κατασκευή αλουμινίου για βελτιωμένους χειρισμούς
- Συνεχής και ακριβής ρύθμιση του τόξου χρησιμοποιώντας μια ροδέλα.
- Βαθμονομημένη κλίμακα βοηθά στον καθορισμό της διακονδυλικής απόστασης
- Γρήγορη σταθεροποίηση της κρανιαξονικής σχέσης μέσω μιας προβολής διαφανειών.



CORSOFIX® πλήρες προσωπικό τόξο Κωδ. 12800 **499,00 €**

## ADESSOSPLIT® Centring Key

Κλειδί καλιμπραρίσματος και συγχρονισμού.

Το μοναδικό στον κόσμο σύστημα συγχρονισμού με ένα διαιρεμένο κλειδί κεντραρίσματος.

Το , δύο τμημάτων, κλειδί κεντραρίσματος ADESSOSPLIT Centring Key, καθιστά εφικτό στον χρήστη να εντοπίσει ανακρίβειες που λαμβάνουν χώρα μέσα στον αρθρωτήρα και να τις διορθώσει αμέσως.

Το κλειδί αυτό χρησιμεύει επίσης ως κλειδί συγχρονισμού μεταξύ διαφορετικών αρθρωτήρων.

Επιτυγχάνει ένα μοναδικό επίπεδο ακρίβειας και μπορεί να αναρτηθεί σε σχεδόν όλες τις μάρκες αρθρωτήρων.



**ADESSOSPLIT**  
SYNCHRONISATION

		ΚΩΔΙΚΟΣ
ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Artex®/Stratos®/CORSOART® A-Line	<b>239,00 €</b>	10019
ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Artex® Carbon®/CORSOART® AC-Line	<b>239,00 €</b>	10020
ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: SAM® II P/CORSOART® S-Line	<b>239,00 €</b>	10009
ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Balance®	<b>239,00 €</b>	10040
ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Panadent®	<b>239,00 €</b>	10052
Πλαστική θήκη για το Centring key	<b>39,50 €</b>	10068

## ARTIDISC-A

Πλαστικές πλάκες για χρήση με το ADESSOSPLIT® σύστημα.

- Αντικαθιστούν τη βάση γύψου μετά την πλάκα-βάση. Το υψηλής ακρίβειας πλαστικό, προσαρμόζεται χωρίς παραμόρφωση στην ADESSOSPLIT® πλάκα-βάση, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ποιότητα όταν αναρτείται το εκμαγείο στον αρθρωτήρα.
- Αποτρέπουν τα προβλήματα εφαρμογής που προκύπτουν από την διαστολή της γύψου
- Είναι επαναχρησιμοποιήσιμες
- Χρησιμοποιούνται με μαγνητικούς δίσκους



Διατίθενται, χωρίς μαγνητικούς δίσκους, στα χρώματα: μπλε, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, μαύρο, πράσινο-μέντα, πορτοκαλί, γκρι.

ΤΑ 10 ΚΟΜΜΑΤΙΑ

**8,87 €**

## Magnetic discs 35 x 1,5 mm

Μαγνητικοί δίσκοι που χρησιμοποιούνται με τις πλαστικές πλάκες των συστημάτων: ADESSOSPLIT®, Splitex® και Quicksplit®.

	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μαγνητικοί δίσκοι, 100 τεμάχια	10007
Μαγνητικοί δίσκοι από μαγνητισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, 100 τεμάχια	10249

**20,95 €**

**34,60 €**



## Transfer stand ADESSOSPLIT® Complete

Στήριγμα για τη σωστή μεταφορά της άρθρωσης του στελέχους δήξης από το προσωπικό τόξο στον αρθρωτήρα.

Δομικά είναι πανομοιότυπο με το Artex® στήριγμα μεταφοράς, αλλά είναι εφοδιασμένο με πλάκα ADESSOSPLIT®.

Στήριγμα μεταφοράς πλήρες (με ADESSOSPLIT® profile και transfer table)

**Κωδ. 10110 250,95 €**







## Insight Film (F-Speed)

### Το ταχύτερο ενδοστοματικό ακτινογραφικό φιλμ

- Γρήγορο, υψηλής ευαισθησίας φιλμ με επιπλέον 60% μείωση του χρόνου έκθεσης στην ακτινοβολία από τα φιλμ ταχύτητας D.
- Μεγαλύτερη ευκρίνεια στη διάγνωση
- Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας
- Τα φιλμ εμφανίζονται με το χέρι ή σε μικρά αυτόματα εμφανιστήρια

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	<b>Μονό φιλμ IP-21</b> Πακέτο 150 τεμαχίων	3,1 x 4,1 cm	116 3401
		<b>98,37 €</b>	
	<b>Διπλό φιλμ IP-22</b> Πακέτο 130 τεμαχίων  Το διπλό φιλμ δίνει με μια ακτινοβόληση - χωρίς να αυξηθεί ο χρόνος έκθεσης - δύο ακτινογραφίες.	3,1 x 4,1 cm	179 8628
		<b>139,75 €</b>	
	<b>Παιδικό φιλμ IP-01</b> Πακέτο 100 τεμαχίων	2,2 x 3,5 cm	867 5332
		<b>86,21 €</b>	
	<b>Φιλμ σε Clinacept συσκευασία</b> Πακέτο 100 τεμαχίων  Φιλμ με αδιάβροχο προστατευτικό περίβλημα.	3,1 x 4,1 cm	153 9931
		<b>95,58 €</b>	

## T-MAT G/RA Film

Ειδικά κατασκευασμένο φιλμ για πανοραμικές ακτινογραφίες.

- Ορθοχρωματικό (πράσινης ευαισθησίας) ακτινογραφικό φιλμ για χρήση με ορθοχρωματικές ενισχυτικές πινακίδες όπως οι KODAK LANEX Screens.
- Έχει διπλή φωτοευαίσθητη επίστρωση
- Έχει υψηλή ταχύτητα 400
- Είναι μεγάλης ευαισθησίας με υψηλό δείκτη αντίθεσης (contrast)
- Τα φιλμ εμφανίζονται με το χέρι ή σε αυτόματα εμφανιστήρια



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πακέτο των 50 φύλλων	12,7 x 30,5 cm	198 7627
		<b>135,56 €</b>
Πακέτο των 100 φύλλων	15 x 30 cm	521 5603
		<b>239,57 €</b>

## Dental Readymatic

Έτοιμα για χρήση υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης για ενδοστοματικές και εξωστοματικές ακτινογραφίες, σε αυτόματα εμφανιστήρια.

<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ</b>		<b>53,75 €</b>
	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	
<b>Dental Readymatic Developer:</b> 2 φιάλες των 5 lt	528 5929	
<b>Dental Readymatic Fixer:</b> 2 φιάλες των 5 lt	528 5937	



## Dental X-ray Developer and Fixer

Υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης συμπυκνωμένα, για διαδικασία με το χέρι.

- Χρειάζονται αραίωση
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα οδοντιατρικά ακτινογραφικά φιλμ
- Διατίθενται σε συσκευασία ενός δοχείου για τελικό διάλυμα 2,25 lt.

<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ</b>		<b>11,55 €</b>
	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	
<b>Dental Developer</b>	501 6316	
<b>Dental Fixer</b>	501 6308	



### Προσφορά

Αγοράζοντας **6** φιάλες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

## Rapid Access Dental Developer and Fixer

Ταχείας επεξεργασίας υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης, έτοιμα προς χρήση, για διαδικασία με το χέρι.

Σχεδιάστηκαν για την εμφάνιση με το χέρι ενδοστοματικών ακτινογραφικών φιλμ και ετοιμάζουν μια ακτινογραφία κατάλληλη για ανάγνωση σε 30 δευτερόλεπτα (15 δευτερόλεπτα εμφάνιση, 15 δευτερόλεπτα στερέωση στους 20° C). Διατίθενται το κάθε ένα σε φιάλη των 500 ml.

<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ</b>		<b>7,68 €</b>
	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	
<b>Rapid Access Developer</b>	501 0459	
<b>Rapid Access Fixer</b>	501 0491	



### Προσφορά

Αγοράζοντας **6** φιάλες

**ΕΚΠΤΩΣΗ 15%**

## Θερμοπλαστικά φύλλα

### Essix® Ace® Plastic

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Aligners και συσκευές διατήρησης αποτελέσματος.

- Ειδικά σχεδιασμένο για μικρή οδοντική μετακίνηση χρησιμοποιώντας το σύστημα Hilliard
- Τέλειο για προσωρινές γέφυρες με ενσωμάτωση ακρυλικών δοντιών
- Δέχεται ακρυλικά/συγκολλητικούς παράγοντες
- Διαυγές φύλλο με προστατευτικό φιλμ και στις δύο πλευρές
- Μέση διάρκεια ζωής του νάρθηκα: 18-24 μήνες
- Πάχη: .030" (3/4 mm), .035" (7/8 mm), .040" (1 mm)

Τιμή τεμαχίου: **2,55 €**



### Προσφορά

Αγοράζοντας **100** τεμάχια

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**2,04 €**

### Essix® PLUS® Plastic

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Συσκευές διατήρησης αποτελέσματος και συσκευές βρουξιμού.

- Εξαιρετική διαύγεια κι αντοχή
- Εύκολο στη διαμόρφωση και την κοπή, εξαιρετική αντοχή στην αποτριβή και την κρούση
- Δέχεται ακρυλικά/συγκολλητικούς παράγοντες
- Έχει προστατευτικό φιλμ και στις δύο πλευρές
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για aligners και προσωρινές γέφυρες
- Πάχη: .035" (7/8 mm), .040" (1 mm)

Τιμή τεμαχίου: **2,65 €**



### Προσφορά

Αγοράζοντας **100** τεμάχια

**ΕΚΠΤΩΣΗ 10%**

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**2,12 €**

### Τύπος C+

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Aligners και συσκευές διατήρησης αποτελέσματος για βρουξιστές.

- Μέση διάρκεια ζωής: 24 μήνες
- Δεν δέχεται ακρυλικά / συγκολλητικούς παράγοντες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για bite planes
- Πάχος: .040" (1 mm)

Τιμή τεμαχίου: **1,59 €**



### Προσφορά

Αγοράζοντας **100** τεμάχια

**ΕΚΠΤΩΣΗ 10%**

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**1,43 €**

### Essix® Tray Rite® Plastic

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Δισκάρια λεύκανσης

- Εμποδίζει τη διαρροή του υλικού λεύκανσης στο στόμα
- Δεν χρειάζονται θέσεις ρεζερβουάρ όταν κατασκευάζεται σε συσκευή κενού
- Πάχος: .020" (1/2 mm)

Τιμή τεμαχίου: **2,55 €**



### Προσφορά

Αγοράζοντας **50** τεμάχια

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**2,04 €**

**Palatal Mirror AE with handle - Lateral Mirror T1 with handle**

Καθρέφτες με λαβή, για ενδοστοματική φωτογράφιση.

Έχουν επένδυση επιφανείας από καθαρό χρώμιο. Δεν δίνουν διπλή εικόνα.

Το γυαλί τους είναι τέλεια επίπεδο και δίνει εικόνες χωρίς παραμόρφωση.

Οι λαβές τους είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και αντιστρέφονται.

Αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο στους 134°C.



**Υπερώια**  
ΚΩΔ. 190792  
Διαστάσεις καθρέφτη:  
10 x 7 cm

**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ**  
**89,00 €**


**Πλάγια**  
ΚΩΔ. 190791  
Διαστάσεις καθρέφτη:  
11.7 x 4.5 cm

**Glass mirrors**

Καθρέφτες για ενδοστοματική φωτογράφιση.

Κατασκευάζονται από γυαλί επίπλευσης, πάχους 3 mm. Έχουν επένδυση από καθαρό χρώμιο και στις δύο επιφάνειές τους. Αυτό επιτρέπει τη χρήση τους τόσο από την δεξιά όσο και από την αριστερή πλευρά για σχήματα ασύμμετρα και την επίτευξη απεικονίσεων καθαρών χωρίς παραμόρφωση.

Είναι αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο στους 134°C.



**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ**  
**73,20 €**

**Υπερώια για ενήλικες**  
Ύψος: 10 cm  
ΚΩΔ. 190 760

**Υπερώια για παιδιά**  
Ύψος: 8,2 cm  
ΚΩΔ. 190 761

**Πλάγια**  
Ύψος: 15 cm  
ΚΩΔ. 190 762

**Γλωσσικά**  
Ύψος: 15 cm  
ΚΩΔ. 190 764


**Universal Mirrors**

Καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης, για γενική χρήση.

Κατασκευάζονται από γυαλί επίπλευσης, πάχους 3 mm. Είναι αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο στους 134°C.

Ο σχεδιασμός τους τους καθιστά κατάλληλους για όλα τα είδη ενδοστοματικής φωτογράφισης: η φαρδύτερη πλευρά για φωτογράφιση μασπτικών επιφανειών, η στενότερη για πλάγιες φωτογραφίες.

- Μεγάλος: ΚΩΔ. 190785
- Μικρός: ΚΩΔ. 190786



**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ**  
**88,00 €**

**Metallic Blades for Photo**

Καθρέφτες για ενδοστοματική φωτογράφιση.

Η μεγάλη επιφάνειά τους είναι για φωτογραφίες σύγκλεισις και η μικρή για γλωσσικές φωτογραφίες.

- No 1:** μικρό μέγεθος, ΚΩΔ. 190711
- No 2:** μεγάλο μέγεθος, ΚΩΔ. 190712



**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ**  
**64,00 €**



## Silicone Palatal Contrastors

Αντικείμενα με αντιχαρακτική επικάλυψη από μαύρη σιλίκονη, που χρησιμοποιούνται στην ενδοστοματική φωτογράφιση για να δημιουργούν αντίθεση στην εικόνα και να κρύβουν τα άχρηστα στοιχεία.


Τα Palatal Contrastors κατασκευάζονται από λεπίδα ανοξείδωτου ατσάλιου που επικαλύπτεται με μαλακή ματ μαύρη σιλίκονη. Τοποθετούνται υπερώρια και είναι κατάλληλα τόσο για κανονική όσο και για ψηφιακή φωτογραφία.

Καθαρίζονται με οποιαδήποτε διαδικασία και είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.

Διατίθενται σε δύο μεγέθη:

**Palatal large contrastor:** Μεγάλο, ΚΩΔ. 190781

**Palatal small contrastor:** Μικρό, ΚΩΔ. 190782



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ


40,00 €

## Contrastor

Αντικείμενο από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην ενδοστοματική φωτογράφιση για να δημιουργεί αντίθεση στην εικόνα και να κρύβει τα άχρηστα στοιχεία.

Χρησιμοποιείται στην απλή και την ψηφιακή φωτογράφιση. Καθαρίζεται με απαλό σαπούνι και νερό. Αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο έως τους 134°C. Δεν πρέπει να τοποθετείται σε λουτρό υπερήχων ή πλυντήριο εργαλείων, ούτε να καθαρίζεται με απολυμαντικά διαλύματα.

Διατίθεται σε σετ δύο τεμαχίων: 1 πλατύ και 1 στενό.  
ΚΩΔ. 190780



ΤΟ ΣΕΤ

53,50 €

## Upper Contrastor

Αντικείμενο από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην ενδοστοματική φωτογράφιση για να δημιουργεί αντίθεση στην εικόνα.

Το Upper Contrastor είναι ιδανικό για την άνω γνάθο, κρύβει χείλος, μουστάκι και μύτη και είναι τέλειο για φωτογραφίες προφίλ. Καθαρίζεται με απαλό σαπούνι και νερό.

Αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο έως τους 134°C.

Διατίθεται σε σετ δύο τεμαχίων: 1 πλατύ και 1 στενό.

ΚΩΔ. 190776



ΤΟ ΣΕΤ

58,00 €

## Silicone Mirror Handle

Εύκαμπτη λαβή για καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης.

Κατασκευάζεται από εύκαμπτη λεπίδα ανοξείδωτου ατσάλιου, πλήρως καλυμμένη από σιλίκονη. Μπορεί να καθαριστεί, να απολυμανθεί και να αποστειρωθεί με όλες τις μεθόδους.

**Χρώμα:** μπλε

ΚΩΔ. 190796



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

46,50 €



## Aluminium Trays

Δίσκοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Χρώματα:



**Μεγάλο μέγεθος**

**12,98 €**

Βάση: 28x18cm.

**Κωδ.** 181450

Καπάκι: 28x18cm.

**Κωδ.** 181451

Συγκρατητήρας εργαλείων (16).

**Κωδ.** 181452

**Μικρό Μέγεθος**

**12,98 €**

Βάση: 18x14cm.


**Κωδ.** 181460

Καπάκι: 18x14cm.

**Κωδ.** 181461

Συγκρατητήρας εργαλείων (10).

**Κωδ.** 181462



## Aluminium Perforated Trays

Δίσκοι διάτρητοι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Χρώματα:



**Μεγάλο μέγεθος**

**14,88 €**

Βάση: 28x18cm.

**Κωδ.** 184450

Καπάκι: 28x18cm.

**Κωδ.** 184451

**Μικρό Μέγεθος**


**14,88 €**

Βάση: 18x14cm.

**Κωδ.** 184460

Καπάκι: 18x14cm.

**Κωδ.** 184461



## Aluminium Trays 20x10 & 20x15

Δίσκοι εργαλείων από αλουμίνιο.

Χρώματα:



**Κωδ.** 181470, 20x10 cm, το τεμάχιο


**10,63 €**

**Κωδ.** 181480, 20x15 cm, το τεμάχιο

**12,98 €**

Συγκρατητήρας εργαλείων (10), **Κωδ.** 181462

**12,98 €**



## Aluminium Boxes

Δοχεία εργαλείων.

Κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Διαστάσεις	Χρώματα	Κωδικός	Τιμή
5x4x3cm	1 2 3	180004	<b>11,80 €</b>
10x3x2cm	1	180005	<b>11,80 €</b>
13x5x3cm	1 2	180007	<b>14,17 €</b>
17x7x3cm	1 2 3 4 5	180014	<b>15,35 €</b>
18x9x3cm	1 2 3 4 5	180016	<b>17,72 €</b>

Διαστάσεις	Χρώματα	Κωδικός	Τιμή
18x9x4cm	1	180017	<b>20,08 €</b>
21x10x3cm	1 2 3 4 5	180019	<b>22,43 €</b>
21x10x4cm	1	180020	<b>26,00 €</b>
21x10x5cm	1 2 3 4 5	180021	<b>29,52 €</b>



## Stainless Steel Trays

Δίσκοι εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι.

Βάση 28x18cm.

**Κωδ.** 182450

**28,34 €**

Καπάκι 28x18cm.

**Κωδ.** 182451

**28,34 €**

Συγκρατητήρας εργαλείων(11)

**Κωδ.** 182452


**8,26 €**



## Stainless Steel Perforated Trays

Δίσκοι εργαλείων διάτρητοι, από ανοξείδωτο ατσάλι.

Βάση 28x18cm	<b>Κωδ.</b> 185450	<b>30,20 €</b>
Καπάκι 28x18cm	<b>Κωδ.</b> 185451	<b>30,20 €</b>
Συγκρατητήρας εργαλείων(11)	<b>Κωδ.</b> 182452	<b>13,80 €</b>



## Ultralight Cassette 28x18

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 12 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Έχει μετακινήσιμο καπάκι, κλείδωμα με δύο περιστρεφόμενα κουμπιά και μπλε σιλικονούχο συγκρατητήρα για 12 εργαλεία οποιουδήποτε σχήματος. Έχει επίσης ένα ξεχωριστό τμήμα για την τοποθέτηση διάφορων μικρότερων θηκών για φρέζες, ενδοδοντικά εργαλεία κ.ά. Σχεδιάστηκε για πλυντήρια που έχουν και κύκλο απολύμανσης, χρησιμοποιείται με όλα τα διαλύματα καθαρισμού και απολύμανσης και με όλες τις διαδικασίες αποστείρωσης.

**Διαστάσεις:** 28x18x3,4 cm

**Κωδ.:** 182037

**236,15 €**



## Ultralight Cassette 18x14

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 10 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Έχει μετακινήσιμο καπάκι, κλείδωμα με 1 περιστρεφόμενο κουμπί και μπλε σιλικονούχο συγκρατητήρα για 10 εργαλεία οποιουδήποτε σχήματος.

**Διαστάσεις:** 18,5x14x3,4 cm

**Κωδ.:** 182036

**141,71 €**



## Ultralight Cassette 18x7

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 5 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Έχει μετακινήσιμο καπάκι, κλείδωμα με 1 περιστρεφόμενο κουμπί και μπλε σιλικονούχο συγκρατητήρα για 5 εργαλεία οποιουδήποτε σχήματος.

**Διαστάσεις:** 18,5x7,5x3,4 cm

**Κωδ.:** 182039

**118,07 €**



## Ergo Clip 3, 5 και 10

Δίσκοι εργαλείων κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ασάλι και σιλικόνη.

Έχουν λαβή από σιλικόνη και ανοξείδωτο ασάλι η οποία αποσπάται, επανατοποθετείται και κουμπώνει συγκρατώντας τα εργαλεία στη θέση τους. Περιλαμβάνουν σιλικονούχο συγκρατητήρα εργαλείων.

Είναι ιδανικοί για χρήση σε λουτρά υπερήχων και αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο (μπορούν να συσκευασθούν).

Διατίθενται:

### Ergo Clip 3 **38,96 €**

Έχει συγκρατητήρα 3 εργαλείων.

**Διαστάσεις:** 18,4 x 8 x 2,7 cm.

Μπλε σιλικόνη **2** **Κωδ.** 182703-2

Πράσινη σιλικόνη **4** **Κωδ.** 182703-4



### Ergo Clip 5 **48,41 €**

Έχει συγκρατητήρα 5 εργαλείων.

**Διαστάσεις:** 18,4 x 11 x 2,7 cm

Μπλε σιλικόνη **2** **Κωδ.** 182700-2

Πράσινη σιλικόνη **4** **Κωδ.** 182700-4



### Ergo Clip 10 **63,54 €**

Έχει συγκρατητήρα 10 εργαλείων.

**Διαστάσεις:** 18,4 x 15 x 2,7 cm

Μπλε σιλικόνη **2** **Κωδ.** 182710-2

Πράσινη σιλικόνη **4** **Κωδ.** 182710-4



## Micro Cassette 1 και 2

Η ιδανική θήκη καθαρισμού και αποστείρωσης για όλα τα εργαλεία και εξαρτήματα που δεν έχουν ειδικές θήκες συγκράτησης όπως: τα ξέστρα, οι αρπάγες, εξαρτήματα εμφυτευματολογίας κλπ.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ασάλι και σιλικόνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε γνωστό απολυμαντικό διάλυμα.

Μπορεί να καθαριστεί σε λουτρό υπερήχων και σε θερμική απολύμανση.

Έχει μικρές σχισμές για καλύτερη διείσδυση του ατμού και μπορεί να συσκευασθεί για αποστείρωση στο αυτόκαυστο.

Διατίθεται σε:

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)	ΚΩΔΙΚΟΣ	
<b>Micro Cassette 1</b>	7,4 x 4 x 1,4	182060	<b>29,52 €</b>
<b>Micro Cassette 2</b>	7,4 x 5,9 x 2,4	182070	<b>35,42 €</b>



## Endo Pro 8/ Endo Pro 12 with Sterimeter

Θήκη για 8 & για 12 εργαλεία ενδοδοντίας.

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και τεφλόν.

Έχουν χάρακα στο εσωτερικό τους για μέτρηση του μήκους των εργαλείων ενδοδοντίας.

Επίσης, έχουν εξωτερικά αρίθμηση και ένα δρομέα σιλικόνης που μετακινείται με το χέρι και δείχνει πόσες φορές έχει αποστειρωθεί το περιεχόμενο της θήκης.

Μπορούν να καθαριστούν σε λουτρό υπερήχων και να αποστειρωθούν με κάθε τρόπο.

Το καπάκι τους κουμπώνει μόνο του.



Διατίθεται σε:		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>Endo Pro8</b>	<b>63,04 €</b>	7,5 x 5,5 x 1,2 cm	182350
<b>Endo Pro12</b>	<b>63,04 €</b>	9 x 5,5 x 1,2 cm	182360

## Endo Star

Θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη για εργαλεία ενδοδοντίας και φρέζες.

Συγκρατεί εργαλεία ενδοδοντίας κλασικά και Νικελίου-Τιτανίου, καθώς επίσης και φρέζες αερότορ και μικρομότορ. Διατίθεται σε 2 μεγέθη:

Διατίθεται σε:		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>Endo Star 8 θέσεων</b>	<b>63,04 €</b>	7,3 x 2,5 x 5 cm	182170
<b>Endo Star 12 θέσεων</b>	<b>74,52 €</b>	9,4 x 2,5 x 5 cm	182180



## Endo Flash

Θήκη από τεφλόν και ανοξείδωτο ατσάλι για εργαλεία ενδοδοντίας.

Διατίθεται σε:		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>Endo Flash 8 θέσεων</b>	<b>40,12 €</b>	7,3 x 1,3 x 4,8 cm	182108
<b>Endo Flash 12 θέσεων</b>	<b>40,12 €</b>	9 x 1,3 x 4,8 cm	182112
<b>Κέρσορες</b>	<b>7,22 €</b>	(Σετ των 12 για κάθε χρώμα) 2 3 4 5	182370



## Mini Endo

Θήκη για 60 εργαλεία ενδοδοντίας με 4 κυπελάκια για κώνους χάρτου ή γουταπέρκας.


Κατασκευάζεται από ανοδιωμένο αλουμίνιο και διατίθεται στα χρώματα:

1 2 3 4

Διαστάσεις: 13 x 5 x 5 cm

Κωδ. 180 193

**85,98 €**



## Endo Total

Θήκη για εργαλεία και υλικά ενδοδοντίας.

Διατίθεται στα χρώματα: **1 2**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<p><b>Αλουμινένια θήκη με:</b>                      30 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας,                      6 κύπελλα για κώνους γουταπέρκας,                      1 δοχείο για απολύμανση με υφασμάτινο κάλυμμα, 1 χάρακα για τη μέτρηση του μήκους των εργαλείων, 5 θέσεις για φρέζες και 1 θέση για βύσματα βαμβακιού.</p>	12 x 8 x 5 cm	180 196 <b>106,27 €</b>



## Plug' in 8 Holes

Φρεζοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και χρωματιστούς σιλικονούχους σωληνίσκους μέσα στους οποίους τοποθετούνται οι φρέζες.

Το σκέπασμά της περιστρέφεται. Συγκρατεί 8 φρέζες σε οποιοδήποτε συνδυασμό μικρομότορ και αερότορ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα γνωστά προϊόντα απολύμανσης, στο λουτρό υπερήχων, για θερμική απολύμανση και στον κλίβανο χημικών ατμών.

Χρώματα σιλικονούχων σωληνίσκων: **2 3 4 5**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
4,6 x 2,5 x 3 cm	190 210 <b>24,76 €</b>




## Plug' in 16 Holes

Φρεζοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και χρωματιστούς σιλικονούχους σωληνίσκους μέσα στους οποίους τοποθετούνται οι φρέζες.

Το σκέπασμά της περιστρέφεται. Συγκρατεί 16 φρέζες σε οποιοδήποτε συνδυασμό μικρομότορ και αερότορ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα γνωστά προϊόντα απολύμανσης, στο λουτρό υπερήχων, για θερμική απολύμανση και στον κλίβανο χημικών ατμών.

Χρώματα σιλικονούχων σωληνίσκων: **2 3 4 5**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
8,6 x 2,5 x 3 cm	190 212 <b>37,95 €</b>



## Calxyl Πάστα

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου για αντισηψία και προσωρινή έμφραξη των ριζικών σωλήνων.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25,00 €

Σύριγγα των 3g και 5 ρύχνη μιας χρήσης



## Calxyl® Dentin 10

Καινοτόμο συνθετικό σύμπλεγμα ασβεστίου το οποίο προσφέρει μια βελτιωμένη επαναμεταλλικοποίηση της οδοντίνης.

**Ενεργό συστατικό: υδροξείδιο του ασβεστίου.**

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Θεραπεία μη τερηδονισμένων οδοντίνης πολύ κοντά στον πολφό
- Βαθειά τερηδόνα
- Έμμεση/άμεση κάλυψη πολφού
- Πολφοτομή
- Πολφεκτομή
- Προσωρινή έμφραξη ριζικού σωλήνα
- Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου

Το Calxyl Dentin 10 έχει ένα υψηλό pH >12.6 και επομένως δρα βακτηριοστατικά.

Χάρη στις ιδιότητές του, διεγείρει τα κύτταρα να δημιουργήσουν τριτογενή οδοντίνη και προάγει την επούλωση και τη ζωτικότητα του πολφού.

Το σύμπλεγμα ασβεστίου δημιουργεί προσεκβολές μετάλλου μέσα στα οδοντοσωληνάρια οι οποίες εμποδίζουν την κίνηση του υγρού των οδοντοσωληναρίων κι έτσι επέρχεται απευαισθητοποίηση.

Είναι ακτινοσκιερό υλικό.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

38,00 €

Σύριγγα με 1,5 ml πάστα και 5 βελόνες μιας χρήσης.

## Cervix Paste

Πάστα η οποία απευαισθητοποιεί μόνιμα τα ευαίσθητα σημεία των δοντιών.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25,00 €

Φιαλίδιο των 10 g



## Cionit

Ενέσιμο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30,00 €

3 αμπούλες του 1 ml



## OrthoMTA

Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

Το OrthoMTA είναι ένα υλικό έμφραξης του ριζικού σωλήνα. Η σύνθεσή του έχει ως ενεργό συστατικό το συσσωμάτωμα τριοξειδίων μετάλλων μέσω μιας **εμβιο-κεραμικής διαδικασίας παρασκευής**.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο ακρορριζικό τριτημόριο
- Ρωγμές
- Διαχωρισμός ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα
- Εσωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ακρορριζιογένεση
- Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου
- Έμφραξη του ριζικού σωλήνα

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική εμφρακτική ιδιότητα
- Αντιβακτηριακή δράση χάρη στο υψηλό αρχικό του pH (12,5) και τον ενταφιασμό των βακτηρίων μέσω της δημιουργίας C-S-H και υδροξυαπατίτη εντός των οδοντινοσωληναρίων
- Βιοσυμβατότητα με τους περιβάλλοντες ιστούς
- Καλή ακτινοσκοπιότητα
- Καθόλου βαρέα μέταλλα (Καθόλου CR6+, As, Ni, Fe)
- Καθόλου διαστολή (0,09%)
- Αρχική πήξη: 180 λεπτά
- Τελική πήξη: 360 λεπτά
- Εύκολες μέθοδοι χειρισμού
- Δυνατότητα επανάληψης θεραπείας
- Αποδεδειγμένο, αξιοσημείωτο ποσοστό μακροχρόνιας κλινικής επιτυχίας
- Χρώμα: λευκό



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

#### • Biofilling Starter Kit

Περιλαμβάνει:

- 1 μεταφορέα
- 1 συμπικνωτήρα
- 2 συμπιεστήρες 21 mm
- 2 συμπιεστήρες 25 mm
- 1 ρίνη K
- 1 εργαλείο κάμψης βελόνων
- 1 έμβολο
- 4 φιαλίδια OrthoMTA 0,2g
- 3 άκρα βελόνας
- 3 μπατονέτες
- 2 αμπούλες απεσταγμένο νερό
- 3 ρητινώδη μπλοκ με ομοίωμα ριζικού σωλήνα για εξάσκηση.

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g

**38,00 €**

50 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g

**320,00 €**

## Pluggers

Εργαλεία κάθετης συμπίκνωσης κατά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα.

### Plugger OMP-02

Διάμετροι άκρων: 0,3 mm (NiTi) και 1,0 mm (ατσάλι)



### Plugger OMP-03

Διάμετροι άκρων: 1,0 mm και 0,25 mm (ατσάλι)



### Plugger OMP-04

Διάμετροι άκρων: 0,5 mm και 0,8 mm (ατσάλι)



### Plugger OMP-05

Διάμετροι άκρων: 0,25 mm και 1,0 mm (ατσάλι)



**ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:**

**100,00 €**



## RetroMTA

### Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και θεραπείας ζωντανού πολφού.

Το RetroMTA είναι ένα υδραυλικό βιοκεραμικό υλικό για επιδιόρθωση ρίζας και θεραπεία ζωντανού πολφού.

Το RetroMTA αποτελείται από μικρά, υδρόφιλα σωματίδια τα οποία πήζουν με την παρουσία νερού.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας και μεσορριζικά
- Εξωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ανάστροφη έμφραξη
- Αναφύτευση δοντιού
- Κάλυψη πολφού
- Πολφοτομή
- Πολφεκτομή
- Ουδέτερο στρώμα
- Υλικό βάσης

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική έμφραξη
- Εξαιρετική αντιβακτηριακή δράση: Το αρχικό του pH είναι 11,5 και την 4η εβδομάδα μειώνεται έως 7,8-8,0
- Γρήγορη πήξη σε 180 δευτερόλεπτα
- Αντοχή στη θλίψη που φθάνει τα 105 MPa
- Δεν αποχρωματίζει το δόντι
- Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα (καθόλου Cr, As, Ni, Bi, Fe, Cd)
- Μη κυτταροτοξικό
- Έχει καλή ακτινοσκιερότητα
- Χρώμα λευκό



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
































































































2 κάψουλες των 0,3 g

**32,00 €**

8 κάψουλες των 0,3 g

**96,00 €**

**Διαμάντια τροχίσματος & φινιρίσματος**

 ISO 173/014 10,0/24,0 TF-11	 ISO 173/016 10,0/21,7 TF-12	 ISO 173/018 10,0/21,7 TF-13	 ISO 172/023 9,0/21,7 TF-14	 ISO 171/014 7,0/20,9 TF-20	 ISO 171/016 7,0/20,9 TF-21	 ISO 170/021 5,3/18,9 TF-22	 ISO 170/018 5,0/20,0 TF-23	 ISO 170/016 4,0/18,9 TF-31	 ISO 169/011 3,5/19,0 TF-41	 ISO 170/012 4,0/18,9 TF-42	 ISO 170/014 4,0/18,9 TF-43
<b>TF Σειρά</b>											
 ISO 199/016 10,0/21,7 TR-11	 ISO 199/016 10,0/21,7 TR-12	 ISO 198/018 9,0/21,7 TR-13	 ISO 198/022 9,1/21,9 TR-14	 ISO 200/022 11,2/23,7 TR-15	 ISO 200/023 11,2/23,7 TR-19	 ISO 197/013 7,0/20,9 TR-20	 ISO 197/016 7,0/21,0 TR-21	 ISO 197/018 7,0/21,1 TR-24	 ISO 199/016 10,0/21,6 TR-25	 ISO 199/018 9,0/21,7 TR-26	 ISO 160/016 10,0/21,9 TC-11
<b>TR Σειρά</b>						<b>TC Σειρά</b>					
 ISO 160/014 8,0/21,9 TC-21	 ISO 160/010 5,9/21,1 TC-26	 ISO 299/013 10,0/24,0 FO-11	 ISO 298/014 7,0/21,0 FO-21	 ISO 298/016 7,0/21,0 FO-22	 ISO 257/028 5,0/19,0 FO-25	 ISO 257/032 4,9/19,0 FO-27	 ISO 257/018 3,7/19,6 FO-32	 ISO 111/012 8,0/22,0 SF-11	 ISO 111/014 8,0/21,9 SF-12	 ISO 111/016 8,0/22,0 SF-13	 ISO 110/014 7,0/20,9 SF-21
<b>FO Σειρά</b>						<b>SF Σειρά</b>					
 ISO 109/013 4,5/19,0 SF-31	 ISO 109/010 4,1/18,9 SF-41	 ISO 288/012 6,0/20,9 SO-20	 ISO 289/014 8,0/21,7 SO-21	 ISO 141/012 8,0/22,1 SR-11	 ISO 141/014 8,0/22,1 SR-12	 ISO 141/016 8,0/22,1 SR-13	 ISO 553/019 10,1/23,1 RS-11	 ISO 545/018 7,0/21,1 RS-21	 ISO 544/018 4,2/19,1 RS-31	 ISO 039/032 4,9/19,0 EX-11	
<b>SO Σειρά</b>				<b>SR Σειρά</b>			<b>RS Σειρά</b>		<b>EX Σειρά</b>		
 ISO 039/034 7,1/20,0 EX-12	 ISO 237/018 5,0/19,0 EX-20	 ISO 237/021 5,0/18,9 EX-21	 ISO 220/017 10,0/24,0 EX-24	 ISO 237/032 4,9/18,9 EX-26	 ISO 234/014 4,1/19,0 EX-31	 ISO 237/010 2,9/19,0 EX-41	 ISO 001/018 1,5/19,0 BR-31	 ISO 001/016 1,2/19,0 BR-40	 ISO 001/014 1,2/19,0 BR-41	 ISO 001/010 0,9/19,0 BR-45	 ISO 001/012 1,1/19,0 BR-46
<b>BR Σειρά</b>											
 ISO 001/008 0,7/19,0 BR-49	 ISO 002/018 2,4/19,0 BC-31	 ISO 002/014 2,3/19,0 BC-42	 ISO 002/012 2,5/19,0 BC-43	 ISO 019/010 2,3/19,0 DI-41	 ISO 019/014 3,2/19,0 DI-42	 ISO 010/013 1,2/18,9 SI-46	 ISO 010/014 1,6/18,9 SI-47	 ISO 010/016 1,7/18,9 SI-48	 ISO 068/042 1,8/19,0 WR-13	 ISO 171/014 7,0/18,7 TF-S20	 ISO 171/016 7,0/18,7 TF-S21
<b>BC Σειρά</b>			<b>DI Σειρά</b>			<b>SI Σειρά</b>		<b>WR Σειρά</b>		<b>S Σειρά (κοντό στέλεχος)</b>	
 ISO 170/021 5,3/16,8 TF-S22	 ISO 170/018 5,0/17,0 TF-S23	 ISO 170/016 4,0/16,7 TF-S31	 ISO 169/011 3,5/16,8 TF-S41	 ISO 198/018 9,4/20,8 TR-S13	 ISO 197/016 7,0/18,7 TR-S21	 ISO 160/014 8,0/19,9 TC-S21	 ISO 298/014 7,0/18,1 FO-S21	 ISO 288/012 6,0/18,7 SO-S20	 ISO 001/010 0,9/16,6 BR-S45	 ISO 001/012 1,1/16,6 BR-S46	 ISO 002/014 2,3/16,6 BC-S42
 ISO 002/012 2,5/16,6 BC-S43	 ISO 019/010 2,3/17,1 DI-S41	 ISO 010/013 1,2/16,5 SI-S46	 ISO 010/016 1,7/16,5 SI-S48	 ISO 170/016 4,0/14,2 TF-SS31	 ISO 197/016 7,0/17,6 TR-SS21	 ISO 019/010 2,3/14,4 DI-SS41	 ISO 173/019 10,1/21,8 TF-13C	 ISO 198/019 9,1/21,8 TR-13C	 ISO 197/018 7,1/20,0 TR-62C	 ISO 160/017 10,1/22,0 TC-11C	 ISO 257/018 3,7/19,6 FO-32C
<b>SS Σειρά (πολύ κοντό στέλεχος)</b>						<b>C Σειρά</b>					

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

2,20 €

## Διαμάντια τροχίσματος & φινιρίσματος

ISO 190/019 9,5/21,0 FO-54C	ISO 111/014 8,0/21,9 SF-12C	ISO 001/018 1,5/19,0 BR-31C	ISO 010/014 1,5/18,9 SI-47C	ISO 068/043 1,9/19,1 WR-13C	ISO 173/015 10,0/21,7 TF-12F	ISO 171/015 7,0/20,9 TF-21F	ISO 199/015 10,0/21,7 TR-11F	ISO 198/016 9,0/21,7 TR-13F	ISO 197/015 7,0/21,0 TR-21F	ISO 199/015 10,0/21,6 TR-25F	ISO 199/017 9,0/21,7 TR-26F
<b>F Σειρά</b>											
ISO 160/015 10,0/21,9 TC-11F	ISO 160/013 8,0/21,9 TC-21F	ISO 298/013 7,0/21,0 FO-21F	ISO 298/015 7,0/21,0 FO-22F	ISO 150/009 0,1/21,0 EX-18F	ISO 237/020 5,0/18,9 EX-21F	ISO 001/006 0,5/19,0 BR-48F	ISO 304/015 0,5/19,1 WR-31F	ISO 304/015 0,5/16,6 WR-531F	ISO 173/014 10,0/21,7 TF-12EF	ISO 171/014 7,0/20,9 TF-21EF	ISO 199/014 10,0/21,7 TR-11EF
<b>EF Σειρά</b>											
ISO 198/015 9,0/21,7 TR-13EF	ISO 197/013 7,0/21,0 TR-21EF	ISO 199/014 10,0/21,6 TR-25EF	ISO 199/016 9,0/21,7 TR-26EF	ISO 160/014 10,0/21,9 TC-11EF	ISO 160/012 8,0/21,9 TC-21EF	ISO 298/012 7,0/21,0 FO-21EF	ISO 298/014 7,0/21,0 FO-22EF	ISO 237/019 5,0/18,9 EX-21EF	ISO 196/020 5,0/19,0 CR-11F	ISO 196/019 5,0/19,0 CR-11EF	ISO 196/015 4,0/19,0 CR-12F
<b>CR Σειρά για ένθετα</b>											
ISO 196/014 4,0/19,0 CR-12EF	ISO 197/012 7,0/21,5 CR-21F	ISO 289/013 8,0/21,5 CR-22F	ISO 254/015 3,2/19,0 FO-30F	ISO 248/013 6,1/20,0 FO-20EF	ISO 243/009 4,3/23,5 FO-40EF	ISO 248/009 6,0/18,5 FO-41EF	ISO 248/011 7,7/22,0 FO-42EF	ISO 001/016 1,5/19,0 BR-40EF	ISO 001/007 0,6/16,7 CD-50F	ISO 138/007 2,1/16,7 CD-51F	ISO 138/007 3,7/16,7 CD-52F
<b>CR Σειρά στίλβωσης</b>						<b>CD Σειρά</b>					
ISO 161/007 2,1/16,7 CD-53F	ISO 246/007 2,1/16,7 CD-54F	ISO 254/008 1,2/16,7 CD-55F	ISO 246/007 2,1/16,7 CD-56F	ISO 247/007 3,5/16,7 CD-57F	ISO 108/009 3,1/16,2 CD-58F						
<b>Πώς να διαβάσετε αυτό τον πίνακα:</b>											

Η χρήση των διαμαντιών Mani είναι καλό να συνοδεύεται από πλούσιο σπρέι νερού για να διατηρηθεί η καλή λειτουργία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη του πολφού.

Το χρώμα του φόντου κάθε διαμαντιού στο σχεδιάγραμμα δείχνει το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό στροφών/λεπτό για το συγκεκριμένο διαμάντι.

Συστήνεται κάθε διαμάντι να λειτουργεί σε χαμηλότερο αριθμό στροφών από το μέγιστο επιτρεπτό όριο που του αντιστοιχεί.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ


- **TF**/Κωνικό, επιπέδου άκρου • **TR**/Κωνικό, αποστρογγυλεμένου άκρου
- **TC**/Κωνικό, κωνικού άκρου • **FO**/Φλογοειδές, αφιδωτού άκρου
- **SF**/Ευθύ, επιπέδου άκρου • **SO**/Ευθύ, αφιδωτού άκρου
- **SR**/Ευθύ, αποστρογγυλεμένου άκρου
- **RS**/Αποστρογγυλεμένων γωνιών άκρου • **EX**/Ειδικό σχήμα
- **BR**/Σφαιρικό • **BC**/Σφαιρικού άκρου
- **DI**/Διπλού ανεστραμμένου κώνου • **SI**/Ανεστραμμένου κώνου
- **WR**/Αποστρογγυλεμένου χείλους, τύπου τροχού
- **CR**/για προετοιμασία ενθέτου • **CD**/για Παιδοδοντία
- **S**/κοντό στέλεχος • **SS**/Πολύ κοντό στέλεχος
- **C**/Αδρόκοκκο • **F**/Λεπτόκοκκο • **EF**/Υπερλεπτόκοκκο

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

2,20 €

**MI Stainless Burs**


Στρογγυλές φρέζες γωνιακής μικρομότορ, για ασφαλέστερη αφαίρεση της τερηδόνας. Κάνουν επιλεκτική κοπή της απασβεστιωμένης οδοντίνης.



Οι στρογγυλές φρέζες της MANI σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν να αφαιρούν επιλεκτικά μαλακή, τερηδονισμένη οδοντίνη χωρίς να αποκόπτουν υγιή οδοντίνη.

**ΜΕΓΕΘΗ**

- Διατίθενται σε 3 μήκη και σε 7 μεγέθη κεφαλής.
- Οι φρέζες μήκους 28 mm προσφέρουν μήκος για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές.
- Οι φρέζες μήκους 34 mm προσφέρουν βελτιωμένη ορατότητα κεφαλής και είναι ιδανικές για χρήση με το **μικροσκόπιο**.



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΡΕΖΑΣ
1/2	0.6 mm
1	0.8 mm
*2	1.0 mm
3	1.2 mm

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΡΕΖΑΣ
4	1.4 mm
5	1.6 mm
*6	1.8 mm

**Μέγιστο R.P.M.:** 22, 28 mm: 1200 r.p.m.  
34 mm: 800 r.p.m.

Οι MI Stainless Burs:

- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και μπορούν να αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο επανειλημμένα χωρίς κίνδυνο διάβρωσης.



Πριν την αποστείρωση

Μετά 10 κύκλους στο αυτόκαυστο

- Έχουν λεπίδες κοπής με εξαιρετική αντοχή στη φθορά, λόγω της σκληρότητας του ανοξείδωτου ατσαλιού.



Μετά την πρώτη χρήση

Μετά 10 χρήσεις

TA 6 TEMAXIA

**10,61 €**

**Εργαλεία ριζικού σωλήνα**

**MANI RT FILES**

Ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι με υψηλή κοπτική ικανότητα και ευλυγισία.




- Έχουν βελτιωμένη ελαστικότητα
- Έχουν υψηλή ικανότητα κοπής
- Με τον σχεδιασμό τους λιγότευουν τις πιθανότητες ώθησης των ξεσμάτων προς το ακρορριζίο
- Προκάμπτονται
- Αντέχουν στην θραύση

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μεμονωμένα :	15, 20, 25, 30, 35, 40
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6), 45(7) ~ 80(12)
	<b>8,85 €</b>

**MANI FLARE FILES**

Ρίνες με αναλογία κωνικότητας 5/100 (οι ISO files έχουν 2/100) οι οποίες αποδίδουν ένα σωστό κωνικό σχήμα στον ριζικό σωλήνα, μόνο με την χρήση τους. Με τις Flare Files η διαδικασία συντομεύει σημαντικά, συγκριτικά με την κλασική τεχνική step-back.




Το τριγωνικό σχήμα της διατομής των Flare Files βελτιώνει την ευκαμψία και την ικανότητα κοπής τους. Οι ρίνες αυτές είναι χρήσιμες στην επεξεργασία κεκαμμένων ριζικών σωλήνων.

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15 ~ 40
	<b>8,65 €</b>

**MANI D FINDERS**

Ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι για την αρχική διεύθυνση του ριζικού σωλήνα.




- Έχουν εξαιρετική αντοχή και αντίσταση στη διάβρωση
- Έχουν σχήματος D διατομή του τμήματος εργασίας η οποία επιτρέπει να φτάσει η άκρη του εργαλείου εύκολα στο ακρορριζίο, προλαμβάνοντας υπερβολική κοπή σε ενασβεστωμένους ή κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες
- Παρουσιάζουν αντίσταση στη θραύση

Μήκος (L) :	21 mm, 25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	08, 10
	<b>8,85 €</b>


**MANI SHORT BARBED BROACHES**

Κοντοί πολφουλκοί με μεταλλική λαβή.



Μήκος (L) :	21mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	1(xxf), 2(xxf), 3(xf), 4(f), 5(m), 6(c)
Ασορτί :	2(xf) - 4(f)
	<b>4,27 €</b>


**MANI REAMERS**



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	06(000) ~ 140(18)
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6) 45(7) ~ 80(12) 90(13) ~ 140(18)
	<b>8,00 €</b>

Μεγέθη 10 και άνω: **5,85 €**


**MANI K FILES**



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	06(000) ~ 140(18)
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6) 45(7) ~ 80(12) 90(13) ~ 140(18)
	<b>8,00 €</b>

Μεγέθη 10 και άνω: **5,85 €**


**MANI H FILES**



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	08(00) ~ 80(12)
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6) 45(7) ~ 80(12)
	<b>8,00 €</b>

Μεγέθη 10 και άνω: **5,85 €**

**MANI APICAL REAMERS**




Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	20(2) ~ 70(11)
	<b>10,45 €</b>

**MANI ENGINE REAMERS**




Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6)
	<b>10,45 €</b>

**MANI ENGINE H-FILES**



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6)
	<b>10,45 €</b>

**MANI FLEXILE FILES**




Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6)
	<b>10,45 €</b>

**MANI ULTRASONIC FILES**



Μήκος (L) :	33mm
Διάμετρος στελέχους :	0,8, 1,0mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6)
	<b>6,62 €</b>

**MANI PASTE CARRIERS**



<b>Lentulo.</b>	
Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	4 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	25,30,35,40
Ασορτί :	25 ~ 40
	<b>7,54 €</b>

**MANI SEC-O FILES**




Τύπος K	
Τύπος H	
Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15 ~ 40
	<b>9,89 €</b>

**MANI SUPER FILES**




Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15 ~ 40
	<b>9,89 €</b>

**MANI GATES DRILLS**




Μήκος (L) :	32mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	1,2,3,4,5,6
Ασορτί :	1 ~ 6
	<b>10,00 €</b>

**MANI SPREADERS**



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	15,20,25,30,35,40
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6)
	<b>9,41 €</b>

**MANI PLUGGERS**



Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασορτί :	15(1) ~ 40(6)
	<b>9,41 €</b>



## GPR Guttapercha Remover

Σύστημα μηχανοκίνητων εργαλείων για την εύκολη και αποτελεσματική αφαίρεση της έμφραξης γουταπέρκας από το ριζικό σωλήνα, σε 2 βήματα.

Το σύστημα αφαίρεσης γουταπέρκας GPR αποτελείται από:

• **2 μηχανοκίνητες ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι:**

- **1S**, μέγεθος 70 κωνικότητα 0,04
- **2S**, μέγεθος 50 κωνικότητα 0,04.

Χρησιμοποιούνται για το πρώτο βήμα κατά την αφαίρεση της γουταπέρκας.

• **2 μηχανοκίνητες ρίνες από NiTi:**

- **3N**, μέγεθος 40 κωνικότητα 0,04
- **4N**, μέγεθος 30 κωνικότητα 0,04

Χρησιμοποιούνται για το δεύτερο βήμα αφαίρεσης της γουταπέρκας.

Αυτές οι ρίνες NiTi έχουν θερμικά επεξεργασμένο άκρο εργασίας 5mm και χαρακτηρίζονται από υπερελαστικότητα και μνήμη σχήματος, γεγονός που αυξάνει την ευλυγισία τους και την αντίστασή τους στην κόπωση.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPR

- Δεν ασκεί πιέσεις, είναι ευκολόχρηστο
- Γρήγορη και δυναμική αφαίρεση
- Δεν χρειάζεται έλεγχο ροπής και αναστροφή
- Δεν χρειάζονται διαλυτικά
- Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα:  $1000 \pm 500 \text{ min}^{-1}$

## ΔΥΟ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

### ΒΗΜΑ 1

**Από τη μύλη έως το μέσο του ριζικού σωλήνα**

- Επιλέξτε το 1S/#70 ή το 2S/#50 (εξαρτάται από το σχήμα του ριζικού σωλήνα)
- Τοποθετήστε τη ρίνη στην κορυφή της γουταπέρκας και περιστρέψτε απαλά
- Η πρώτη αύλα δεσμεύει τη γουταπέρκα και η ρίνη προχωρά βαθύτερα
- Σταματήστε τη ρίνη 1-2 δευτερόλεπτα περίπου στο μέσο του σωλήνα (πριν τη καμπύλη)
- Μετακινήστε τη ρίνη με μια κίνηση έλξης και αφαιρέστε τα υπολείμματα

### ΒΗΜΑ 2

**Από το μέσο έως το ακρορριζικό τμήμα**

- Επιλέξτε το 3N/#40 ή το 4N/#30 (εξαρτάται από την καμπύλη του ριζικού σωλήνα)
- Τοποθετήστε ένα ελαστικό στοπ για να ορίσετε το μήκος εργασίας έως 1-2 mm πριν το ακρορρίζιο
- Σταματήστε τη ρίνη 1-2 δευτερόλεπτα στα 1-2 mm πριν το ακρορρίζιο
- Μετακινήστε τη ρίνη με κίνηση έλξης και αφαιρέστε τα υπολείμματα γουταπέρκας



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΡΙΝΗΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1S	70	0,04	16 mm	4 τεμάχια	<b>11,03 €</b>
2S	50	0,04	18 mm	4 τεμάχια	<b>11,03 €</b>
3N	40	0,04	21 mm	4 τεμάχια	<b>20,60 €</b>
4N	30	0,04	21 mm	4 τεμάχια	<b>20,60 €</b>
Ασορτί συσκευασία	1 x #70, 1 x #50, 1 x #40, 1 x #30			4 τεμάχια	<b>15,60 €</b>

## Νέο Paper Points

Απορροφητικοί κώνοι χάρτου.

- Σωστοί σε μέγεθος ή σχήμα
- Σταθεροί αρκετά όταν εισέρχονται στο υγρό περιβάλλον του ριζικού σωλήνα και με υψηλή απορροφητικότητα.
- Με χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**5,50 €**

#### Paper Points ISO Standard.

Συρταρωτό κουτί των **200 τεμαχίων** στα μεγέθη:  
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80  
και σε ασορτί 15-40 και 45-80.

**5+1**  
**ΔΩΡΟ**



## Νέο Paper Points Length Marked

Κώνοι χάρτου με σήμανση μήκους.

Επιτρέπουν εύκολη και γρήγορη μέτρηση μήκους.

Σήμανση μήκους στα 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm.

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**



**5+1**  
**ΔΩΡΟ**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Paper Points Standard Length Marked.

Συρταρωτό κουτί των 200 τεμαχίων στα μεγέθη:  
15, 20, 25, 30, 35, 40 και σε ασορτί: 15-40.

**5,90 €**

#### Paper Points Taper 0,04 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60  
και σε ασορτί: 15-40.

**6,50 €**

#### Paper Points Taper 0,06 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45  
και σε ασορτί: 15-40.

**6,50 €**

## Νέο Guttapercha Points

Κώνοι γουταπέρκας.



**4+1**  
**ΔΩΡΟ**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Guttapercha Points ISO Standard.

Συρταρωτό κουτί των **120 τεμαχίων** στα μεγέθη:  
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80  
και σε ασορτί: 15-40, 45-80.

**7,00 €**

#### Guttapercha Points Taper 0,04.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60  
και σε ασορτί: 15-40.

**7,50 €**

#### Guttapercha Points Taper 0,06.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45  
και σε ασορτί: 15-40.

**7,50 €**

## Νέο Guttapercha Points Length Marked

Κώνοι γουταπέρκας με σήμανση μήκους.

Επιτρέπουν εύκολη και γρήγορη μέτρηση μήκους.

Έχουν σήμανση μήκους στα 16, 18, 19, 20, 22, και 24 mm.



**4+1**  
**ΔΩΡΟ**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

#### Guttapercha Points ISO Standard Length Marked.

Συρταρωτό κουτί των **120 τεμαχίων** στα μεγέθη:  
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80  
και σε ασορτί: 15-40, 45-80.

**8,00 €**

#### Guttapercha Points Taper 0,04 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60  
και σε ασορτί: 15-40.

**8,50 €**

#### Guttapercha Points Taper 0,06 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45  
και σε ασορτί: 15-40.

**8,50 €**

Μηχανοκίνητο σύστημα ενός εργαλείου, από κράμα νικελίου-τιτανίου (NiTi) για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.

Η πρωτοποριακή κατεργασία EDM (Electrical discharge machining - Επεξεργασία με Ηλεκτρική Εκφόρτιση) επιτρέπει την κατασκευή ενός καινοτόμου εργαλείου NiTi με μοναδική και αξεπέραστη απόδοση στην κλινική χρήση.

Το εργαλείο είναι εξαιρετικά εύκαμπτο, παρόλο που η επιφάνειά του εμφανίζει υψηλή επιφανειακή σκληρότητα και αδρότητα. Χάρη στο μοναδικό αυτό συνδυασμό χαρακτηριστικών και στην ορθογώνια διατομή του, το NEONITI διαθέτει αποτελεσματικές κοπτικές αιχμές, επιφάνειες λειοτρίβησης και προοδευτική ευκαμψία, με αποτέλεσμα την απaráμιλλη ΚΟΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ.



Safe

Simple

&

Smart

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν "βιδώνει" εντός του ριζικού σωλήνα
- Μεγάλη κοπτική ικανότητα
- Υψηλή αντοχή ενάντια στη θραύση
- Αποτελεσματικός καθαρισμός μέχρι το ακρορρίζιο
- Κατάλληλο και για την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας (retreatment)
- Ένα μοναδικό περιστροφικό εργαλείο μορφοποίησης για ολοκληρωμένη θεραπεία
- Επίσης κατάλληλο για δύσκολες ρίζες (λεπτές, κεκαμμένες, ενασβετισωμένες)
- Παραγωγή ρινισμάτων μικρού μεγέθους ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος του ριζικού σωλήνα
- Δυνατότητα να δοθεί πρόκαμψη στο εργαλείο, για περιπτώσεις με δύσκολη πρόσβαση ή σωλήνες με σκαλοπάτια (ledge)
- Σεβασμός στην ανατομία του ριζικού σωλήνα (χωρίς ευθασμούς, χωρίς σκαλοπάτια)



## neoniti

**ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

Παγκοσμίως μοναδική διαδικασία κατασκευής, βασισμένη σε Επεξεργασία με Ηλεκτρική Φόρτιση. (EDM Electrical discharge machining).



Η διαδικασία EDM χαρακτηρίζεται από τους σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές εκκενώσεις υψηλής ενέργειας και υψηλής συχνότητας μεταξύ του μεταλλικού στοιχείου (π.χ. του εργαλείου neoniti) και ενός ηλεκτροδίου (π.χ. του σύρματος κοπής).

Αυτό οδηγεί σε τοπική τήξη και εξάτμιση του υλικού του εργαλείου με αποτέλεσμα την επίτευξη της επιθυμητής γεωμετρίας στο τελικό προϊόν.




Προοδευτική  
ευκαμψία




Σκληρές  
κοπτικές αιχμές



Αδρή/αποτριπτική  
επιφάνεια

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**



<b>Μέγεθος</b>	25	15	20	25	30	40
<b>Κωνικότητα</b>	.12	.03	.04	.04	.04	.04
	-	-	.06	.06	-	-
<b>Μήκος</b>	15 mm	21 mm, 25 mm & 31 mm				

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**

- Βαθμιαία παρασκευή του ριζικού σωλήνα από τη μύλη προς το ακρορριζίο (Crown down technique)
- Συνεχής περιστροφή
- Ταχύτητα 300-500 rpm
- Όριο ροπής 1,5 N cm
- Να χρησιμοποιείτε συνεχώς υγρά διακλυσμών
- **Να σκουπίζετε τακτικά το εργαλείο.**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**
**60,00 €**
**3+1**
**ΔΩΡΟ**
**ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**
**45,00 €**
**Απλή διαδικασία**
**1 Δημιουργία glidepath:**

- Παρασκευάστε την κοιλότητα διάνοιξης
- Μετά τον υπολογισμό του μήκους εργασίας, προχωρήστε σε διεύρυνση του ριζικού σωλήνα με εργαλεία K6, K8, K10 ή K15.



**Προαιρετικά:**  
σε στενού ή κεκομμένους ριζικούς σωλήνες

**2 Διεύρυνση του στομίου του ριζικού σωλήνα**


- Αφαιρέστε την υπερκείμενη του στομίου οδοντίνη.
- Πραγματοποιήστε κινήσεις περιφερικού ριζισμού.



**Orifice opener**

**3 Διαμόρφωση/Επανασχηματισμός/Αποκατάσταση**

- Χρησιμοποιήστε το A1 μέχρι το μέσο τριτημύριο χρησιμοποιώντας 3 ή 4 κινήσεις περιφερικού ριζισμού.
- Επιβεβαιώστε εκ νέου το μήκος εργασίας με μια ρίνη K.
- Φτάστε με το A1 στο μήκος εργασίας κάνοντας κινήσεις πάνω-κάτω.



**Shaper**

- Προαιρετικά: για τη μηχανική προετοιμασία δύσκολων ριζικών σωλήνων.

- Προαιρετικά: για την μηχανική προετοιμασία ευρέων ριζικών σωλήνων.

## Συσκευαοίες neoniti

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος (mm)	ΚΩΔΙΚΟΙ	
			5 ρίβες/κουτί	3 ρίβες/κουτί
			<b>Neoniti C1</b> n°25/.12 Orifice opener	
<b>Neoniti GPS</b> n°15/.03 Glide path		21 25 31	NXA 01 007 02 005 NXA 01 007 01 005 NXA 01 007 03 005	NXA 01 007 02 003 NXA 01 007 01 003 NXA 01 007 03 003
<b>Neoniti A1</b> n°20/.04 Shaper		21 25 31	NXA 01 008 02 005 NXA 01 008 01 005 NXA 01 008 03 005	NXA 01 008 02 003 NXA 01 008 01 003 NXA 01 008 03 003
<b>Neoniti A1</b> n°20/.06 Shaper		21 25 31	NXA 01 005 02 005 NXA 01 005 01 005 NXA 01 005 03 005	NXA 01 005 02 003 NXA 01 005 01 003 NXA 01 005 03 003
<b>Neoniti A1</b> n°25/.04 Shaper		21 25 31	NXA 01 009 02 005 NXA 01 009 01 005 NXA 01 009 03 005	NXA 01 009 02 003 NXA 01 009 01 003 NXA 01 009 03 003
<b>Neoniti A1</b> n°25/.06 Shaper		21 25 31	NXA 01 003 02 005 NXA 01 003 01 005 NXA 01 003 03 005	NXA 01 003 02 003 NXA 01 003 01 003 NXA 01 003 03 003
<b>Neoniti A1</b> n°30/.04 Finisher		21 25 31	NXA 01 010 02 005 NXA 01 010 01 005 NXA 01 010 03 005	NXA 01 010 02 003 NXA 01 010 01 003 NXA 01 010 03 003
<b>Neoniti A1</b> n°40/.04 Finisher		21 25 31	NXA 01 006 02 005 NXA 01 006 01 005 NXA 01 006 03 005	NXA 01 006 02 003 NXA 01 006 01 003 NXA 01 006 03 003

ΑΣΣΟΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΑΣΣΟΡΤΙ - 5 ρίβες/κουτί <b>60,00 € 3+1 ΔΩΡΟ</b>			Μήκος	ΚΩΔΙΚΟΣ			
							21 25 31	no. 1 NXA 01 004 08 005 NXA 01 004 04 005 NXA 01 004 09 005
							21 25 31	no. 2 NXA 01 004 18 005 NXA 01 004 16 005 NXA 01 004 20 005
				21 25 31	no. 3 NXA 01 004 19 005 NXA 01 004 17 005 NXA 01 004 21 005			
				21 25 31	no. 4 NXA 01 004 27 005 NXA 01 004 24 005 NXA 01 004 26 005			
INTRO - 3 ρίβες/κουτί								
				21 25	no. 1 NXA 01 004 07 003 NXA 01 004 05 003			
				21 25	no. 2 NXA 01 004 13 003 NXA 01 004 10 003			
				21 25	no. 3 NXA 01 004 14 003 NXA 01 004 11 003			
				21 25	no. 4 NXA 01 004 15 003 NXA 01 004 12 003			
				21 25	no. 5 NXA 01 004 23 003 NXA 01 004 22 003			
				21 25	no. 6 NXA 01 004 28 003 NXA 01 004 25 003			

## Endo@pex

Ασύρματο σύστημα έμφραξης των ριζικών σωλήνων.

**Είναι απόλυτα συμβατό με τις τεχνικές έμφραξης κάθετης συμπύκνωσης και back fill.**

Με την εξαιρετική του απόδοση και το ελάχιστο βάρος του, το σύστημα Endo-Apex θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά συστήματα ενδοδοντικής έμφραξης της αγοράς.

Το σύστημα Endo-Apex αποτελείται από 2 ξεχωριστές συσκευές έμφραξης (διατίθενται επίσης και ξεχωριστά).

Η πρώτη συσκευή είναι το *Friendo*, εργαλείο τύπου στυλό για έμφραξη του ριζικού σωλήνα με θερμή κάθετη συμπύκνωση γουταπέρκας.

Το *Friendo* μαλακώνει, απλώνει και συμπιέζει το υλικό έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

Η δεύτερη συσκευή είναι το *Gutta Easy*, πιστόλι θερμοπλαστικής έμφραξης για την back-fill τεχνική έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

## Friendo

#### • Φορητή συσκευή, εξαιρετικά ελαφριά

Το *Friendo* ζυγίζει σχεδόν 50% λιγότερο από άλλες αντίστοιχες συσκευές.

#### • Άνετη, ξεκούραστη χρήση

Το κέντρο βάρους της χειρολαβής *Friendo* βρίσκεται στο μέσο της και το βάρος της είναι ομοιόμορφα κατανομημένο (μπροστά και πίσω).

#### • Ανώτερος μηχανισμός θέρμανσης

Το *Friendo* φτάνει σε θερμοκρασία 230°C σε 0,28 δευτερόλεπτα και ψύχεται εξίσου γρήγορα.

## Gutta Easy

#### • Μηχανισμός περιστροφής 360° (πατέντα)

Επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει την κατεύθυνση της βελόνας του πιστολιού οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Αυτό γίνεται, πιάνοντας απαλά το θάλαμο θέρμανσης (που είναι καλυμμένος με το προστατευτικό θερμότητας) και περιστρέφοντάς τον σε οποιαδήποτε επιθυμητή κατεύθυνση.

Έτσι, επιτυγχάνεται ακρίβεια της διαδικασίας ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Επίσης, μειώνονται οι πιθανότητες θραύσης της βελόνας, καθώς και η κόπωση του χειριού.


#### • Ο γρηγορότερος μηχανισμός θέρμανσης

Χρειάζεται μόνο 23 δευτερόλεπτα έως τη μέγιστη θερμοκρασία των 200°C.

#### • Προηγμένη προστασία του ασθενούς από τη θερμότητα

Το *Gutta Easy* είναι το πρώτο σύστημα έμφραξης back-fill που εξασφαλίζει πλήρη θερμική προστασία για τον ασθενή. Η συσκευή έχει προστατευτικό κάλυμμα για τη θερμότητα που της επιτρέπει να αγγίζει τα χείλη του ασθενούς χωρίς να μεταφέρεται επιβλαβές ποσό θερμότητας. Ακόμα και στη μέγιστη θερμοκρασία των 200°C, το *Gutta Easy* παραμένει «δροσερό» για 3 λεπτά. Κατόπιν, θα είναι απλά «ζεστό» για άλλα 10-15 λεπτά, δίνοντας στο γιατρό άνεση εργασίας.

Το σύστημα έχει εύκολη συντήρηση και καθαρισμό των συσκευών.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασίες λειτουργίας *Friendo*: 170, 200, 230°C

Θερμοκρασίες λειτουργίας *Gutta Easy*: 160, 180, 200°C

Μπαταρία *Friendo*: Πολυμερές λιθίου, DC 3.7 V, 1.200 mAh

Μπαταρία *Gutta Easy*: Ιόν λιθίου, DC 3.7 V, 2.200 mAh

Είσοδος: 100~240 V AC/50~60 Hz

Έξοδος: 6 V ---, 2.5 A. Χρήση με τον αντάπτορα AC/DC

### Διαστάσεις/Βάρος

Χειρολαβή *Friendo*: 19x22x167 mm / 60g

Πιστολιού *Gutta Easy*: 160x125x33 mm / 160g

Endo-Apex βάση φόρτισης: 200x167x68 mm / 510g

*Friendo* βάση φόρτισης: 85x136x58 mm / 270g

*Gutta Easy* βάση φόρτισης: 85x136x70 mm / 340g

Αντάπτορας: 200 g



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

### Συσκευασία συστήματος Endo-Apex **1.350 €**

Αποτελείται από: τη χειρολαβή *Friendo*, το πιστόλι *Gutta Easy*, βάση φόρτισης και για τις 2 συσκευές, 2 άκρα για το *Friendo* (1F και 1FM), 2 προστατευτικά της χειρολαβής *Friendo*, 3 βελόνες για το *Gutta Easy* (δύο 23G/μία 25G), 1 φιαλίδιο με 100 τεμάχια γουταπέρκας, 1 AC καλώδιο, 1 αντάπτορα (6V DC/2.5A), 3 δακτυλίους τεφλόν για το έμβολο του *Gutta Easy*, 1 έμβολο για το *Gutta Easy*, 2 προστατευτικά θερμότητας για το *Gutta Easy*, 1 πολυεργαλείο, 1 βούρτσα καθαρισμού από τεφλόν, 1 μεταλλικό στήριγμα για το πιστόλι.

### Συσκευασία *Friendo* **750,00 €**

Περιλαμβάνει: τη χειρολαβή *Friendo*, τη βάση φόρτισης, 2 άκρα (1F και 1FM), 2 προστατευτικά της χειρολαβής, 1 αλουμινένιο περίβλημα για τη χειρολαβή, 1 καλώδιο AC, 1 αντάπτορα (6V DC/2.5A)

### Συσκευασία *Gutta Easy* **750,00 €**

Περιλαμβάνει: 1 πιστόλι *Gutta Easy*, 3 βελόνες για το πιστόλι (δύο 23G/μία 25G), 1 βάση φόρτισης, 2 προστατευτικά από τη θερμότητα, 1 φιαλίδιο με 100 τεμάχια γουταπέρκας, 3 δακτυλίους τεφλόν για το έμβολο, 1 έμβολο, 1 πολυεργαλείο, 1 μεταλλικό στήριγμα για το πιστόλι, 1 βούρτσα καθαρισμού από τεφλόν, 1 καλώδιο AC, 1 αντάπτορα (6V DC/2.5A)

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

### Για το *Gutta Easy*

- Γουταπέρκα: Κουτί 100 τεμαχίων **20,00 €**
- Προστατευτικό κάλυμμα για το πιστόλι: 5 τεμάχια **40,00 €**
- Βελόνα πιστολιού 23 G: 6 τεμάχια **60,00 €**
- Βελόνα πιστολιού 25 G: 6 τεμάχια **60,00 €**
- Δακτύλιοι τεφλόν για το έμβολο: 15 τεμάχια **20,00 €**
- Πολυεργαλείο **10,00 €**
- Μπαταρία για το *Gutta Easy* **80,00 €**
- Αντάπτορας (6V DC/2.5A) **80,00 €**
- *Gutta Easy* βάση φόρτισης **250,00 €**
- Endo@pex βάση φόρτισης **250,00 €**



### Για το *Friendo*

- Ελαστικό κάλυμμα για το *Friendo*: 5 τεμάχια **50,00 €**
- Άκρα για το *Friendo* XF. F. FM. M. ML.: 2 τεμάχια **150,00 €**
- Μπαταρία για το *Friendo* **80,00 €**
- Αντάπτορας (6V DC/2.5A) **80,00 €**
- *Friendo* βάση φόρτισης **250,00 €**



## DX-Condenser

### Σετ NiTi εργαλείων κάθετης συμπύκνωσης

Αποτελείται από:

- DX Condenser 35/70 (πράσινο, 0.35 mm NiTi άκρο και 0.7 mm άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι)
- DX Condenser 40/80 (μαύρο, 0.4 mm NiTi άκρο και 0.8 mm άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι)
- DX Condenser 50/100 (κίτρινο, 0.5 mm NiTi άκρο και 1.0 mm άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι)



**120,00 €**

## Occlusion Foil 12μ.




Συνθετικό φύλλο ελέγχου σύγκλεισης, πάχους 12μ.

Έχει υψηλή αντίσταση στο σκίσιμο, είναι όμως και ελαστικό.

Είναι εξαιρετικά λεπτό και μεταφέρει με ακρίβεια το χρώμα αποδίδοντας σημειακές επαφές.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

		ΤΙΜΗ		ΤΙΜΗ	
	22 mm x 25 m No. Είδους		80 mm x 25 m No. Είδους		
ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ		480 021	17,75 €	480 031	39,56 €
		480 022	17,75 €	480 032	39,56 €
		480 023	17,75 €	480 033	39,56 €
				480 037	39,56 €
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ		480 041	17,75 €	480 051	44,00 €
		480 042	17,75 €	480 052	44,00 €
		480 043	17,75 €	480 053	44,00 €
				480 057	44,00 €
		480 165	17,75 €		44,00 €

## Occlusion Foil 12μ. White

Συνθετικό φύλλο ελέγχου σύγκλεισης, λευκό.

Συνθετικό φύλλο για τον έλεγχο των επαφών, 12μ. λευκού χρώματος.

Το λευκό χρώμα είναι ιδανικά ορατό πάνω σε μεταλλικές αποκαταστάσεις και εμποδίζει την παρερμηνεία λόγω σκιών.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
Πλάτος 22mm – μονής όψης	17,75 €	25 m	480 028
Πλάτος 80 mm – μονής όψης	45,00 €	25 m	480 038
Πλάτος 22 mm – διπλής όψης	17,75 €	25 m	480 048
Πλάτος 80mm – διπλής όψης	45,00 €	25 m	480 058

## Χαρτί άρθρωσης 80μ. και 40μ. για μέτριας ευαισθησίας έλεγχο των επαφών

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

			80μ.	40μ.	
	ΦΥΛΛΑ		ΝΟ. ΕΙΔΟΥΣ	ΝΟ. ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ
	72		480 367	480 337	<b>10,03 €</b>
	72		480 364		<b>10,03 €</b>
	72			480 332	<b>10,03 €</b>
	144		480 377		<b>9,05 €</b>
			480 374		<b>9,05 €</b>
	144 (20 mm x 105 mm)		480 387		<b>9,05 €</b>
			480 384		<b>9,05 €</b>
	120 (22 mm x 110 mm)			480 352	<b>9,05 €</b>
				480 357	<b>9,05 €</b>
				480 354	<b>9,05 €</b>
	15m (22 mm εύρος)			480 322	<b>10,58 €</b>
				480 327	<b>10,58 €</b>



### Shimstock Foil 8μ.

Μεταλλικό φύλλο έλεγχου σύγκλεισης χωρίς χρωματική επικάλυψη.

Χρησιμοποιείται για τον τελικό έλεγχο της σύγκλεισης.

Όταν τα δόντια είναι σε ισορροπημένη σύγκλειση, το φύλλο Shimstock μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω, διαμέσου των εκλεκτικά τροχισμένων επιφανειών.

Αν υπάρχει μυϊκός τόνος, το φύλλο συγκρατείται μέσα στο στόμα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ρολό πλάτους 8 mm x 5 m	480 180
<b>15,00 €</b>	

## HyFlex™ CM NiTi Files

Εξαιρετικά ευλύγιστες, μηχανοκίνητες ρίνες NiTi, με ελεγχόμενη μνήμη σχήματος.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEX™ CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
60011064	<b>HyFlex™ CM NiTi</b> Ακολουθία Ρινών, 21 mm .04/20 21 mm .04/25 21 mm .04/30 21 mm .04/40 21 mm .06/20 21 mm .08/25 19 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
60011079	<b>HyFlex™ CM NiTi</b> Ακολουθία Ρινών, 25 mm .04/20 25 mm .04/25 25 mm .04/30 25 mm .04/40 25 mm .06/20 25 mm .08/25 19 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
60018294	<b>HyFlex™ CM NiTi</b> Ακολουθία Ρινών, 31 mm .04/20 31 mm .04/25 31 mm .04/30 31 mm .04/40 31 mm .06/20 31 mm .08/25 19 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
	<b>Ανταλλακτικά Ρινών. Μεγέθη:</b> 08/25, 04/15, 04/20, 04/25, 04/30, 04/35, 04/40, 04/45, 04/50, 04/60, 06/20, 06/25, 06/30, 06/35, 06/40, σε μήκη 21, 25, 31 mm	6 ρίνες/πακέτο



76,08 €



## HyFlex™ EDM

Η νέα γενιά ρινών HyFlex, κατασκευασμένες με μηχανική κατεργασία ηλεκτρικής εκκένωσης. Έως 700% υψηλότερη αντοχή στη θραύση.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEX™ EDM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
6001 9363	<b>HyFlex™ EDM Ακολουθία ρινών NiTi</b> Σετ ρινών διαμόρφωσης 10/.05 25 mm 25/~ 25 mm 25/.12 15 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
6001 9364	<b>HyFlex™ EDM Ακολουθία ρινών NiTi</b> Σετ φινιρίσματος 40/.04 25 mm 50/.03 25 mm 60/.02 25 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
6002 3495	<b>HyFlex™ EDM Shaping Set Max Curve</b> Σετ για πολύ κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες 15/.03 25 mm 10/.05 25 mm 20/.05 25 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
<b>HYFLEX EDM ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΙΝΕΣ ΝΙΤΙ</b>		
6001 9596	Ρίνη διάνοιξης στομίου 25/.12 15 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9594	Ρίνη αρχικής διείδυσης 10/.05 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6002 3492	Ρίνη αρχικής διείδυσης 15/.03 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6002 2276	Ρίνη παρασκευής 20/.05 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9595	HyFlex™ OneFile 25/~ 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9597	Ρίνη φινιρίσματος 40/.04 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9598	Ρίνη φινιρίσματος 50/.03 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9599	Ρίνη φινιρίσματος 60/.02 25 mm	3 ρίνες/πακέτο



50,00 €



## HyFlex™ Remover

Μηχανοκίνητη ρίνη για την αφαίρεση της έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

- Μία ρίνη για την αφαίρεση του εμφρακτικού υλικού της ρίζας
- Σέβεται την ανατομία του ριζικού σωλήνα
- Αποτελεσματική χωρίς την ανάγκη διαλυτικού μέσου
- Ασφαλής χάρη στο μη κοπτικό άκρο
- Μέγεθος 30/.07
- Μέγιστη ροπή: 2,5 N.cm
- Ταχύτητα περιστροφής: 400-800 rpm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	60,00 €	ΚΩΔΙΚΟΣ
5 τεμάχια Remover File 30/.07 σε μήκος 19 mm		6002 3649
5 τεμάχια Remover File 30/.07 σε μήκος 23 mm		6002 3648

## Coltene Hysolate Latex Dental Dam powderfree

Ελαστικός απομονωτήρας από latex, χωρίς πούδρα, με ελεγχόμενο χαμηλό επίπεδο πρωτεΐνης\*.

- \* Περιεχόμενο πούδρας <50mg/dm<sup>2</sup>  
 Περιεχόμενο πρωτεΐνης <2mg/φύλλο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ					30,00 €
Για ενήλικες	152x152 mm	Μεσαίος	Πράσινος	36 τεμ.	60034419
		Χονδρός		36 τεμ.	60034420
Για παιδιά	127x127 mm	Μεσαίος	Μπλε	52 τεμ.	60034441

## CanalPro EDTA 17%

Διάλυμα EDTA 17%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ			
	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
17%	500 ml	6001 9651	77,00 €
	100 ml	6001 9654	23,00 €



## CanalPro CHX 2%

Διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης 2%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ			
	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
2%	500 ml	6001 9658	21,00 €
	100 ml	6001 9659	




## CanalPro Slotted-End Tips

Βελόνες διακλυσμού με πλαϊνό άνοιγμα.

Μήκος: 25 mm




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>27 ga</b> (0,4 mm)	<b>37,00 €</b>	100 τεμ. γκρι		6001 1167
<b>30 ga</b> (0,3 mm)	<b>43,76 €</b>	100 τεμ. ανοικτό κίτρινο		6001 1168

## CanalPro Side-Port Tips

Βελόνες διακλυσμού με πλαϊνή οπή.

Μήκος: 25 mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>27 ga</b> (0,4 mm)	<b>110,00 €</b>	100 τεμ. γκρι		6001 1169
<b>30 ga</b> (0,3 mm)	<b>98,00 €</b>	100 τεμ. ανοικτό κίτρινο		6001 1170

## Color Syringes

Χρωματιστές σύριγγες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόκκινες	50 σύριγγες/κουτί	6001 1173
Μπλε	50 σύριγγες/κουτί	6001 1174
Κίτρινες	50 σύριγγες/κουτί	6001 1175
Άσπρες	50 σύριγγες/κουτί	6001 1176



**17,50 €**

## CanalPro™ Jeni

Αυτόνομο σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.

- **Απόλυτα ταιριαστό με τέσσερα συστήματα ρινών**  
Τέσσερα συστήματα ρινών έχουν ειδικά προγραμματιστεί για χρήση με το Jeni mode (HyFlex CM, HyFlex EDM, MicroMega One Curve, MicroMega 2Shape).
- **Λειτουργία εντοπιστή ακρορριζίου**



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**3.500 €**

**Πλήρες σετ - ΚΩΔ. 60023659**

Περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου, μοτέρ με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, γωνιακή χειρολαβή 1:1, bluetooth ποδοδιακόπτη, τροφοδοτικό, σετ καλωδίου ακρορριζίου, συγκρατητήρα για το καλώδιο

**Paper Points**

**Top color**

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Κώνιοι χάρτου με χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ISO	ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ	200 ΤΕΜ.	500 ΤΕΜ.
15 - 40	344 596	344 696
15	344 515	344 615
20	344 520	344 620
25	344 525	344 625
30	344 530	344 630
35	344 535	344 635
40	344 540	344 640
ΜΕΓΕΘΟΣ	120 ΤΕΜ.	300 ΤΕΜ.
45 - 80	344 597	344 697
45	344 545	344 645
50	344 550	344 650
55	344 555	344 655
60	344 560	344 660
70	344 570	344 670
80	344 580	344 680



Συρταρωτό κουτί  
200 τεμ.  
**10,50 €**

**5+1**  
**ΔΩΡΟ**

**Paper Points**

**conventional**

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Κώνιοι χάρτου περισσότερο κωνικοί από τους ISO κώνους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ
	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ	200 ΤΕΜ.
XXF-XL	342 000
XXF	342 001
XF	342 002
F	342 003
Μέγεθος	120 τεμ.
M	342 004
L	342 005
XL	342 006



Συρταρωτό κουτί  
200 τεμ.  
**10,50 €**

**Paper Points Greater Taper 0.04**

Κώνιοι χάρτου κωνικότητας 0.04

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**14,64 €**

**Συρταρωτό κουτί των 100 τεμαχίων.**

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45

και σε μεμονωμένα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60.



**Paper Points Greater Taper 0.06**

Κώνιοι χάρτου κωνικότητας 0.06

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

**14,64 €**

**Συρταρωτό κουτί των 100 τεμ.**

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45

και μεμονωμένα στα μεγέθη 20, 25, 30, 35, 40, 45



**Guttapercha Points**

**Top color**

Κώνιοι γουταπέρκας με χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

**23,00 €**

ISO	ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ
100 ΤΕΜ.	
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
15 - 40	365 196
15	365 115
20	365 120
25	365 125
30	365 130
35	365 135
40	365 140
45 - 80	365 197
45	365 145
50	365 150
55	365 155
60	365 160
70	365 170
80	365 180



**Προσφορά**

Αγοράζοντας **4** κουτιά

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

## Guttapercha Points HyFlex EDM Assortment

Ασσορτί συσκευασία κώνων γουταπέρκας ειδικά φτιαγμένη για την έμφραξη ριζικών σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία με τις ρίνες HyFlex EDM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων. Περιλαμβάνει κώνους γουταπέρκας στα μεγέθη: 20/.05, 25/~, 40/.04, 50/.03, 60/.02	6002 2705

25,00 €



## Guttapercha Points Greater Taper

Κώνοι γουταπέρκας κωνικότητας 0,04 και 0,06.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
60 TEM.		
	ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 4%/0.04	ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 6%/0.06
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
20 - 45	361 746	361 846
20	361 720	361 820
25	361 725	361 825
30	361 730	361 830
35	361 735	361 835
40	361 740	361 840
45	361 745	361 845
50	6001 9565	
60	6001 9566	

23,00 €



**Προσφορά**

Αγοράζοντας 4 κουτιά

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

## Guttapercha Points HyFlex EDM OneFile 0.0 ~ #25

Κώνοι γουταπέρκας για ριζικούς σωλήνες που έχουν υποστεί επεξεργασία με τη ρίνη OneFile 25/~

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων	6002 2707

25,00 €



## Guttapercha Points Greater Taper 0.03#50

Κώνοι γουταπέρκας που αντιστοιχούν στο μέγεθος του ριζικού σωλήνα που αποδίδει η ρίνη HyFlex EDM 50/.03

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων	6002 2709

23,00 €



## GuttaFlow® 2

Δύο σε ένα - Ρευστό σύστημα έμφραξης ριζικών σωλήνων χωρίς θέρμανση.

Συνδυάζει δύο προϊόντα σε ένα: γουταπέρκα σε σκόνη, με μέγεθος κόκκων μικρότερο των 30 μm και φύραμα.

- Χρόνος εργασίας: 10 λεπτά
- Χρόνος πήξης: 25-30 λεπτά



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>GuttaFlow® 2 Automix Standard Set</b> 1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 Ρύγχη ανάμειξης και 1 μπλοκ ανάμειξης.	6002 6870
<b>120,00 €</b>	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
24 ρύγχη ανάμειξης για τη σύριγγα	6001 3719
<b>34,00 €</b>	

## GuttaFlow® Bioseal

Πρωτοπόρο σύστημα έμφραξης των ριζικών σωλήνων με ψυχρή γουταπέρκα, 3 σε 1: γουταπέρκα, φύραμα, βιοκεραμικά.

- Χρόνος εργασίας: 5 λεπτά
- Χρόνος πήξης: 12-16 λεπτά



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης και 1 μπλοκ ανάμειξης	6001 9560
<b>170,00 €</b>	

## Spreader

Εργαλείο πλάγιας συμπύκνωσης γουταπέρκας.

**Μεγέθη:** 20, 30, 40, 50.

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  
**35,00 €**



## Plugger

Εργαλείο κάθετης συμπύκνωσης γουταπέρκας.

**Μεγέθη:** 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm 1,2 mm

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  
**24,00 €**



## Endo Frost

Σπρέι ψυχρού.

- Αποδίδει θερμοκρασία  $-50^{\circ}\text{C}$

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Φιάλη 200 ml	240 000



**13,00 €**

## Flexi Dam non latex

Ελαστικός απομονωτήρας, χωρίς latex, ασφαλής και αποτελεσματικός.

**Μπορεί να επιμηκυνθεί περισσότερο από 1.000% πριν να σχισθεί.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
περίπου 15 x 15 cm	0.50 mm	βιολετί	30 τεμάχια	390 035
		μπλε		390 033



**46,00 €**

## νέο VacuSoft

Ρύγχος αναρρόφησης για μεγαλύτερη άνεση και χαμηλό θόρυβο κατά την αναρρόφηση. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ειδικές ομάδες ασθενών.

Αποτελείται από δύο μέρη:

- Το ρύγχος (base) που είναι ανθεκτικό κι επαναχρησιμοποιήσιμο κι αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο.
- Τα άκρα που προσαρτώνται στο ρύγχος και είναι μιας χρήσης. Κατασκευάζονται από μαλακό πλαστικό TPE και διατίθενται σε 3 είδη:
  - **Sensitive Comfort:** πολύ μαλακό άκρο για ειδικούς ασθενείς ευαίσθητους στην πίεση. Χρώμα μπλε.
  - **Comfort:** μαλακό άκρο για απαλή αναρρόφηση. Χρώμα πράσινο.
  - **Solid Comfort:** σταθερό άκρο που προσφέρει και βοήθεια απώθησης των μαλακών μοριών. Χρώμα μαύρο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
<b>VacuSoft Starter Kit.</b> Περιλαμβάνει: 2 VacuSoft Base (ρύγχη), 5 άκρα Sensitive Comfort, 5 άκρα Comfort και 5 άκρα Solid Comfort	6002 3549
<b>VacuSoft base ανταλλακτικό:</b> 10xVacuSoft Base	6002 3550
<b>VacuSoft Sensitive Comfort ανταλλακτικό:</b> 50 τεμάχια	6002 3551
<b>VacuSoft Comfort ανταλλακτικό:</b> 50 τεμάχια	6002 3552
<b>VacuSoft Solid Comfort ανταλλακτικό:</b> 50 τεμάχια	6002 3554

**Surgitip**

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης.

Είναι αποστειρωμένα και ατομικά συσκευασμένα.

**45,00 €**


**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ø 2,5 mm	ø 6,5 mm	20 τεμ. *	462 025
ø 4,8 mm			462 048
ø 2,5 mm		100 τεμ. **	462 026
ø 4,8 mm			462 049

\* συμμ. 1 διπλός αντάπτορας

\*\* συμμ. 5 διπλοί αντάπτορες για προσαρμογή σε υποδοχές ø 11mm και ø 16mm

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**



**Surgitip-micro**

Μικροχειρουργικά ρύγχη αναρρόφησης.

Το εξαιρετικά λεπτό άνοιγμα ø 1,2mm καθιστά το Surgitip – micro ιδανικό για χρήση όταν ο οδοντίατρος εργάζεται με μικροσκόπιο ή μεγεθυντικούς φακούς.

Είναι αποστειρωμένα και ατομικά συσκευασμένα.

**56,05 €**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ø 1,2 mm	ø 6,5 mm	20 τεμ. *	462 012

\* συμμ. 1 διπλός αντάπτορας


**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**



**Surgitip-endo**

Ρύγχος αναρρόφησης ειδικά σχεδιασμένο για το στέγνωμα των ριζικών σωλήνων.

- Το τμήμα του που εισέρχεται στο ριζικό σωλήνα είναι ISO 60 και έχει εσωτερική διάμετρο 0,35 mm.
- Διατίθεται αποστειρωμένο και ατομικά συσκευασμένο.



**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ**



**50,00 €**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ
20 Surgitip-endo ατομικά συσκευασμένα κι ένας διπλός αντάπτορας
6001 8280



## Aspirator Tips

Ρύχνη αναρρόφησης.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

	ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ø 4,8 mm	ø 6.5 mm	100 τεμάχια*	461 048

\* περιλαμβάνεται ένας διπλός αντάπτορας για προσαρμογή σε διάμετρο 11 mm και 16 mm



65,00 €

## Concorde II

Ρύχνη χειρουργικής αναρρόφησης.

Μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο ή τον κλίβανο χημικών ατμών μέχρι τους 134°C.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

	ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ø 11 mm	10 τεμάχια*	450 211
	ø 16 mm	10 τεμάχια	450 216

\* περιλαμβάνεται ένας αντάπτορας για προσαρμογή σε διάμετρο 16mm



29,50 €

## Αντάπτορες

Είναι αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο μέχρι τους 134°C.

### ΑΠΛΟΣ

- Για προσαρμογή του Concorde II ø 11mm σε υποδοχές ø 16mm

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ø 11 έως 16 mm	1 τεμάχιο	463 011 9,54 €



### ΔΙΠΛΟΣ

- Για προσαρμογή του Surgitip, του Surgitip-micro, του Surgitip-endo και του Aspirator Tip, σε υποδοχές ø 11mm και ø 16mm

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ø 6.5 έως 11 mm	1 σετ	463 000 9,54 €
	ø 6.5 έως 16 mm		

## Steel Separating Strips

Μιας όψης, ταινίες διαχωρισμού από ατσάλι.

Πλάτη: 4 mm, 6 mm, 8 mm.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 τεμάχια

11,00 €



## Stay-Put

Νήμα απώθησης των ούλων με μεταλλικό πυρήνα.

18,15 €

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
0 υπερλεπτό	183 cm	521 000
1 λεπτό		521 001
2 μεσαίο		521 002
3 χονδρό		521 003



## Retracto

Νήμα απώθησης των ούλων.

Διατίθεται πλεγμένο και μη εμποτισμένο.

15,00 €

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
0 υπερλεπτό	225 cm	511 000
1 λεπτό		511 001
2 μεσαίο		511 002
3 χονδρό		511 003



## Retraction cord packer

Διπλού άκρου εργαλείο από ανοξείδωτο ασάλι. Διευκολύνει την τοποθέτηση του νήματος απώθησης γύρω από το δόντι.

37,00 €

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
λείο	1 τεμάχιο	520 000
οδοντωτό	1 τεμάχιο	520 001



## Comprecap & Comprecap Anatomic

Συμπιεστικό πώμα για καλύτερη αποτύπωση.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ COMPRECAP

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Σετ 1 3 5	150 τεμ.	530 000	37,00 €
1	120 τεμ.	530 008	25,00 €
3	120 τεμ.	530 010	25,00 €
5	60 τεμ.	530 014	25,00 €

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ COMPRECAP ANATOMIC ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Σετ 1 3 5	120 τεμ.	531 299	32,00 €
1	120 τεμ.	531 201	27,91 €
3	120 τεμ.	531 203	27,91 €
5	60 τεμ.	531 205	27,91 €



## Luna

Τολύπια βαμβακιού εξαιρετικά απορροφητικά.

**Νο 1, 500 τεμ.**

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**8,50 €**

**Νο 1, 1000 τεμ.**

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**16,00 €**

**Νο 2, 500 τεμ.**

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**9,35 €**

**Νο 2, 1000 τεμ.**

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**19,00 €**



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ 500 ΤΕΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ 1.000 ΤΕΜ.
1	105 001	104 001
2	105 002	104 002
3	105 003	104 003

## Luna Gold

Τολύπιο βαμβακιού με βλεννόφιλο κάλυμμα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Περιεχόμενο 300 g	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
	1	109 121	<b>15,50 €</b>
2	109 122	<b>15,50 €</b>	
3	109 123	<b>15,50 €</b>	
Περιεχόμενο 1.000 τεμ.	1	109 101	<b>25,00 €</b>
	2	109 102	<b>27,00 €</b>
	3	109 103	<b>31,00 €</b>



## Roll-o-mat

Θήκη – διανομέας τολυπίων, αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλαστική, λευκή	134 x 100 x 48,0 mm	120 004 <b>55,00 €</b>



## Cotton Pellets

Στρογγυλά βύσματα βαμβακιού.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
000	3.0	1.5 g	210 000	<b>22,00 €</b>
00	4.0	4.0 g	210 100	<b>25,00 €</b>
0	4.8	4.0 g	210 110	<b>20,00 €</b>
1	6.3	10.0 g	210 111	<b>19,00 €</b>
2	7.6	10.0 g	210 112	<b>17,00 €</b>



## Parotisroll

Μακρύ τολύπιο πολλαπλών χρήσεων με δράση ελατηρίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ				22,00 €
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΜΜ)	ΜΗΚΟΣ (ΜΜ)	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	9	80	100 τεμ.	160 001
2	10	80		160 002
3	10	100		160 003
5	8	100		160 005



## Gelatamp

Απορροφήσιμος σπόγγος ζελατίνης με κολλοειδή άργυρο για αιμόσταση και πρόληψη της μόλυνσης. Ο κολλοειδής άργυρος έχει μακράς διάρκειας μικροβιοκτόνο δράση.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			39,00 €
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
14 x 7 x 7 mm	50 τεμάχια	274 007	



### Προσφορά

Αγοράζοντας  
4 κουτιά

**ΕΚΠΤΩΣΗ 20%**

## Gelatamp Blister Pack

Ο σπόγγος ζελατίνης Gelatamp διατίθεται και σε συσκευασία φυσαλίδας για διανομή ένα προς ένα τεμάχιο.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			20,00 €
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
14 x 7 x 7 mm	20 τεμάχια	274 008	



## Steri-Quick

Αποστειρωμένα καλύμματα.

Κατασκευάζονται από φύλλο πολυαιθυλενίου με επικάλυψη απορροφητικής κутταρίνης.

Κάθε Steri-Quick είναι ατομικά συσκευασμένο και αποστειρωμένο.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
350 x 500 mm	80 τεμ.	671 100	<b>85,00 €</b>
500 x 700 mm	50 τεμ.	671 101	<b>75,00 €</b>
700 x 1000 mm	25 τεμ.	671 102	<b>65,00 €</b>

## Steri-Sleeve

Αποστειρωμένο «μανίκι» για τις σωληνώσεις.

Κάθε «μανίκι» έχει μια αυτοκόλλητη ταινία για τη σύσφιξη και τη σταθεροποίησή του.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>70,00 €</b>
7.5 x 100 cm	25 τεμ.	670 101	

## Headrest covers

Καλύμματα ερεισικεφάλου σε ρολό.

Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο με επικάλυψη απορροφητικής κутταρίνης

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>35,00 €</b>
1 27 x 28 cm	100 τεμάχια	670 007	
2 27 x 31 cm		670 008	
3 27 x 34 cm		670 009	




# myQuickmat Forte Starter kit

Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων και δακτυλίου συγκράτησης, σχεδιασμένο να προσφέρει δυνατό διαχωρισμό των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής σε αποκαταστάσεις II ομάδας.



Το kit αυτό, περιλαμβάνει:

- Το **myRing Forte**, έναν δυνατό δακτύλιο διαχωρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα που εξασφαλίζουν μια τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώρια/γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα.
- Μια συλλογή των **myWedge**, υψηλής ποιότητας, ανατομικών πλαστικών σφηνών.
- Τα τμηματικά τοιχώματα **LumiContrast** τα οποία είναι σκούρα μπλε τοιχώματα που αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη.
- Τα τμηματικά τοιχώματα **QuickmatFLEX** τα οποία είναι πολύ λεπτά τοιχώματα τιτανίου, με εξαιρετική ελαστική μνήμη.



## ΔΩΡΟ

με την αγορά **15** συριγγών ρητίνης των εταιρειών





## TMR Z Fill 10.

Σειρά νανοϋβριδικών ρητινών προηγμένης τεχνολογίας

Οι ρητίνες Z Fill 10 διατίθενται σε: Universal πάστα, Flow ρευστή και Low Flow παχύρρευστη.

- Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου και εξαιρετική αντοχή. Πρωτοποριακή τεχνολογία ενίσχυσης με συστοιχία κεραμικών επιτυγχάνει παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου μακροπρόθεσμα καθώς επίσης και υψηλή δύναμη και αντοχή.
- Ιδανική σύσταση
- Ικανοποιητική γκάμα αποχρώσεων.



## TMR AQUA BOND 0

Αυτοαδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης και αδαμαντίνης

Κατάλληλος επίσης για κεραμικά και μέταλλα.

### Προηγμένη Συγκόλληση και Ταχύτητα



Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση χωρίς ευαισθησία σε συνθήκες υγρασίας, δηλ. τόσο σε στεγές όσο και σε υγρές συνθήκες, χάρη στο συστατικό του, M-TEG-P. Πρόκειται επομένως για έναν συγκολλητικό παράγοντα που εμποδίζει τη μείωση της αντοχής συγκόλλησης που προκαλείται από την υγρασία.

### Συγκολλάται με διάφορα υλικά



Χάρη στο M-TEG-P και άλλα συστατικά συγκόλλησης, το TMR-AQUA BOND 0 μπορεί να συγκολληθεί σε μια ευρεία γκάμα υλικών, από τις οδοντικές ουσίες έως τη ζirkονία, το τιτάνιο και τα πολύτιμα μέταλλα κατά τη θεραπεία εμφράξεων και ενδοστοματικής επιδιόρθωσης.



# OsteoBiol® GTO®

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΒΙΟΪΛΙΚΑ



## GTO®: ΠΕΡΑ ΑΠΟ

## ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ

**Εξαιρετική σταθερότητα** χάρη σε ιδανικό ιξώδες

Εύκολη **προσαρμογή** στη λήπτρια θέση

**Έτοιμο προς χρήση** σε αποστειρωμένη σύριγγα

Καινοτόμος εμπιοτεχνολογία **διπλής φάσης**



TSV γέλη εντός, για **ιδανική κολλώδη σύσταση**



**Ενίεται απευθείας** στο οστικό έλλειμμα



Ταχύτερος και ασφαλέστερος χειρουργικός χειρισμός



**Κολλαγονούχος** μήτρα συμπαγούς-σπογγώδους οστού

**OsteoBiol®**  
by TecnoSS



# Σύστημα 3D εκτύπωσης



✱ **Pro 3 3D Οδοντιατρικοί εκτυπωτές**

---

✱ **Ρητίνες 3D Εκτύπωσης**

---

✱ **Pro Wash/Dry** Αυτόματο πλυντήριο πολλαπλών σταδίων, για εκτυπωμένα αντικείμενα.

---

✱ **ProCure 2** Το πιο προηγμένο σύστημα τελικού πολυμερισμού των εκτυπωμένων αντικειμένων.

# SDI | LUNA 2

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης με ανώτερη αντοχή κι αισθητική.



ΤΕΛΕΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑ  
250% AI



ΧΩΡΙΣ ΒΡΑ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΤΟ  
ΦΥΣΙΚΟ ΔΟΝΤΙ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ  
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ  
ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ  
360MPa



ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ  
130MPa

# SDI | ZIPBOND

Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.

Το Zipbond Universal επιτυγχάνει αξιόπιστη αντοχή συγκόλλησης με τις οδοντικές ουσίες και με έμμεσα υποστρώματα: σύνθετη ρητίνη, κεραμικά, πορσελάνη, μέταλλα.



MDP μονομερές

Απελευθέρωση φθορίου

5% νανοενισχυτικές ουσίες

Υψηλή αισθητική

Ελεύθερο ΒΡΑ & HEMA



CREATED BY SDI

**POLA**

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

## POLA ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

### Pola Office+

37,5% υπεροξειδίο του υδρογόνου.



## POLA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ

### Pola Day

6% υπεροξειδίο του υδρογόνου.



### Pola Night

10% και 16% υπεροξειδίο του καρβαμιδίου.



### Pola Light

Νέο σύστημα λεύκανσης των δοντιών στο σπίτι με την τεχνολογία φωτισμού LED.





# Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.

## Κεντρικά γραφεία

Μεσογείων 348, 153 41  
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα  
☎ 210 65 41 340  
☎ 210 65 41 618  
✉ info@vitsaropoulos.gr

## Υποκατάστημα

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή  
☎ 210 77 95 747  
🌐 [vitsaropoulos.gr](http://vitsaropoulos.gr)  
📘 [facebook.com/vitsaropoulos](https://facebook.com/vitsaropoulos)

