



**Μιλτιάδης
Βιτσαρόπουλος Α.Ε.**

**ενδοδοντία
2023**

4D RUBBER

Isodam®



Βραβευμένος ελαστικός
απομονωτήρας, χωρίς λάτεξ.

Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στο τέντωμα και στο σχίσιμο.

- Εξαιρετική ελαστικότητα
Το Isodam κατασκευάζεται από συνθετικό πολυισοπρένιο το οποίο του επιτρέπει επιμήκυνση έως 1200%
- Δεν περιέχει latex, ούτε τοξικές χρωστικές

Biodam®

Ελαστικός απομονωτήρας λάτεξ από φυσικό καουτσούκ.



- Κατασκευάζεται από χαμηλή πρωτεΐνη για να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης του ασθενή
- Δεν περιέχει πούδρα για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή
- Διατίθεται σε 2 χρώματα: μπλε και πράσινο



ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ EDM

Παγκοσμίως μοναδική διαδικασία κατασκευής, βασισμένη σε Επεξεργασία με Ηλεκτρική Φόρτιση. Προσδίδει εξαιρετική ευκαμψία και υψηλή επιφανειακή σκληρότητα και αδρότητα.



Μηχανοκίνητο σύστημα, από κράμα νικελίου-τιτανίου (NiTi).



- Ένα μοναδικό περιστροφικό εργαλείο μορφοποίησης για ολοκληρωμένη θεραπεία
- Κατάλληλο για δύσκολες ρίζες



Μηχανοκίνητες ρίνες (NiTi) με υψηλή κοπτική ικανότητα και αντίσταση στην κυκλική κόπωση.



- Υψηλή κοπτική ικανότητα
- Αιχμηρές κοπτικές ακμές

RetroMTA®



**Βιοκεραμικό υλικό
για επιδιόρθωση ρίζας
και θεραπεία
ζωντανού πολφού.**

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας και μεσορριζικά
- Εξωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ανάστροφη έμφραξη
- Αναφύτευση δοντιού
- Κάλυψη πολφού
- Πολφοτομή
- Πολφεκτομή
- Ουδέτερο στρώμα
- Υλικό βάσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική δυνατότητα έμφραξης
- Υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση
- Κανένας αποχρωματισμός
- Καθόλου βαρέα μέταλλα
- Χρόνος πήξης: 180 δευτερόλεπτα
- Χρώμα: λευκό

OrthoMTA®



**Βιοκεραμικό υλικό
για επιδιόρθωση ρίζας
και έμφραξη
ριζικού σωλήνα.**

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο ακρορριζικό τριτημόριο
- Ρωγμές
- Διαχωρισμός ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα
- Εσωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ακρορριζιογένεση
- Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου
- Έμφραξη του ριζικού σωλήνα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική εμφρακτική ικανότητα
- Αντιβακτηριδιακή δράση
- Καθόλου διαστολή (0,09%)
- Καθόλου βαρέα μέταλλα
- Αρχική πήξη: 180 λεπτά
- Χρώμα: λευκό

roeko

Endo Frost

Σπρέι ψυχρού.

- Αποδίδει θερμοκρασία -50°C

13,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Φιάλη 200 ml

240 000



4D RUBBER

Isodam®

Βραβευμένος ελαστικός απομονωτήρας, χωρίς λάτεξ.

Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στο τέντωμα και στο σχίσιμο.

- Εξαιρετική ελαστικότητα
Το Isodam κατασκευάζεται από συνθετικό πολυισοπρένιο το οποίο του επιτρέπει επιμήκυνση έως 1200%
- Δεν περιέχει latex, ούτε τοξικές χρωστικές

25,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεγέθν	Χρώμα	Πάχος	Τεμάχια
5" x 5"	Γαλάζιο	Medium 0,18 - 0,23 mm	20
6" x 6"	Γαλάζιο	Medium 0,18 - 0,23 mm	15
6" x 6"	Γαλάζιο	Heavy 0,23 - 0,28 mm	15

4+1
ΔΩΡΟ

4D RUBBER

Biodam®

Ελαστικός απομονωτήρας λάτεξ από φυσικό καουτσούκ.

- Κατασκευάζεται από χαμηλή πρωτεΐνη για να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης του ασθενή
- Δεν περιέχει πούδρα για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή
- Κατασκευάζεται από latex 100% φυσικού καουτσούκ
- Δεν περιέχει τοξικές χρωστικές
- Διατίθεται σε 2 χρώματα: μπλε και πράσινο

16,50 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεγέθν	Χρώμα	Πάχος	Τεμάχια
5" x 5"	Μπλε	Medium 0,18 - 0,23 mm	52
6" x 6"	Μπλε	Medium 0,18 - 0,23 mm	36
6" x 6"	Μπλε	Heavy 0,23 - 0,28 mm	36
6" x 6"	Πράσινο	Medium 0,18 - 0,23 mm	36
6" x 6"	Πράσινο	Heavy 0,23 - 0,28 mm	36

4+1
ΔΩΡΟ

roeko

Flexi Dam non latex

Ελαστικός απομονωτήρας, χωρίς latex, ασφαλής και αποτελεσματικός.

Μπορεί να επιμηκυνθεί περισσότερο από 1.000% πριν να σχισθεί.

46,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
περίπου 15 x 15 cm	0.50 mm	βιολετί	30 τεμάχια	390 035
		μπλε		390 033



COLTENE

Hysolate Latex Dental Dam powderfree

Ελαστικός απομονωτήρας από latex, χωρίς πούδρα, με ελεγχόμενο χαμηλό επίπεδο πρωτεΐνης*.

* Περιεχόμενο πούδρας <50mg/dm²

Περιεχόμενο πρωτεΐνης <2mg/φύλλο

30,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Για ενήλικες	152x152 mm	Μεσαίος	Πράσινος	36 τεμ.	60034419
		Χονδρός		36 τεμ.	60034420
Για παιδιά	127x127 mm	Μεσαίος	Μπλε	52 τεμ.	60034441



Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα

Όλες οι αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα της Aseptic έχουν τους αριθμούς τους εντυπωμένους με αδροποίηση επάνω στο ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολη ταυτοποίηση.

Καθεμία είναι σχεδιασμένη με ακριβή τάση ελατηρίου για χρήση στο κατάλληλο δόντι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα	
#3	Για μικρούς κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#W3	Όμοια με την #3 αλλά χωρίς πτερύγια
#4	Όμοια με την #3 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#5	Για κάτω γομφίους
#56	Όμοια με την #5 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#56A	Για μεγαλύτερους κάτω γομφίους, όμοια της #56 αλλά με μεγαλύτερα άκρα συγκράτησης
#7	Για κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#7A	Για πολύ μεγάλους κάτω γομφίους
#8	Για κάτω γομφίους, με στρογγυλά άκρα συγκράτησης
#8A	Για κάτω γομφίους, με δυνατά, καμπύλα άκρα συγκράτησης
#W8A	Όμοια με την #8A αλλά χωρίς πτερύγια
#10 #11	Για μικρούς γομφίους με κοντές μύλες, αριστερή και δεξιά
#12A #13A	Για φρονιμίτες, αριστερή και δεξιά
#14	Για γομφίους που έχουν ημι-ανатеλλεί
#14A	Όμοια με την #14 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#15	Για μεγάλους κάτω γομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης και δυνατή δράση ελατηρίου
#18	Για άνω και κάτω γομφίους, με στρογγυλού τύπου άκρα συγκράτησης
#24 #25	Για βαθειές παρειασκές κοιλότητες γομφίων, με ευρύτερο περιθώριο στην παρειασκή πλευρά, αριστερή και δεξιά
#26	Για άνω γομφίους, ειδικά για δόντια που ανатеλλουν
#28	Για άνω και κάτω γομφίους, με πολύ πλατύ περιθώριο για ευρύ οπτικό πεδίο
#30 #31	Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρειασκά, αριστερή και δεξιά
#51	Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρειασκά και γλωσσικά
#138 #139	Για φρονιμίτες, με σκληρό ελατήριο, οδοντωτά άκρα συγκράτησης, αριστερή και δεξιά
#200	Για κάτω γομφίους, με πτερύγια, ευρύ περιθώριο
#201	Όμοια με την #200 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#202	Για ευμεγέθεις γομφίους, όμοια με την #200 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#203 #204	Για μικρούς κάτω γομφίους και τους πρώτους παιδικούς γομφίους, αριστερή και δεξιά
#205	Για άνω γομφίους, με σκληρό ελατήριο
#22	Όμοια με την #207, αλλά χωρίς πτερύγια
#27	Όμοια με την #206, αλλά χωρίς πτερύγια και με καμπυλότητα
#29	Για άνω και κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης
#206	Για άνω και κάτω προγομφίους, με καμπύλα άκρα συγκράτησης
#207	Για άνω και κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#208	Για μεγάλους προγομφίους, με παρόμοιο σχέδιο με την #207
#209	Για κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης
#0	Για μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών
#00	Για πολύ μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών
#1	Για ρίζες, με βαθειά, καμπύλα άκρα συγκράτησης
#2	Για κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης
#2A	Όμοια με την #2 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης
#W2A	Όμοια με την #2A αλλά χωρίς πτερύγια
#P-1,2	Για παιδικούς πρώτους γομφίους
Χειλικές αρπάγες	
#210	Για κεντρικούς
#211	Διεθνής για χειλικές κοιλότητες σε πρόσθια
#212	Αυχενική αρπάγη για χειλικές κοιλότητες, Ferrier
#6	Όμοια με την #9
#9	Η δημοφιλέστερη αρπάγη προσθίων
#90N	Δυνατές αρπάγες προσθίων



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

14,56 €

Φρέζα ενδοδοντικής πρόσβασης,
ασφαλούς άκρου.

Από καρβίδιο του τουγκτενίου.



Κωδικός **FG26GK**

Διάμετρος **1/10 mm** 016

Ύψος/Μήκος (mm) 9.0

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:

7,73 €

Προσφορά

Αγοράζοντας
5 τεμάχια

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%




Ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι για την αρχική
διείσδυση του ριζικού σωλήνα.

- Έχουν εξαιρετική αντοχή και αντίσταση στη διάβρωση
- Έχουν σχήματος D διατομή του τμήματος εργασίας η οποία επιτρέπει να φτάσει η άκρη του εργαλείου εύκολα στο ακρορρίζιο, προλαμβάνοντας υπερβολική κοπή σε ενσβεστωμένους ή κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες
- Παρουσιάζουν αντίσταση στη θραύση

Μήκος (L): 25 mm

Συσκευασία: 6 τεμ. το κουτί

Μέγεθος: 08,10




8+2
ΔΩΡΟ

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:

8,85 €

Κοντοί πολφουλκοί με μεταλλική λαβή.



Μήκος (L): 21 mm

Συσκευασία: 6 τεμ. το κουτί

Μέγεθος: 1(xxf), 2(xxf), 3(xf), 4(f), 5(m), 6(c)

Ασσορτί: 2(xxf) - 4(f)

8+2
ΔΩΡΟ

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:

4,27 €

DTE®**DPEX V**

Εντοπιστής ακρορριζίου 5ης γενιάς

Είναι εξοπλισμένος με καθαρή και φωτεινή LCD οθόνη που απεικονίζει καθαρά και με διαφορετικά χρώματα την πορεία της ρίνης.

Βασισμένος σε προηγμένη τεχνολογία μέτρησης πολλαπλών συχνοτήτων και σε αυτόματη βαθμονόμηση εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις, ακόμα και με παρουσία αίματος ή υπολειμμάτων πολφού στο ριζικό σωλήνα.

Χαρακτηριστικά

- Εξαλείφει τις παρεμβολές
- Νέο ψηφιακό κύκλωμα
- Βιομηχανικά αναγνωρισμένο στις Η.Π.Α. κεντρικό τσιπ επεξεργασίας
- Απεικονίζει την πορεία της ρίνης με καθαρή χρωματική εικόνα συνοδευόμενη από ηχητικά σήματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις: 138 mm (μήκος) x 77 mm (πλάτος) x 107 mm (ύψος)

Βάρος: 385 g

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη 3,6 V/750 mAh (Μοντέλο: 14500)

Αντάπτορας: (Μοντέλο: DJ-0500100-A5)

Είσοδος: ~100-240 V 50Hz/60 Hz 0,5-0,2 A

Έξοδος: DC5V/1A

Ισχύς κατανάλωσης: ≤0,5 W

Οθόνη: 4,5" LCD



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει: τη συσκευή, καλώδιο μέτρησης, 2 κλιπ ρίνης, 2 άγκιστρα χείλους, 1 αισθητήρα αφής, 1 μπαταρία, 1 αντάπτορα, 1 δοκιμαστή, βοηθήματα.

Ε. NICHROMINOX Endo Ring

Μικρό δαχτυλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι, με διαβαθμισμένο χάρακα και στοπ προσαρτημένα σε αυτό.

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους εργασίας των ενδοδοντικών εργαλείων χειριού.

Διαστάσεις: 12 x 39 mm

Σετ 2 τεμαχίων

ΚΩΔ. 182110



35,09 €

Μηχανοκίνητο σύστημα
από κράμα νικελίου-τιτανίου (NiTi)
για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.

Η πρωτοποριακή κατεργασία EDM (Electrical discharge machining - Επεξεργασία με Ηλεκτρική Εκφόρτιση) επιτρέπει την κατασκευή ενός καινοτόμου εργαλείου NiTi με μοναδική και αξεπέραστη απόδοση στην κλινική χρήση.

Το εργαλείο είναι εξαιρετικά εύκαμπτο, παρόλο που η επιφάνειά του εμφανίζει υψηλή επιφανειακή σκληρότητα και αδρότητα. Χάρη στο μοναδικό αυτό συνδυασμό χαρακτηριστικών και στην ορθογώνια διατομή του, το NEONITI διαθέτει αποτελεσματικές κοπτικές αιχμές, επιφάνειες λειοτρίβησης και προοδευτική ευκαμψία, με αποτέλεσμα την απaráμιλλη ΚΟΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ.



Safe

Simple

&

Smart

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Δεν "βιδώνει"** εντός του ριζικού σωλήνα
- **Μεγάλη κοπτική** ικανότητα
- **Υψηλή αντοχή** ενάντια στη θραύση
- **Αποτελεσματικός καθαρισμός** μέχρι το ακρορρίζιο
- Κατάλληλο και για την επανάληψη της **ενδοδοντικής θεραπείας** (retreatment)
- Ένα **μοναδικό περιστροφικό εργαλείο** μορφοποίησης για ολοκληρωμένη θεραπεία
- Επίσης κατάλληλο για **δύσκολες ρίζες** (λεπτές, κεκαμμένες, ενσβεστιωμένες)
- Παραγωγή ρινισμάτων **μικρού μεγέθους** ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος του ριζικού σωλήνα
- Δυνατότητα να **δοθεί πρόκαμψη** στο εργαλείο, για περιπτώσεις με δύσκολη πρόσβαση ή σωλήνες με σκαλοπάτια (ledge)
- **Σεβασμός** στην ανατομία του ριζικού σωλήνα (χωρίς ευθυσμούς, χωρίς σκαλοπάτια)

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παγκοσμίως μοναδική διαδικασία κατασκευής, βασισμένη σε Επεξεργασία με Ηλεκτρική Φόρτιση.
(EDM Electrical Discharge Machining).



Η διαδικασία EDM χαρακτηρίζεται από τους σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές εκκενώσεις υψηλής ενέργειας και υψηλής συχνότητας μεταξύ του μεταλλικού στοιχείου (π.χ. του εργαλείου neoniti) και ενός ηλεκτροδίου (π.χ. του σύρματος κοπής).

Αυτό οδηγεί σε τοπική τήξη και εξάτμιση του υλικού του εργαλείου με αποτέλεσμα την επίτευξη της επιθυμητής γεωμετρίας στο τελικό προϊόν.




Προοδευτική
ευκαμψία




Σκληρές
κοπτικές αιχμές



Αδρή/αποτριπτική
επιφάνεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



Μέγεθος	25	15	20	25	30	40
Κωνικότητα	.12	.03	.04	.04	.04	.04
	-	-	.06	.06	-	-
Μήκος	15 mm	21 mm, 25 mm & 31 mm				

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Βαθμιαία παρασκευή του ριζικού σωλήνα από τη μύλη προς το ακρορριζίο (Crown down technique)
- Συνεχής περιστροφή
- Ταχύτητα 300-500 rpm
- Όριο ροπής 1,5 N cm
- Να χρησιμοποιείτε συνεχώς υγρά διακλυσμών
- **Να σκουίζετε τακτικά το εργαλείο.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

60,00 €

3+1

ΔΩΡΟ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

45,00 €

Απλή διαδικασία

1 Δημιουργία glidepath:

- Παρασκευάστε την κοιλότητα διάνοιξης
- Μετά τον υπολογισμό του μήκους εργασίας, προχωρήστε σε διεύρυνση του ριζικού σωλήνα με εργαλεία K6, K8, K10 ή K15.




2 Διεύρυνση του σταμίου του ριζικού σωλήνα

- Αφαιρέστε την υπερκείμενη του στομίου οδοντίνη.
- Πραγματοποιήστε κινήσεις περιφερικού ριζισμού.



3 Διαμόρφωση/Επανασχηματισμός/Αποκατάσταση

- Χρησιμοποιήστε το A1 μέχρι το μέσο τριτημύριο χρησιμοποιώντας 3 ή 4 κινήσεις περιφερικού ριζισμού.
- Επιδεικνύστε εκ νέου το μήκος εργασίας με μια ρίνη K.
- Φτάστε με το A1 στο μήκος εργασίας κάνοντας κινήσεις πάνω-κάτω.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Μήκος (mm)	ΚΩΔΙΚΟΙ	
			5 ρίβες/κουτί	3 ρίβες/κουτί
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	Neoniti C1 n°25/.12 Orifice opener	15	NXA 01 002 01 005	NXA 01 002 01 003
	Neoniti GPS n°15/.03 Glide path	21 25 31	NXA 01 007 02 005 NXA 01 007 01 005 NXA 01 007 03 005	NXA 01 007 02 003 NXA 01 007 01 003 NXA 01 007 03 003
	Neoniti A1 n°20/.04 Shaper	21 25 31	NXA 01 008 02 005 NXA 01 008 01 005 NXA 01 008 03 005	NXA 01 008 02 003 NXA 01 008 01 003 NXA 01 008 03 003
	Neoniti A1 n°20/.06 Shaper	21 25 31	NXA 01 005 02 005 NXA 01 005 01 005 NXA 01 005 03 005	NXA 01 005 02 003 NXA 01 005 01 003 NXA 01 005 03 003
	Neoniti A1 n°25/.04 Shaper	21 25 31	NXA 01 009 02 005 NXA 01 009 01 005 NXA 01 009 03 005	NXA 01 009 02 003 NXA 01 009 01 003 NXA 01 009 03 003
	Neoniti A1 n°25/.06 Shaper	21 25 31	NXA 01 003 02 005 NXA 01 003 01 005 NXA 01 003 03 005	NXA 01 003 02 003 NXA 01 003 01 003 NXA 01 003 03 003
	Neoniti A1 n°30/.04 Finisher	21 25 31	NXA 01 010 02 005 NXA 01 010 01 005 NXA 01 010 03 005	NXA 01 010 02 003 NXA 01 010 01 003 NXA 01 010 03 003
	Neoniti A1 n°40/.04 Finisher	21 25 31	NXA 01 006 02 005 NXA 01 006 01 005 NXA 01 006 03 005	NXA 01 006 02 003 NXA 01 006 01 003 NXA 01 006 03 003

ΑΣΣΟΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΣΣΟΡΤΙ - 5 ρίβες/κουτί 60,00 € 3+1 ΔΩΡΟ

Μήκος

ΚΩΔΙΚΟΣ

C1 - 25/12
 GPS - 15/03
 A1 - 20/06
 A1 - 25/06
 A1 - 40/04

no. 1

GPS - 15/03
 A1 - 20/04
 A1 - 25/04
 A1 - 30/04
 A1 - 40/04

no. 2

GPS - 15/03
 A1 - 20/04
 A1 - 25/04
 A1 - 20/06
 A1 - 25/06

no. 3

A1 - 20/04
 A1 - 25/04
 A1 - 30/04
 A1 - 20/06
 A1 - 25/06

no. 4

21
25
31

no. 1

NXA 01 004 08 005
 NXA 01 004 04 005
 NXA 01 004 09 005

21
25
31

no. 2

NXA 01 004 18 005
 NXA 01 004 16 005
 NXA 01 004 20 005

21
25
31

no. 3

NXA 01 004 19 005
 NXA 01 004 17 005
 NXA 01 004 21 005

21
25
31

no. 4

NXA 01 004 27 005
 NXA 01 004 24 005
 NXA 01 004 26 005

INTRO - 3 ρίβες/κουτί

C1 - 25/12
 A1 - 20/06
 A1 - 25/06

no. 1

C1 - 25/12
 GPS - 15/03
 A1 - 25/06

no. 2

C1 - 25/12
 GPS - 15/03
 A1 - 20/06

no. 3

21
25

no. 1

NXA 01 004 07 003
 NXA 01 004 05 003

21
25

no. 2

NXA 01 004 13 003
 NXA 01 004 10 003

21
25

no. 3

NXA 01 004 14 003
 NXA 01 004 11 003

21
25

no. 4

NXA 01 004 15 003
 NXA 01 004 12 003

GPS - 15/03
 A1 - 20/06
 A1 - 25/06

no. 4

GPS - 15/03
 A1 - 20/04
 A1 - 25/04

no. 5

A1 - 20/04
 A1 - 25/04
 A1 - 30/04

no. 6

21
25

no. 5


NXA 01 004 23 003
 NXA 01 004 22 003

21
25

no. 6

NXA 01 004 28 003
 NXA 01 004 25 003

Μηχανοκίνητες ρίνες (NiTi) με υψηλή κοπτική ικανότητα και αντίσταση στην κυκλική κόπωση. Έχουν υποστεί την πρωτοποριακή κατεργασία EDM (επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση) που τους προσδίδει εξαιρετική ευκαμψία κι επιφανειακή σκληρότητα.



EDMax

Max your Endo !

EDMax Συσκευασίες **60,00 €**

TWO-TONE
STOPPER

NiTi Files		Μήκος	Κωδικοί 4 ρίνες/κουτί
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	EDMax Opener 20/.10	15 mm	NXE 03 002 01 004
	EDMax Glide path 15/.03	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 007 02 004 NXE 03 007 01 004 NXE 03 007 03 004
	EDMax Shaper 20/.04	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 008 02 004 NXE 03 008 01 004 NXE 03 008 03 004
	EDMax Shaper 20/.06	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 005 02 004 NXE 03 005 01 004 NXE 03 005 03 004
	EDMax Shaper 25/.04	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 009 02 004 NXE 03 009 01 004 NXE 03 009 03 004
	EDMax Shaper 25/.06	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 003 02 004 NXE 03 003 01 004 NXE 03 003 03 004
	EDMax Finisher 30/.04	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 010 02 004 NXE 03 010 01 004 NXE 03 010 03 004
ΑΣΣΟΡΤΙ	EDMax Finisher 40/.04	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 006 02 004 NXE 03 006 01 004 NXE 03 006 03 004
	Assorted #1 20/.10 15/.03 20/.04 25/.04	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 012 02 004 NXE 03 012 01 004 NXE 03 012 03 004
	Assorted #2 20/.10 15/.03 20/.06 25/.06	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 004 02 004 NXE 03 004 01 004 NXE 03 004 03 004
	Assorted #3 20/.06 25/.06 30/.04 40/.04	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 013 02 004 NXE 03 013 01 004 NXE 03 013 03 004
	Assorted #4 20/.04 25/.04 30/.04 40/.04	21 mm 25 mm 31 mm	NXE 03 014 02 004 NXE 03 014 01 004 NXE 03 014 03 004

Προτεινόμενο πρωτόκολλο

Crown Down • Ταχύτητα 500 rpm • Όριο ροπής 1,5 N.cm • Συνεχής περιστροφή • Κίνηση βουρτσίσματος προς τα οδοντινικά τοιχώματα
• Ανακεφαλαίωση • Διαρκώς κάνετε διακλυσμούς στο ριζικό σωλήνα και καθαρίζετε τη ρίνη από ξέσματα • Σταματήστε την επεξεργασία αμέσως μόλις συναντήσετε αντίσταση στο μήκος εργασίας.

Τύπος σωλήνα	Opener 20/.10	Glide path 15/.03	Shaper				Finisher	
	20/.10	15/.03	20/.04	20/.06	25/.04	25/.06	30/.04	40/.04
Ευρύς	●	●	○	○	●	○	●	◐
Μεσαίος	●	●	○	●	○	●	○	○
Στενός	●	●	●	○	◐	○	○	○

Για επαναλήψεις, το EDMax 20/0.6 επιτρέπει επίσης να αφαιρέσετε αποτελεσματικά τη γουταπέρκα.

COLTENE HyFlex™ CM NiTi Files

Εξαιρετικά ευλύγιστες, μηχανοκίνητες ρίνες NiTi, με ελεγχόμενη μνήμη σχήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEX™ CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
60011064	HyFlex™ CM NiTi Ακολουθία Ρινών, 21 mm .04/20 21 mm .04/25 21 mm .04/30 21 mm .04/40 21 mm .06/20 21 mm .08/25 19 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
60011079	HyFlex™ CM NiTi Ακολουθία Ρινών, 25 mm .04/20 25 mm .04/25 25 mm .04/30 25 mm .04/40 25 mm .06/20 25 mm .08/25 19 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
60018294	HyFlex™ CM NiTi Ακολουθία Ρινών, 31 mm .04/20 31 mm .04/25 31 mm .04/30 31 mm .04/40 31 mm .06/20 31 mm .08/25 19 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
	Ανταλλακτικά Ρινών. Μεγέθη: 08/25, 04/15, 04/20, 04/25, 04/30, 04/35, 04/40, 04/45, 04/50, 04/60, 06/20, 06/25, 06/30, 06/35, 06/40, σε μήκη 21, 25, 31 mm	6 ρίνες/πακέτο



76,08 €



COLTENE HyFlex™ EDM

Η νέα γενιά ρινών HyFlex, κατασκευασμένες με μηχανική κατεργασία ηλεκτρικής εκκένωσης. Έως 700% υψηλότερη αντοχή στη θραύση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEX™ EDM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
6001 9363	HyFlex™ EDM Ακολουθία ρινών NiTi Σετ ρινών διαμόρφωσης 10/.05 25 mm 25/~ 25 mm 25/.12 15 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
6001 9364	HyFlex™ EDM Ακολουθία ρινών NiTi Σετ φινιρίσματος 40/.04 25 mm 50/.03 25 mm 60/.02 25 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
6002 3495	HyFlex™ EDM Shaping Set Max Curve Σετ για πολύ κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες 15/.03 25 mm 10/.05 25 mm 20/.05 25 mm	1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο
HYFLEX EDM ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΙΝΕΣ NITI		
6001 9596	Ρίνη διάνοιξης στομίου 25/.12 15 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9594	Ρίνη αρχικής διείσδυσης 10/.05 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6002 3492	Ρίνη αρχικής διείσδυσης 15/.03 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6002 2276	Ρίνη παρασκευής 20/.05 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9595	HyFlex™ OneFile 25/~ 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9597	Ρίνη φινιρίσματος 40/.04 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9598	Ρίνη φινιρίσματος 50/.03 25 mm	3 ρίνες/πακέτο
6001 9599	Ρίνη φινιρίσματος 60/.02 25 mm	3 ρίνες/πακέτο



50,00 €

Αυτόνομο σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.

- **Απόλυτα ταιριαστό με τέσσερα συστήματα ρινών**
Τέσσερα συστήματα ρινών έχουν ειδικά προγραμματιστεί για χρήση με το Jeni mode (HyFlex CM, HyFlex EDM, MicroMega One Curve, MicroMega 2Shape).
- **Λειτουργία εντοπιστή ακρορριζίου**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλήρες σετ - ΚΩΔ. 60023659

Περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου, μοτέρ με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, γωνιακή χειρολαβή 1:1, bluetooth ποδοδιακόπτη, τροφοδοτικό, σετ καλωδίου ακρορριζίου, συγκρατητήρα για το καλώδιο

Νέας γενιάς ασύρματο μοτέρ ενδοδοντίας υψηλής απόδοσης.

Μοτέρ ενδοδοντίας χωρίς καρβουνάκια.

- Έχει 4 προγράμματα λειτουργίας. Κάνει κίνηση περιστροφική και παλινδρομική και προσφέρει επιλογή αντίστροφης περιστροφής όταν η ροπή στρέψης υπερβεί το καθορισμένο όριο.
- Έχει στη μνήμη του 5 προκαθορισμένες αλληλουχίες ρινών και προσφέρει δυνατότητα 10 εξατομικευμένων αλληλουχιών.
- Προσφέρει λειτουργία καθορισμού του μήκους όταν συνδεθεί με συμβατό εντοπιστή ακρορριζίου. Τότε, η κίνηση της ρίνης μέσα στον ριζικό σωλήνα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διαδικασία και μπορούν να ενεργοποιηθούν πολλές αυτόματες λειτουργίες όπως Auto Apical Reverse κ.ά

Χαρακτηριστικά

- Προσαρμόσιμη γωνία παλινδρόμησης (10° διάστημα, εύρος ρύθμισης 20° - 400°)
- Υψηλή ροπή, υψηλή ταχύτητα, ταχεία αντίδραση
- Απαλή περιστροφή, χαμηλότερος θόρυβος, ελάχιστη δόνηση στη χειρολαβή
- Πολύ μικρή κεφαλή γωνιακής για καλύτερη εικόνα του πεδίου εργασίας
- Γωνιακή 6:1 με δυνατότητα περιστροφής 360°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία λιθίου: 3,7 V/2000 mAh

Αντάπτορας ισχύος (Μοντέλο: ADS-6AM-06N 05050/UE08WCP-050100SPA)

Είσοδος: ~100-240 V 50Hz/60 Hz 0,4 A μέγιστο

Έξοδος: DC5V/1A

Εύρος ροπής: 0,4 Ncm - 5,0 Ncm

Εύρος ταχύτητας: 100 rpm ~ 1200 rpm

Εύρος συχνότητας: 112-205 KHz



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει: τη βάση φόρτισης, το μοτέρ, τη γωνιακή, 1 άκρο για λίπανση, 2 "0" δακτύλιους, 1 αντάπτορα, 1 μανίκι απομόνωσης μιας χρήσης, 2 προστατευτικά σιλικονούχα καλύμματα γωνιακής, 1 Mini 8P καλώδιο.

WOODPECKER NITI U-Files

Ρίνες υπερήχων, νικελίου – τιτανίου, τύπου Κ.

Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του ριζικού σωλήνα.

Έχουν εξαιρετική αντοχή και δεν σπάνε εύκολα.

Μήκος: 32,5 mm

Διαστάσεις λαβής: 0,57 x 0,57 mm

Μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

7,42 €

6 τεμάχια σε κάθε μέγεθος



WOODPECKER Ξέστρα υπερήχων για Ενδοδοντία

*** * ***
E1 ED1



120° γωνιώδης συγκρατητήρας για U ρίνες με διάμετρο στελέχους 0,8mm με συνήθη χρήση για καθαρισμό του ριζικού σωλήνα σε πρόσθια δόντια και αφαίρεση των υπολειμμάτων του

E2 ED2



95° γωνιώδης συγκρατητήρας για U ρίνες με διάμετρο στελέχους 0,8mm με συνήθη χρήση για καθαρισμό των ριζικών σωλήνων γομφίων και αφαίρεση των υπολειμμάτων τους

E3 ED3



Μετά τον καθαρισμό του ριζικού σωλήνα, ο μηχανισμός και η θερμαντική ενέργεια της δόνησης του υπερήχου χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της πλάγιας συμπίκνωσης κατά την εμφράξη του ριζικού σωλήνα

P4D PD4D



Εργαλείο με επίστρωση διαμαντιού (40 μm) για διάνοιξη των στομιών των ριζικών σωλήνων. Επίσης, μπορεί να αφαιρέσει τις ενσβεστώσεις που εντοπίζονται στο μυλικό τριτημόριο του ριζικού σωλήνα

E3D ED3D



Εργαλείο με επίστρωση διαμαντιού (40 μm) για διεύρυνση του ριζικού σωλήνα με σκοπό την πρόσβαση σε σπασμένες ρίνες μέσα σε αυτόν

* Ξέστρα συμβατά με τις χειρολαβές των WOODPECKER® και EMS® πιεζο-συσκευών υπερήχων

** Ξέστρα συμβατά με τις χειρολαβές των DTE® και SATELEC® πιεζο-συσκευών υπερήχων

18,00 €

MANI RT FILES

Ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι με υψηλή κοπτική ικανότητα και ευλυγισία.



- Έχουν βελτιωμένη ελαστικότητα
- Έχουν υψηλή ικανότητα κοπής
- Με τον σχεδιασμό τους λιγοστεύουν τις πιθανότητες ώθησης των ξεσμάτων προς το ακρορριζίο
- Προκάμπτονται
- Αντέχουν στην θραύση

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μεμονωμένα :	15, 20, 25, 30, 35, 40
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6), 45(7) ~ 80(12)

8,85 €**MANI FLARE FILES**

Ρίνες με αναλογία κωνικότητας 5/100 (οι ISO files έχουν 2/100) οι οποίες αποδίδουν ένα σωστό κωνικό σχήμα στον ριζικό σωλήνα, μόνο με την χρήση τους. Με τις Flare Files η διαδικασία συντομεύει σημαντικά, συγκριτικά με την κλασική τεχνική step-back.




Το τριγωνικό σχήμα της διατομής των Flare Files βελτώνει την ευκαμψία και την ικανότητα κοπής τους. Οι ρίνες αυτές είναι χρήσιμες στην επεξεργασία κεκαμμένων ριζικών σωλήνων.

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15 ~ 40

8,65 €

8+2
ΔΩΡΟ


MANI REAMERS

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	06(000) ~ 140(18)
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6) 45(7) ~ 80(12) 90(13) ~ 140(18)

Μέγεθος 06:

7,15 €

Μέγεθος 08:


10,00 €Μεγέθ 10
και άνω:**5,85 €****MANI K FILES**

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	06(000) ~ 140(18)
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6) 45(7) ~ 80(12) 90(13) ~ 140(18)

Μέγεθος 06:


7,15 €

Μέγεθος 08:


10,00 €Μεγέθ 10
και άνω:**5,85 €****MANI H FILES**

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	08(00) ~ 80(12)
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6) 45(7) ~ 80(12)

Μεγέθ 08:

10,00 €Μεγέθ 10
και άνω:**5,85 €****MANI APICAL REAMERS**


Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	20(2) ~ 70(11)

10,45 €**MANI ENGINE REAMERS**

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

10,45 €**MANI ENGINE H-FILES**


Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

10,45 €**MANI FLEXILE FILES**


Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

10,45 €**MANI ULTRASONIC FILES**


Μήκος (L) :	33mm
Διάμετρος στελέχους :	0,8, 1,0mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15(1) ~ 40(6)

6,62 €**MANI SEC-O FILES**

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15 ~ 40

9,89 €**MANI SUPER FILES**

Μήκος (L) :	25mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Ασσορτί :	15 ~ 40

9,89 €**MANI GATES DRILLS**

Μήκος (L) :	32mm
Συσκευασία :	6 τεμ. το κουτί
Μέγεθος :	1,2,3,4,5,6
Ασσορτί :	1 ~ 6

10,00 €

COLTENE CanalPro Slotted-End Tips

Βελόνες διακλυσμού με πλαϊνό άνοιγμα.

Μήκος: 25 mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
27 ga (0,4 mm)	37,00 €	100 τεμ. γκρι	6001 1167
30 ga (0,3 mm)	43,76 €	100 τεμ. ανοικτό κίτρινο	6001 1168


COLTENE CanalPro Side-Port Tips

Βελόνες διακλυσμού με πλαϊνή οπή.

Μήκος: 25 mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
27 ga (0,4 mm)	110,00 €	100 τεμ. γκρι	6001 1169
30 ga (0,3 mm)	98,00 €	100 τεμ. ανοικτό κίτρινο	6001 1170


COLTENE Color Syringes

Χρωματιστές σύριγγες.

		17,50 €
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόκκινες	50 σύριγγες/κουτί	6001 1173
Μπλε	50 σύριγγες/κουτί	6001 1174
Κίτρινες	50 σύριγγες/κουτί	6001 1175
Άσπρες	50 σύριγγες/κουτί	6001 1176


Labaraque

Υποχλωριώδες νάτριο.



COLTENE CanalPro EDTA 17%

Διάλυμα EDTA 17%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
17%	500 ml	6001 9651	77,00 €
	100 ml	6001 9654	23,00 €



COLTENE CanalPro CHX 2%

Διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης 2%.

21,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
2%	500 ml	6001 9658
	100 ml	6001 9659




roeko Surgitip-endo

Ρύγχος αναρρόφησης ειδικά σχεδιασμένο για το στέγνωμα των ριζικών σωλήνων.

- Το τμήμα του που εισέρχεται στο ριζικό σωλήνα είναι ISO 60 και έχει εσωτερική διάμετρο 0,35 mm.
- Διατίθεται αποστειρωμένο και ατομικά συσκευασμένο.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



50,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ
20 Surgitip-endo ατομικά συσκευασμένα κι ένας διπλός αντάπτορας	6001 8280





Paper Points Length Marked

Κώννοι χάρτου με σήμανση μήκους.

Διατίθενται σε κωνικότητα ISO, 0,04 και 0,06.

Επιτρέπουν εύκολη και γρήγορη μέτρηση μήκους.

Σήμανση μήκους στα 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm.



5+1
ΔΩΡΟ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Paper Points Standard Length Marked.

Συρταρωτό κουτί των 200 τεμαχίων στα μεγέθη:

15, 20, 25, 30, 35, 40 και σε ασαορτί: 15-40.

5,90 €

Paper Points Taper 0,04 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

και σε ασαορτί: 15-40.

6,50 €

Paper Points Taper 0,06 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

και σε ασαορτί: 15-40.

6,50 €

roeko

Paper Points

Top color

Κώννοι χάρτου με χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ISO	ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ 200 ΤΕΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ 500 ΤΕΜ.
ΜΕΓΕΘΟΣ		
15 - 40	344 596	344 696
15	344 515	344 615
20	344 520	344 620
25	344 525	344 625
30	344 530	344 630
35	344 535	344 635
40	344 540	344 640
ΜΕΓΕΘΟΣ	120 ΤΕΜ.	300 ΤΕΜ.
45 - 80	344 597	344 697
45	344 545	344 645
50	344 550	344 650
55	344 555	344 655
60	344 560	344 660
70	344 570	344 670
80	344 580	344 680



Συρταρωτό κουτί
200 τεμ.

10,50 €

5+1
ΔΩΡΟ

roeko

Paper Points

conventional

Κώνοι χάρτου περισσότερο κωνικοί από τους ISO κώνους.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

	ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ
	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ	200 ΤΕΜ.
XXF-XL	342 000
XXF	342 001
XF	342 002
F	342 003
Μέγεθος	120 τεμ.
M	342 004
L	342 005
XL	342 006



Συρταρωτό κουτί
200 τεμ.

10,50 €

roeko

Paper Points Greater Taper 0.04

Κώνοι χάρτου κωνικότητας 0.04

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

14,64 €

Συρταρωτό κουτί των 100 τεμαχίων.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45

και σε μεμονωμένα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60.



roeko

Paper Points Greater Taper 0.06

Κώνοι χάρτου κωνικότητας 0.06

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

14,64 €

Συρταρωτό κουτί των 100 τεμ.

Διατίθεται σε ασορτί συσκευασία 20-45

και μεμονωμένα στα μεγέθη 20, 25, 30, 35, 40, 45





Calxyl Πάστα

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου για αντισηψία και προσωρινή έμφραξη των ριζικών σωλήνων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25,00 €

Σύριγγα των 3g και 5 ρύγχη μιας χρήσης



ULTRADENT PRODUCTS, INC. UltraCal™ XS

Υδροξείδιο του ασβεστίου σε πάστα

- Αντιβακτηριακό
- Υψηλό pH 12,5
- Ακτινοσκοπικό
- Ρέει μέσα από το λεπτό ρύγχος NaviTip για τοποθέτηση με ακρίβεια.



Το UltraCal XS είναι μία πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου με ειδική σύνθεση η οποία είναι υδατική και ακτινοσκοπική. Το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι γνωστό για την υψηλή αντιβακτηριδιακή του δράση χάρη στο υψηλό του pH, ενώ βοηθά στην δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης. Συνιστάται η χρήση του με το ρύγχος NaviTip με διάμετρο 29 ga. Αφαιρείται εύκολα και πλήρως από το ριζικό σωλήνα με τη βοήθεια του διαλύματος Ultradent Citric Acid 20% και του ρύγχους NaviTip FX.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 606 UltraCal XS Refill

4 x 1,2 ml (1,76 g) σύριγγες

44,50 €

Κωδ. 5117 UltraCal XS


20 x 1,2 ml (1,76 g) σύριγγες

189,00 €



MANI

Paste Carriers



Lentulo

Μήκος (L): 25 mm

Συσκευασία: 4 τεμ. το κουτί

Μέγεθος: 25, 30, 35, 40

Ασσορτί: 25~40

8+2
ΔΩΡΟ

7,54 €

Reco-Dent Ceivitron

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκληραίνει με το σάλιο.
- Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά
- Δεν ερεθίζει τα ούλα, ούτε τον πολφό
- Τοποθετείται εύκολα χωρίς πόνο και πίεση
- Είναι αδιαπέραστο σε όλους του τύπους φαρμάκων
- Έχει μεγάλη αντοχή στη μάσηση
- Αφαιρείται εύκολα

Χρώμα: λευκό.



**3+1
ΔΩΡΟ**

10,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό βαζάκι των 30g

3M ESPE Cavit™ G

Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση κι εύκολη αφαίρεση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο 28 g. Χρώμα γκρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ

44313G

23,32 €



**3+1
ΔΩΡΟ**


Guttapercha Points Length Marked

Κώνοι γουταπέρκας με σήμανση μήκους.

Διατίθενται σε κωνικότητα ISO, 0,04 και 0,06.

Επιτρέπουν εύκολη και γρήγορη μέτρηση μήκους.

Έχουν σήμανση μήκους στα 16, 18, 19, 20, 22, και 24 mm.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Guttapercha Points ISO Standard Length Marked.

Συρταρωτό κουτί των **120 τεμαχίων** στα μεγέθη:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80
και σε ασαορτί: 15-40, 45-80.

8,00 €
Guttapercha Points Taper 0,04 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
και σε ασαορτί: 15-40.

8,50 €
Guttapercha Points Taper 0,06 Length Marked.

60 τεμάχια στα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
και σε ασαορτί: 15-40.

8,50 €
roeko
Guttapercha Points
Top color

Κώνοι γουταπέρκας με χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

23,00 €
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ISO	ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ
100 ΤΕΜ.	
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
15 - 40	365 196
15	365 115
20	365 120
25	365 125
30	365 130
35	365 135
40	365 140
45 - 80	365 197
45	365 145
50	365 150
55	365 155
60	365 160
70	365 170
80	365 180


Προσφορά

Αγοράζοντας **4** κουτιά

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

roeko

Guttapercha Points HyFlex EDM Assortment

Ασσορτί συσκευασία κώνων γουταπέρκας ειδικά φτιαγμένη για την έμφραξη ριζικών σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία με τις ρίνες HyFlex EDM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων. Περιλαμβάνει κώνους γουταπέρκας στα μεγέθη: 20/.05, 25/~, 40/.04, 50/.03, 60/.02	6002 2705

25,00 €



roeko

Guttapercha Points Greater Taper

Κώνοι γουταπέρκας κωνικότητας 0,04 και 0,06.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
60 ΤΕΜ.		
	ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 4%/0.04	ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 6%/0.06
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
20 - 45	361 746	361 846
20	361 720	361 820
25	361 725	361 825
30	361 730	361 830
35	361 735	361 835
40	361 740	361 840
45	361 745	361 845
50	6001 9565	
60	6001 9566	

23,00 €



Προσφορά

Αγοράζοντας 4 κουτιά

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

roeko

Guttapercha Points HyFlex EDM OneFile 0.0~#25

Κώνοι γουταπέρκας για ριζικούς σωλήνες που έχουν υποστεί επεξεργασία με τη ρίνη OneFile 25/~

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων	6002 2707

25,00 €



roeko

Guttapercha Points Greater Taper 0.03#50

Κώνοι γουταπέρκας που αντιστοιχούν στο μέγεθος του ριζικού σωλήνα που αποδίδει η ρίνη HyFlex EDM 50/.03

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων	6002 2709

23,00 €



roeko
GuttaFlow®2

Δύο σε ένα - Ρευστό σύστημα έμφραξης ριζικών σωλήνων χωρίς θέρμανση.

Συνδυάζει δύο προϊόντα σε ένα: γουταπέρκα σε σκόνη, με μέγεθος κόκκων μικρότερο των 30 μm και φύραμα.

- Χρόνος εργασίας: 10 λεπτά
- Χρόνος πήξης: 25-30 λεπτά



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
GuttaFlow® 2 Automix Standard Set 1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης και 1 μπλοκ ανάμειξης.	6002 6870
120,00 €	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
24 ρύγχη ανάμειξης για τη σύριγγα	6001 3719
34,00 €	

roeko
GuttaFlow®Bioseal

Πρωτοπόρο σύστημα έμφραξης των ριζικών σωλήνων με ψυχρή γουταπέρκα, 3 σε 1: γουταπέρκα, φύραμα, βιοκεραμικά.

- Χρόνος εργασίας: 5 λεπτά
- Χρόνος πήξης: 12-16 λεπτά



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης και 1 μπλοκ ανάμειξης	6001 9560
170,00 €	


AH - 26 Silver Free

Φύραμα για εμφράξεις ριζικών σωλήνων.

Εποξυ-αμινική ρητίνη με άριστη πρόσφυση στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
Σετ 8 g σκόνη, 10 g πάστα.	60621101	122,94 €
10 g πάστα	60620002	44,38 €


AH Plus - AH Plus jet

Φύραμα για εμφράξεις ριζικών σωλήνων σε μορφή πάστα / πάστα και σε σύριγγα.

Βασίζεται στη χημεία των εποξυ-αμιδικών ρητινών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
AH plus σετ, πάστα A 4 ml και πάστα B 4 ml	60620110	134,58 €
AH plus jet kit, 1 σύριγγα 15 g, 20 ρύγχη, 1 χαρτί ανάμειξης, οδηγός	60620115	125,91 €
AH plus jet, 2x σύριγγα 15 g	60620118	187,14 €
AH plus jet ρύγχη ανάμειξης	60620116	54,30 €





Endomethasone N

Φύραμα ιδανικό για μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων, με αντιφλεγμονώδη δράση.

Δεν περιέχει φορμαλδεΐδη στη χημική του σύσταση για την αποφυγή ακρορριζικών ερεθισμών και πιθανών αλλεργιών.

Είναι φύραμα οξειδίου του ψευδαργύρου κι ευγενόλης.

Διαθέτει αντιφλεγμονώδη δράση για την ελαχιστοποίηση του μετεμφρακτικού πόνου, σε συνδυασμό με την ευγενόλη και την ιωδιούχο θυμόλη.

Το ιξώδες του Endomethasone N προσαρμόζεται εύκολα για όλες τις τεχνικές έμφραξης ριζικών σωλήνων (θερμές και ψυχρές). Είναι ακτινοσκιερό και εξασφαλίζει τις βραχυπρόθεσμες και μακρόχρονιες επανεξετάσεις κατά την ενδοδοντική θεραπεία.

Λόγω της χημικής του σύστασης, το Endomethasone N επιτυγχάνει την απόλυτη απόφραξη σε υγρασία, βακτηριακή επιμόλυνση και μετεμφρακτική ευαισθησία.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1× 14 g φιαλίδιο σκόνης και 1 κουταλάκι μέτρησης

82,00 €

MANI

Spreader



Μήκος (L): 25 mm

Συσκευασία: 6 τεμ. το κουτί

Μέγεθος: 15, 20, 25, 30, 35, 40

Ασσορτί: 15 (1) ~ 40 (6)



9,41 €

MANI

Plugger



Μήκος (L): 25 mm

Συσκευασία: 6 τεμ. το κουτί

Μέγεθος: 15, 20, 25, 30, 35, 40

Ασσορτί: 15 (1) ~ 40 (6)



9,41 €

roeko

Spreader

Εργαλείο πλάγιας συμπύκνωσης γουταπέρκας.

Μεγέθη: 20, 30, 40, 50.



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

35,00 €

roeko

Plugger

Εργαλείο κάθετης συμπύκνωσης γουταπέρκας.

Μεγέθη: 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm 1,2 mm



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

24,00 €

Πιστόλι θερμοπλαστικής έμφραξης για την back-fill τεχνική έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Μηχανισμός περιστροφής 360° (πατέντα)**


Επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει την κατεύθυνση της βελόνας του πιστολιού οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό γίνεται, πιάνοντας απαλά το θάλαμο θέρμανσης (που είναι καλυμμένος με το προστατευτικό θερμότητας) και περιστρέφοντάς τον σε οποιαδήποτε επιθυμητή κατεύθυνση. Έτσι, επιτυγχάνεται ακρίβεια της διαδικασίας ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Επίσης, μειώνονται οι πιθανότητες θραύσης της βελόνας, καθώς και η κόπωση του χειριού.

- **Ο γρηγορότερος μηχανισμός θέρμανσης**

Χρειάζεται μόνο 23 δευτερόλεπτα έως τη μέγιστη θερμοκρασία των 200°C.

- **Προηγμένη προστασία του ασθενούς από τη θερμότητα**

Το *Gutta Easy* είναι το πρώτο σύστημα έμφραξης back-fill που εξασφαλίζει πλήρη θερμική προστασία για τον ασθενή. Η συσκευή έχει προστατευτικό κάλυμμα για τη θερμότητα που της επιτρέπει να αγγίζει τα χείλη του ασθενούς χωρίς να μεταφέρεται επιβλαβές ποσό θερμότητας. Ακόμα και στη μέγιστη θερμοκρασία των 200°C, το *Gutta Easy* παραμένει «δροσερό» για 3 λεπτά. Κατόπιν, θα είναι απλά «ζεστό» για άλλα 10-15 λεπτά, δίνοντας στο γιατρό άνεση εργασίας.





Gutta Easy

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρόνος λειτουργίας: 1 ώρα και 45 λεπτά
Θερμοκρασίες λειτουργίας: 160, 180, 200°C
Μπαταρία: Ιόν λιθίου, DC 3.7 V, 2.200 mAh
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες και 30 λεπτά
Είσοδος: 100~240 V AC/50~60 Hz
Έξοδος: 6 V DC, 2.5 A

Διαστάσεις/Βάρος

Πιστόλι: 160x125x33 mm / 200g
Βάση φόρτισης: 85x136x70 mm / 280g
Αντάπτορας: 200 g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει: 1 πιστόλι **Gutta Easy**, 3 βελόνες για το πιστόλι (δύο 23G/μία 25G), 1 βάση φόρτισης, 2 προστατευτικά από τη θερμότητα, 1 φιαλίδιο με 100 τεμάχια γουταπέρκας, 3 δακτυλίους τεφλόν για το έμβολο, 1 έμβολο, 1 πολυεργαλείο, 1 μεταλλικό στήριγμα για το πιστόλι, 1 βούρτσα καθαρισμού από τεφλόν, 1 καλώδιο AC, 1 αντάπτορα AC

750,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- Γουταπέρκα: Κουτί 100 τεμαχίων **20,00 €** 
- Προστατευτικό κάλυμμα για το πιστόλι: 5 τεμάχια **40,00 €** 
- Βελόνα πιστολιού 23 G: 6 τεμάχια **60,00 €** 
- Βελόνα πιστολιού 25 G: 6 τεμάχια **60,00 €** 
- Δακτύλιοι τεφλόν για το έμβολο: 15 τεμάχια **20,00 €** 
- Πολυεργαλείο **10,00 €** 
- Μπαταρία για το **Gutta Easy** **80,00 €**
- Αντάπτορας (6V DC/2.5A) **80,00 €**
- **Gutta Easy** βάση φόρτισης **250,00 €**



DX-Condenser

Σετ NiTi εργαλείων κάθετης συμπίκνωσης

Αποτελείται από:

- DX Condenser 35/70 (πράσινο, 0.35 mm NiTi άκρο και 0.7 mm άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι)
- DX Condenser 40/80 (μαύρο, 0.4 mm NiTi άκρο και 0.8 mm άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι)
- DX Condenser 50/100 (κίτρινο, 0.5 mm NiTi άκρο και 1.0 mm άκρο από ανοξείδωτο ατσάλι)



120,00 €


OrthoMTA

Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

Το OrthoMTA είναι ένα υλικό έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

Η σύνθεσή του έχει ως ενεργό συστατικό το συσσωμάτωμα τριοξειδίων μετάλλων μέσω μιας **εμβιο-κεραμικής διαδικασίας παρασκευής**.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο ακρορριζικό τριτημόριο
- Ρωγμές
- Διαχωρισμός ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα
- Εσωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ακρορριζιογένεση
- Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου
- Έμφραξη του ριζικού σωλήνα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική εμφρακτική ιδιότητα
- Αντιβακτηριδιακή δράση χάρη στο υψηλό αρχικό του pH (12,5) και τον ενταφιασμό των βακτηρίων μέσω της δημιουργίας C-S-H και υδροξυαπατίτη εντός των οδοντινοσωληναρίων
- Βιοσυμβατότητα με τους περιβάλλοντες ιστούς
- Καλή ακτινοσκοπιότητα
- Καθόλου βαρέα μέταλλα (Καθόλου CR6+, As, Ni, Fe)
- Καθόλου διαστολή (0,09%)
- Αρχική πήξη: 180 λεπτά
- Τελική πήξη: 360 λεπτά
- Εύκολες μέθοδοι χειρισμού
- Δυνατότητα επανάληψης θεραπείας
- Αποδεδειγμένο, αξιοσημείωτο ποσοστό μακροχρόνιας κλινικής επιτυχίας
- Χρώμα: λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

• Biofilling Starter Kit

Περιλαμβάνει:

- 1 μεταφορέα
- 1 συμπυκνωτήρα
- 2 συμπιεστήρες 21 mm
- 2 συμπιεστήρες 25 mm
- 1 ρίνη K
- 1 εργαλείο κάμψης βελόνων
- 1 έμβολο
- 4 φιαλίδια OrthoMTA 0,2g
- 3 άκρα βελόνας
- 3 μπατονέτες
- 2 αμπούλες απεσταγμένο νερό
- 3 ρητινώδη μπλοκ με ομοίωμα ριζικού σωλήνα για εξάσκηση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g

38,00 €

50 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g

320,00 €


Pluggers

Εργαλεία κάθετης συμπύκνωσης κατά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα.

Plugger OMP-02

Διάμετροι άκρων: 0,3 mm (NiTi) και 1,0 mm (ατσάλι)



Plugger OMP-03

Διάμετροι άκρων: 1,0 mm και 0,25 mm (ατσάλι)



Plugger OMP-04

Διάμετροι άκρων: 0,5 mm και 0,8 mm (ατσάλι)



Plugger OMP-05

Διάμετροι άκρων: 0,25 mm και 1,0 mm (ατσάλι)



ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ:

100,00 €


RetroMTA

Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και θεραπείας ζωντανού πολφού.

Το RetroMTA είναι ένα υδραυλικό βιοκεραμικό υλικό για επιδιόρθωση ρίζας και θεραπεία ζωντανού πολφού.

Το RetroMTA αποτελείται από μικρά, υδρόφιλα σωματίδια τα οποία πήζουν με την παρουσία νερού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Επιδιόρθωση διάτρησης στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας και μεσορριζικά
- Εξωτερική απορρόφηση ρίζας
- Ανάστροφη έμφραξη
- Αναφύτευση δοντιού
- Κάλυψη πολφού
- Πολφοτομή
- Πολφεκτομή
- Ουδέτερο στρώμα
- Υλικό βάσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική έμφραξη
- Εξαιρετική αντιβακτηριδιακή δράση: Το αρχικό του pH είναι 11,5 και την 4η εβδομάδα μειώνεται έως 7,8-8,0
- Γρήγορη πήξη σε 180 δευτερόλεπτα
- Αντοχή στη θλίψη που φθάνει τα 105 MPa
- Δεν αποχρωματίζει το δόντι
- Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα (καθόλου Cr, As, Ni, Bi, Fe, Cd)
- Μη κυτταροτοξικό
- Έχει καλή ακτινοακιερότητα
- Χρώμα λευκό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

2 κάψουλες των 0,3 g	32,00 €
8 κάψουλες των 0,3 g	96,00 €


Biodentine™

Βιοενεργό υποκατάστατο της οδοντίνης που τοποθετείται όπου εκείνη έχει καταστραφεί.

Το Biodentine™ είναι το μοναδικό υποκατάστατο οδοντίνης που βασίζεται στην Τεχνολογία του Ενεργού Βιοπυριτίου σχεδιασμένο να θεραπεύει την κατεστραμμένη οδοντίνη σε αποκαταστάσεις μύλης και ενδοδοντικές θεραπείες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Συσκευασία 5 καψουλών και 5 αμπούλων μονής δόσης	105,00 €
Συσκευασία 15 καψουλών και 15 αμπούλων μονής δόσης	270,00 €

Σύστημα μηχανοκίνητων εργαλείων για την εύκολη και αποτελεσματική αφαίρεση της έμφραξης γουταπέρκας από το ριζικό σωλήνα, σε 2 βήματα.

Το σύστημα αφαίρεσης γουταπέρκας GPR αποτελείται από:

• **2 μηχανοκίνητες ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι:**

- **1S**, μέγεθος 70 κωνικότητα 0,04
- **2S**, μέγεθος 50 κωνικότητα 0,04.

Χρησιμοποιούνται για το πρώτο βήμα κατά την αφαίρεση της γουταπέρκας.

• **2 μηχανοκίνητες ρίνες από NiTi:**

- **3N**, μέγεθος 40 κωνικότητα 0,04
- **4N**, μέγεθος 30 κωνικότητα 0,04

Χρησιμοποιούνται για το δεύτερο βήμα αφαίρεσης της γουταπέρκας.

Αυτές οι ρίνες NiTi έχουν θερμικά επεξεργασμένο άκρο εργασίας 5mm και χαρακτηρίζονται από υπερελαστικότητα και μνήμη σχήματος, γεγονός που αυξάνει την ευλυγισία τους και την αντίστασή τους στην κόπωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPR

- Δεν ασκεί πιέσεις, είναι ευκολόχρηστο
- Γρήγορη και δυναμική αφαίρεση
- Δεν χρειάζεται έλεγχο ροπής και αναστροφή
- Δεν χρειάζονται διαλυτικά
- Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα: $1000 \pm 500 \text{ min}^{-1}$

ΔΥΟ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1


Από τη μύλη έως το μέσο του ριζικού σωλήνα

- Επιλέξτε το 1S/#70 ή το 2S/#50 (εξαρτάται από το σχήμα του ριζικού σωλήνα)
- Τοποθετήστε τη ρίνη στην κορυφή της γουταπέρκας και περιστρέψτε απαλά
- Η πρώτη αύλακα δεσμεύει τη γουταπέρκα και η ρίνη προχωρά βαθύτερα
- Σταματήστε τη ρίνη 1-2 δευτερόλεπτα περίπου στο μέσο του σωλήνα (πριν τη καμπύλη)
- Μετακινήστε τη ρίνη με μια κίνηση έλξης και αφαιρέστε τα υπολείμματα

ΒΗΜΑ 2

Από το μέσο έως το ακρορριζικό τμήμα

- Επιλέξτε το 3N/#40 ή το 4N/#30 (εξαρτάται από την καμπύλη του ριζικού σωλήνα)
- Τοποθετήστε ένα ελαστικό στοπ για να ορίσετε το μήκος εργασίας έως 1-2 mm πριν το ακρορριζίο
- Σταματήστε τη ρίνη 1-2 δευτερόλεπτα στα 1-2 mm πριν το ακρορριζίο
- Μετακινήστε τη ρίνη με κίνηση έλξης και αφαιρέστε τα υπολείμματα γουταπέρκας



Θερμικά επεξεργασμένο άκρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΡΙΝΗΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1S	70	0,04	16 mm	4 τεμάχια	11,03 €
2S	50	0,04	18 mm	4 τεμάχια	11,03 €
3N	40	0,04	21 mm	4 τεμάχια	20,60 €
4N	30	0,04	21 mm	4 τεμάχια	20,60 €
Ασορτί συσκευασία	1 x #70, 1 x #50, 1 x #40, 1 x #30			4 τεμάχια	15,60 €

COLTENE HyFlex™ Remover


Μηχανοκίνητη ρίνη για την αφαίρεση της έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

- Μία ρίνη για την αφαίρεση του εμφρακτικού υλικού της ρίζας
- Σέβεται την ανατομία του ριζικού σωλήνα
- Αποτελεσματική χωρίς την ανάγκη διαλυτικού μέσου
- Ασφαλής χάρη στο μη κοπτικό άκρο
- Μέγεθος 30/.07
- Μέγιστη ροπή: 2,5 N.cm
- Ταχύτητα περιστροφής: 400-800 rpm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	60,00 €	ΚΩΔΙΚΟΣ
5 τεμάχια Remover File 30/.07 σε μήκος 19 mm		6002 3649
5 τεμάχια Remover File 30/.07 σε μήκος 23 mm		6002 3648


Cionit

Ενέσιμο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3 αμπούλες του 1 ml

30,00 €



NIPRO
Dental Needles

Βελόνες μιας χρήσης, αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου και σφραγισμένες με ετικέτα.

Διατίθενται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων στους εξής τύπους:

Πράσινη	30G 0,3 x 16 mm	παιδική
Πράσινη	30G 0,3 x 21 mm	για εμπότιση
Κίτρινη	27G 0,4 x 21 mm	για εμπότιση
Κίτρινη	27G 0,4 x 35 mm	για στελεχιαία

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΤΟ ΚΟΥΤΙ:
12,83 €
4+1
ΔΩΡΟ
roeko
Luna

Τολύπια βαμβακιού εξαιρετικά απορροφητικά.

No 1, 500 τεμ.	No 1, 1000 τεμ.	No 2, 500 τεμ.	No 2, 1000 τεμ.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
8,50 €	16,00 €	9,35 €	19,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ 500 ΤΕΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ 1.000 ΤΕΜ.
1	105 001	104 001
2	105 002	104 002
3	105 003	104 003


PERFECTO
Perfecto Rolls

Πολύ απορροφητικά τολύπια βαμβακιού.

Κατασκευάζονται από αγνό, μη χλωριωμένο βαμβάκι μακριάς ίνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	6,00 €	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
No 1 Ø 8 mm		300 g
No 2 Ø 10 mm		300 g
No 3 Ø 12 mm		300 g



roeko

Cotton Pellets

Στρογγυλά βύσματα βαμβακιού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
000	3.0	1.5 g	210 000	22,00 €
00	4.0	4.0 g	210 100	25,00 €
0	4.8	4.0 g	210 110	20,00 €
1	6.3	10.0 g	210 111	19,00 €
2	7.6	10.0 g	210 112	17,00 €



roeko

Steri-Quick

Αποστειρωμένα καλύμματα.

Κατασκευάζονται από φύλλο πολυαιθυλενίου με επικάλυψη απορροφητικής κυτταρίνης.

Κάθε Steri-Quick είναι ατομικά συσκευασμένο και αποστειρωμένο.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
350 x 500 mm	80 τεμ.	671 100	85,00 €
500 x 700 mm	50 τεμ.	671 101	75,00 €
700 x 1000 mm	25 τεμ.	671 102	65,00 €



HuFriedyGroup

Τυπικά χειρουργικά πεδία

Τα πεδία από μη υφασμένο υλικό (NWF) δύο στρώσεων διαθέτουν μία απορροφητική και μία αδιάβροχη στρώση. Έτσι εξασφαλίζουν ταχεία απορρόφηση των σωματικών υγρών η οποία δεν γίνεται σε βάρος της δομής και της αδιαπερατότητας της αδιάβροχης στρώσης.



Surgical Line



12.T1387.00	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x50 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	125 τεμάχια	130,00 €
12.T1386.00	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x75 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	100 τεμάχια	135,00 €
12.T1354.00	Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 75x90 cm	NWF + πολυαιθυλένιο	Γαλάζιο	50 τεμάχια	108,00 €


Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης.

Είναι αποστειρωμένα και ατομικά συσκευασμένα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ				
ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
ø 2,5 mm	ø 6,5 mm	20 τεμ. *	462 025	45,00 €
ø 4,8 mm			462 048	45,00 €
ø 2,5 mm		100 τεμ. **	462 026	180,00 €
ø 4,8 mm			462 049	180,00 €


* συμμ. 1 διπλός αντάπτορας

** συμμ. 5 διπλοί αντάπτορες για προσαρμογή σε υποδοχές ø 11mm και ø 16mm



Τα ρύγχη αναρρόφησης μίας χρήσης για χειρουργικούς αναρροφητήρες της Omnia είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό ιατρικού βαθμού.

32.F6565.00	Αποστειρωμένο ρύγχος αναρρόφησης Omniaurg (κάθε πακέτο περιέχει 1 προσαρμογέα Adat. 08) (μήκος ρύγχους: 20 cm)	PVC	20 τεμ.	29,00 €



Μικροχειρουργικά ρύγχη αναρρόφησης.

Το εξαιρετικά λεπτό άνοιγμα ø 1,2mm καθιστά το Surgitip – micro ιδανικό για χρήση όταν ο οδοντίατρος εργάζεται με μικροσκόπιο ή μεγεθυντικούς φακούς.

Είναι αποστειρωμένα και ατομικά συσκευασμένα.

56,05 €				
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ				
ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	
ø 1,2 mm	ø 6,5 mm	20 τεμ. *	462 012	

* συμμ. 1 διπλός αντάπτορας



Endo Pro 8/ Endo Pro 12 with Sterimeter

Θήκες για 8 & για 12 εργαλεία ενδοδοντίας.

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και τεφλόν.

Έχουν χάρακα στο εσωτερικό τους για μέτρηση του μήκους των εργαλείων ενδοδοντίας.

Επίσης, έχουν εξωτερικά αρίθμηση και ένα δρομέα σιλικόνης που μετακινείται με το χέρι και δείχνει πόσες φορές έχει αποστειρωθεί το περιεχόμενο της θήκης.

Μπορούν να καθαριστούν σε λουτρό υπερήχων και να αποστειρωθούν με κάθε τρόπο.

Το καπάκι τους κουμπώνει μόνο του.

Διατίθενται σε:			
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Endo Pro8 8 θέσεων	63,04 €	7,7 x 5,8 x 2 cm	182350
Endo Pro12 12 θέσεων	63,04 €	9,2 x 5,8 x 2 cm	182360



Endo Star

Θήκες από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη για εργαλεία ενδοδοντίας και φρέζες.

Συγκρατούν εργαλεία ενδοδοντίας κλασικά και Νικελίου-Τιτανίου, καθώς επίσης και φρέζες αερότορ και μικρομότορ.

Έχουν χάρακα για μέτρηση του μήκους των εργαλείων ενδοδοντίας.

Επίσης, έχουν εξωτερικά αρίθμηση και ένα δρομέα σιλικόνης που μετακινείται με το χέρι και δείχνει πόσες φορές έχει αποστειρωθεί το περιεχόμενο της θήκης.

Μπορούν να καθαριστούν σε λουτρό υπερήχων και να αποστειρωθούν με κάθε τρόπο.

Διατίθενται σε:			
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Endo Star 8 θέσεων	63,04 €	7,3 x 2,5 x 5 cm	182170
Endo Star 12 θέσεων	74,52 €	9,4 x 2,5 x 5 cm	182180



Endo Flash

Θήκες από τεφλόν και ανοξείδωτο ατσάλι για εργαλεία ενδοδοντίας.

Έχουν εξωτερικά αρίθμηση και ένα δρομέα σιλικόνης που μετακινείται με το χέρι και δείχνει πόσες φορές έχει αποστειρωθεί το περιεχόμενο της θήκης.

Μπορούν να καθαριστούν σε λουτρό υπερήχων και να αποστειρωθούν με κάθε τρόπο.

Διατίθενται σε:			
		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Endo Flash 8 θέσεων	40,12 €	7,3 x 1,3 x 5 cm	182108
Endo Flash 12 θέσεων	40,12 €	9 x 1,3 x 5 cm	182112
Κέρσopes	7,22 €	(Σετ των 12 για κάθε χρώμα) 2 3 4 5	182370



Ξ NICHROMINOX Mini Endo

Θήκη για 60 εργαλεία ενδοδοντίας με 4 κυπελάκια για κώνους χάρτου ή γουταπέρκας.

Κατασκευάζεται από ανοδιωμένο αλουμίνιο και διατίθεται στα χρώματα:


1 2 3 4

Δεν μπαίνει σε λουτρό υπερήχων.

Διαστάσεις: 14 x 5,5 x 5 cm

Κωδ. 180 193

85,98 €



Ξ NICHROMINOX Mini Endo with Clean Gripp

Θήκη από ανοδιωμένο αλουμίνιο για εργαλεία ενδοδοντίας, με τμήμα καθαρισμού των εργαλείων.

Έχει 36 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας, 3 πλαστικά κύπελλα αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο, 1 τμήμα για καθαρισμό των εργαλείων με υφασμάτινο κάλυμμα.

Δεν μπαίνει σε λουτρό υπερήχων.

Διατίθεται στα χρώματα: 1 2 3 4

Διαστάσεις: 14 x 5,5 x 5 cm

Κωδ. 180 192

90,00 €



Ξ NICHROMINOX Endo Total

Θήκη από ανοδιωμένο αλουμίνιο για εργαλεία και υλικά ενδοδοντίας.

Διατίθεται στα χρώματα: 1 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Περιλαμβάνει: 30 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας, 6 κύπελλα για κώνους γουταπέρκας, 1 δοχείο για απολύμανση με υφασμάτινο κάλυμμα, 1 χάρακα για τη μέτρηση του μήκους των εργαλείων, 5 θέσεις για φρέζες και 1 θέση για βύσματα βαμβακιού.	12 x 9 x 6 cm	180 196 106,27 €

Δεν μπαίνει σε λουτρό υπερήχων.



NICHROMINOX Endo Cassettes

Εργονομικές θήκες εργαλείων ενδοδοντίας από ανοξείδωτο ατσάλι, με ένθετο τεφλόν.

134 °C
111

Διάτρητες θήκες από ανοξείδωτο ατσάλι με ένθετο τεφλόν, χάρακα και καπάκι με κλείδωμα.

Περιλαμβάνουν σιλικονούχο κέρσορα για μέτρηση του αριθμού αποστείρωσης των εργαλείων.

Μπαίνουν σε λουτρό υπερήχων.

Διατίθενται:

ENDO CASSETTE 1

με 16 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας

Διαστάσεις: 3,5 x 3,9 x 5 cm

Κωδ. 182 151

70,00 €

ENDO CASSETTE 2

με 32 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας

Διαστάσεις: 6,5 x 4,3 x 5 cm

Κωδ. 182 150

90,00 €



NICHROMINOX Endo Eco

Μεγάλου μεγέθους θήκη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για εργαλεία και υλικά ενδοδοντίας.

134 °C
111

Έχει 180 θέσεις για ενδοδοντικά εργαλεία και 8 πλαστικά κύπελλα αποστείρωσιμα στο αυτόκαυστο.

Δεν μπαίνει σε λουτρό υπερήχων.

Χρώματα: 1 2 3 4 5

Διαστάσεις: 22 x 10,5 x 5 cm

Κωδ. 180 195

180,00 €





220,00 €

Ένα πλήρες σύστημα για την ανασύσταση κατεστραμμένου δοντιού, με τοποθέτηση άξονα και κατασκευή κολοβώματος.

Περιλαμβάνει:



- LuxaPost (Άξονες υαλονημάτων προσιλανιομένοι)

- 5 άξονες $\varnothing 1,25$ mm
- 1 τρύπανο $\varnothing 1,25$ mm



- LuxaBond - Total Etch (Συγκολλητικός παράγοντας διπλού πολυμερισμού)

- 1 φιαλίδιο των 5 ml Pre-Bond
- 1 φιαλίδιο των 5 ml Bond A
- 1 φιαλίδιο των 5 ml Bond B



- LuxaCore Z-Dual (Διπλού πολυμερισμού ρητίνη κατασκευής κολοβωμάτων με οξείδιο του ζirkονίου και νανοτεχνολογία)

- 1 σύριγγα Smartmix των 9 g πάστα απόχρωσης A3
- 10 άκρα Smartmix
- 10 άκρα Endo

- Αδροποιιπτικό ζελέ

- 1 σύριγγα των 2 ml αδροποιιπτικό ζελέ μεσαίου ιξώδους και 3 άκρα για τη σύριγγα

- 25 πινέλα Endo κόκκινα


- 25 πινέλα Endo μαύρα

- 1 παλέτα ανάμειξης

- DVD: Περιέχει βίντεο εφαρμογής των προϊόντων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΝΩΝ NiTi

HyFlex™ CM & EDM



Μένει σταθερά στην πορεία του

 **COLTENE**

 **COLTENE**



Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.

Κεντρικά γραφεία

Μεσογείων 348, 153 41
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

☎ 210 65 41 340

☎ 210 65 41 618

✉ info@vitsaropoulos.gr

Υποκατάστημα

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή

☎ 210 77 95 747

🌐 vitsaropoulos.gr

f facebook.com/vitsaropoulos

